



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

French Pattern I.M.A 胸骨開胸器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



French Pattern I.M.A 胸骨開胸器

SKU RM-FPIMASR-429-1

\$429 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	メインスライディングトラックフレームレール	胸部構造をガイドし拡張させるために設計された横型シャシー
1	幅広胸骨ブレードコンポーネント	胸骨への圧力を分散させる 100 mm × 20 mm の滑らかなフラットパドル
2	非対称胸骨爪ブレード	28 mmまたは32 mmの爪の深さを持つデュアル曲線トラクションフック
3	専用テンションブレードスクリューロック	各ブレードを固定するために取り付けられた独立したロック機構
2	人間工学的開胸鉗子アーム	滑らかな外周を持つ軽量で流線型のハンドルビーム
1	保護用収納ケース	標準輸送用パッケージ

製品詳細

French Pattern I.M.A 胸骨開胸器は、冠動脈バイパス術における内胸動脈（IMA / LIMA）採取時に、片側の胸骨挙上と広範な術野確保を目的に設計された最高級の心臓胸部外科用レトラクターシステムです。非対称のマルチブレードシャシーを採用したこの器具は、術者が一方の胸骨縁を持ち上げながら、反対側に安定したカウンター・トラクションをかけることを可能にし、内胸血管床に沿って鮮明な視界を確保します。

臨床フレームワーク仕様に基づいて構築されたこの French Pattern I.M.A 胸骨開胸器コンプリートセット（\$429）は、滑らかな外周を持つ人間工学に基づいた開胸アームと、頑丈なメインスライディングトラックフレームレールを特徴としています。最高品質の外科プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされた主要な幅広胸骨ブレードのフットプリントは 100 mm × 20 mm（幅20 mm × 長さ100 mm）で、挙上力を胸骨に対して均等に分散させます。システムには、28 mmまたは32 mmの構成を持つモジュール式の深さの異なる2つの非対称胸骨爪ブレードが含まれており、それぞれが専用

のテンションブレードスクリューロックによって確実に固定され、揺るぎない安定性を保証します。

反射防止サテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製の French Pattern I.M.A 胸骨開胸器は、病院での繰り返しのオートクレーブサイクルに耐えるよう製造されており、世界中の心臓外科、心臓センター、胸部手術室に優れた機械的安定性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)