



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Mercedes Torasik Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Mercedes Torasik Ekartör

SKU RM-MTR-SERIES-1

\$329 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Sağlam Yarım Daire İz Taban Çerçevesi	Mekanik tork sağlayan bileşik etkili tertibat
4 (2 Çift)	Sökülebilir Kanca Benzeri Yanal Kanatlar	2 çift değiştirilebilir pencereli kanat (48×68 mm veya 70×75 mm)
1	Merkezi Vida Ayar Dişlisi	Konfigürasyonları sabitlemek ve el yorgunluğunu sınırlamak için manuel kilitleme mekanizması
2	Ergonomik Ekartör Pens Kolları	Pürüzsüz dış kenarlarla tasarlanmış hafif sap çerçeveleri
1	Koruyucu Saklama / Kutu	Standart nakliye ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Mercedes Torasik Ekartör, majör kardiyak, pulmoner ve torasik travma prosedürleri sırasında geniş, çok yönlü göğüs duvarı ve kaburga distraksiyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış birinci sınıf bileşik etkili bir kardiyotorasik cerrahi ekartördür. Anatomik yarım daire izli çerçeve ile tasarlanan bu alet, cerrahların komşu kaburgalar ve sternal kenarlar boyunca önemli ölçüde mekanik tork uygulamasını sağlayarak, lokalize kemik ezilmesine neden olmadan derin mediastinal ve plevral boşluklara geniş bir görsel koridor oluşturur.

Ağır klinik taleplere dayanacak şekilde üretilen bu Mercedes Torasik Ekartör serisi, 240 mm'lik geniş bir maksimum iz açıklığına kadar uzanır. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen modüler kanat sistemi iki seçilebilir boyut sunar: Opsiyon A (\$329), standart torasik açıklıklar için 48 mm × 68 mm pencereli yanıl kanatlara sahiptir ve Opsiyon B (\$349), derin, hacimli göğüs duvarları için 70 mm × 75 mm pencereli yanıl kanatlara sahiptir. Set, kaymayı önlemek için kavisli kenarlı 4 adet sökülebilir kanca benzeri yanıl kanat (2 çift) içerir ve manuel el yorgunluğunu azaltmak için çerçeve konumunu rijit bir şekilde

kilitleyen merkezi bir vida ayar dişlisi tarafından yönetilir.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Mercedes Torasik Ekartör'ü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmekte; dünya çapındaki kardiyovasküler ameliyathanelere, torasik travma ünitelerine ve transplantasyon sütlerine sarsılmaz yapısal güvenilirlik, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sağlamaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest