



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Vascular Lobster Expandido

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Vascular Lobster Expandido

SKU RM-EVLR-1

\$2,999 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
6	Grampo do Afastador Lobster	—
1	Braçadeira de Mesa Lobster com Poste Vertical e Acoplador de Estrutura	—
1	Braço de Extensão Articulado Lobster	—
1	Estrutura Lobster	—
2	Afastador Giratório Lobster Mayo	2¾" × 2"
1	Afastador Giratório Lobster Mayo	3½" × 2"
1	Afastador Giratório Lobster Deaver	2¾" × 4½"
1	Afastador Lobster Harrington Sweetheart	2" × 5"
1	Afastador Giratório Maleável Lobster (Perfurado)	2" × 6½"
1	Afastador Giratório Maleável Lobster (Perfurado)	3" × 6½"
1	Afastador Giratório Lobster Fence	4" × 6"
2	Afastador Giratório Renal Lobster	1" × 6"

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Afastador Giratório Esplâncnico Lobster	2" x 4½"
1	Afastador Giratório Esplâncnico Lobster	2" x 6"
1	Caixa de Esterilização	—

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Vascular Lobster Expandido é um afastador autoestático de longo alcance montado em mesa, projetado para atender aos rigorosos requisitos de visualização de reconstruções vasculares complexas. Ao combinar um braço de extensão articulado com uma estrutura Lobster rígida e um acoplador de poste de mesa, este sistema oferece um alcance inigualável em campos retroperitoneais profundos, eliminando a fadiga do assistente cirúrgico.

Projetado para exposição complicada de vasos aórticos e periféricos, a configuração do Afastador Vascular Lobster Expandido incorpora seis grampos deslizantes de travamento rápido e um conjunto expandido de 12 lâminas giratórias. O complemento inclui lâminas Renais estreitas duplas, múltiplos afastadores Esplâncnicos viscerais profundos, lâminas de proteção largas (Fence), Harrington Sweethearts, Deaver, Mayo e fitas maleáveis perfuradas dobráveis que giram 360 graus para se conformarem de forma atraumática às margens vasculares.

Usinado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico e ligas de alta resistência com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Afastador Vascular Lobster Expandido completo não estéril e totalmente autoclavável em uma caixa de esterilização robusta e organizada, proporcionando às equipes cirúrgicas a máxima versatilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest