



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de lifting coronal Yancoskie

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur de lifting coronal Yancoskie

SKU RM-YCLR-9IN-1

\$119 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Yancoskie Coronal Lift Retractor	Longueur totale de 9" (22.9 cm), râteau de 150 mm de large, 6 griffes pointues d'équilibrage	\$119
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$119

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de lifting coronal Yancoskie est un écarteur spécialisé pour la chirurgie plastique et esthétique faciale, conçu spécifiquement pour assurer une élévation sûre et étendue du lambeau du cuir chevelu lors des liftings coronaux du front, du rajeunissement frontal sous-galéal et des reconstructions fronto-orbitales. Conçu avec une tête de râteau extra-large, cet instrument permet aux chirurgiens d'appliquer une contre-traction manuelle uniforme sur le calvarium, soulevant proprement le lambeau du cuir chevelu tout en protégeant les faisceaux neurovasculaires supra-orbitaires et supratrochléaires contre les traumatismes par écrasement.

Conçu pour résister à des cycles de stérilisation en autoclave à haute fréquence sans dégradation structurelle, cette configuration de l'écarteur de lifting coronal Yancoskie présente une longueur totale d'outil de 9 inches (22.9 cm, \$119). Fabriqué à la main à partir d'un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la largeur de travail active intègre une interface à griffes de 150 mm de large. L'architecture des griffes présente une disposition à extrémité unique intégrant 6 griffes pointues d'équilibrage spécifiquement inclinées pour saisir fermement le tissu galéal dense sans glisser ni perforer la surface cutanée. Son ensemble de poignée allongée offre aux assistants opératoires un levier manuel sans fatigue.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de lifting coronal Yancoskie pour respecter des normes cliniques strictes sous un éclairage chirurgical de haute intensité, offrant aux cliniques de chirurgie plastique esthétique, aux blocs de reconstruction faciale et aux salles de chirurgie

cranio-faciale du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest