



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur d'échancrure sigmoïde avec guide de fibre
optique

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur d'échancrure sigmoïde avec guide de fibre optique

SKU RM-SNRFOG-22-1

\$139 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Écarteur d'échancrure sigmoïde avec guide de fibre optique	Longueur 22 cm, lame 9.5 / 16 mm, canal pour fibre optique
1	Adaptateur de câble de lumière universel	Se connecte aux câbles de fibre optique standard de bloc opératoire
1	Étui / Boîte de protection	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur d'échancrure sigmoïde avec guide de fibre optique est un écarteur chirurgical buccal et maxillofacial éclairé de premier plan, conçu spécifiquement pour combiner la protection osseuse et un éclairage optique direct et sans ombre le long de la partie supérieure de la branche mandibulaire. Conçu pour s'accrocher sur l'échancrure sigmoïde, cet instrument dirige une lumière de haute intensité dans les couloirs profonds infratemporaux et submassétériques, permettant aux chirurgiens d'exécuter des coupes d'ostéotomie verticale en toute confiance anatomique.

Conçu pour offrir un équilibre optimal entre l'accès et le contrôle manuel, cette configuration de l'écarteur d'échancrure sigmoïde avec guide de fibre optique présente une longueur totale de 22 cm (\$139). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), le profil de la lame de travail intègre une disposition concave de 9.5 mm / 16 mm présentant une géométrie de pointe entièrement recourbée qui s'ancre fermement sur l'os cortical. L'ensemble d'éclairage intégré dispose d'un canal de guidage par fibre optique avec un connecteur universel compatible avec les sources lumineuses standard de bloc opératoire (Storz, Olympus, Wolf, ACMI), éliminant les zones d'ombre dans les champs intra-oraux profonds.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet sur les surfaces métalliques, Retractor Maker produit l'écarteur d'échancrure sigmoïde avec guide de fibre optique pour résister aux protocoles de stérilisation en autoclave à haute fréquence, offrant aux blocs de chirurgie orthognathique, traumatologique et craniofaciale du monde entier une clarté optique exceptionnelle, une rigidité structurelle et une durabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest