



# RETRACTOR MAKER

## БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Распаторы типа «Кобра» расширенные (Flared Cobra Retractors)

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Распаторы типа «Кобра» расширенные (Flared Cobra Retractors)

**SKU** RM-FCR-15-1

**\$69 USD**

### ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

| РАЗМЕР / ВАРИАНТ                             | SKU / ДЕТАЛИ  | ЦЕНА (USD) |
|----------------------------------------------|---------------|------------|
| Левосторонний — одинарный зубец, 15" (38 cm) | RM-FCR-15-1-1 | \$69       |
| Левосторонний — двойной зубец, 15" (38 cm)   | RM-FCR-15-1-2 | \$69       |
| Правосторонний — Однозубый, 15" (38 cm)      | RM-FCR-15-1-3 | \$69       |
| Правосторонний — Двухзубый, 15" (38 cm)      | RM-FCR-15-1-4 | \$69       |

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Расширенные ретракторы Flared Cobra Retractors — это специализированные ортопедические инструменты, созданные для создания мощного рычажного усилия на кость и обширного разведения мягких тканей во время первичного и ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава. Благодаря широкой расширенной рабочей части с плавным изгибом назад, эти ретракторы позволяют смещать большие массивы ягодичных мышц и мышц бедра в сторону от операционного доступа, не вызывая контузии тканей.

Серия Flared Cobra Retractors, предназначенная для работы в глубоких отделах таза и суставов, имеет единую общую длину 15 inches (38 cm, \$69), что позволяет рукам ассистента находиться на безопасном расстоянии от операционного поля. Хирурги могут выбрать конфигурацию инструмента в зависимости от направления — левостороннюю или правостороннюю ориентацию — в сочетании с типом наконечника: одинарным зубцом для точечной фиксации на кости или двойным зубцом для сбалансированной двухточечной стабильности вдоль края вертлужной впадины.

Изготовленные из высококачественной хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, ретракторы производства Retractor Maker выдерживают высокие механические нагрузки и многократные циклы автоклавирования, обеспечивая исключительную долговечность и эффективность для операционных бригад по всему миру.



## БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

### КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Веб-сайты

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest