



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Jolls Friedman Self Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширите ль Jolls Friedman Self Retaining Retractor

SKU RM-JFSRR-1

\$94 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ранорасширитель Jolls Friedman Self Retaining Retractor	Размеры / Детали: длина 6" (15.24 cm), окончатые изогнутые бранши, винтовой замок	\$94
Защитный чехол / коробка	Размеры / Детали: индивидуальная транспортная упаковка	\$94

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Jolls Friedman Self Retaining Retractor — это специализированный эндокринный и цервикальный хирургический инструмент, разработанный специально для обеспечения непрерывного разведения мягких тканей и мышц шеи при операциях на щитовидной и паращитовидных железах. Благодаря анатомическому изгибу, повторяющему контуры передней части шеи, этот инструмент поддерживает широкое операционное окно без необходимости ручного удержания ассистентом, не загромождая при этом операционное поле.

Изготовленная в соответствии с клиническими стандартами, данная конфигурация Jolls Friedman Self Retaining Retractor имеет общую длину 6" (15.24 cm, \$94). Рабочие части оснащены анатомически изогнутыми браншами с гладкими окончатыми поверхностями, которые надежно удерживают грудино-ключично-сосцевидную и грудино-подъязычные мышцы без раздавливания мышечных волокон. Базовая механическая система винтовой фиксации позволяет точно регулировать степень натяжения, надежно фиксируя бранши под нагрузкой без риска соскальзывания.

Изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали хирургического класса с антибликовым матовым покрытием, Retractor Maker производит Jolls Friedman Self Retaining Retractor с учетом многократных циклов автоклавирования, обеспечивая командам эндокринных хирургов,

ЛОР-врачей и общих хирургов по всему миру исключительную долговечность, коррозионную стойкость и полную клиническую надежность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest