



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Miller Rake

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Miller Rake

SKU RM-MRR-514-1

\$39 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Perfil de puntas romas	Dimensiones / Detalles: 5 ¼" de longitud, 15 mm de ancho, 9 dientes romos · Función clínica principal: Elevación segura de colgajos cutáneos sin riesgo de punción · Precio (USD): \$39.00
1	Perfil de puntas agudas	Dimensiones / Detalles: 5 ¼" de longitud, 15 mm de ancho, 9 dientes agudos · Función clínica principal: Sujeción segura y antideslizante en dermis densa y fascia fibrosa · Precio (USD): \$39.00
1	Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de transporte estándar · Función clínica principal: — · Precio (USD): Incluido

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador Miller Rake es un retractor manual especializado para dermatología y cirugía plástica, diseñado específicamente para proporcionar una elevación amplia y antideslizante de colgajos de piel y exposición del tejido subcutáneo. Diseñado con un cabezal expansivo de 9 dientes, este instrumento permite a los cirujanos aplicar una contracción manual uniforme a través de planos cutáneos y subcutáneos sin causar desgarros dérmicos focales o isquemia marginal.

Construido en una configuración de tamaño estándar para optimizar la destreza manual, esta versión del Miller Rake presenta una longitud total de 5 ¼ pulgadas (13.3 cm) junto con un ancho de extremo de trabajo de 15.0 mm (\$39). Forjado artesanalmente en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento incorpora una disposición densa de 9 dientes tipo rastrillo personalizables en dos perfiles de punta distintos: puntas romas para una manipulación segura del tejido minimizando el trauma, o puntas agudas para

un enganche firme y fiable en planos fibrosos densos. El mango plano ergonómico garantiza un control sin fatiga para los asistentes quirúrgicos.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el separador Miller Rake para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los centros de cirugía estética, plástica y reconstructiva de todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y total confiabilidad en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest