



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Hohmann Retractor Square End

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hohmann Retractor Square End

SKU RM-HRSE-1

\$74 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
8 ½" (21.59 cm) — Gebogenes Blatt mit quadratischem distalem Ende	RM-HRSE-1-1	\$74
9 ½" (24.13 cm) — Gebogenes Blatt mit quadratischem distalem Ende	RM-HRSE-1-2	\$79

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Hohmann Retractor Square End ist ein spezialisiertes orthopädisches chirurgisches Instrument, das gezielt für eine stabile, breite Hebelwirkung am Knochen und die Weichteilverdrängung bei Gelenkarthroplastiken und Frakturversorgungen an Röhrenknochen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem markanten, quadratischen distalen Ende, verteilt dieser Retraktor die Gegenzugkräfte über eine breite kortikale Kontaktfläche, wodurch punktuelle Knochendeformationen oder ein Abrutschen auf flachen Knochenebenen verhindert werden.

Dieses Modell des Hohmann Retractor Square End wurde für die zuverlässige Freilegung von Gelenkspalten konzipiert und ist in zwei Gesamtlängen verfügbar: Eine 8 ½-Zoll (21.59 cm) Konfiguration (\$74) für Standardzugänge und eine verlängerte 9 ½-Zoll (24.13 cm) Variante (\$79) für tiefere Operationsfelder. Das quadratisch abschließende Blatt sitzt fest auf dem femoralen oder tibialen Kortex auf, was es dem chirurgischen Assistenten ermöglicht, schwere Muskelschichten mit minimalem Kraftaufwand anzuheben und gleichzeitig einen klaren, statischen Sichtkorridor zu erhalten.

Geschmiedet aus hochwertigem medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien, satinierten Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Hohmann Retractor Square End so, dass er hohen mechanischen Belastungen und wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Dies bietet orthopädischen Chirurgiezentren weltweit klinische Langlebigkeit, hohe Korrosionsbeständigkeit und absolute Zuverlässigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest