



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Lukens Trakeal Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Lukens Trakeal Ekartör

SKU RM-LTR-634-1

\$79 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Lukens Trakeal Ekartör	Boyutlar / Detaylar: 6 ¾" (17.1 cm) uzunluk, 10 mm kavisli ve 7 mm açılı çift uç · Dahil Olan Miktar: 1	\$79
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$79

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Lukens Trakeal Ekartör, trakeostomi ve servikal prosedürler sırasında güvenli, atravmatik yumuşak doku deplasmanı ve trakeal kıkırdak stabilizasyonu sağlamak için özel olarak tasarlanmış çift uçlu bir hava yolu cerrahi ekartördür. Merkezi bir sapın zıt uçlarında kontrast oluşturan asimetrik uçlarla tasarlanan bu alet, cerrahi ekiplerin alet değiştirmeye gerek kalmadan geniş pretrakeal kas tutma ve hassas kıkırdak elevasyonu arasında zahmetsizce geçiş yapmasını sağlar.

Klinik standartlara uygun olarak üretilen bu Lukens Trakeal Ekartör konfigürasyonu, 6 ¾ inç (17.1 cm) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf cerrahi sınıf Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen alet, geniş yumuşak doku deplasmanı için 10 mm genişliğinde Kavisli Uç ve hedeflenen trakeal halka elevasyonu için 7 mm genişliğinde Açılı Uç içeren çift uçlu bir bıçak profiline sahiptir. Merkezi ergonomik sap, müdahale boyunca cerrahi asistanlarına sabit manuel karşı traksiyon ve azaltılmış el yorgunluğu sağlar.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Lukens Trakeal Ekartör'ü hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir; dünya çapındaki KBB cerrahi ünitelerine, travma merkezlerine ve acil servislere olağanüstü dayanıklılık, korozyon direnci ve tam otoklavlanabilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest