



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Sistema de Acesso Cirúrgico Lombar Anterior Phantom
AL

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Sistema de Acesso Cirúrgico Lombar Anterior Phantom AL

SKU RM-PAL-1

\$3,999 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
4	Lâmina 25 x 60 mm	Lâmina retratora para profundidade rasa
4	Lâmina 25 x 80 mm	Lâmina retratora para profundidade média-rasa
4	Lâmina 25 x 100 mm	Lâmina retratora para profundidade intermediária
4	Lâmina 25 x 120 mm	Lâmina retratora para profundidade padrão
4	Lâmina 25 x 140 mm	Lâmina retratora para profundidade estendida
4	Lâmina 25 x 160 mm	Lâmina retratora para corredor cirúrgico profundo
4	Lâmina 25 x 180 mm	Lâmina retratora para corredor cirúrgico extraprofundo
4	Lâmina 25 x 200 mm	Lâmina retratora de alcance máximo
1	Anel Retrator	Estrutura circular central de 300 mm de diâmetro para o retrator
2	Barra de Extensão	Estende ou posiciona o conjunto da estrutura do retrator
6	Grampo de Anel	Fixa suportes e componentes ao anel do retrator
6	Suporte de Lâmina Pivotante	Fornece montagem ajustável da lâmina no anel

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Chave Sextavada	Chave manual de 225 mm para ajuste e montagem da estrutura
2	Braço com Suporte de Anel	Suporta e conecta o anel do retrator aos suportes de mesa
2	Grampo de Mesa Rotativo	Ancora a estrutura de suporte aos trilhos laterais da mesa cirúrgica
1	Ferramenta Driver Sextavada	Ferramenta driver especializada para ajuste do sistema
1	Caixa de Esterilização	Contêiner de armazenamento em alumínio perfurado para reprocessamento

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Sistema de Acesso Cirúrgico Lombar Anterior Phantom AL é uma plataforma especializada de retração cirúrgica ancorada à mesa, projetada para atender aos exigentes requisitos de visualização da fusão intersomática lombar anterior (ALIF) e reconstruções retroperitoneais. Ao fixar-se diretamente em ambos os trilhos laterais da mesa cirúrgica através de grampos rotativos duplos, este sistema estabelece um perímetro rígido de 360 graus que protege os grandes vasos e as vísceras abdominais sem a fadiga do assistente.

Construído para acomodar anatomias variadas de pacientes e corredores retroperitoneais profundos, o Sistema de Acesso Cirúrgico Lombar Anterior Phantom AL utiliza um anel retrator circular de 300 mm de diâmetro, duas barras de extensão estruturais, dois braços de suporte para o suporte do anel e seis grampos de anel de travamento rápido. O sistema inclui 32 lâminas retratoras especializadas de 25 mm de largura que abrangem oito profundidades, de 60 mm até um alcance estendido de 200 mm, todas controladas por seis suportes de lâmina pivotantes multieixos que permitem angulação microajustável das lâminas.

Usinado com precisão a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) e liga de alumínio de alta resistência com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o sistema completo Phantom AL não estéril e totalmente autoclavável dentro de um contêiner de esterilização de alumínio reforçado com suportes organizadores personalizados.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest