



# RETRACTOR MAKER

## 製品パンフレット

Perkins 自動開創器

### CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Perkins 自動開創器

SKU RM-PSRR-99-1

**\$99 USD**

### 利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                   | SKU / 詳細       | 価格 (USD) |
|-------------------------------|----------------|----------|
| 標準型ソリッドブロングパターン — 13 cm, 左右兼用 | RM-PSRR-99-1-1 | \$99     |
| 2爪 & 鋭弁 — 11 cm               | RM-PSRR-99-1-2 | \$99     |
| 2爪 & 鋭弁 — 13 cm               | RM-PSRR-99-1-3 | \$99     |
| 3爪 & 鋭ブレード — 11 cm            | RM-PSRR-99-1-4 | \$99     |
| 3爪 & 鋭ブレード — 13 cm            | RM-PSRR-99-1-5 | \$99     |
| 有窓曲ブレード — 13 cm、左または右         | RM-PSRR-99-1-6 | \$99     |
| 無窓スパイク弁 — 12.7 cm, 左用または右用    | RM-PSRR-99-1-7 | \$99     |

### 製品詳細

Perkins 自動開創器は、血管外科、脳神経外科、整形外科において、安定したハンズフリーの手術視野を維持するために設計され、国際的に高く評価されている手術用スプレッダーです。多様なブロング（爪）配列と特殊なブレード形状により、複雑な剥離操作中の助手の疲労を解消しながら、視認性と手技の精度を最適化します。

あらゆる術式への適応性を考慮して構築されたこの Perkins 自動開創器 シリーズ（\$99）は、確実な固定を保証する機械式ラチェットロックシステムと人間工学に基づいた指輪型ハンドルを特徴としています。本シリーズには5つのモデルが含まれます：標準ソリッドパターン（13 cm）、2爪 & ポイントブレード（11 cm または 13 cm）、3爪 & ポイントブレード（11 cm または 13 cm、滑り止め溝付き）、曲窓式ブレード（13 cm、鈍爪3本）、およびソリッドスパイクブレード（12.7 cm、ブレードサイズ 11 × 25 mm、7 mmスパイク、最大開口 80 mm）。

反射防止サテンマット仕上げを施したプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されている Retractor Maker の Perkins 自動開創器は、繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐え、高い耐食性と構造的安定性を備え、世界中の手術室で絶対的な信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

#### RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

[retractormaker.com](https://retractormaker.com)  
[retractormanufacturer.com](https://retractormanufacturer.com)

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

#### フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest