



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur vaginal auto-statique Rigby

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur vaginal auto-statique Rigby

SKU RM-RSRVR-18-1

\$69 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur vaginal auto-statique Rigby	Longueur totale 18 cm, valves lisses de 63.5 mm de profondeur, verrou à crémaillère	\$69
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$69

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur vaginal auto-statique Rigby est un écarteur chirurgical gynécologique et de reconstruction pelvienne essentiel, spécifiquement conçu pour assurer une expansion stable et mains libres du canal vaginal lors de procédures pelviennes mineures et majeures. Conçu avec des bras articulés auto-statiques à action de ciseaux, cet instrument maintient les parois vaginales opposées écartées sous tension mécanique, éliminant la fatigue de la main de l'assistant tout en préservant un couloir visuel statique et large vers le col de l'utérus.

Doté d'une finition hautement polie pour garantir un profil de surface lisse et hygiénique, cette configuration de l'écarteur vaginal auto-statique Rigby présente une longueur totale d'outil de 18 cm (\$69). Fabriquée à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la géométrie des valves comprend des lames de travail plates et lisses de 63.5 mm de profondeur, profilées avec des bords arrondis atraumatiques pour éviter tout pincement ou laceration de la muqueuse. Son assemblage de poignée intègre une prise en anneau associée à un mécanisme de verrouillage à crémaillère multi-positions qui se bloque fermement à diverses largeurs d'ouverture sans risque de relâchement accidentel.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet sur les interfaces de manipulation, Retractor Maker produit l'écarteur vaginal auto-statique Rigby pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité clinique complète pour les blocs opératoires gynécologiques et les cliniques externes du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest