



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separadores Flared Cobra

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separadores Flared Cobra

SKU RM-FCR-15-1

\$69 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Orientación izquierda — gancho simple, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-1	\$69
Orientación izquierda — doble gancho, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-2	\$69
Orientación derecha — Rama única, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-3	\$69
Orientación derecha — Doble rama, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-4	\$69

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Separadores Flared Cobra son instrumentos quirúrgicos ortopédicos especializados, diseñados específicamente para proporcionar una potente palanca ósea y una retracción expansiva de tejidos blandos durante la artroplastia total de cadera primaria y de revisión. Diseñados con un cabezal de hoja ensanchado que se arquea suavemente hacia atrás, estos separadores permiten a los equipos quirúrgicos desplazar grandes masas musculares glúteas y del muslo fuera del corredor articular sin causar contusiones musculares.

Construida para despejar la zona pélvica y articular profunda, esta serie de Separadores Flared Cobra presenta una longitud total unificada de 15 pulgadas (38 cm, \$69) que mantiene las manos del asistente fuera del corredor quirúrgico de forma segura. Los cirujanos pueden personalizar el instrumento a través de variaciones direccionales (orientación hacia la izquierda u orientación hacia la derecha) combinadas con perfiles de configuración de punta seleccionables, incluyendo punta única para un anclaje óseo focalizado o punta doble para una estabilidad de dos puntos equilibrada a lo largo del borde acetabular.

Forjados en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica los Separadores Flared Cobra para soportar cargas mecánicas pesadas y ciclos repetidos de autoclave hospitalario, proporcionando a los equipos de reconstrucción articular y traumatología ortopédica de todo el mundo una durabilidad clínica y un rendimiento inquebrantables.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest