



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Alar Nasal Cottle / Gancho

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Alar Nasal Cottle / Gancho

SKU RM-CANR-1

\$44 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Bola en Lado Izquierdo — 14.0 cm longitud, 10 mm anchura, rama con bola en el lado izquierdo	RM-CANR-1-1	\$44
Bola en Lado Derecho — 14.0 cm longitud, 10 mm anchura, rama con bola en el lado derecho	RM-CANR-1-2	\$44

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Alar Nasal Cottle / Gancho es un instrumento quirúrgico esencial en rinoplastia, diseñado específicamente para proporcionar una retracción segura y antideslizante del borde alar, el margen de la nariz y los cartílagos laterales inferiores. Diseñado con una arquitectura híbrida distintiva de doble diente, este instrumento utiliza un diente romo con extremo de bola junto a un diente afilado para ofrecer una tracción mecánica óptima sin perforar las superficies cutáneas frágiles.

Fabricado para una alineación anatómica precisa, este modelo de Separador Alar Nasal Cottle / Gancho presenta una longitud total de 5 ½ pulgadas (14.0 cm) y un extremo de trabajo de 10.0 mm de ancho (\$44). Los cirujanos pueden seleccionar entre dos orientaciones operativas específicas: Bola en el lado izquierdo o Bola en el lado derecho, asegurando que el diente protector de bola se sitúe frente al margen cutáneo externo mientras el diente afilado se ancla de forma segura en el revestimiento vestibular fibroso. Su mango ergonómico plano proporciona una respuesta táctil manual refinada.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado mate sin reflejos, Retractor Maker produce el Separador Alar Nasal Cottle / Gancho para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a las salas de cirugía plástica y otorrinolaringología de todo el mundo una alta resistencia a la corrosión, precisión inquebrantable y total

durabilidad en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest