



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

McCarthy Mini-Sternotomy Retractor with Universal Lift

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



McCarthy Mini-Sternotomy Retractor with Universal Lift

SKU RM-MMSR-1

\$699 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Chest Spreader Dual Bars	胸骨開創用の主要な5"改良型スプレッダーフレーム
1	Split Universal Clamp	フレームアタッチメントを固定するための専用マウンティングクランプ
1	Universal Clamp	コンポーネント統合用の多目的クランプブロック
1	Main Bracket	補助開創アームを支持するためのメインマウンティングブラケット
1	Tube Holder	術野レイアウト内で手術用チューブを固定
1	Right Angle Transverse Bar	補助開創エレメントのポジショニング用構造クロスバー
1	Large Wire Basket Retractor (Malleable)	愛護的な組織変位のための幅広の可塑性ワイヤーバスケット
2	Small Wire Basket Retractor (Malleable)	ターゲット組織の開創のための小型可塑性ワイヤーバスケット

製品詳細

McCarthy Mini-Sternotomy Retractor with Universal Liftは、外科的侵襲を最小限に抑える必要がある低侵襲の弁膜症手術や大動脈手術に特化して設計された高度な心臓外科用開創システムです。信頼性の高い横方向の胸骨開創と、独立した垂直方向の挙上機能を組み合わせることで、左胸骨縁を持ち上げ、心房および心臓弁との直線的な視覚的アライメントを確保します。

的確な胸部ポジショニングを実現するために、本システムは5"の改良型デュアルバー・チェストスプレッダーフレーム、統合された取り外し可能なUniversal Liftアセンブリ、スプリット・ユニバーサルクランプ、標準ユニバーサルクランプ、メインサ

ポートブラケット、および補助用直角トランスバースバーで構成されています。また、吸引・洗浄チューブホルダーと3つの可塑性ワイヤーバスケット開創器（大1、小2）が付属しており、局所的な外傷を与えることなく心臓組織の縁に適応します。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射を抑えたサテン仕上げが施されています。Retractor Makerは、McCarthy Mini-Sternotomy Retractor with Universal Liftを非滅菌状態で、耐久性の高い保護用収納コンテナに収めて供給します。オートクレーブに対応し、手術室での優れた耐久性と信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)