




RETRACTOR MAKER

แคตตาล็อกปี 2026

เครื่องมือถ่างแผลผ่าตัด · ระบบ · ใบมีด · ส่วนประกอบ

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

ผู้ผลิตเครื่องมือถ่างแผล — Toy Retractor Maker

เกี่ยวกับเรา

ผู้ผลิตเครื่องมือช่างแผ่นฝ้าตัดโดยตรง

Retractor Maker เป็นผู้ผลิตเครื่องมือช่างแผ่นฝ้าตัดโดยตรงซึ่งมีฐานการผลิตในเมือง Sialkot ประเทศปากีสถาน เราผลิตระบบเครื่องมือช่างแผ่น ไขมิด และส่วนประกอบสำหรับศัลยกรรมเฉพาะทางแปดสาขา

จุดเริ่มต้นของ Retractor Maker

Retractor Maker เริ่มต้นในปี 2023 แต่ประสบการณ์ของเราเกี่ยวกับเครื่องมือฝ้าตัดนั้นมีมานานกว่านั้นมาก

ผมชื่อ Saad Shahid และปัจจุบันยังคงทำงานร่วมกับคุณพ่อที่ Hospitech Traders ซึ่งเป็นธุรกิจเครื่องมือฝ้าตัดของครอบครัวเรา คุณพ่อของผมก่อตั้ง Hospitech Traders ในปี 1989 และเราได้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือฝ้าตัดมาเป็นเวลาหลายปี

แนวคิดสำหรับ Retractor Maker มาจากลูกค้าของเราท่านหนึ่ง วันหนึ่งมีลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับเครื่องมือช่างแผ่นสำหรับฝ้าตัดช่องท้อง ในตอนนั้นเรายังไม่ได้ผลิตเครื่องมือช่างแผ่น ผมจึงเริ่มมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายจากบริษัทอื่น

สิ่งที่ผมพบทำให้ผมประหลาดใจ ระบบเครื่องมือช่างแผ่นแบบครบชุดบางรุ่นมีราคาขายอยู่ที่ประมาณ \$60,000 ถึง \$65,000 ผมพบว่าราคาเหล่านี้แพงเกินไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผมรู้ว่าเรามีเครื่องจักร คนงาน และประสบการณ์การผลิตที่จำเป็นในการผลิตเครื่องมือฝ้าตัดด้วยตัวเราเองอยู่แล้ว

ผมจึงคิดว่า: ทำไมเราไม่ผลิตเครื่องมือช่างแผ่นด้วยตัวเองและเสนอขายในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่ามาก? นั่นคือเหตุผลที่ผมเริ่มต้น Retractor Maker

สิ่งที่เราทำในปัจจุบัน

เราเริ่มผลิตด้วยตัวเราเอง

แทนที่จะซื้อเครื่องมือช่างแผลจากบริษัทอื่นมาขายต่อ ผมตัดสินใจผลิตในโรงงานของเราเอง
เรามีเครื่องจักรและกระบวนการผลิตพร้อมอยู่แล้วจากประสบการณ์ด้านเครื่องมือผ่าตัด
เราใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเพื่อพัฒนาและผลิตระบบเครื่องมือช่างแผลของเราเอง

ปัจจุบัน เรานำเสนอระบบเครื่องมือช่างแผลจำนวนมากในราคาที่ต่ำกว่าระบบที่เทียบเคียงได้จากแบรนด์ชั้นนำถึง 90%
จุดประสงค์ของเราไม่ใช่แค่การผลิตเครื่องมือช่างแผล แต่คือการทำให้โรงพยาบาล คลินิกแพทย์
และองค์กรทางการแพทย์ทั่วโลกสามารถเข้าถึงและเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น

ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการผลิตของครอบครัวเรา

Retractor Maker เติบโตจากประสบการณ์ที่เรามีอยู่แล้วในการผลิตเครื่องมือผ่าตัด ผมยังคงมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ Hospitech Traders
โดยทำงานร่วมกับคุณพ่อของผม ในขณะเดียวกันก็บริหาร Retractor Maker ในฐานะธุรกิจที่มุ่งเน้นด้านเครื่องมือช่างแผลผ่าตัดโดยเฉพาะ

ศัลยกรรมเฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์ทั่วไป · ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา · ศัลยศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด · หู คอ จมูก · ศัลยกรรมตกแต่ง ·
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง · ประสาทศัลยศาสตร์ · สูติรีเวชวิทยา

เราทำงานโดยตรงกับโรงพยาบาล ผู้จัดการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ คลินิกแพทย์ และองค์กรด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลก
นอกจากนี้เรายังทำงานตามการกำหนดค่าเฉพาะและความต้องการพิเศษของลูกค้าเมื่อผลิตภัณฑ์มาตรฐานไม่ตอบสนองความต้องการ

เป้าหมายของเรา

ผลิตเครื่องมือช่างแผลด้วยตัวเราเองและนำเสนอในราคาที่ต่ำกว่าระบบที่เทียบเคียงได้จากแบรนด์ชั้นนำถึง 90%
เพื่อให้โรงพยาบาลจำนวนมากขึ้นสามารถซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นได้

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

จัดเรียงตามจำนวนผลิตภัณฑ์ในแต่ละหมวดหมู่

เครื่องถ่างสำหรับศัลยกรรมกระดูกและกระดูกสันหลัง

124 รายการ

หน้า 5-52



เครื่องถ่างสำหรับศัลยกรรมทั่วไป

118 รายการ

หน้า 53-95



เครื่องถ่างสำหรับศัลยกรรมหู คอ จมูก

109 รายการ

หน้า 96-132



เครื่องถ่างแผลสำหรับศัลยกรรมตกแต่ง

61 รายการ

หน้า 133-154



เครื่องถ่างสำหรับศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด

45 รายการ


หน้า 155-171



เครื่องถ่างแผลสำหรับสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

26 รายการ

หน้า 172-181



เครื่องถ่างแผลสำหรับประสาทศัลยกรรม

20 รายการ

หน้า 182-189



เครื่องถ่างแผลสำหรับศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

4 รายการ

หน้า 190-191




เครื่องถ่างเข้าสะโพกชนิดแคบ ปลายสองง่าม

SKU **RM-ARNDP-1**

ราคา **\$99 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
แบบแคบ — ใบถ่าง 32 mm	RM-ARNDP-1-1	\$99
แบบมาตรฐาน — ใบถ่าง 44 mm	RM-ARNDP-1-2	\$99


เครื่องถ่างปุ่มข้อกระดูกต้นขาด้านหน้า

SKU **RM-AFCR-1**

ราคา **\$99 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างปุ่มข้อกระดูกต้นขาด้านหน้า	ความยาว 5" (12.7 cm) ใบถ่างมีช่องเปิดและรอยหยักขนาด 45 mm	\$99
ปลอก / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$99


เครื่องถ่างคอกกระดูกต้นขาด้านหน้าและขอบเข้าสะโพกด้านหน้าใน

SKU **RM-AFNAR-1**

ราคา **\$49 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างคอกกระดูกต้นขาด้านหน้าและขอบเข้าสะโพกด้านหน้าใน	ความยาว 15" (37.46 cm) ใบถ่างโค้ง ด้านจับหกลเหลี่ยม	\$49
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$49


เครื่องถ่างขอบเข้าสะโพกด้านหน้าก่อนไปทางด้านข้าง

SKU **RM-AARR-1**

ราคา **\$49 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างขอบเข้าสะโพกด้านหน้าก่อนไปทางด้านข้าง	ความยาว 10" (25.4 cm) ใบถ่างกว้าง 18 mm × ลึก 3.25"	\$49
ปลอกป้องกัน / ก่อ	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$49


เครื่องถ่างกระดูกสะบ้า AORI

SKU **RM-APR-1**

ราคา **\$69 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
5" (12.7 cm), ปลายใช้งาน 10 mm	RM-APR-1-1	\$69
7" (17.8 cm), ปลายใช้งาน 10 mm	RM-APR-1-2	\$79


เครื่องถ่างข้อสะโพก APC

SKU **RM-APCHR-1**

ราคา **\$49 USD**
รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เขี้ยวเดี่ยว	10" (25.4 cm) — ยึดเกาะกระดูกเฉพาะจุดที่ขอบเข้าสะโพก
1	เขี้ยวคู่	10" (25.4 cm) — ถ่างเนื้อเยื่ออ่อนและเยื่อหุ้มข้อให้พ้นบริเวณผ่าตัดอย่างสมบูรณ์ด้วยจุดสัมผัสคู่
1	ปลอกป้องกัน / ก่อ	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง



เครื่องถ่างແຟ B-Z

SKU **RM-BZR-1**

ราคา **\$339 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ลึกล 7.5 cm (45° หรือ 90°)	RM-BZR-1-1	\$339
ลึกล 10 cm (45° หรือ 90°)	RM-BZR-1-2	\$359



เครื่องถ่างແຟ B-Z Weitlaner

SKU **RM-BZWR-1**

ราคา **\$339 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ความยาวรวม 28 cm ชีปลายทุ่แบบ 4x4 ลึกล 83 mm ทำมุม 90°		\$339
ปลอก / กล้องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$339



เครื่องถ่างແຟแบบคางตำแหน่งได้ด้วยตัวเอง Beard สำหรับเอ็นไบเซ็ปส์ส่วนปลาย

SKU **RM-BDBSRR-1**

ราคา **\$299 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
6.375" (16.19 cm)	RM-BDBSRR-1-1	\$299
7.5" (19.05 cm)	RM-BDBSRR-1-2	\$319



เครื่องถ่าง Hohmann ใบกว้างแบบ Beard สำหรับกระดูกเรเดียสส่วนปลาย

SKU **RM-BDRWHR-1**

ราคา **\$79 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่าง Hohmann ใบกว้างแบบ Beard สำหรับกระดูกเรเดียสส่วนปลาย	ความยาวรวม 5.37" (13.63 cm) พร้อมใบถ่าง Hohmann แบบกว้าง	\$79
ปลอก / กล่องป้องกันเครื่องมือ	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น	\$79



เครื่องถ่างແຢແບບคางคางได้เอง Beckman-Weitlaner

SKU **RM-BWSRR-1**

ราคา **\$149 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
14 cm	RM-BWSRR-1-1	\$149
16.5 cm	RM-BWSRR-1-2	\$154
21.5 cm	RM-BWSRR-1-3	\$159
24 cm	RM-BWSRR-1-4	\$164
30.5 cm	RM-BWSRR-1-5	\$169
31 cm	RM-BWSRR-1-6	\$174



เครื่องถ่างແຢແບບคางคางได้ Beckmann Adson

SKU **RM-BASRR-1**

ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ก้านขนาด 25 mm	RM-BASRR-1-1	\$49
ก้านขนาด 44 mm	RM-BASRR-1-2	\$59



เครื่องถ่างสำหรับกระดูกหน้าแข้ง Bennett

SKU **RM-BTR-1**

ราคา **\$79 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ขนาดเล็ก — ใบถ่าง 45 mm	RM-BTR-1-1	\$79
ขนาดใหญ่ — ใบถ่าง 63 mm	RM-BTR-1-2	\$89



เครื่องถ่าง Hohmann แบบก้านงอ


SKU **RM-BHR-ORTHO-1**

ราคา **\$69 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
8"	RM-BHR-ORTHO-1-1	\$69
9 3/4"	RM-BHR-ORTHO-1-2	\$74
11"	RM-BHR-ORTHO-1-3	\$79
11 1/2"	RM-BHR-ORTHO-1-4	\$84
12 1/8"	RM-BHR-ORTHO-1-5	\$89





ระบบเครื่องถ่างสำหรับกระดูกสันหลังส่วนคอ Black Belt

SKU **RM-BBCRS-1**

ราคา **\$2,499 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงเครื่องถ่าง (ด้านขวา)	โครงรูปแบบด้านขวา
1	โครงเครื่องถ่าง (ด้านซ้าย)	โครงรูปแบบด้านซ้าย
1	โครงเครื่องถ่าง (แบบเชื่อมต่อ)	โครงรูปแบบเชื่อมต่อ
2	สับใส่ใบถ่าง	อุปกรณ์สำหรับใส่และยึดใบถ่าง
14	ใบถ่างแบบนิยัตยหลายขนาด ตั้งแต่ 34 mm - 70 mm	
14	ใบถ่างแบบปลายคู่	ใบถ่างแบบปลายคู่หลายขนาด ตั้งแต่ 34 mm - 70 mm
12	ใบถ่างแบบนิยัตยสำหรับสองระดับ	ใบถ่างแบบนิยัตยสำหรับสองระดับ ขนาด 40 mm - 55 mm
6	ใบถ่างแบบปลายคู่สำหรับสองระดับ	ใบถ่างแบบปลายคู่สำหรับสองระดับ ขนาด 40 mm - 55 mm
1	กล่องสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ	กล่องสำหรับจัดระเบียบ จัดเก็บ และผ่านกระบวนการเตรียมเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ



เครื่องถ่างข้อเข่า Blount

SKU **RM-BKR-1**

ราคา **\$64 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
6 7/8" (17.5 cm)	RM-BKR-1-1	\$64
7" (17.8 cm)	RM-BKR-1-2	\$69
10 1/4" (26.0 cm)	RM-BKR-1-3	\$74
10 3/8" (26.4 cm)	RM-BKR-1-4	\$79



เครื่องถ่างกล้ามเนื้อเดลาอยด์ Browne

SKU **RM-BDR-1**

ราคา **\$109 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
10 3/4" (27.3 cm)	RM-BDR-1-1	\$109
11 1/2" (29.2 cm)	RM-BDR-1-2	\$114
12 1/4" (31.1 cm)	RM-BDR-1-3	\$119



เครื่องมือถ่าง C

SKU **RM-CR-1**

ราคา **\$69 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
12 1/2" (31.8 cm)	RM-CR-1-1	\$69
14" (35.6 cm)	RM-CR-1-2	\$74




เครื่องถ่างรากประสาท Campbell

SKU **RM-CNRR-1**

ราคา **\$69 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างรากประสาท Campbell	ความยาว 8 3/4" (22.2 cm) แผ่นถ่างกว้าง 10-10.5 mm	\$69
ปลอกป้องกัน / กล้อง	บรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งแยกชิ้น	\$69


เครื่องถ่างเยื่อหุ้มข้อ

SKU **RM-CR-ORTHO-1**

ราคา **\$64 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เขี้ยวเดี่ยว (ปลายแหลม)	RM-CR-ORTHO-1-1	\$64
เขี้ยวคู่ (ปลายแหลมหรือปลายทู่)	RM-CR-ORTHO-1-2	\$69
สามเขี้ยว	RM-CR-ORTHO-1-3	\$74


เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เองสำหรับผ่าตัดอุโมงค์ข้อมือ

SKU **RM-CTSRR-1**

ราคา **\$144 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เองสำหรับผ่าตัดอุโมงค์ข้อมือ	ความยาว 4 1/4" (10.79 cm) ซี่ต่างปลายบน กลไกล็อกแบบเฟืองฟัน	\$144
ปลอก / กล้องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$144


เครื่องถ่างแผลกระดูกสันหลังส่วนคอ Caspar พร้อมกลไกเฟืองล็อก

SKU **RM-CCRWR-1**

ราคา **\$289 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
16.5 cm	RM-CCRWR-1-1	\$289
22.3 cm	RM-CCRWR-1-2	\$299



ชุดระบบเครื่องถ่าง Caspar สำหรับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวด้วยจุลศัลยกรรม

SKU RM-CLMRS-1

ราคา **\$799 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	ใบถ่างด้านข้าง	40 mm
1	ใบถ่างด้านข้าง	45 mm
1	ใบถ่างด้านข้าง	50 mm
1	ใบถ่างด้านข้าง	55 mm
1	ใบถ่างด้านข้าง	60 mm
1	ใบถ่างด้านข้าง	65 mm
1	ใบถ่างด้านข้าง	75 mm
1	เครื่องถ่างช่องผ่าตัด	40 mm
1	เครื่องถ่างช่องผ่าตัด	45 mm
1	เครื่องถ่างช่องผ่าตัด	50 mm
1	เครื่องถ่างช่องผ่าตัด	55 mm
1	เครื่องถ่างช่องผ่าตัด	60 mm
1	เครื่องถ่างช่องผ่าตัด	65 mm
1	เครื่องถ่างช่องผ่าตัด	75 mm
1	คีมปลดใบถ่าง	คีมเปลี่ยนใบถ่างแบบปลดเร็ว
1	โครงเครื่องถ่าง Caspar สำหรับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกด้วยจุลศัลยกรรม	โครงถ่างด้านแรงดึง
1	กล่องสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ	ภาชนะอะลูมิเนียมพร้อมถาดจัดเก็บ




เครื่องถ่างรากประสาท Caspar

SKU RM-CNRR-SERIES-1

ราคา **\$84 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ใบถ่าง 4 mm	RM-CNRR-SERIES-1-1	\$84
ใบถ่าง 6 mm	RM-CNRR-SERIES-1-2	\$89
ใบถ่าง 8 mm	RM-CNRR-SERIES-1-3	\$94
ใบถ่าง 10 mm	RM-CNRR-SERIES-1-4	\$99





เครื่องถ่างแผล Caspar

SKU **RM-CR-21-1**

ราคา **\$64 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผล Caspar	ความยาว 21 cm ใบถ่างขนาด 17.0 × 67.0 mm ด้านจับแบบหัวสอดนิ้ว	\$64
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$64



เครื่องถ่างแผลชนิดคงตำแหน่งได้เอง Caspar

SKU **RM-CSR-SET-1**

ราคา **\$649 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงเครื่องแบบกรรไกรบานพับคู่	โครงข้อต่อทรงเตี้ยพร้อมกลไกเฟืองและตัวล็อกสกรู
1	กุญแจปรับด้วยมือ	ประแจปรับที่ผ่านการสอบเทียบสำหรับตั้งค่าแรงดึงอย่างละเอียด
1 ชุด	ใบถ่างด้านข้างแบบซี่กึ่งแหลม	ความลึก 38 mm (เลือกแบบ 2 ซี่, 3 ซี่ หรือ 4 ซี่)
1 ชุด	ใบถ่างอวัยวะภายในแบบตะขอแบนยาว	ชุดใบถ่างผิวเรียบแบบไม่ทำให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บ ความลึก 38 mm
1	กล่องป้องกันสำหรับจัดเก็บ / ขนส่ง	กล่องขนส่งที่ออกแบบให้พอดีกับอุปกรณ์



เครื่องถ่างสำหรับกระดูกสันหลังส่วนคอ Casper

SKU **RM-CCR-115-1**

ราคา **\$199 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
โครงเครื่องถ่างสำหรับกระดูกสันหลังส่วนคอ Casper	โครงขนาด 11.5 cm ดีไซน์แนวขวางแบบบานพับ 4 แขน ระยะทาง 85 mm	\$199
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น	\$199



โครงเครื่องถ่างสำหรับกระดูกสันหลังส่วนคอ

SKU RM-CRF-1

ราคา **\$109 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
แขนแข็งขนาด 16.5 cm	RM-CRF-1-1	\$109
แขนบานพับขนาด 25.5 cm	RM-CRF-1-2	\$119



เครื่องถ่างเนื้อเยื่อบริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอ

SKU RM-CTR-13-1

ราคา **\$79 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างเนื้อเยื่อบริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอ	ความยาวรวม 13 cm ปลายเกี้ยวทุแบบ 1x1	\$79
ปลอก / กล้องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น	\$79



เครื่องถ่าง Chandler

SKU RM-CHR-1

ราคา **\$69 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ขนาดเล็ก (ใบถ่าง 16.0 mm)	RM-CHR-1-1	\$69
ขนาดกลาง (ใบถ่าง 20.0 mm)	RM-CHR-1-2	\$74
ขนาดใหญ่ (ใบถ่าง 25.0 mm)	RM-CHR-1-3	\$79



เครื่องถ่างแผลเปิดเริ่มต้น Charnley

SKU **RM-CIIR-399-1**

ราคา **\$399 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงคีมแบบห่วงชนิดคงตำแหน่งได้เอง	กรอบห่วงรอบนอกผิวเรียบ
1	ใบถ่างเส้นโค้งออกด้านนอกพร้อมเชียวปลายทู่ 4 เชียว	ปลายใช้งานขนาด 25 mm × 32 mm
1	ใบถ่างยาวโค้งออกด้านนอกพร้อมเชียวปลายทู่ 4 เชียว	ปลายใช้งานขนาด 25 mm × 38 mm
1	ตะขอดึงรั้งแบบถอดได้	ส่วนยึดเกี่ยวเนื้อเยื่อกระดูก
1	โซ่โลหะเชื่อมต่อแรงดึงรั้ง	สายโซ่สำหรับเชื่อมโยงเชิงกล
1	ชุดตุ้มน้ำหนักแขวนถ่วงด้วยแรงโน้มถ่วง	ตุ้มน้ำหนักสำหรับให้แรงดึงอย่างต่อเนื่อง
1	บรรจุภัณฑ์ที่จัดเก็บป้องกันความเสียหาย / ก่อ	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง



เครื่องถ่างกระดูกสันหลังส่วนคอ/ลามินา Cloward

SKU **RM-CCLR-1**

ราคา **\$99 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ปากจับลายฟันซี่	RM-CCLR-1-1	\$99
ปากจับมีเชียว	RM-CCLR-1-2	\$99



เครื่องถ่างแผลชนิดใบแบบ Cloward

SKU **RM-CSBR-1**

ราคา **\$84 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
13 × 75 mm	RM-CSBR-1-1	\$84
18 × 75 mm	RM-CSBR-1-2	\$89
20 × 75 mm	RM-CSBR-1-3	\$94
23 × 75 mm	RM-CSBR-1-4	\$99



เครื่องถ่างสำหรับกระดูกสันหลังส่วนคอแบบ Cloward

SKU **RM-CSCR-17-1**

ราคา **\$75 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
โครงเครื่องถ่างสำหรับกระดูกสันหลังส่วนคอแบบ Cloward	ความยาวรวม 17 cm แบบแบบบานพับ พร้อมตัวล็อกเฟืองสับ	\$75
ปลอกป้องกัน / กล้อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$75



เครื่องถ่าง Cobra

SKU **RM-COBR-1**

ราคา **\$79 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
แบบปลายมาตรฐาน — 12.0"	RM-COBR-1-1	\$79
แบบมาตรฐานปลายแหลม — 12.0"	RM-COBR-1-2	\$84
รุ่นกว้าง — 11.75"	RM-COBR-1-3	\$89
แบบดัดแปลงขนาดเล็ก — 12.5"	RM-COBR-1-4	\$94
แบบสองปลาย — 14.0"	RM-COBR-1-5	\$99
รุ่นลึก — 14.5"	RM-COBR-1-6	\$104
แบบดัดแปลงขนาดใหญ่ — 14.75"	RM-COBR-1-7	\$109



เครื่องถ่าง Cobra พร้อมแท่นรองมือ

SKU **RM-CRHR-1**

ราคา **\$169 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่าง Cobra พร้อมแท่นรองมือ	ความยาว 10.22" ใบถ่าง 32 mm พร้อมแท่นรองมือในตัว	\$169
ปลอก / กล้องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น	\$169



เครื่องถ่างกระดูกต้นขาทรงงูเห่า

SKU **RM-CSFR-1**

ราคา **\$84 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างกระดูกต้นขาทรงงูเห่า	ความยาว 11.75" (29.84 cm) ใบถ่างโค้งทรงงูเห่า ปลายตะของขนาดใหญ่	\$84
ปลอก / กล้องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$84



เครื่องถ่างเอ็นข้างข้อเข่า

SKU **RM-CLR-1**

ราคา **\$104 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างเอ็นข้างข้อเข่า	ความยาวรวม 8" (20.3 cm) ปากถ่างขนาด 5 mm และ 11 mm	\$104
ปลอกป้องกัน / กล้อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$104



เครื่องถ่างเนื้อเยื่ออ่อนเอ็นข้างข้อเข่า (Collateral)

SKU **RM-CSTR-1**

ราคา **\$69 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างเนื้อเยื่ออ่อนเอ็นข้างข้อเข่า	ความยาว 9 1/2" ใบถ่าง 45 mm ปลายโค้ง 2 แฉก กว้าง 11 mm	\$69
ปลอก / กล้องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$69



เครื่องถ่างข้อเข้าไขว้โค้ง

SKU RM-CKR-1

ราคา \$105 USD

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ไขว้ถ่างแบบมาตรฐาน	RM-CKR-1-1	\$105
ไขว้ถ่างแบบแคบยาว	RM-CKR-1-2	\$105



เครื่องถ่างกระดูกประสาทร D'Errico

SKU RM-DNRR-1

ราคา \$49 USD

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
22.8 cm (ประมาณ 9.0") — กว้าง 7.0 mm × ยาว 11.0 mm — การผ่าตัดนำหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวออกและการเคลื่อนกระดูกประสาทรทั่วไป	RM-DNRR-1-1	\$49
28.0 cm (ประมาณ 11.0") — กว้าง 7.0 mm × ยาว 11.0 mm — ช่องผ่าตัดที่อยู่ลึกและการเข้าถึงกระดูกสันหลังส่วนเอวในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วน	RM-DNRR-1-2	\$54



เครื่องถ่างแผล Gelpi สำหรับแผลลึก

SKU RM-DGR-SERIES-1

ราคา \$68 USD

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
3 1/2" - 4 1/2" — ปลายแหลม, ปลายทู่, ปลายแหลมทึบ, 90°, หักมุมจาก — การเปิดบริเวณผ่าตัดสำหรับคลายกระดูกสันหลังส่วนเอวและการเคลื่อนกระดูกสันหลังส่วนคอ	RM-DGR-SERIES-1-1	\$68
5 1/2" - 6 3/4" — ปลายแหลม, ปลายทู่, ปลายแหลมทึบ, 90°, หักมุมจาก — การเปิดบริเวณผ่าตัดสำหรับคลายกระดูกสันหลังส่วนเอวและการเคลื่อนกระดูกสันหลังส่วนคอ	RM-DGR-SERIES-1-2	\$74
7 1/2" - 7 3/4" — ปลายแหลม, ปลายทู่, ปลายแหลมทึบ, 90°, หักมุมจาก — การผ่าตัดเปิดแผ่นกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบมาตรฐานและการถ่างบริเวณข้อ	RM-DGR-SERIES-1-3	\$84
9 1/4" - 12" — ปลายแหลม, ปลายทู่, ปลายแหลมทึบ, 90°, หักมุมจาก — การผ่าตัดเปิดช่องสันหลังบริเวณเอวและการเคลื่อนกระดูกสันหลังส่วนเอวและการเคลื่อนกระดูกสันหลังส่วนคอ	RM-DGR-SERIES-1-4	\$94



เครื่องถ่างแผล Gelpi แบบคงตำแหน่งได้เองสำหรับแผลเล็ก

SKU **RM-DGSRR-1**

ราคา **\$129 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
7 1/2" (ประมาณ 19.0 cm) — โครงแบบทำมุม ปลายแหลมโค้งออกด้านนอก — การผ่าตัดตัดแผ่นกระดูกสันหลังส่วนเอวและการ เปิดให้เห็นข้อแบบมาตรฐาน	RM-DGSRR-1-1	\$129
10 1/2" (ประมาณ 26.7 cm) — โครงแบบทำมุมชนิดยาวพิเศษ ปลายแหลมโค้งออกด้านนอก — การผ่าตัดจึงเชิงกรานส่วนลึก การผ่าตัดในผู้ป่วยโรคอ้วน และการเชื่อมกระดูกสันหลังหลายระดับ	RM-DGSRR-1-2	\$139



เครื่องถ่างหัวกระดูกต้นแขน Dingo แบบดัดแปลง

SKU **RM-DMHHR-1**

ราคา **\$134 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างหัวกระดูกต้นแขน Dingo แบบดัดแปลง	ความยาว 10" (25.5 cm) ปลายโค้งหยักฟัน	\$134
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$134



เครื่องถ่างสำหรับเตรียมโพรงกระดูกต้นขาในการผ่าตัดเข้าทางด้านหน้าโดยตรง

SKU **RM-DAABR-1**

ราคา **\$99 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
แบบซ้าย — 9" (22.86 cm), ใบถ่าง 57 mm	RM-DAABR-1-1	\$99
แบบขวา — 9" (22.86 cm), ใบถ่าง 57 mm	RM-DAABR-1-2	\$99


เครื่องถ่างร่องระหว่างปุ่มกระดูกต้นขา Engh

SKU **RM-EINR-1**

ราคา **\$79 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างร่องระหว่างปุ่มกระดูกต้นขา Engh	ความยาว 8 1/8" (206.4 mm), ปลายขนาด 2.25"	\$79
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกขาย	\$79


เครื่องถ่างแพ Feler-Ducker

SKU **RM-FDR-1**

ราคา **\$109 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ตัวเลือก A — ด้านซ้าย 54×25 mm / ด้านขวา 76×38 mm	RM-FDR-1-1	\$109
ตัวเลือก B — ด้านซ้าย 76×38 mm / ด้านขวา 54×25 mm	RM-FDR-1-2	\$109


เครื่องถ่างกระดูกต้นขาบริเวณคาลคาร์

SKU **RM-FCR-1**

ราคา **\$44 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างกระดูกต้นขาบริเวณคาลคาร์	ปลายใบถ่างกว้าง 25 mm ลึก 5.08 cm (2") ด้านจับแบบห่วง	\$44
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$44



เครื่องง้างบริเวณกระดูกต้นขา/กล้ามเนื้อสะโพกมัดกลางและมัดเล็ก

SKU **RM-FGR-1175-1**

ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องง้างบริเวณกระดูกต้นขา/กล้ามเนื้อสะโพกมัดกลางและมัดเล็ก	ความยาว 11.75" (29.85 cm) ใบง้างกว้าง 20 mm	\$44
ปลดออก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$44



เครื่องง้าง Cobra ชนิดใบง้างบาน

SKU **RM-FCR-15-1**

ราคา **\$69 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
แบบหันซ้าย — เขี้ยวเดียว, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-1	\$69
แบบหันซ้าย — เขี้ยวคู่, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-2	\$69
แบบหันขวา — เขี้ยวเดียว, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-3	\$69
แบบหันขวา — เขี้ยวคู่, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-4	\$69



เครื่องง้างปลายแขนชนิดใบง้างหมุนปรับได้

SKU **RM-FSBR-1**

ราคา **\$74 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องง้างปลายแขนชนิดใบง้างหมุนปรับได้	ใบง้างยาว 5.12" (13.00 cm) ด้านจับแบบห่วงสอดนิ้ว ชุดกลไกเฟืองล็อก — 1	\$74
ปลดออก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง — 1	\$74



เครื่องถ่างแบบ Fukuda Kujat

SKU **RM-FKSR-1**

ราคา **\$94 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแบบ Fukuda Kujat	ความยาวรวม 9" (22.86 cm) ใบถ่างกว้างที่มีรอยหยัก ด้านจับรูปตัว T — 1	\$94
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง — 1	\$94



เครื่องถ่างแบบ Fukuda

SKU **RM-FSR-SHLD-1**

ราคา **\$89 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
6 1/2" (16.51 cm) — 30 mm หรือ 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-1	\$89
8 3/4" (22.23 cm) — 30 mm หรือ 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-2	\$94
9" (22.86 cm) — 30 mm หรือ 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-3	\$99



เครื่องถ่างแผล Gelpi แบบแขนไขว้ - มุมเล็ก

SKU **RM-GCRDA-1**

ราคา **\$124 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ใบถ่าง 3 1/2 in (9 cm)	RM-GCRDA-1-1	\$94
ใบถ่าง 5 1/2 in (14 cm)	RM-GCRDA-1-2	\$104
ใบถ่าง 6 1/2 in (16.5 cm)	RM-GCRDA-1-3	\$114
ใบถ่าง 7 1/2 in (19 cm)	RM-GCRDA-1-4	\$119
ใบถ่าง 8 in (20.3 cm) — มาตรฐาน	RM-GCRDA-1-5	\$124


เครื่องถ่างเข้าข้อไหล่และปุ่มกระดูกข้อ

SKU **RM-GCR-7-1**

ราคา **\$44 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย


ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างเข้าข้อไหล่และปุ่มกระดูกข้อ	ความยาวรวม 7" (17.8 cm) ใบถ่างรูปตะขोโค้งรับสรีระ — 1	\$44
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น — 1	\$44


เครื่องถ่างเข้าข้อไหล่

SKU **RM-GLR-SERIES-1**

ราคา **\$88 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
8 3/4" - 9" — หักซ้าย	RM-GLR-SERIES-1-1	\$88
8 3/4" - 9" — หักขวา	RM-GLR-SERIES-1-2	\$91
9 1/2" - 10 1/2" — หักซ้าย	RM-GLR-SERIES-1-3	\$94
9 1/2" - 10 1/2" — หักขวา	RM-GLR-SERIES-1-4	\$97
11" - 11 3/4" — หักซ้าย	RM-GLR-SERIES-1-5	\$100
11" - 11 3/4" — หักขวา	RM-GLR-SERIES-1-6	\$103


เครื่องถ่างบริเวณปุ่มกระดูกต้นขาใหญ่

SKU **RM-GTR-1**

ราคา **\$49 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างบริเวณปุ่มกระดูกต้นขาใหญ่	ความยาว 14.875" (37.8 cm) ใบถ่างกว้าง 25 mm x ลึก 1.5" — 1	\$49
ปลอก / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น — 1	\$49



เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Harvey Jackson

SKU **RM-HJSRR-1**

ราคา **\$229 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Harvey Jackson	ความยาวรวม 28 cm, ปากถ่าง 45 × 32 mm, เขี้ยวแหลม 3×3 — 1	\$229
ปลอก / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น — 1	\$229



เครื่องถ่างรากประสาท Hess

SKU **RM-HNRR-1**

ราคา **\$69 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
10.0 cm — ใบถ่าง 3.0 mm – 4.0 mm — มาตรฐาน	RM-HNRR-1-1	\$69
10.0 cm — ใบถ่าง 5.0 mm – 7.0 mm — มาตรฐาน	RM-HNRR-1-2	\$69
12.0 cm	RM-HNRR-1-3	\$74
17.5 cm	RM-HNRR-1-4	\$79



เครื่องถ่างแผล Hibbs

SKU **RM-HBR-24-1**

ราคา **\$39 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ยาว 51 mm × กว้าง 19 mm — 24 cm	RM-HBR-24-1-1	\$39
ยาว 76 mm × กว้าง 25 mm — 24 cm	RM-HBR-24-1-2	\$41
ยาว 82 mm × กว้าง 25 mm — 24 cm	RM-HBR-24-1-3	\$43
ยาว 101 mm × กว้าง 25 mm — 24 cm	RM-HBR-24-1-4	\$45


เครื่องถ่าง Hohmann สำหรับด้านหลังส่วนล่าง

SKU **RM-HPIR-11-1**

ราคา **\$74 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ถ่างด้านซ้ายถึงส่วนโค้ง #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-1	\$74
ถ่างด้านขวาขนาดกลางถึงส่วนโค้ง #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-2	\$74


เครื่องถ่าง Hohmann

SKU **RM-HR-12IN-1**

ราคา **\$74 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ใบถ่างกว้าง 15 mm — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-1	\$74
ใบถ่างกว้าง 17 mm — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-2	\$79


เครื่องถ่างแผล Hohmann ถ่างงอยาวพิเศษ

SKU **RM-HRBELH-1**

ราคา **\$69 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
9 3/4" (24.76 cm) — ถ่างงอยาวพิเศษ	RM-HRBELH-1-1	\$69
10.0" (25.40 cm) — ถ่างงอยาวพิเศษ	RM-HRBELH-1-2	\$79



เครื่องง้าง Hohmann แบบมุมฉาก

 SKU **RM-HRRA-1**

 ราคา **\$79 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ความยาวรวม 9 1/2" — ความยาว 24.13 cm ด้านจับ 7" ส่วนหักมุมฉาก 40 mm	RM-HRRA-1-1	\$84
ความยาวรวม 9 3/4" — ความยาว 24.76 cm ด้านจับ 7" ส่วนหักมุมฉาก 18 mm	RM-HRRA-1-2	\$79



เครื่องง้าง Hohmann ปลายมน

 SKU **RM-HRRE-1**

 ราคา **\$74 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
8 5/8" (21.91 cm) — ใบง้างทรงกลมขนาด 19 mm	RM-HRRE-1-1	\$74
9 3/4" (24.76 cm) — ใบง้างทรงกลมขนาด 19 mm	RM-HRRE-1-2	\$79
11.0" (27.94 cm) — ใบง้างทรงกลมขนาด 19 mm	RM-HRRE-1-3	\$84
11 1/2" (29.21 cm) — ใบง้างทรงกลมขนาด 19 mm	RM-HRRE-1-4	\$89
12.0" (30.48 cm) — ใบง้างทรงกลมขนาด 19 mm	RM-HRRE-1-5	\$94
12 1/8" (30.80 cm) — ใบง้างทรงกลมขนาด 19 mm	RM-HRRE-1-6	\$99



เครื่องง้าง Hohmann ปลายเหลี่ยม

 SKU **RM-HRSE-1**

 ราคา **\$74 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
8 1/2" (21.59 cm) — ใบง้างโค้งปลายเหลี่ยม	RM-HRSE-1-1	\$74
9 1/2" (24.13 cm) — ใบง้างโค้งปลายเหลี่ยม	RM-HRSE-1-2	\$79



เครื่องถ่าง Hohmann แบบทำมุม

SKU **RM-HRA-1**

ราคา **\$69 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ความยาวรวม 6 ½" — ความยาว 16.51 cm ปลายทำมุม 4 mm	RM-HRA-1-1	\$69
ความยาวรวม 11" — ความยาว 27.94 cm ด้านจับ 7" ส่วนโค้งทำมุม 17 mm	RM-HRA-1-2	\$79



เครื่องถ่าง Hohmann ใบถ่างสี่เหลี่ยม

SKU **RM-HRSB-1**

ราคา **\$74 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
8 ½" (21.59 cm) — ใบถ่างสี่เหลี่ยม ด้านยาวพิเศษ	RM-HRSB-1-1	\$74
9 ½" (24.13 cm) — ใบถ่างสี่เหลี่ยม ด้านยาวพิเศษ	RM-HRSB-1-2	\$79



เครื่องถ่าง Holscher

SKU **RM-HLSR-1**

ราคา **\$43 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
กว้าง 7 mm — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-1	\$43
กว้าง 9 mm — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-2	\$46
กว้าง 13 mm — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-3	\$49



เครื่องถ่างรากประสาท Holsher

SKU RM-HNRR-235-1

ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างรากประสาท Holsher	ความยาวรวม 23.5 cm ใบถ่างกว้างลาดลงพร้อมขอบมน	\$44
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น	\$44



เครื่องถ่างหัวกระดูกต้นแขน

SKU RM-HHR-ORTHO-1

ราคา **\$84 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
8 3/4" (22.23 cm) — ก้านโค้ง ใบถ่างรูปวงแหวนทึบ	RM-HHR-ORTHO-1-1	\$84
9.0" (22.86 cm) — ก้านโค้ง ใบถ่างรูปวงแหวนทึบ	RM-HHR-ORTHO-1-2	\$89
10.0" (25.40 cm) — ก้านโค้ง ใบถ่างรูปวงแหวนทึบ	RM-HHR-ORTHO-1-3	\$94
11.0" (27.94 cm) — ก้านโค้ง ใบถ่างรูปวงแหวนทึบ	RM-HHR-ORTHO-1-4	\$99





ชุดเครื่องถ่างแผล Image-Line ACF พร้อมระบบถ่างแยกกระดูกสันหลัง รุ่น Classic

SKU RM-ILACF-1

ราคา **\$4,499 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เครื่องมือวัดความลึก	มีรหัสสี
2	ถ่านจับแบบบิดล็อก	ส่วนจับซิลิโคน
1	โครงตามแนวยาว	มาตรฐาน
1	โครงตามแนวขวาง	มาตรฐาน
2	ใบถ่างปลายคู่	30 มม, สีเงิน
2	ใบถ่างปลายคู่	35 มม, สีน้ำเงิน
2	ใบถ่างปลายคู่	40 มม, สีแดง
2	ใบถ่างปลายคู่	55 มม, สีดำ
2	ใบถ่างปลายคู่	60 มม, สีทอง
2	ใบถ่างปลายคู่	65 มม, สีกรมท่า
2	ใบถ่างปลายคู่	70 มม, สีเขียวอ่อน
2	ใบถ่างปลายคู่	75 มม, สีส้ม
1	ใบถ่างฟันสับ	30 มม, สีเงิน
1	ใบถ่างฟันสับ	35 มม, สีน้ำเงิน
1	ใบถ่างฟันสับ	40 มม, สีแดง
1	ใบถ่างฟันสับ	45 มม, สีเขียว
1	ใบถ่างฟันสับ	50 มม, สีม่วง
1	ใบถ่างฟันสับ	55 มม, สีดำ
1	ใบถ่างฟันสับ	60 มม, สีทอง
1	ใบถ่างฟันสับ	65 มม, สีกรมท่า
1	ใบถ่างฟันยาว	30 มม, สีเงิน
1	ใบถ่างฟันยาว	35 มม, สีน้ำเงิน
1	ใบถ่างฟันยาว	40 มม, สีแดง
1	ใบถ่างฟันยาว	45 มม, สีเขียว
1	ใบถ่างฟันยาว	50 มม, สีม่วง
1	ใบถ่างฟันยาว	55 มม, สีดำ
1	ใบถ่างฟันยาว	60 มม, สีทอง
1	ใบถ่างฟันยาว	65 มม, สีกรมท่า
2	ใบถ่างขนาดเล็ก ปลายคู่	14 × 35 มม, สีน้ำเงิน
2	ใบถ่างขนาดเล็ก ปลายคู่	14 × 40 มม, สีแดง
2	ใบถ่างขนาดเล็ก ปลายคู่	14 × 45 มม, สีเขียว
2	ใบถ่างขนาดเล็ก ปลายคู่	14 × 50 มม, สีม่วง
2	ใบถ่างขนาดเล็ก ปลายคู่	14 × 55 มม, สีดำ
2	ใบถ่างขนาดเล็ก ปลายคู่	14 × 60 มม, สีทอง
2	ใบถ่างขนาดเล็ก ฟันสับ	14 × 35 มม
2	ใบถ่างขนาดเล็ก ฟันสับ	14 × 40 มม
2	ใบถ่างขนาดเล็ก ฟันสับ	14 × 45 มม
2	ใบถ่างขนาดเล็ก ฟันสับ	14 × 50 มม
2	ใบถ่างขนาดเล็ก ฟันสับ	14 × 55 มม
2	ใบถ่างขนาดเล็ก ฟันสับ	14 × 60 มม
2	ดอกสว่านเกลียว CVB	ความลึก 8 มม, ความยาว 5¼"
1	ปลอกน้ำเงาะสำหรับเครื่องถ่างแยก CVB	ด้านซ้าย
1	ปลอกน้ำเงาะสำหรับเครื่องถ่างแยก CVB	ด้านขวา
1	เครื่องถ่างแยกตัวกระดูกสันหลัง	ด้านซ้าย, รางเฟือง 100 มม
1	เครื่องถ่างแยกตัวกระดูกสันหลัง	ด้านขวา, รางเฟือง 100 มม
2	ไขควง CVB	ด้านจับซิลิโคน
1	เครื่องถ่างแยกหลายระดับ	ด้านซ้าย, รางเฟือง 120 มม, ส่วนต่อขยาย 90 มม
1	เครื่องถ่างแยกหลายระดับ	ด้านขวา, รางเฟือง 120 มม, ส่วนต่อขยาย 90 มม
1	เครื่องมือจับกระดูกปลุกถ่าย	ปลายขนาด 8 × 15 มม, ความยาว 210 มม
1	เครื่องมือตอกกระดูกปลุกถ่าย	3 มม
1	เครื่องมือตอกกระดูกปลุกถ่าย	5 มม
1	เครื่องมือตอกกระดูกปลุกถ่าย	8 มม
1	เครื่องมือตัดกระดูกปลุกถ่าย	ปรับความลึกได้ 8.75", ความกว้าง 7 มม
1	คาลิเปอร์ ACF	9"
1	กล่องสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ	กล่องพร้อมช่องจัดวางพอดีกับเครื่องมือ




เครื่องถ่างสำหรับผ่าตัดเนื้ออกเส้นประสาท Johnson

SKU **RM-JNR-1**

ราคา **\$74 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
8.0 cm	RM-JNR-1-1	\$74
10.0 cm	RM-JNR-1-2	\$79
11.0 cm	RM-JNR-1-3	\$84
14.0 cm	RM-JNR-1-4	\$89


โครงเครื่องถ่างข้อไหล่ Kolbel

SKU **RM-KSRF-23-1**

ราคา **\$159 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เล็ก — ใบถ่าง 36 mm x 36 mm	RM-KSRF-23-1-1	\$159
กลาง — ใบถ่าง 53 mm x 36 mm	RM-KSRF-23-1-2	\$169
ใหญ่ — ใบถ่าง 68 mm x 36 mm	RM-KSRF-23-1-3	\$179


เครื่องถ่างเนื้อเยื่ออ่อน Kolbel

SKU **RM-KSTR-8IN-1**

ราคา **\$119 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างเนื้อเยื่ออ่อน Kolbel	ขนาด / รายละเอียด: ความยาวรวม 8" (20.32 cm), ใบถ่างโค้งพร้อมซี่ปลายถี่ · จำนวนที่รวมในชุด: 1	\$119
ปลอกป้องกัน / กล้อง	ขนาด / รายละเอียด: บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น · จำนวนที่รวมในชุด: 1	\$119



เครื่องถ่างแผ่นไขมันด้านข้าง

SKU **RM-LFPR-10IN-1**

ราคา **\$84 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผ่นไขมันด้านข้าง	ขนาด / รายละเอียด: ความยาวรวม 10" (25.4 cm) ใบถ่างโค้งชิดกันกว้าง 41 mm · จำนวนที่รวมในชุด: 1	\$84
ปลอก / กล่องป้องกัน	ขนาด / รายละเอียด: บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น · จำนวนที่รวมในชุด: 1	\$84



เครื่องถ่างเนื้อเยื่ออ่อนด้านข้างข้อเข่า

SKU **RM-LSTR-ORTHO-1**

ราคา **\$84 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
9.75 in — ใบถ่าง 20 mm	RM-LSTR-ORTHO-1-1	\$84
9.87 in — ใบถ่าง 22 mm	RM-LSTR-ORTHO-1-2	\$89





เครื่องถ่างสำหรับการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวทางด้านหน้า Lobster

SKU RM-LALR-1

ราคา **\$3,999 USD**

รายการส่วนประกอบ



จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
6	แคลมป์เครื่องถ่าง Lobster	—
1	แคลมป์ยึดใต้ Lobster พร้อมเสาแนวตั้งและข้อต่อโค้ง	—
1	โครง Lobster	—
2	เครื่องถ่าง Mayo แบบหมุนได้ Lobster สเตนเลส	2 3/4" x 2"
1	เครื่องถ่าง Mayo แบบหมุนได้ Lobster สเตนเลส	3 1/2" x 2"
1	เครื่องถ่าง Deaver แบบหมุนได้ Lobster สเตนเลส	2 3/4" x 4 1/2"
1	เครื่องถ่าง Harrington แบบหมุนได้ Lobster สเตนเลส	2" x 5"
1	เครื่องถ่างชนิดตัดได้แบบหมุนได้ Lobster สเตนเลส	2" x 6 1/2"
1	เครื่องถ่างชนิดตัดได้แบบหมุนได้ Lobster สเตนเลส	3" x 6 1/2"
1	เครื่องถ่างแบบปรับชนิดหมุนได้ Lobster สเตนเลส	4" x 6"
2	เครื่องถ่างโตแบบหมุนได้ Lobster สเตนเลส	1" x 4"
2	เครื่องถ่างโตแบบหมุนได้ Lobster สเตนเลส	1" x 6"
2	เครื่องถ่างโตแบบหมุนได้ Lobster สเตนเลส	1" x 8"
1	เครื่องถ่างอวัยวะภายในช่องท้องแบบหมุนได้ Lobster สเตนเลส	1 1/2" x 6"
1	เครื่องถ่างอวัยวะภายในช่องท้องแบบหมุนได้ Lobster สเตนเลส	2" x 4 1/2"
1	เครื่องถ่างอวัยวะภายในช่องท้องแบบหมุนได้ Lobster สเตนเลส	2" x 6"
1	เครื่องถ่างอวัยวะภายในช่องท้องแบบหมุนได้ Lobster สเตนเลส	2" x 8"
1	กล่องสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อ	—



เครื่องถ่างรากประสาท Love

SKU RM-LNRR-MAT-1

ราคา **\$24 USD**

รายการส่วนประกอบ



จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	แบบตรง	ความยาวที่มีให้เลือก: 17.5 cm หรือ 21.5 cm · การใช้งานหลักทางคลินิก: การเข้าถึงช่องระหว่างลามินาในแนวตรงและการขยับรากประสาทที่ออกจากช่องทางออกเส้นประสาท · ราคา (USD): \$24.00 / \$29.00
1	แบบทำมุม 45 องศา	ความยาวที่มีให้เลือก: 17.5 cm หรือ 21.5 cm · การใช้งานหลักทางคลินิก: การลดการกดทับในช่องด้านข้างของคลองกระดูกสันหลังและการปกป้องรากประสาทใต้ข้อต่อ · ราคา (USD): \$24.00 / \$29.00
1	แบบทำมุม 90 องศา	ความยาวที่มีให้เลือก: 17.5 cm หรือ 21.5 cm · การใช้งานหลักทางคลินิก: การสำรวจบริเวณลึกของช่องทางออกเส้นประสาทและการประคองถุงเยื่อหุ้มไขสันหลัง · ราคา (USD): \$24.00 / \$29.00
1	ปลอกป้องกัน / กล่อง	ความยาวที่มีให้เลือก: บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง · การใช้งานหลักทางคลินิก: — · ราคา (USD): รวมแล้ว



เครื่องถ่างรากประสาท Love แบบก้านเยื้องรูปดาบปลายป็น

SKU RM-LNRR-BAY-21-1

ราคา **\$29 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างรากประสาท Love (แบบก้านเยื้องรูปดาบปลายป็น)	ขนาด / รายละเอียด: ความยาวรวม 21 cm ก้านเยื้องรูปดาบปลายป็น ใบถ่างโค้งเข้าสำหรับประคองเส้นประสาท - จำนวนที่รวมมา: 1	\$29
ปลอก / กล่องป้องกัน	ขนาด / รายละเอียด: บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง - จำนวนที่รวมมา: 1	\$29



เครื่องถ่างสำหรับเท้าและข้อเท้าแบบก้านบาง

SKU RM-LPFAR-1

ราคา **\$84 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
7.5 inches	RM-LPFAR-1-1	\$84
8.75 inches	RM-LPFAR-1-2	\$89




เครื่องถ่างแผล Markham-Meyerding สำหรับการผ่าตัดเปิดกระดูกลามิनाครึ่งซีก

SKU RM-MMHR-17-1

ราคา **\$124 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ขนาดเล็ก — ใบถ่างขนาด 40 mm x 25 mm	RM-MMHR-17-1-1	\$104
ขนาดกลาง — ใบถ่างขนาด 50 mm x 25 mm	RM-MMHR-17-1-2	\$114
ขนาดใหญ่ — ใบถ่างขนาด 60 mm x 25 mm	RM-MMHR-17-1-3	\$124



โครงเครื่องถ่างแผลชนิดแข็งแบบ McCulloch สำหรับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกผ่านกล้องจุลทรรศน์

SKU RM-MMRRF-14-1

ราคา **\$384 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
โครงเครื่องถ่างแผลชนิดแข็งแบบ McCulloch สำหรับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกผ่านกล้องจุลทรรศน์	ขนาด / รายละเอียด: ความยาวโดยรวม 14 cm โครงชนิดแข็งแบบไม่มีบานพับ ระบบขับเคลื่อนด้วยเฟือง · จำนวนที่รวมมา: 1	\$384
ปลอกป้องกัน / กล้อง	ขนาด / รายละเอียด: บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นส สำหรับการขนส่ง · จำนวนที่รวมมา: 1	\$384



เครื่องถ่างรากประสาทแบบ McCulloch

SKU RM-MNRR-1

ราคา **\$64 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
12.8 cm	RM-MNRR-1-1	\$64
14.5 cm	RM-MNRR-1-2	\$74



เครื่องถ่างสำหรับซ่อมแซมหมอนรองข้อเข่า

SKU RM-MRR-5IN-1

ราคา **\$59 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างสำหรับซ่อมแซมหมอนรองข้อเข่า	ขนาด / รายละเอียด: ความยาวรวม 5" (12.7 cm) ส่วนโค้งโค้งสำหรับเบี่ยงแนว ขึ้นขัดเขา · จำนวนที่ให้มา: 1	\$59
ปลอกป้องกัน / กล้อง	ขนาด / รายละเอียด: บรรจุภัณฑ์สำหรับข นส่งแยกชิ้น · จำนวนที่ให้มา: 1	\$59



เครื่องถ่างแนว Meyerding

SKU **RM-MDR-18-1**

ราคา **\$99 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	ปลายใช้งานแบบตุ้	ความยาวรวม: 18 cm · บกบาทหลักทางคลินิก: แหวกกล้ามเนื้อข้างกระดูกสันหลังโดยไม่ทำให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บและยึดเนื้อเยื่ออ่อนให้อยู่กับที่ · ราคา (USD): \$99.00
1	ปลายใช้งานแบบแหลม	ความยาวรวม: 18 cm · บกบาทหลักทางคลินิก: ยึดเกาะพังผืดเส้นใยหนาแน่นและจุดเกาะเอ็นกล้ามเนื้ออย่างมั่นคง · ราคา (USD): \$99.00
1	ปลายใช้งานแบบมีฟัน	ความยาวรวม: 18 cm · บกบาทหลักทางคลินิก: ยึดเกาะกระดูกโดยไม่สับหลุดบริเวณแผ่นกระดูกสันหลังและขอบข้อต่อฟาเซต · ราคา (USD): \$99.00
1	ปลายใช้งานแบบอานม้า	ความยาวรวม: 18 cm · บกบาทหลักทางคลินิก: โอบรัดมัดกล้ามเนื้อตามรูปทรงและเปิดทางเข้าผ่าตัดลดการกดทับเส้นประสาทในกระดูกสันหลัง · ราคา (USD): \$99.00
1	ปลอกป้องกัน / กล่อง	ความยาวรวม: บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง · บกบาทหลักทางคลินิก: — · ราคา (USD): รวมแล้ว



เครื่องถ่างแนว Meyerding พร้อมกลไกล็อกแบบเฟือง

SKU **RM-MRWR-18-1**

ราคา **\$84 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
32 mm × ความกว้าง 25 mm	RM-MRWR-18-1-1	\$84
41 mm × ความกว้าง 25 mm	RM-MRWR-18-1-2	\$89
50 mm × ความกว้าง 25 mm	RM-MRWR-18-1-3	\$94
57 mm × ความกว้าง 25 mm	RM-MRWR-18-1-4	\$99



เครื่องถ่างข้อเข้าสำหรับการผ่าตัดแผลเล็ก

SKU **RM-MIKR-1**

ราคา **\$79 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ความยาวรวม 19 cm	RM-MIKR-1-1	\$79
ความยาวรวม 20 cm	RM-MIKR-1-2	\$84
ความยาวรวม 22 cm	RM-MIKR-1-3	\$89



เครื่องง้างรากประสาทสำหรับการผ่าตัดแผลเล็ก MIS

SKU **RM-MIS-NRR-17-1**

ราคา **\$84 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ใบง้างกว้าง 4.7 มม	RM-MIS-NRR-17-1-1	\$84
ใบง้างกว้าง 7.3 มม	RM-MIS-NRR-17-1-2	\$89



เครื่องง้างชนิด Fukuda แบบดัดแปลง

SKU **RM-MFTR-SHLD-1**

ราคา **\$89 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องง้างชนิด Fukuda แบบดัดแปลง	เครื่องง้างแบบมือถือสำหรับจัดกระดูกตีบแบนในการผ่าตัดกระดูกและข้อ พร้อมใบง้างรูปวงแหวนมีช่องเปิด	\$89
ปลอกป้องกัน / ก่อ	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$89



เครื่องง้างกระดูกสะบ้า

SKU **RM-PTR-9IN-1**

ราคา **\$84 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องง้างกระดูกสะบ้า	ความยาว 9" (22.86 cm) แผ่นรอง 22 มม ใบง้าง 16 มม ปลายตะขอ	\$84
ปลอก / ก่อป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$84


เครื่องถ่าง PCL

SKU **RM-PCLR-25-1**

ราคา **\$99 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่าง PCL	ความยาวรวม 25 cm (10") ปลายขนาด 21 mm ชุดซี่ปลายขนาด 4 mm	\$99
ปลอกป้องกัน / ก่อ	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น	\$99


เครื่องถ่างสำหรับการผ่าตัดตัดแขนขา PERCY

SKU **RM-PAR-1**

ราคา **\$399 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
24.3 cm	RM-PAR-1-1	\$399
35.0 cm	RM-PAR-1-2	\$449
42.0 cm	RM-PAR-1-3	\$499


เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Perkins

SKU **RM-PSRR-99-1**

ราคา **\$99 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
แบบซี่ถ่างต้นมาตรฐาน — 13 cm, ด้านซ้ายหรือด้านขวา	RM-PSRR-99-1-1	\$99
ซี่ถ่าง 2 ซี่และใบถ่างปลายแหลม — 11 cm	RM-PSRR-99-1-2	\$99
ซี่ถ่าง 2 ซี่และใบถ่างปลายแหลม — 13 cm	RM-PSRR-99-1-3	\$99
ซี่ถ่าง 3 ซี่และใบถ่างปลายแหลม — 11 cm	RM-PSRR-99-1-4	\$99
ซี่ถ่าง 3 ซี่และใบถ่างปลายแหลม — 13 cm	RM-PSRR-99-1-5	\$99
ใบถ่างโค้งมีช่อง — 13 cm, ด้านซ้ายหรือด้านขวา	RM-PSRR-99-1-6	\$99
ใบถ่างด้ามมีเดือยแหลม — 12.7 cm, ด้านซ้ายหรือด้านขวา	RM-PSRR-99-1-7	\$99



ระบบเปิดช่องทางผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวทางด้านหน้า 1 Phantom AL

SKU RM-PAL-1

ราคา **\$3,999 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
4	ใบถ่างแผล 25 × 60 mm	ใบถ่างแผลสำหรับระดับต้น
4	ใบถ่างแผล 25 × 80 mm	ใบถ่างแผลสำหรับระดับต้นปานกลาง
4	ใบถ่างแผล 25 × 100 mm	ใบถ่างแผลสำหรับระดับความลึกปานกลาง
4	ใบถ่างแผล 25 × 120 mm	ใบถ่างแผลสำหรับระดับความลึกมาตรฐาน
4	ใบถ่างแผล 25 × 140 mm	ใบถ่างแผลสำหรับระดับความลึกที่เพิ่มขึ้น
4	ใบถ่างแผล 25 × 160 mm	ใบถ่างแผลสำหรับช่องทางผ่าตัดลึก
4	ใบถ่างแผล 25 × 180 mm	ใบถ่างแผลสำหรับช่องทางผ่าตัดลึกพิเศษ
4	ใบถ่างแผล 25 × 200 mm	ใบถ่างแผลที่มีระยะเข้าถึงสูงสุด
1	วงแหวนถ่างแผล	โครงสร้างกลอนส่วนกลางของระบบถ่างแผล เส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม
2	ก้านดัด	ใช้ดัดขยายหรือจัดตำแหน่งจุดโครงสร้างถ่างแผล
6	แคลมป์ยึดดวงแหวน	ยึดตัวยึดและส่วนประกอบต่าง ๆ เข้ากับวงแหวนถ่างแผล
6	ตัวยึดใบถ่างแผลแบบปรับหมุน	ใช้ติดตั้งใบถ่างแผลบนวงแหวนโดยปรับตำแหน่งได้
1	ประแจหกเหลี่ยม	ประแจแบบใช้มือขนาด 225 มม สำหรับปรับและประกอบโครงสร้างรองรับและเชื่อมต่อดวงแหวนถ่างแผลเข้ากับอุปกรณ์ยึดได้
2	แขนพร้อมตัวยึดดวงแหวน	ยึดโครงสร้างรองรับเข้ากับรางด้านข้างใต้ผ่าตัด
2	แคลมป์ยึดได้แบบหมุนได้	ยึดโครงสร้างรองรับเข้ากับรางด้านข้างใต้ผ่าตัด
1	ไขควงหกเหลี่ยม	เครื่องมืออินเจคเตอร์ทางสำหรับปรับระบบ
1	กล่องสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ	ภาชนะจัดเก็บอะลูมิเนียมแบบเจาะรูสำหรับกระบวนการเตรียมเครื่องมือเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ





ระบบเปิดทางเข้าผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบแฟลลิก Phantom ML MIS

SKU **RM-PML-1**

ราคา **\$3,999 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	ตะขอดึงรั้งแบบตรง 40 mm	ตะขอดึงรั้งทรงเคสสำหรับงานเฉพาะทาง
1	ตะขอดึงรั้งแบบตรง 50 mm	ตะขอดึงรั้งทรงเคสสำหรับงานเฉพาะทาง
1	ตะขอดึงรั้งแบบตรง 60 mm	ตะขอดึงรั้งทรงเคสสำหรับงานเฉพาะทาง
1	ตะขอดึงรั้งแบบตรง 70 mm	ตะขอดึงรั้งทรงเคสสำหรับงานเฉพาะทาง
1	ตะขอดึงรั้งแบบตรง 80 mm	ตะขอดึงรั้งทรงเคสสำหรับงานเฉพาะทาง
1	ตะขอดึงรั้งแบบตรง 90 mm	ตะขอดึงรั้งทรงเคสสำหรับงานเฉพาะทาง
1	ตะขอดึงรั้งแบบตรง 100 mm	ตะขอดึงรั้งทรงเคสสำหรับงานเฉพาะทาง
1	ถ้ำรับรูปตัว T สำหรับควบคุมจุดหมุน	ถ้ำรับควบคุมด้วยมือสำหรับปรับจุดหมุน
1	แคลมป์ยึดไว้แบบหมุนได้	ยึดจุดอุปกรณ์เข้ากับรางด้านข้างของโต๊ะผ่าตัด
1	สายน้ำแสง	ส่วนโค้งมาตรฐาน, 10 ft, ไม่ปราศจากเชื้อ; ส่งผ่านแสงจากแหล่งกำเนิดแสงไปยังเครื่องถ่างแฟลลิก
1	แหล่งกำเนิดแสง LED	ชุดให้แสงสว่างแบบพกพา/ตั้งโต๊ะ
1	แขนยึดต่อแบบถ่าง	แขนหลายข้อต่อพร้อมแคลมป์ปรับรางเพื่อสำหรับเชื่อมต่อแคลมป์ยึดเข้ากับโครง
1	ฐานเครื่องถ่างแฟลลิกแบบปรับหมุนสำหรับการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบแฟลลิก (MIS)	โครงสร้างหลักพร้อมรางเพื่อ 250 mm ใส่อุปกรณ์ถ่างด้านบนสำหรับเปิดทางเข้าถึงกระดูกสันหลังส่วนเอว
1	ข้อต่อรางเพื่อ	เชื่อมต่อรางเพื่อเสริมเข้ากับโครงหลัก
1	ตัวยึดในถ่างแฟลลิกตรงกลางแบบปรับหมุน	ใส่อุปกรณ์ถ่างด้านบน พร้อมรางเพื่อ 130 mm; ยึดในถ่างแฟลลิกตรงกลางพร้อมระบบควบคุมการหมุน
1	เครื่องถ่างแฟลลิกตรงข้ามแบบยกย้ายและปรับหมุน	แขนดึงรั้งดึงตรงข้ามแบบใส่อุปกรณ์ถ่างด้านข้าง พร้อม Sure-Lock และรางเพื่อ 225 mm เพื่อความมั่นคงด้านข้าง
1 คู่	ใบถ่างแฟลลิกปลายเฉียง (คู่) 22 x 50 mm	ใบถ่างแฟลลิกพร้อมปลายเฉียง
1 คู่	ใบถ่างแฟลลิกปลายเฉียง (คู่) 22 x 60 mm	ใบถ่างแฟลลิกพร้อมปลายเฉียง
1 คู่	ใบถ่างแฟลลิกปลายเฉียง (คู่) 22 x 70 mm	ใบถ่างแฟลลิกพร้อมปลายเฉียง
1 คู่	ใบถ่างแฟลลิกปลายเฉียง (คู่) 22 x 80 mm	ใบถ่างแฟลลิกพร้อมปลายเฉียง
1 คู่	ใบถ่างแฟลลิกปลายเฉียง (คู่) 22 x 90 mm	ใบถ่างแฟลลิกพร้อมปลายเฉียง
1 คู่	ใบถ่างแฟลลิกปลายเฉียง (คู่) 22 x 100 mm	ใบถ่างแฟลลิกพร้อมปลายเฉียง
1 คู่	ใบถ่างแฟลลิกปลายเฉียง (คู่) 22 x 110 mm	ใบถ่างแฟลลิกพร้อมปลายเฉียง
1 คู่	ใบถ่างแฟลลิกปลายเฉียง (คู่) 22 x 120 mm	ใบถ่างแฟลลิกพร้อมปลายเฉียง
1	ใบถ่างแฟลลิกตรงข้ามแบบฟันสับ 14 x 40 mm	ใบถ่างแฟลลิกตรงข้ามพร้อมฟันจับยึดแบบสับ
1	ใบถ่างแฟลลิกตรงข้ามแบบฟันสับ 14 x 50 mm	ใบถ่างแฟลลิกตรงข้ามพร้อมฟันจับยึดแบบสับ
1	ใบถ่างแฟลลิกตรงข้ามแบบฟันสับ 14 x 60 mm	ใบถ่างแฟลลิกตรงข้ามพร้อมฟันจับยึดแบบสับ
1	ใบถ่างแฟลลิกตรงข้ามแบบฟันสับ 14 x 70 mm	ใบถ่างแฟลลิกตรงข้ามพร้อมฟันจับยึดแบบสับ
1	ใบถ่างแฟลลิกตรงข้ามแบบฟันสับ 14 x 80 mm	ใบถ่างแฟลลิกตรงข้ามพร้อมฟันจับยึดแบบสับ
1	ใบถ่างแฟลลิกตรงข้ามแบบฟันสับ 14 x 90 mm	ใบถ่างแฟลลิกตรงข้ามพร้อมฟันจับยึดแบบสับ
1	ใบถ่างแฟลลิกตรงข้ามแบบฟันสับ 14 x 100 mm	ใบถ่างแฟลลิกตรงข้ามพร้อมฟันจับยึดแบบสับ
1	ใบถ่างแฟลลิกตรงข้ามแบบฟันสับ 14 x 110 mm	ใบถ่างแฟลลิกตรงข้ามพร้อมฟันจับยึดแบบสับ
1	ใบถ่างแฟลลิกตรงข้ามแบบฟันสับ 14 x 120 mm	ใบถ่างแฟลลิกตรงข้ามพร้อมฟันจับยึดแบบสับ
1	ใบถ่างแฟลลิกฟันค้ำยัน 18 x 50 mm	ใบถ่างแฟลลิกฟันค้ำยันภายใต้บริเวณปลาย พร้อมฟันสับ
1	ใบถ่างแฟลลิกฟันค้ำยัน 18 x 60 mm	ใบถ่างแฟลลิกฟันค้ำยันภายใต้บริเวณปลาย พร้อมฟันสับ
2	ใบถ่างแฟลลิกฟันค้ำยัน 18 x 70 mm	ใบถ่างแฟลลิกฟันค้ำยันภายใต้บริเวณปลาย พร้อมฟันสับ
2	ใบถ่างแฟลลิกฟันค้ำยัน 18 x 80 mm	ใบถ่างแฟลลิกฟันค้ำยันภายใต้บริเวณปลาย พร้อมฟันสับ
2	ใบถ่างแฟลลิกฟันค้ำยัน 18 x 90 mm	ใบถ่างแฟลลิกฟันค้ำยันภายใต้บริเวณปลาย พร้อมฟันสับ
2	ใบถ่างแฟลลิกฟันค้ำยัน 18 x 100 mm	ใบถ่างแฟลลิกฟันค้ำยันภายใต้บริเวณปลาย พร้อมฟันสับ
2	ใบถ่างแฟลลิกฟันค้ำยัน 18 x 110 mm	ใบถ่างแฟลลิกฟันค้ำยันภายใต้บริเวณปลาย พร้อมฟันสับ
2	ใบถ่างแฟลลิกฟันค้ำยัน 18 x 120 mm	ใบถ่างแฟลลิกฟันค้ำยันภายใต้บริเวณปลาย พร้อมฟันสับ
1	เครื่องมือขยายช่องเนื้อเยื่อ 8 mm	เครื่องมือสำหรับขยายช่องเนื้อเยื่อตามลำดับขนาด
1	เครื่องมือขยายช่องเนื้อเยื่อ 13 mm	เครื่องมือสำหรับขยายช่องเนื้อเยื่อตามลำดับขนาด
1	เครื่องมือขยายช่องเนื้อเยื่อ 18 mm	เครื่องมือสำหรับขยายช่องเนื้อเยื่อตามลำดับขนาด
1	เครื่องมือขยายช่องเนื้อเยื่อ 22 mm	เครื่องมือสำหรับขยายช่องเนื้อเยื่อตามลำดับขนาด
1	แกนนำสอด 18 mm	เครื่องมือสำหรับสอดเริ่มต้นและนำทาง
1	แกนนำสอด 22 mm	เครื่องมือสำหรับสอดเริ่มต้นและนำทาง
1	กล่องสำหรับเก็บอุปกรณ์	ภาชนะจัดเก็บสำหรับจัดระเบียบเครื่องมือและนำเข้าสู่กระบวนการเตรียมเพื่อนักกลับมาใช้ซ้ำ





เครื่องถ่างข้อเข่า Ranawat

SKU **RM-RKR-95-1**

ราคา **\$79 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างข้อเข่า Ranawat	ความยาว 9 1/2" (24.13 cm) ใบถ่างขนาด 17 x 34 mm ทำมุม 90° (ปลายคู่หรือปลายแหลม)	\$79
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น	\$79



เครื่องถ่าง Hohmann แบบกลับด้าน

SKU **RM-RHR-85-1**

ราคา **\$69 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่าง Hohmann แบบกลับด้าน	ความยาว 8 1/2" (21.59 cm) ใบถ่างแบบบอสมมาตรพร้อมจามปลายคู่ ด้านจับแบบเจาะช่อง	\$69
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$69



เครื่องถ่างสำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งหมด รูปตัว S

SKU **RM-STKR-6IN-1**

ราคา **\$59 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ใบถ่างด้านเดียว 10 mm — ความยาว 6"	RM-STKR-6IN-1-1	\$59
ใบถ่างกว้าง 10 mm		
ใบถ่างด้านเดียว 20 mm — ความยาว 6"	RM-STKR-6IN-1-2	\$59
ใบถ่างกว้าง 20 mm		
รุ่นสองปลาย — ความยาว 6"	RM-STKR-6IN-1-3	\$59
ปลายสองด้านขนาด 5 mm & 13 mm		



เครื่องถ่างรากประสาท Sandhu

SKU **RM-SNRR-243-1**

ราคา **\$54 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างรากประสาท Sandhu	ความยาวรวม 24.3 cm ใบถ่างปลายกว้าง 3.2 mm ค้านติดได้ทำมุม 90°	\$54
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น	\$54



เครื่องถ่างสำหรับการเก็บกระดูกปลูกถ่าย Saxena

SKU **RM-SBGR-1**

ราคา **\$124 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
รุ่น 16.5 cm — แบบร่องฟันหรือร่องฟันไขว้	RM-SBGR-1-1	\$124
รุ่น 25.5 cm — แบบร่องฟันหรือร่องฟันไขว้	RM-SBGR-1-2	\$149



เครื่องถ่างรากประสาท Scoville

SKU **RM-SNRR-235-1**

ราคา **\$29 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างรากประสาท Scoville	ความยาวรวม 23.5 cm ปลายทำมุมและขึ้นรูปตามสรีระ ค้านเดี่ยว	\$29
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$29



เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Scoville

SKU **RM-SSRR-150-1**

ราคา **\$259 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงร่างนำทางแบบคงตำแหน่งได้เอง	รางเลื่อนฐานหลักที่ออกแบบเพื่อเปิดพื้นที่ผ่าตัดทางประสาทศัลยศาสตร์และกระดูกสันหลัง
1	ใบถ่างด้านข้างแบบตะขอแหลมเดี่ยวที่ถอดได้	ใบถ่างแบบตะขอเดี่ยวขนาด 50 มม ออกแบบให้ยึดเกาะกระดูกได้แนวแผลผ่าตัดที่มีเนื้อเยื่อหนา
1	ใบถ่างด้านข้างแบบที่มีฟันที่ถอดได้	ใบถ่างกระดูกแบบกึ่งขนาด 60 มม × 25 มม พร้อมปลายฟันที่ขึ้นรูปไว้อย่างเป็นระบบ
1	เฟืองล็อกด้วยสกรูหมุนมือในตัว	ชุดเกลียวสำหรับยึดระยะเปิดในแบบนอนอย่างแม่นยำ พร้อมลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้งาน
2	แขนค้ำถ่างที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์	ก้านแบบสองแขนน้ำหนักเบา พร้อมขอบโดยรอบที่เรียบทั้งหมัด
1	ภาชนะจัดเก็บป้องกันความเสียหาย / กล่อง	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง



เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Scoville-Haverfield

SKU **RM-SHSRR-150-1**

ราคา **\$339 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงเครื่องถ่างแบบคงตำแหน่งได้เองพร้อมก้านบานพับ	โครงแบบมีข้อต่อที่ทำงานในลักษณะกรรไกร ปรับเอียงลงให้อยู่บนแนวการมองเห็นได้
1	ใบถ่างด้านข้างแบบเขี้ยวแหลมเดี่ยวที่ถอดได้	ใบถ่างรูปทรงเล็บเดี่ยวขนาด 50 มม ออกแบบมาเพื่อยึดในระดับลึกได้ของแผล
1	ใบถ่างด้านข้างแบบแผ่นต้นมีฟันที่ถอดได้	ใบถ่างกระดูกรูปพายแบบแผ่นต้นขนาด 60 มม × 25 มม พร้อมปลายฟันละเอียด
1	เฟืองล็อกสกรูแบบหมุนมือที่ติดตั้งในตัว	กลไกเกลียวตรงกลางที่ช่วยคงตำแหน่งถ่างอย่างมั่นคงไม่เลื่อนคลาย เพื่อลดความเมื่อยล้า
2	แขนค้ำถ่างแผลตามหลักสรีรศาสตร์	แขนด้านจับโครงสร้างน้ำหนักเบาที่ขึ้นรูปให้มีขอบเรียบตลอดแนว
1	ภาชนะจัดเก็บ / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง



เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Scoville-Richter

SKU **RM-SRSRR-155-1**

ราคา **\$395 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	รางโครงฐานแบบคงตำแหน่งได้เอง	โครงแกนเลื่อนหลัก ออกแบบเพื่อการเปิดพื้นที่ขนาดเล็กที่มีเนื้อเยื่อเหนียวให้มั่นคง
1	ใบถ่างด้านข้างทั้งแหลมชนิด 3 ขั้วแบบถอดได้	หัวต่อปลายกรงเล็บขนาด 62 มม × 37 มม ออกแบบเพื่อยึดพื้นผิวเนื้อเยื่อส่วนลึก
1	ใบถ่างด้านข้างทั้งแหลมชนิด 4 ขั้วแบบถอดได้	หัวต่อปลายกรงเล็บขนาด 62 มม × 52 มม ออกแบบเพื่อถ่างขอบเนื้อเยื่อเป็นบริเวณกว้างขึ้น
1	ชุดเฟืองล็อกสกรูแบบใช้นิ้วในตัว	กลไกเคลมป้อนช่วยยึดระยะถ่างให้คงที่อย่างมั่นคง เพื่อลดความเมื่อยล้า
2	แขนค้ำถ่างแผลตามหลักการศาสตร์	ด้านจับคู่รูปทรงน้ำหนักเบา พร้อมขอบโดยรอบเรียบทั้งหมัด
1	อุปกรณ์จัดเก็บป้องกันความเสียหาย / กล่อง	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง

[illegible]



เครื่องถ่างเปิดเข้าข้อไหล่สำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่

SKU **RM-SAR-GE-775-1**

ราคา **\$79 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างเปิดเข้าข้อไหล่สำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่	ความยาว 7 3/4" (19.68 cm) ใบถ่างกว้าง 40 mm ด้านจับรูปตัว T ตามหลักสรีรศาสตร์	\$79
ปลอกป้องกัน / คล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$79



เครื่องถ่าง Sofield

SKU **RM-SFR-SERIES-1**

ราคา **\$46 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ขนาด #1 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-1	\$46
ขนาด #2 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-2	\$46
ขนาด #3 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-3	\$46
ขนาด #4 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-4	\$46
ขนาด #5 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-5	\$46
ขนาด #6 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-6	\$46



เครื่องถ่าง Hohmann แบบข้อประกบได้

SKU **RM-SHR-1**

ราคา **\$89 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
8 1/4" (20.96 cm) — ใบถ่างแบบมาตรฐานแบบกว้าง หรือแบบงอ	RM-SHR-1-1	\$89
9 1/4" (23.50 cm) — ใบถ่างแบบมาตรฐานแบบกว้าง หรือแบบงอ	RM-SHR-1-2	\$99



เครื่องถ่างแผลสำหรับการผ่าตัดตัดลามินา Super-Slide

SKU RM-SSLR-1

ราคา **\$2,499 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงเครื่องถ่างแผล	โครงสร้างหลักของระบบถ่างแผล
4	ใบถ่างขนาดเล็ก	ใบถ่างขนาดเล็ก ความลึก 2" สำหรับถ่างแผลผ่าตัด
4	ใบถ่างขนาดกลาง	ใบถ่างขนาดกลาง ความลึก 3"
4	ใบถ่างขนาดใหญ่	ใบถ่างขนาดใหญ่ ความลึก 4"
4	ใบถ่างเสริม	ใบถ่างแบบเพิ่มความลึก ความลึก 4 3/4"
1	กล่องพาเชื่อ	ภาชนะสำหรับจัดระเบียบและจัดเก็บอุปกรณ์ครบทั้งชุด



แผ่นตะกั่วตั้งรังและจัดทำมือสำหรับการผ่าตัด

SKU RM-SLHRP-199-1

ราคา **\$199 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
แผ่นตะกั่วตั้งรังและจัดทำมือสำหรับการผ่าตัด	แผ่นตะกั่วตั้งรังรูปมือผู้ใหญ่วัดที่ตัดขึ้นรูปได้	\$199
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง	\$199



เครื่องถ่างแผลใบทำมุม ด้ามจับรูปตัว T

SKU RM-THRAB-1

ราคา **\$99 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
8.0" (20.32 cm) — แบบมีฟัน 110×32 mm หรือ 120×32 mm	RM-THRAB-1-1	\$99
11.0" (27.94 cm) — แบบมีฟัน 110×32 mm หรือ 120×32 mm	RM-THRAB-1-2	\$109
14.0" (35.56 cm) — แบบมีฟัน 110×32 mm หรือ 120×32 mm	RM-THRAB-1-3	\$139





เครื่องถ่างสำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลัง Taylor

SKU **RM-TSR-1**

ราคา **\$74 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
7 ¼" (18.42 cm) — ระยะลึก 3" (7.62 cm) — การผ่าตัดตัดแผ่นกระดูกสันหลังส่วนคอและส่วนอก ผ่านทางด้านหลัง กระดูกสันหลังในผู้ป่วยวัยรุ่น	RM-TSR-1-1	\$74
7 ½" (19.05 cm) — ระยะลึก 3" หรือ 4" — การผ่าตัดตัดแผ่นกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูก สันหลังส่วนเอวในผู้ใหญ่ทั่วไป	RM-TSR-1-2	\$79
8.0" (20.32 cm) — ระยะลึก 4" (10.16 cm) — การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังส่วนเอวที่อยู่ลึก การผ่าตัดกระดูกสันหลังในผู้ป่วยโรคอ้วน และการเปิดบริเวณกระดูกกระเบนเหน็บ	RM-TSR-1-3	\$89



เครื่องถ่างรากประสาท Toennis

SKU **RM-TNRR-15-1**

ราคา **\$29 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างรากประสาท Toennis	ความยาวรวม 15 cm ก้านเรียว ปลายตะขอเรียบโค้งรับรูป	\$29
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$29



เครื่องถ่างสำหรับใส่ส่วนประกอบ Glenosphere ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่เทียมทั้งหมดและแบบกลับด้าน

SKU **RM-TRSAGCR-26-1**

ราคา **\$109 USD**


ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างสำหรับใส่ส่วนประกอบ Glenosphere ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่เทียมทั้งหมดและแบบกลับด้าน	ความยาว 10 ¼" (26.03 cm), ปลายสองข้างขนาด 24 mm, ด้านจับตามหลักสรีรศาสตร์	\$109
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$109

SKU **RM-TRS-MIS-1**

57A1 **\$2,199 USD**

รายการส่วนประกอบ

[illegible]



เครื่องถ่างข้อเข่า Wallace

SKU **RM-WKR-5IN-1**

ราคา **\$79 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างข้อเข่า Wallace	ความยาวรวม 5" (12.7 cm) โครงแบบแบนคู่ค้ำคองการถ่างได้เอง พร้อมชุดเฟืองสกรูล็อก	\$79
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$79



เครื่องถ่างสำหรับผ่าตัดหมอนรองกระดูก Williams

SKU **RM-WDR-1**

ราคา **\$94 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
50 mm × 20 mm (ซ้ายหรือขวา)	RM-WDR-1-1	\$94
70 mm × 20 mm (ซ้ายหรือขวา)	RM-WDR-1-2	\$99



เครื่องถ่างสำหรับกระดูกเรเดียสส่วนปลายหัก Williams

SKU **RM-WDRFR-45-1**

ราคา **\$189 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ใบถ่างโค้งซ้าย — ความยาว 4.5" (11.43 cm) ปลายง่ามนับถ่วง โค้งไปทางซ้าย	RM-WDRFR-45-1-1	\$189
ใบถ่างโค้งขวา — ความยาว 4.5" (11.43 cm) ปลายง่ามนับถ่วง โค้งไปทางขวา	RM-WDRFR-45-1-2	\$189




เครื่องถ่างสำหรับผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง Williams

SKU **RM-WSDR-153-1**

ราคา **\$149 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ความลึก 50 mm – 70 mm (10 หรือ 20 mm) — แบบด้านซ้ายหรือด้านขวา	RM-WSDR-153-1-1	\$149
ความลึก 80 mm – 90 mm (10 หรือ 20 mm) — แบบด้านซ้ายหรือด้านขวา	RM-WSDR-153-1-2	\$149
ความลึก 110 mm (10 หรือ 20 mm) — แบบด้านซ้ายหรือด้านขวา	RM-WSDR-153-1-3	\$149



เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Wiltse-Gelpi

SKU **RM-WGSRR-1**

ราคา **\$99 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
รุ่นความยาว 28.0 cm — แขนโค้งออกด้านนอก ปลายแหลม ตัวล็อกเฟือง	RM-WGSRR-1-1	\$99
รุ่นความยาว 30.5 cm — แขนโค้งออกด้านนอก ปลายแหลม ตัวล็อกเฟือง	RM-WGSRR-1-2	\$109





ชุดเครื่องถ่างแผล Image-Line ACF พร้อมเครื่องแยกขยายและระบบปลดเร็ว

SKU RM-ILACF-QR-1

ราคา **\$4,999 USD**

รายการส่วนประกอบ



จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เครื่องมือวัดความลึก	มีรหัสสี
2	ถ่านจันแบบสปริง	กลไกปลดเร็ว
1	โครงตามแนวยาว	แบบมาตรฐานพร้อมระบบปลดเร็ว
1	โครงตามแนวยาว (เคส Panther)	พื้นผิวดูดซับแสงจ้า
1	โครงตามแนวขวาง	แบบมาตรฐานพร้อมระบบปลดเร็ว
1	โครงตามแนวขวาง (เซรามิก Panther)	สารเคลือบเซรามิกไม่สะท้อนแสง
2	ใบถ่างปลายคู่	30 mm, สีเงิน
2	ใบถ่างปลายคู่	35 mm, สีน้ำเงิน
2	ใบถ่างปลายคู่	40 mm, สีแดง
2	ใบถ่างปลายคู่	45 mm, สีเขียว
2	ใบถ่างปลายคู่	50 mm, สีม่วง
2	ใบถ่างปลายคู่	55 mm, สีดำ
2	ใบถ่างปลายคู่	60 mm, สีทอง
2	ใบถ่างปลายคู่	65 mm, สีกรมท่า
2	ใบถ่างปลายคู่	70 mm, สีเขียวอ่อน
2	ใบถ่างปลายคู่	75 mm, สีส้ม
1	ใบถ่างฟันสัน	30 mm, สีเงิน
1	ใบถ่างฟันสัน	35 mm, สีน้ำเงิน
1	ใบถ่างฟันสัน	40 mm, สีแดง
1	ใบถ่างฟันสัน	45 mm, สีเขียว
1	ใบถ่างฟันสัน	50 mm, สีม่วง
1	ใบถ่างฟันสัน	55 mm, สีดำ
1	ใบถ่างฟันสัน	60 mm, สีทอง
1	ใบถ่างฟันสัน	65 mm, สีกรมท่า
1	ใบถ่างฟันยาว	30 mm, สีเงิน
1	ใบถ่างฟันยาว	35 mm, สีน้ำเงิน
1	ใบถ่างฟันยาว	40 mm, สีแดง
1	ใบถ่างฟันยาว	45 mm, สีเขียว
1	ใบถ่างฟันยาว	50 mm, สีม่วง
1	ใบถ่างฟันยาว	55 mm, สีดำ
1	ใบถ่างฟันยาว	60 mm, สีทอง
1	ใบถ่างฟันยาว	65 mm, สีกรมท่า
2	ใบถ่างขนาดเล็กปลายคู่	14 × 35 mm, สีน้ำเงิน
2	ใบถ่างขนาดเล็กปลายคู่	14 × 40 mm, สีแดง
2	ใบถ่างขนาดเล็กปลายคู่	14 × 45 mm, สีเขียว
2	ใบถ่างขนาดเล็กปลายคู่	14 × 50 mm, สีม่วง
2	ใบถ่างขนาดเล็กปลายคู่	14 × 55 mm, สีดำ
2	ใบถ่างขนาดเล็กปลายคู่	14 × 60 mm, สีทอง
2	ใบถ่างขนาดเล็กฟันสัน	14 × 35 mm
2	ใบถ่างขนาดเล็กฟันสัน	14 × 40 mm
2	ใบถ่างขนาดเล็กฟันสัน	14 × 45 mm
2	ใบถ่างขนาดเล็กฟันสัน	14 × 50 mm
2	ใบถ่างขนาดเล็กฟันสัน	14 × 55 mm
2	ใบถ่างขนาดเล็กฟันสัน	14 × 60 mm
1	ดอกสว่านเกลียว CVB	ความลึก 8 mm, ความยาว 5¼"
1	บล็อกนำเจาะสำหรับเครื่องถ่าง CVB ด้านซ้าย	มาตรฐาน
1	บล็อกนำเจาะสำหรับเครื่องถ่าง CVB ด้านขวา	มาตรฐาน
1	เครื่องถ่างตัวกระดูกสันหลัง ด้านซ้าย	รางฟันเฟือง 100 mm
1	เครื่องถ่างตัวกระดูกสันหลัง ด้านขวา	รางฟันเฟือง 100 mm
2	ไขควง CVB ด้านซ้าย/ขวา	มาตรฐาน
1	เครื่องถ่างหลายระดับ ด้านซ้าย	รางฟันเฟือง 120 mm, ส่วนต่อขยาย 90 mm
1	เครื่องถ่างหลายระดับ ด้านขวา	รางฟันเฟือง 120 mm, ส่วนต่อขยาย 90 mm
1	เครื่องมือจับกระดูกปลุกถ่าย	ปลายขนาด 8 × 15 mm, ความยาว 210 mm
1	เครื่องมือถอดกระดูกปลุกถ่าย	3 mm
1	เครื่องมือถอดกระดูกปลุกถ่าย	5 mm
1	เครื่องมือถอดกระดูกปลุกถ่าย	8 mm
1	เครื่องมือตัดชิ้นกระดูกปลุกถ่าย	ปรับความลึกได้ 8.75", ความกว้าง 7 mm
1	คาลิเปอร์ ACF	9"
1	กล่องสำหรับเก็บอุปกรณ์	กล่องจัดเก็บเครื่องมือแบบทนทานสำหรับงานหนัก




เครื่องถ่างสำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลังทางด้านหลัง Bookwalter

SKU **RM-BPSR-1**

ราคา **\$2,399 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เสายึด	12" (30.5 cm)
1	ข้อต่อเสา	แบบมาตรฐาน
1	คานแขวน	เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" (2.5 cm)
6	กลไกล็อกแบบเพื่องานมาตรฐาน	ชนิดไม่ปรับเอียง
4	กลไกล็อกแบบเพื่องานปรับเอียง	ปรับได้หลายมุม
1	ส่วนโครงวงแหวนครึ่งวงกลม	เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 1/2" (21.6 cm)
1	ส่วนโครงวงแหวนแบบตรง	เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" (10.2 cm)
1	ส่วนโครงวงแหวนแบบตรง	เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" (15.2 cm)
1	ส่วนโครงวงแหวนแบบตรง	เส้นผ่านศูนย์กลาง 8" (20.3 cm)
2	ใบถ่าง Meyerdig	3/8" x 2 1/4" (1.7 x 5.9 cm)
2	ใบถ่าง Meyerdig	1" x 3 1/4" (2.5 x 8.5 cm)
2	ใบถ่าง Meyerdig	2" x 3 3/4" (5.1 x 9.5 cm)
2	ตะขอสควิลล์	ขนาดเล็ก
2	ตะขอสควิลล์	ขนาดใหญ่
2	ตะขอล้างแบบคราด 3 ซี่	กว้าง 3/8" x ลึก 1/4" (1.7 x 1.9 cm)
2	ตะขอล้างแบบคราด 4 ซี่	กว้าง 3/4" x ลึก 1/8" (1.9 x 0.8 cm)
2	ตะขอล้างแบบคราด 6 ซี่	กว้าง 1" x ลึก 1/8" (2.5 x 0.8 cm)
1	กล่องสำหรับทำให้อุปกรณ์แห้ง	กล่องป้องกันเครื่องมือ



ชุดเครื่องถ่างสำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ Tedan Phantom CS-1600

SKU **RM-TPCS1600-SET-1**

ราคา **\$2,899 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
10 คู่ (ในถังรวม 20 ชิ้น)	ใบถ่างขอบบน	ความยาวตั้งแต่ 30 มม ถึง 75 มม (เพิ่มทีละ 5 มม)
6 คู่ (ในถังรวม 12 ชิ้น)	ใบถ่างขอบบนขนาดเล็ก	ความยาวตั้งแต่ 35 มม ถึง 60 มม (เพิ่มทีละ 5 มม)
ใบถ่าง 8 ชิ้น	ใบถ่างฟันยาว	ความยาวตั้งแต่ 30 มม ถึง 65 มม (เพิ่มทีละ 5 มม)
1 คู่ (ในถังรวม 2 ชิ้น)	ใบถ่างแบบพาย	ใช้ร่วมกับโครงเครื่องถ่างแยกหลายทิศทางมาตรฐานได้
ด้านจับ 2 ด้าน	ด้านจับเครื่องถ่างแบบใส่ใบถ่างจากด้านข้าง	ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ พร้อมกลไกบิดปลดเพื่อเปลี่ยนใบถ่างแบบในดูอาร์ได้อย่างรวดเร็ว
เกอ 1 ชิ้น	เกอวัดความลึกที่มีรหัสสี	สอบเทียบสำหรับวัดความลึกของเนื้อเยื่ออ่อนได้อย่างรวดเร็ว
1 ชุดประกอบ	ส่วนเกลียวพร้อมด้านจับสำหรับหมุน	ชุดดอกสว่านสำหรับเจาะนำด้วยมือเพื่อใส่สกรูถ่างแยก
อุปกรณ์นำเจาะ 1 ชิ้น	อุปกรณ์นำเจาะแบบคู่	สำหรับกำหนดระยะห่างขนาบระหว่างสกรูถ่างแยกกระดูกสันหลังได้อย่างแม่นยำ
อุปกรณ์นำเจาะ 1 ชิ้น	อุปกรณ์นำเจาะแบบเดี่ยว	สำหรับใส่สกรูถ่างแยกแบบอิสระหรือแบบในดูอาร์
ดอกสว่าน 1 ดอก	ดอกสว่านเกลียว	ดอกสว่านสำรองเฉพาะสำหรับเจาะนำเพื่อใส่สกรูถ่างแยก
ไขควง 2 ด้าน	ไขควงสำหรับสกรูถ่างแยก	ไขควงแบบจับกระชับสำหรับใส่หมุนแบบ Caspar
เครื่องมือ 1 ชิ้น	เครื่องมือวัดแบบกลไกเปอร์	เกอความแม่นยำสูงสำหรับตรวจสอบความสูงของขอบของกระดูกและค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของช่องว่างสำหรับวัสดุฝังใน
เครื่องมือ 1 ชิ้น	เครื่องมือถอดกระดูกพร้อมตัวป้องกัน	เครื่องมือผ่าตัดดัดแปลงสำหรับถอดกระดูกซี่โครง มีหน้าตัดขนาด 6 มม x 10 มม
ภาษา: 1 ใบ	กล่องสำหรับทำให้อุปกรณ์แห้ง	ภาชนะป้องกันการทำลายที่แข็งแรงทนทาน พร้อมช่องจัดวางเฉพาะขึ้นอย่างเป็นระเบียบ




เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง ALM

SKU **RM-ASRR-1**

ราคา **\$89 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
7 cm (ประมาณ 2.75"), เขี้ยว 4x4 แบบปลายแหลมหรือปลายทุ้	RM-ASRR-1-1	\$89
10 cm (ประมาณ 4.0"), เขี้ยว 4x4 แบบปลายแหลมหรือปลายทุ้	RM-ASRR-1-2	\$99


เครื่องถ่างแผลแบบค้างได้สำหรับใช้งานทั้งมือซ้ายและมือขวา

SKU **RM-ASRR-AMB-1**

ราคา **\$239 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย


ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
รูปแบบฟัน 4x3	RM-ASRR-AMB-1-1	\$239
รูปแบบฟัน 4x4	RM-ASRR-AMB-1-2	\$249
รูปแบบฟัน 7x7	RM-ASRR-AMB-1-3	\$259


เครื่องถ่างแผล Army-Navy ชุดสองชิ้น

SKU **RM-ANR-SET-1**

ราคา **\$49 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผล Army-Navy	ความยาวรวม 21 cm พร้อมใบถ่างสองปลาย	\$49
ปลอก / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง	\$49



เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Balfour ขนาดเล็กสำหรับเด็ก

SKU **RM-BBSRR-1**

ราคา **\$299 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1 ชุด (ใบถ่าง 2 ชิ้น)	ใบถ่างด้านข้าง	ลึกลึก 60 mm
1	ใบถ่างกลาง Balfour	กว้าง 21 mm × ลึกลึก 24 mm
1	โครงเครื่องถ่างแผล Balfour	125 × 90 mm




เครื่องถ่างแผล Balfour

SKU **RM-BR-STD-1**

ราคา **\$299 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงถ่างแผล Balfour	200 × 155 mm, 200 × 235 mm หรือ 200 × 265 mm
1 คู่	ใบถ่างด้านข้าง	แบบติดกับโครง/แบบถอดได้ (ความลึก 60 mm หรือ 90 mm)
1	ใบถ่างตรงกลางแบบปรับได้	47 × 80 mm, 62 × 76 mm หรือ 80 × 80 mm
1	บรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันสำหรับจัดเก็บ	กล่องขนส่งแยกชิ้น



เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Balfour USA

SKU **RM-BUSRR-1**

ราคา **\$399 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
4 ชุด (รวมใบถ่าง 8 ชิ้น)	ใบถ่างด้านข้าง	ลึกลึก 65 mm, 85 mm, 105 mm และ 155 mm
1	ใบถ่างกลาง Balfour	กว้าง 70 mm × ลึกลึก 70 mm
1	ใบถ่างกลางแบบตรง	กว้าง 70 mm × ลึกลึก 100 mm
1	โครง Balfour	โครงรองรับส่วนกลางพร้อมสกรูล็อกแบบหมุนด้วยมือ



เครื่องถ่างแผล Boley

SKU **RM-BR-16-1**

ราคา **\$85 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผล Boley	ความยาวรวม 16 cm พร้อมใบถ่างทั้งสองปลาย	\$85
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกสายขึ้น	\$85



เครื่องถ่างแผล Brewster

SKU **RM-BRW-1**

ราคา **\$159 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ขนาด 'E' (1.9 × 3.8 cm)	RM-BRW-1-1	\$159
ขนาด 'D' (4.4 × 2.5 cm)	RM-BRW-1-2	\$164
ขนาด 'C' (5.1 × 3.5 cm)	RM-BRW-1-3	\$169
ขนาด 'B' (5.7 × 4.4 cm)	RM-BRW-1-4	\$174
ขนาด 'A' (6.3 × 4.7 cm)	RM-BRW-1-5	\$179



เครื่องถ่างแผล Brunner

SKU **RM-BRUN-1**

ราคา **\$54 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
89 × 19 mm	RM-BRUN-1-1	\$54
101 × 25 mm	RM-BRUN-1-2	\$56
120 × 25 mm	RM-BRUN-1-3	\$58
130 × 29 mm	RM-BRUN-1-4	\$60
140 × 29 mm	RM-BRUN-1-5	\$62
159 × 29 mm	RM-BRUN-1-6	\$64
178 × 29 mm	RM-BRUN-1-7	\$69




เครื่องถ่างแผลแบบ Children's Hospital

SKU **RM-CHR-PED-1**

ราคา **\$39 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผลแบบ Children's Hospital	ความยาวรวม 14 cm พร้อมใบถ่างสำหรับเด็กแบบสองปลาย	\$39
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$39



เครื่องถ่างแผล Collin Hartmann รูปตัว S

SKU **RM-CHSR-1**

ราคา **\$29 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผล Collin Hartmann รูปตัว S	ความยาวรวม 16 cm ปลายใช้งานสองด้านขนาด 52x33 mm และ 30x21 mm	\$29
ปลอก / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$29



เครื่องถ่างแผล Cope แบบสองปลาย

SKU **RM-CRDE-1**

ราคา **\$29 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผล Cope แบบสองปลาย	ความยาวรวม 18 cm พร้อมใบถ่างสองปลายขนาด 6.0 mm & 11.0 mm	\$29
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$29



เครื่องถ่างแผล Crile แบบสองปลาย

SKU **RM-CRDE-RET-1**

ราคา **\$29 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
รูปแบบ #1 — 11 × 3 mm (1/8" × 7/16") และ 20 × 6 mm (1/4" × 13/16")	RM-CRDE-RET-1-1	\$29
รูปแบบ #2 — 1/4" × 1/2" และ 3/8" × 7/8"	RM-CRDE-RET-1-2	\$35




เครื่องถ่างแผล Czerny แบบสองปลาย

SKU **RM-CRDE-CZ-1**

ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผล Czerny แบบสองปลาย	ความยาวรวม 17.5 cm พร้อมใบถ่างสองปลายขนาด 38 × 22 มม	\$44
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$44





เครื่องถ่างแผล Deaver

SKU **RM-DR-STD-1**

ราคา **\$59 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
18 cm L x 10 mm / 19 mm W — เปิดพื้นที่ผ่าตัดในเด็กช่องท้องระดับต้น และตอกรอยดัด	RM-DR-STD-1-1	\$59
20 cm L x 13 mm / 16 mm / 26 mm W — เปิดทางเข้าถึงสำหรับการผ่าตัดไส้ติ่งมาตรฐานและการผ่าตัดเปิดช่องท้องขนาดเล็ก	RM-DR-STD-1-2	\$63
21 cm L x 23 mm W — ถ่างผนังหน้าท้องและอุ้งเชิงกรานระดับความลึกปานกลาง	RM-DR-STD-1-3	\$69
23 cm L x 26 mm W — เปิดพื้นที่สำหรับการผ่าตัดเปิดช่องท้องเพื่อสำรวจแบบมาตรฐานในผู้ใหญ่	RM-DR-STD-1-4	\$71
26 cm L x 26 mm W — เปิดทางเข้าถึงอุ้งเชิงกรานส่วนลึกและบริเวณผ่าตัดทางบริเวณ	RM-DR-STD-1-5	\$73
30 cm L x 26 mm / 38 mm / 50 mm W — แหวกอวัยวะภายในและตอกรอยดัด	RM-DR-STD-1-6	\$75
30 cm L x 76 mm / 101 mm W — ถ่างผนังหน้าท้องเป็นบริเวณกว้างพิเศษและรองรับอวัยวะภายในระหว่างการผ่าตัดรักษาโรคอ้วน	RM-DR-STD-1-7	\$81
33 cm L x 26 mm W — การผ่าตัดส่วนลึกหลังเยื่อช่องท้องและการผ่าตัดมะเร็งในอุ้งเชิงกราน	RM-DR-STD-1-8	\$85
36 cm L x 26 mm W — เปิดพื้นที่ด้วยระยะเข้าถึงสูงสุดสำหรับการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนและการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา	RM-DR-STD-1-9	\$87



เครื่องถ่างแผล Deaver ถ้ามอง

SKU **RM-DRTH-1**

ราคา **\$59 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
12" (ประมาณ 30.5 cm) — 25, 38, 50 หรือ 75 มม — การถ่างผนังหน้าท้องและอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานทั่วไป	RM-DRTH-1-1	\$59
13" (ประมาณ 33.0 cm) — 25, 38, 50 หรือ 75 มม — การเปิดพื้นที่ผ่าตัดส่วนลึกหลังเยื่อช่องท้อง การผ่าตัดรักษาโรคอ้วน และศัลยกรรมกระดูกบริเวณสะโพก	RM-DRTH-1-2	\$64





เครื่องถ่างแผล Deaver ด้ามจับกลวง

SKU **RM-DRHGH-1**

ราคา **\$64 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
7" (ประมาณ 17.8 cm) — การถ่างเปิดบริเวณผ่าตัดในเด็กและแผลช่องท้องระดับตื้น	RM-DRHGH-1-1	\$64
8" - 8 1/2" (ประมาณ 20.3 - 21.6 cm) — การถ่างรังสำหรับการผ่าตัดไส้ติ่ง ต่อมไทรอยด์ และอุ้งเชิงกรานทั่วไป	RM-DRHGH-1-2	\$66
9" - 10" (ประมาณ 22.9 - 25.4 cm) — การถ่างเปิดสำหรับการผ่าตัดเปิดสำรวจช่องท้องในผู้ใหญ่ทั่วไป	RM-DRHGH-1-3	\$70
10 1/2" (ประมาณ 26.7 cm) — บริเวณผ่าตัดอุ้งเชิงกรานส่วนลึกและการผ่าตัดทางจมน้ำ	RM-DRHGH-1-4	\$74
12" - 13" (ประมาณ 30.5 - 33.0 cm) — การแหวกอวัยวะภายในส่วนลึกและการยกตัว/น้ำหนัก	RM-DRHGH-1-5	\$76
14" (ประมาณ 35.6 cm) — การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนและการผ่าตัดหลังเย็บช่องท้องที่ต้องการระยะเข้าถึงสูงสุด	RM-DRHGH-1-6	\$80




เครื่องถ่างแผลแบบคราดสำหรับแผลลึก

SKU **RM-DRR-1**

ราคา **\$68 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ความลึก 38 มม — กว้าง 57 มม × ลึก 38 มม — การถ่างเนื้อเยื่อได้ผิวหนังและกล้ามเนื้อระดับความลึกปานกลาง	RM-DRR-1-1	\$68
ความลึก 51 มม — กว้าง 57 มม × ลึก 51 มม — การเปิดบริเวณผิวน้ำที่องและข้อต่อในการผ่าตัดกระดูกและข้อทั่วไป	RM-DRR-1-2	\$72
ความลึก 63 มม — กว้าง 57 มม × ลึก 63 มม — การดึงรั้งเนื้อเยื่ออุ้งเชิงกรานส่วนลึกและกล้ามเนื้อข้างกระดูกสันหลัง	RM-DRR-1-3	\$76
ความลึก 76 มม — กว้าง 57 มม × ลึก 76 มม — การดึงรั้งที่ระดับลึกสูงสุดสำหรับการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนและมัดกล้ามเนื้อขนาดใหญ่	RM-DRR-1-4	\$80



เครื่องถ่างแผล Denis-Browne

SKU **RM-DBR-SET-1**

ราคา **\$499 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงฐานวงแหวนชนิดคงตำแหน่งได้เอง	โครงขนาด 175 มม × 150 มม ช่วยให้มองเห็นได้ทุกทิศทาง
2 (1 คู่)	ใบถ่างเนื้อเยื่อแบบขึ้นที่ถอดเปลี่ยนได้	ปลายโค้งขนาด 40 มม × 30 มม เหมาะสำหรับการขึ้นเนื้อเยื่อขอบของ
2 (1 คู่)	ใบถ่างเนื้อเยื่อแบบลึกที่ถอดเปลี่ยนได้	ปลายโค้งขนาด 40 มม × 40 มม ออกแบบให้เหมาะกับเนื้อเยื่อหนา
4	สลักล็อกแบบเลื่อนเร็วที่ถอดสลับได้	กลไกยึดแบบเลื่อนแล้วล็อก ช่วยลดการออกแรงของนิ้วมือ
1	อุปกรณ์ยึดเก็บ / คล้องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง


เครื่องถ่างแผลแบบค้างได้เอง Desai

SKU **RM-DSRR-1**

ราคา **\$129 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผลแบบค้างได้เอง Desai	ความยาว 7.25" (18.41 cm) ใบถ่างแบบหingedเปิดทำมุม 90° พร้อมกลไกล็อกเฟืองแรตเซต	\$129
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$129


เครื่องถ่างแผล Dockhorn

SKU **RM-DOCK-1**

ราคา **\$64 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ใบถ่าง 12.0 mm × 40.0 mm	RM-DOCK-1-1	\$64
ใบถ่าง 14.0 mm × 55.0 mm	RM-DOCK-1-2	\$69


เครื่องถ่างช่องท้อง Doyen

SKU **RM-DAR-25-1**

ราคา **\$94 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ใบถ่างกว้าง 90 mm — 25 cm	RM-DAR-25-1-1	\$94
ใบถ่างกว้าง 100 mm — 25 cm	RM-DAR-25-1-2	\$99
ใบถ่างกว้าง 115 mm — 25 cm	RM-DAR-25-1-3	\$104



เครื่องถ่างแผล Doyen

SKU **RM-DR-22-1**

ราคา **\$99 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ใบถ่าง 30 x 30 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-1	\$89
ใบถ่าง 32 x 40 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-2	\$94
ใบถ่าง 40 x 50 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-3	\$99
ใบถ่าง 40 x 60 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-4	\$104
ใบถ่าง 45 x 75 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-5	\$109
ใบถ่าง 65 x 85 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-6	\$114



เครื่องถ่างแผล Farabeuf

SKU **RM-FBR-SET-1**

ราคา **\$24 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ชุดขนาด 12 cm (ประมาณ 4.7")	RM-FBR-SET-1-1	\$24
ชุดขนาด 15 cm (ประมาณ 6.0")	RM-FBR-SET-1-2	\$29



เครื่องถ่างแผลแบบสปริง Farr

SKU **RM-FSR-1**

ราคา **\$34 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
4 cm — ปลายแผ่นแบนหรือปลายแหลมคม	RM-FSR-1-1	\$34
5 cm — ปลายแผ่นแบนหรือปลายแหลมคม	RM-FSR-1-2	\$36
5.5 cm — ปลายแผ่นแบนหรือปลายแหลมคม	RM-FSR-1-3	\$38
6 cm — ปลายแผ่นแบนหรือปลายแหลมคม	RM-FSR-1-4	\$40
7.8 cm — ปลายแผ่นแบนหรือปลายแหลมคม	RM-FSR-1-5	\$42
14 cm — ปลายแผ่นแบนหรือปลายแหลมคม	RM-FSR-1-6	\$44


เครื่องถ่างแผล Deaver พร้อมไฟส่องสว่างใยแก้วนำแสง

SKU **RM-FODR-1**

ราคา **\$139 USD**
รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เครื่องถ่างแผล Deaver พร้อมไฟส่องสว่างใยแก้วนำแสง	ด้านจับยาว 8" (20.3 cm) ใบถ่างโค้ง 1" (25 mm) ชุดใยแก้วนำแสง
1	อะแดปเตอร์สายแสงแบบเบกประสงค์	เชื่อมต่อกับสายใยแก้วนำแสงมาตรฐานสำหรับห้องผ่าตัด
1	ปลอก / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง


เครื่องถ่างแผล Fischl แบบข้อรองสับรองเท้า

SKU **RM-FSHR-16-1**

ราคา **\$24 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผล Fischl แบบข้อรองสับรองเท้า	ความยาวรวม 16 cm ใบถ่างทรงพวยโค้ง คล้ายข้อรองสับรองเท้า	\$24
ปลอก / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$24


เครื่องถ่างแผล Goelet

SKU **RM-GLR-185-1**

ราคา **\$44 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผล Goelet	ความยาว 18.5 cm ใบถ่างสองปลายขนาด 38 mm & 45 mm — 1	\$44
ปลอก / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง — 1	\$44



เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้ด้วยตัวเอง Golligher

SKU **RM-GSRR-SET-1**

ราคา **\$299 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงถ่างช่องท้องแบบคงตำแหน่งได้ด้วยตัวเอง	โครงถ่างแนวอนกประสงค์สำหรับการเข้าถึงบริเวณผ่าตัดทั่วไปในระดับลึก
2	ใบถ่างด้านข้างแบบพับที่ถอดได้	แผ่นถ่างด้านข้างผิวเรียบ (ความลึก 51 มม หรือ 102 มม)
2	ใบถ่างส่วนกลางแบบถอดได้	ใบถ่างโค้งเล็กน้อยที่มีรูปทรงรับกับโครงสร้างอวัยวะภายใน (51 มม หรือ 102 มม)
3	ตัวล็อกสกรูแบบเลื่อนแยกอิสระ	สลักเกลียวล็อกด้วยกลไกเพื่อง่ายต่อการติดตั้งกับใบถ่างแต่ละใบเพื่อลดความเสียหาย
2	แขนค้ำถ่างที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์	ด้ามจับน้ำหนักเบาพร้อมขอบเรียบโดยรอบ
1	อุปกรณ์ยึดเก็บป้องกันความเสียหาย / กล่อง	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง



เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Gosset

SKU **RM-GSR-SET-1**

ราคา **\$349 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงถ่างเลื่อนแบบคงตำแหน่งได้เอง	โครงถ่างพร้อมก้านกลไกที่มีให้เลือกทั้งแบบตรงหรือแบบโค้ง
2 (1 คู่)	ใบถ่างด้านข้างแบบลวดชนิดตีตั้งถาวร	ใบถ่างแบบห่วงขนาด 63 มม × 35 มม ที่ไม่ทำให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บ
1	ใบถ่างกลางแบบแผ่นพับที่ถอดออกได้	แผ่นถ่างเนื้อเยื่อโค้งเล็กน้อยขนาด 60 มม × 65 มม (ในชุดแบบ 3 ใบถ่าง)
1	ชุดกลไกสกรูล็อกเลื่อนคู่	ระบบสกรูล็อกแบบหมุนด้วยมือหลายจุดสำหรับยึดตำแหน่งถ่าง
2	ก้านต่อค้ำตามหลักสรีรศาสตร์	รางด้ามจับน้ำหนักเบาที่ขึ้นรูปให้มีขอบด้านนอกเรียบตลอดแนว
1	ภาชนะจัดเก็บป้องกันความเสียหาย / กล่อง	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง



เครื่องถ่างอวัยวะภายในช่องท้อง Harrington

SKU **RM-HSR-SPL-1**

ราคา **\$69 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ยาว 127 มม × กว้าง 38 มม — 30.5 cm หรือ 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-1	\$69
ยาว 127 มม × กว้าง 63 มม — 30.5 cm หรือ 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-2	\$69
ยาว 190 มม × กว้าง 63 มม — 30.5 cm หรือ 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-3	\$74



เครื่องถ่างอวัยวะภายใน Harrington พร้อมใยแก้วนำแสง

SKU RM-HSR-FO-1

ราคา **\$189 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เครื่องถ่างอวัยวะภายใน Harrington พร้อมใยแก้วนำแสง	ใบถ่างขนาด 127 × 62 มม ชุดใยแก้วนำแสง ช่องดูดและชะล้าง — 1
1	ข้อต่อสายแสงแบบเบรคประสงค์	เชื่อมต่อกับสายใยแก้วนำแสงมาตรฐานสำหรับห้องผ่าตัด — 1
1	ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง — 1




เครื่องถ่าง Harrington Sweetheart

SKU RM-HSR-1

ราคา **\$129 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
4 × 12.8 cm	RM-HSR-1-1	\$129
6.5 × 12.8 cm	RM-HSR-1-2	\$134
6.5 × 14.6 cm	RM-HSR-1-3	\$139
9 × 25.5 cm	RM-HSR-1-4	\$144
11.5 × 25.5 cm	RM-HSR-1-5	\$149



เครื่องถ่างแผล Hasson S

SKU RM-HSR-LAP-1

ราคา **\$24 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
รุ่นแข็ง — 10.0 mm หรือ 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-1	\$24
รุ่นดัดได้ — 10.0 mm หรือ 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-2	\$44


เครื่องถ่างแผล Heiss

SKU **RM-HWR-1**

ราคา **\$94 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
แบบเขี้ยว 5×5 — 10×10 mm หรือ 15×10 mm (ปลายแหลม / ปลายทู่)	RM-HWR-1-1	\$94
แบบเขี้ยว 6×6 — 10×10 mm หรือ 15×10 mm (ปลายแหลม / ปลายทู่)	RM-HWR-1-2	\$99


เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Holzhimer

SKU **RM-HSRR-4IN-1**

ราคา **\$49 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Holzhimer — ความยาว 4" (10 cm), ซีโค้งออกด้านนอกแบบ 4×4 (ปลายแหลมหรือปลายทู่)	RM-HSRR-4IN-1-1	\$49


เครื่องถ่างแผลแบบตะขอ

SKU **RM-HKR-165-1**

ราคา **\$14 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
1 เขี้ยว (ตะขอเดี่ยว) — ปลายแหลมหรือปลายทู่	RM-HKR-165-1-1	\$14
2 เขี้ยว — ปลายแหลมหรือปลายทู่	RM-HKR-165-1-2	\$16
3 เขี้ยว — ปลายแหลมหรือปลายทู่	RM-HKR-165-1-3	\$18
4 เขี้ยว — ปลายแหลมหรือปลายทู่	RM-HKR-165-1-4	\$20



เครื่องถ่างແກ Kelly

SKU **RM-KLR-26-1**

ราคา **\$89 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
55 mm × 60 mm	RM-KLR-26-1-1	\$89
70 mm × 40 mm	RM-KLR-26-1-2	\$94
95 mm × 60 mm	RM-KLR-26-1-3	\$99



เครื่องถ่างແກ Kelly แบบด้ามจับกระชับมือ

SKU **RM-KLR-GH-1**

ราคา **\$94 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	ยาว 38 มม × กว้าง 51 มม	ความยาวที่มีให้เลือก: 24 ซม หรือ 26 ซม · รูปแบบด้ามจับที่มีให้เลือก: แบบกลวงหรือแบบน้ำหนักเบา · ราคา (USD): \$94.00 / \$99.00
1	ยาว 51 มม × กว้าง 63 มม	ความยาวที่มีให้เลือก: 24 ซม หรือ 26 ซม · รูปแบบด้ามจับที่มีให้เลือก: แบบกลวงหรือแบบน้ำหนักเบา · ราคา (USD): \$94.00 / \$99.00
1	ยาว 63 มม × กว้าง 76 มม	ความยาวที่มีให้เลือก: 24 ซม หรือ 26 ซม · รูปแบบด้ามจับที่มีให้เลือก: แบบกลวงหรือแบบน้ำหนักเบา · ราคา (USD): \$94.00 / \$99.00
1	ยาว 76 มม × กว้าง 89 มม	ความยาวที่มีให้เลือก: 24 ซม หรือ 26 ซม · รูปแบบด้ามจับที่มีให้เลือก: แบบกลวงหรือแบบน้ำหนักเบา · ราคา (USD): \$94.00 / \$99.00
1	ยาว 89 มม × กว้าง 76 มม	ความยาวที่มีให้เลือก: 24 ซม หรือ 26 ซม · รูปแบบด้ามจับที่มีให้เลือก: แบบกลวงหรือแบบน้ำหนักเบา · ราคา (USD): \$94.00 / \$99.00
1	ปลอก / กล่องป้องกันความเสียหาย	ความยาวที่มีให้เลือก: บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง · รูปแบบด้ามจับที่มีให้เลือก: — · ราคา (USD): รวมในราคาแล้ว



เครื่องถ่างແກ Kelly ด้ามจับ Lamb

SKU **RM-KLR-LH-1**

ราคา **\$94 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	ยาว 51 มม × กว้าง 63 มม	ความยาวรวม: 24 ซม · การใช้งานหลักทางคลินิก: การดึงรั้งผนังหน้าท้องทั่วไปและกล้ามเนื้อกระบังลม · ราคา (USD): \$94.00
1	ยาว 63 มม × กว้าง 76 มม	ความยาวรวม: 24 ซม · การใช้งานหลักทางคลินิก: การดึงรั้งผนังหน้าท้องเชิงกรานส่วนลึกและอวัยวะภายใน การผ่าตัดเปิดช่องท้อง · ราคา (USD): \$94.00
1	ยาว 76 มม × กว้าง 89 มม	ความยาวรวม: 24 ซม · การใช้งานหลักทางคลินิก: การดึงรั้งผนังหน้าท้องด้วยหน้ากว้างสูงสุดและการเปิดให้พื้นอวัยวะภายในในการผ่าตัดรักษาโรคอื่น · ราคา (USD): \$94.00
1	ปลอกป้องกัน / กล่อง	ความยาวรวม: บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง · การใช้งานหลักทางคลินิก: — · ราคา (USD): รวมแล้ว



เครื่องถ่างแผล Kirschner

SKU **RM-KR-SET-1**

ราคา **\$449 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงฐานรางนำแบบคงตำแหน่งได้เอง	โครงฐานรูปวงรีหรือสี่เหลี่ยม (240×240 mm หรือ 340×240 mm)
4 ถึง 6 ใบ	ใบถ่างเนื้อเยื่อขอบแบบโมดูลาร์	เลือกชุดใบถ่าง 2 คู่ หรือชุดครบใบถ่าง 4 แบบ
4	ตัวล็อกสลักยึดแยกแต่ละตัว	กลไกยึดแบบเลื่อนและล็อกเพื่อยึดใบถ่างให้มั่นคง
2	คานค้ำถ่างตามหลักสรีรศาสตร์	ด้ามจับที่มีโครงสร้างน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ พร้อมขอบด้านนอกเรียบ
1	อุปกรณ์จัดเก็บป้องกันความเสียหาย / กล่อง	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง



เครื่องถ่างแผล Kocher Langenbeck

SKU **RM-KLR-GEN-1**

ราคา **\$44 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	ใบถ่างแคบ (เช่น 25×6, 35×8 mm)	ความยาวและด้ามจับที่มีให้เลือก: 20.3 หรือ 22 cm (แบบห่วง / แบบกลวง) · การใช้งานทางคลินิกหลัก: การดึงเนื้อเยื่อเฉพาะจุดในการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ เส้นเอ็น และการผ่าตัดเล็ก · ราคา (USD): \$44.00 / \$49.00
1	ใบถ่างขนาดกลาง (เช่น 28×15, 41×14 mm)	ความยาวและด้ามจับที่มีให้เลือก: 20.3 หรือ 22 cm (แบบห่วง / แบบกลวง) · การใช้งานทางคลินิกหลัก: การเปิดทางเข้าถึงบริเวณผ่าตัดไส้ติ่ง ไส้เลื่อน และข้อในการผ่าตัดกระดูกและข้อทั่วไป · ราคา (USD): \$44.00 / \$49.00
1	ใบถ่างลึก (เช่น 70×14, 80×16 mm)	ความยาวและด้ามจับที่มีให้เลือก: 20.3 หรือ 22 cm (แบบห่วง / แบบกลวง) · การใช้งานทางคลินิกหลัก: การดึงกล้ามเนื้อซี่โครงและการเปิดให้เห็นบริเวณผ่าตัดเสริมสร้างเชิงกรานหรือสะโพก · ราคา (USD): \$44.00 / \$49.00
1	ปลอก / กล่องป้องกันความเสียหาย	ความยาวและด้ามจับที่มีให้เลือก: บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง · การใช้งานทางคลินิกหลัก: — · ราคา (USD): รวมแล้ว



เครื่องถ่างแผล Kocher

SKU **RM-KCR-1**

ราคา **\$49 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	ความยาว 20.3 cm พร้อมใบถ่าง 20 mm × 12 mm	การใช้งานหลักทางคลินิก: การยกขอบแผลตื้นและกลีบต่อมไทรอยด์ · ราคา (USD): \$49.00
1	ความยาว 21 cm พร้อมใบถ่างขนาด 8×25, 12×40, 12×45 mm	การใช้งานหลักทางคลินิก: การถ่างเนื้อเยื่ออ่อนระดับความลึกปานกลางและการผ่าตัดไส้ติ่ง · ราคา (USD): \$54.00
1	ความยาว 21 cm พร้อมใบถ่างขนาด 12×60, 12×65 mm	การใช้งานหลักทางคลินิก: การถ่างพังผืดส่วนลึกและการดึงกล้ามเนื้อแขนขา · ราคา (USD): \$54.00
1	ความยาว 23 cm พร้อมใบถ่างขนาด 18×40, 20×38, 20×60 mm	การใช้งานหลักทางคลินิก: การผ่าตัดเปิดช่องท้องมาตรฐานในผู้ใหญ่และการเปิดให้เห็นข้อต่อในศัลยกรรมกระดูกข้อต่อ · ราคา (USD): \$64.00
1	ความยาว 23 cm พร้อมใบถ่างขนาด 25×60, 30×75, 40×75 mm	การใช้งานหลักทางคลินิก: การแหวกกล้ามเนื้อเป็นบริเวณกว้างในการผ่าตัดเชิงกรานและสะโพก · ราคา (USD): \$64.00
1	ปลอกป้องกัน / กล่อง	การใช้งานหลักทางคลินิก: บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง · ราคา (USD): รวมแล้ว



เครื่องถ่างแผล Koenig

SKU **RM-KNR-17-1**

ราคา **\$49 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	ใบถ่างแบบมีช่องเปิด	ขนาดที่มีให้เลือก: 13×13 มม หรือ 13×16 มม · หน้าที่ใช้หลักทางคลินิก: ช่วยให้มองเห็นหลอดเลือด/โครงสร้างด้านล่างได้โดยตรงผ่านช่องเปิดของใบถ่าง · ราคา (USD): \$49.00
1	ใบถ่างแบบไม่มีช่องเปิด	ขนาดที่มีให้เลือก: 13×13 มม หรือ 13×16 มม · หน้าที่ใช้หลักทางคลินิก: ยึดดึงเนื้อเยื่ออ่อนด้วยพื้นผิวที่แบนกับและถ่างขอบแผล · ราคา (USD): \$49.00
1	ปลอก / กล่องป้องกัน	ขนาดที่มีให้เลือก: บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง · หน้าที่ใช้หลักทางคลินิก: — · ราคา (USD): รวมแล้ว



เครื่องถ่างแผล Koerte

SKU **RM-KTR-24-1**

ราคา **\$54 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผล Koerte	ขนาด / รายละเอียด: ความยาวรวม 24 ซม, ชีคธาตแผล 8 ซี, ถ้ามจับแบบห่วงพร้อมห่วงกันสั่น · จำนวนที่จัดให้: 1	\$54
ปลอก / กล่องป้องกัน	ขนาด / รายละเอียด: บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น · จำนวนที่จัดให้: 1	\$54



เครื่องถ่างแผล Krasky

SKU **RM-KRK-28-1**

ราคา **\$99 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผล Krasky	ขนาด / รายละเอียด: ความยาวรวม 28 ซม, ใบถ่าง 50 × 25 มม, ชีคธาต 6 ซี · จำนวนที่ให้แก่: 1	\$99
ปลอกป้องกัน / กล่อง	ขนาด / รายละเอียด: บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น · จำนวนที่ให้แก่: 1	\$99



เครื่องถ่างแผลแบบนิ้ว Lahey

SKU **RM-LFR-12-1**

ราคา **\$24 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
1 ซี / ตะขอเดี่ยว	RM-LFR-12-1-1	\$24
2 ซี	RM-LFR-12-1-2	\$29
3 ซี	RM-LFR-12-1-3	\$34



เครื่องถ่างแผล Lahey

SKU **RM-LR-HH-1**

ราคา **\$39 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
18 cm (ประมาณ 7")	RM-LR-HH-1-1	\$39
20.3 cm (ประมาณ 8")	RM-LR-HH-1-2	\$49



เครื่องถ่างแผล Langenbeck Green

SKU **RM-LGR-1**

ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
17 cm	RM-LGR-1-1	\$44
และ 22 cm	RM-LGR-1-2	\$49



เครื่องถ่างแผล Langenbeck-ด้านต้น

SKU RM-LRSH-203-1

ราคา **\$49 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	รูปแบบ #1	ขนาด (ความยาว × ความกว้าง): ยาว 32 มม × กว้าง 10 มม · การใช้งานหลักทางคลินิก: ถ่างขอบแผลเฉพาะจุดและเนื้อเยื่ออ่อนชั้นต้น · ราคา (USD): \$49.00
1	รูปแบบ #2	ขนาด (ความยาว × ความกว้าง): ยาว 38 มม × กว้าง 10 มม · การใช้งานหลักทางคลินิก: ถ่างพังผืดระดับกลางและเปิดให้เห็นเอ็นกล้ามเนื้อ · ราคา (USD): \$49.00
1	รูปแบบ #3	ขนาด (ความยาว × ความกว้าง): ยาว 38 มม × กว้าง 12 มม · การใช้งานหลักทางคลินิก: การผ่าตัดใส่ขดลวดรากฐานในผู้ใหญ่ การผ่าตัดใส่เส้น และการเปิดทางเข้าถึงข้อในศัลยกรรมกระดูกและข้อ · ราคา (USD): \$49.00
1	รูปแบบ #4	ขนาด (ความยาว × ความกว้าง): ยาว 38 มม × กว้าง 16 มม · การใช้งานหลักทางคลินิก: แยกกล้ามเนื้อเป็นบริเวณกว้างและยึดเนื้อเยื่ออ่อนชั้นลึก · ราคา (USD): \$49.00
1	ปลอก / ก่อป้องกัน	ขนาด (ความยาว × ความกว้าง): บรรจุที่มาตรฐานสำหรับการขนส่ง · การใช้งานหลักทางคลินิก: — · ราคา (USD): รวมแล้ว



เครื่องถ่างแผล Leriche ใบถ่างกว้างแบบลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ

SKU RM-LRAW-1

ราคา **\$94 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
25.5 cm	RM-LRAW-1-1	\$94
และ 27 cm	RM-LRAW-1-2	\$99



เครื่องถ่าง Little

SKU RM-LTR-195-1

ราคา **\$54 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
10 มม × 12 มม	RM-LTR-195-1-1	\$54
16 มม × 12 มม	RM-LTR-195-1-2	\$59



ระบบเครื่องถ่างแผล Lobster สำหรับศัลยกรรมทั่วไป

SKU **RM-LGRS-1**

ราคา **\$2,699 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครง Lobster	—
1	ตัวจับยึดใต้- Lobster พร้อมเสาแนวตั้งและโครง	—
6	ตัวจับยึดเครื่องถ่างแผล Lobster	—
2	เครื่องถ่างแผล Lobster Mayo แบบหมุนปรับได้	3/4" x 2"
1	เครื่องถ่างแผล Lobster Fence แบบหมุนปรับได้	4" x 6"
1	เครื่องถ่างแผล Lobster Splanchnic แบบหมุนปรับได้	2" x 6"
1	เครื่องถ่างแผล Lobster Deaver แบบหมุนปรับได้	2 3/4" x 4 1/2"
1	เครื่องถ่างแผล Lobster ชนิดดัดได้ แบบหมุนปรับได้ (มีงู)	2" x 6 1/2"
1	เครื่องถ่างแผล Lobster ชนิดดัดได้ แบบหมุนปรับได้ (มีงู)	3" x 6 1/2"
1	เครื่องถ่างแผล Lobster Harrington Sweetheart	2" x 5"
1	เครื่องถ่างแผล Lobster Kelly แบบหมุนปรับได้ รุ่นดัดแปลง	3" x 2 1/2"
1	เครื่องถ่างแผล Lobster Kelly แบบหมุนปรับได้ รุ่นดัดแปลง	3" x 4"
1	กล่องสำหรับเก็บให้ปราศจากเชื้อ	—



เครื่องถ่างแผล Lone Star (สำหรับการผ่าตัดลำไส้ใหญ่ ใต้ตรง ศีรษะและลำคอ)


SKU **RM-LSR-CRHN-1**

ราคา **\$399 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
วงแหวนขนาดเล็ก — 14.1 cm x 14.1 cm (สำหรับลำไส้ใหญ่และไส้ตรง)	RM-LSR-CRHN-1-1	\$384
วงแหวนขนาดมาตรฐาน — 18.6 cm x 8.9 cm (สำหรับลำไส้ใหญ่และไส้ตรง)	RM-LSR-CRHN-1-2	\$399
วงแหวนขนาดใหญ่ — 25.0 cm x 25.0 cm (สำหรับลำไส้ใหญ่และไส้ตรง)	RM-LSR-CRHN-1-3	\$414





เครื่องถ่างแผล Lone Star (สำหรับศัลยกรรมทั่วไป ศีรษะและลำคอ)

SKU **RM-LSR-GHN-1**

ราคา **\$499 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
วงแหวนขนาดเล็ก — 22.0 cm x 11.3 cm (ศัลยกรรมทั่วไป/ศีรษะและลำคอ)	RM-LSR-GHN-1-1	\$484
วงแหวนขนาดมาตรฐาน — 28.3 cm x 18.3 cm (ศัลยกรรมทั่วไป/ศีรษะและลำคอ)	RM-LSR-GHN-1-2	\$499
วงแหวนขนาดใหญ่ — 32.5 cm x 18.3 cm (ศัลยกรรมทั่วไป/ศีรษะและลำคอ)	RM-LSR-GHN-1-3	\$514



แขนยึดเครื่องถ่างแผล Martin

SKU **RM-MAR-1**

ราคา **\$799 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	ข้อต่อยึด	หนีบยึดกับรางด้านข้างโต๊ะผ่าตัดอย่างแน่นหนา พร้อมยึดและล็อกแกนรูปตัว L ให้อยู่กับที่
1	แกนรูปตัว L	สอดเข้ากับข้อต่อยึดเพื่อกำหนดที่เป็นโครงสร้างรองรับหลัก ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
1	แขนปรับตำแหน่ง	เชื่อมต่อกับแกนรูปตัว L เพื่อให้เคลื่อนปรับได้หลายแกนและล็อกตำแหน่งเครื่องถ่างแผลเหนือบริเวณผ่าตัด



เครื่องถ่างนิ้วมือ Mathieu

SKU **RM-MFR-16-1**

ราคา **\$34 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่านิ้วมือ Mathieu	ขนาด / รายละเอียด: ความยาวรวม 16 cm ความกว้าง 8.0 มม ชีคราด 3 ซี่ที่ปลายแต่ละด้าน (ปลายแหลมหรือปลายทู่) - จำนวนที่รวม: 1	\$34
ปลอก / กล่องป้องกัน	ขนาด / รายละเอียด: บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น - จำนวนที่รวม: 1	\$34



เครื่องถ่างแผล Mathieu

SKU **RM-MTR-20-1**

ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
42 mm × 13 mm / 42 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-1	\$44
47 mm × 13 mm / 46 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-2	\$54



เครื่องถ่างช่องท้อง Mayo

SKU **RM-MAR-28-1**

ราคา **\$109 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
มาตรฐาน — 11 in, ใบถ่างโค้ง 70 mm	RM-MAR-28-1-1	\$109



ชุดเครื่องถ่างแผล Mayo-Collins จำนวนสองชิ้น

SKU **RM-MCR-SET-1**

ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
มาตรฐาน — 5 7/8 in, ใบถ่างสองปลาย	RM-MCR-SET-1-1	\$49



เครื่องถ่างเนื้อเยื่อสำหรับนิ้วมือ Meyerding

SKU RM-MFR-178-1

ราคา **\$39 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	แบบ 3 แฉกแหลม	ขนาด (ยาว × กว้าง): 9.5 mm × 3.9 mm · บทบาทหลักทางคลินิก: ยึดจับชิ้นหนึ่งแต่โดยไม่สิ้นสุดและ แยกแผ่นเนื้อเยื่อผิวหนังขนาดเล็ก · ราคา (USD): \$39.00
1	แบบมีฟัน	ขนาด (ยาว × กว้าง): 3.1 mm × 6.3 mm · บทบาทหลักทางคลินิก: เปิดให้เห็นปลอกหุ้มเอ็นเฉพาะจุดและ ยึดจับขอบเนื้อเยื่อพังผืด · ราคา (USD): \$39.00
1	แบบมีฟัน	ขนาด (ยาว × กว้าง): 4.7 mm × 15.8 mm · บทบาทหลักทางคลินิก: ถ่างพังผืดในบริเวณขนาดปานกลาง และใช้ในการผ่าตัดสร้างเอ็นใหม่ · ราคา (USD): \$39.00
1	แบบถู่	ขนาด (ยาว × กว้าง): 3.1 mm × 9.5 mm · บทบาทหลักทางคลินิก: ถ่างเส้นประสาทและหลอดเลือดโดย ไม่ทำให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บ และเปิดบริเวณผ่าตัดนิ้วมือ · ราคา (USD): \$39.00
1	แบบถู่	ขนาด (ยาว × กว้าง): 6.3 mm × 17.4 mm · บทบาทหลักทางคลินิก: ยกเนื้อเยื่ออ่อนเป็นบริเวณกว้างและ เปิดให้เห็นเอ็นยึดข้อของมือ · ราคา (USD): \$39.00
1	ปลอกป้องกัน / กล่อง	ขนาด (ยาว × กว้าง): บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง · บทบาทหลักทางคลินิก: — · ราคา (USD): รวมแล้ว



เครื่องถ่างแผล Middledorpf

SKU RM-MDR-28-1

ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
7.0 mm × 14.0 mm	RM-MDR-28-1-1	\$49
22.0 mm × 20.0 mm	RM-MDR-28-1-2	\$54
30.0 mm × 26.0 mm	RM-MDR-28-1-3	\$59



เครื่องถ่างแผล Morris แบบปลายเดี่ยวย

SKU RM-MRSE-23-1

ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผล Morris แบบปลายเดี่ยวย	ความยาวรวม 230 mm (23 cm) ใบถ่างที่บรรจุในตัว L ด้านจับแบบมีช่องเปิด	\$49
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$49



เครื่องถ่างแผลปลายบอล Murphy

SKU **RM-MBR-35-1**

ราคา **\$39 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ปลายทรงกลม 2.0 mm	RM-MBR-35-1-1	\$39
ปลายทรงกลม 3.0 mm	RM-MBR-35-1-2	\$39
ปลายทรงกลม 4.0 mm	RM-MBR-35-1-3	\$39



เครื่องถ่างแผล Murphy

SKU **RM-MR-195-1**

ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
2 ซี่ (กว้าง 8.0 mm)	RM-MR-195-1-1	\$44
3 ซี่ (กว้าง 13.0 mm)	RM-MR-195-1-2	\$49
4 ซี่ (กว้าง 18.0 mm)	RM-MR-195-1-3	\$54
6 ซี่ (กว้าง 28.0 mm)	RM-MR-195-1-4	\$59



เครื่องถ่างแผลแบบแถบรับบอนปลายรูปตัว T สำหรับทารกแรกเกิด

SKU **RM-NTRR-265-1**

ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
2.5 cm × 1.25 cm	RM-NTRR-265-1-1	\$49
3.8 cm × 1.40 cm	RM-NTRR-265-1-2	\$54
4.5 cm × 1.60 cm	RM-NTRR-265-1-3	\$59


เครื่องถ่างแผล Ollier

SKU **RM-OR-SERIES-1**

ราคา **\$74 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
8 ½" (21.59 cm)	RM-OR-SERIES-1-1	\$74
9.0" (22.86 cm)	RM-OR-SERIES-1-2	\$79


เครื่องถ่างแผล Parker- ชุดสองชิ้น

SKU **RM-PR-SET-1**

ราคา **\$44 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
5 in	RM-PR-SET-1-1	\$44
5 1/2 in	RM-PR-SET-1-2	\$49
6 in	RM-PR-SET-1-3	\$54
7 in	RM-PR-SET-1-4	\$59
7 1/4 in	RM-PR-SET-1-5	\$64


ชุดเครื่องถ่างแผล Parker-Mott จำนวนสองชิ้น

SKU **RM-PMR-SET-1**

ราคา **\$49 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผล Parker-Mott	ความยาวรวม 15.3 cm ใบถ่างทั้งสองปลายรูปทรงไม่สมมาตร	\$49
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง	\$49




เครื่องถ่างแผล Parker-Tommy

SKU **RM-PTR-16-1**

ราคา **\$39 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผล Parker-Tommy	ความยาวรวม 16 cm ใบถ่างโค้งแบบสองง่ามปลายไม่สับขนาด	\$39
ปลอก / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$39



เครื่องถ่างแผล Deaver สำหรับเด็ก

SKU **RM-PDR-1**

ราคา **\$69 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
17.5 cm (6.9")	RM-PDR-1-1	\$69
20.0 cm (7.9")	RM-PDR-1-2	\$74
22.0 cm (8.7")	RM-PDR-1-3	\$79



เครื่องถ่างแผลแบบแถบติดได้สำหรับเด็ก

SKU **RM-PRR-1**

ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
17.5 cm (6.9")	RM-PRR-1-1	\$44
20.0 cm (7.9")	RM-PRR-1-2	\$49
22.0 cm (8.7")	RM-PRR-1-3	\$54



เครื่องถ่างแบบคราดสำหรับนิ้วมือ

SKU RM-RFR-153-1

ราคา **\$29 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
1 ซี (ตะขอยาว) — ปลายทู่หรือปลายแหลม	RM-RFR-153-1-1	\$29
2 ซี — ปลายทู่หรือปลายแหลม	RM-RFR-153-1-2	\$34
3 ซี — ปลายทู่หรือปลายแหลม	RM-RFR-153-1-3	\$39
4 ซี — ปลายทู่หรือปลายแหลม	RM-RFR-153-1-4	\$44



เครื่องถ่างแพ Redler

SKU RM-RDR-5IN-1

ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ความยาวรวม 5" (12.7 cm) ใบถ่างส่วนใช้งานทรงเรียว ด้านจับเรียวตามหลักสรีรศาสตร์		\$49
ปลอกป้องกัน / ก่อ	บรรจุภัณฑ์แยกขายขึ้นสำหรับการขนส่ง	\$49



เครื่องถ่างช่องท้อง Ricard

SKU RM-RAR-SET-1

ราคา **\$229 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงฐานชนิดคงตำแหน่งได้เอง	โครงเครื่องมือพร้อมกันโค้งเพื่อช่วยให้มองเห็นบริเวณผ่าตัดได้ดีขึ้น
2 (1 คู่)	ใบถ่างด้านข้างแบบที่ถอดได้	แผ่นถ่างด้านข้างหน้ากว้าง ขอบโค้งคล้ายข้อ (ตัวเลือก A: 50×58 mm / ตัวเลือก B: 60×80 mm)
1	ใบถ่างตรงกลางที่ถอดได้	แผ่นถ่างแบบแบนไม่สมมาตร (ตัวเลือก A: 55×70 mm / ตัวเลือก B: 80×90 mm)
1	สกรูล็อกเกลียวพิเศษ	กลไกล็อกแบบหมุนด้วยมือเพื่อคงระยะทางของใบถ่าง
1	ด้านจับทรงตะขอยาวขนาดกะทัดรัด	ด้านจับแบบเรียบภายในตัว ออกแบบมาเพื่อลดพื้นที่ที่เครื่องมือใช้
1	บรรจุภัณฑ์ที่จัดเก็บ / ก่อป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง



เครื่องถ่างแผล Richardson Eastman

SKU RM-RER-SERIES-1

ราคา **\$54 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
10 3/4" (ประมาณ 26.0 cm) — ใบถ่างเข้าที่มุมจากทั้งสองปลาย	RM-RER-SERIES-1-1	\$54
10 1/2" (ประมาณ 26.7 cm) — ใบถ่างเข้าที่มุมจากทั้งสองปลาย	RM-RER-SERIES-1-2	\$59
10 3/4" (ประมาณ 27.3 cm) — ใบถ่างเข้าที่มุมจากทั้งสองปลาย	RM-RER-SERIES-1-3	\$64
11 1/4" (ประมาณ 28.6 cm) — ใบถ่างเข้าที่มุมจากทั้งสองปลาย	RM-RER-SERIES-1-4	\$69



เครื่องถ่างแผล Richardson แบบด้ามจับกระชับ

SKU RM-RRGH-1

ราคา **\$64 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
9 1/2" (24.13 cm) — ด้ามจับแบบกลวง แบบ Lamb หรือแบบน้าหนักเบา	RM-RRGH-1-1	\$64
10.0" (25.40 cm) — ด้ามจับแบบกลวง แบบ Lamb หรือแบบน้าหนักเบา	RM-RRGH-1-2	\$69
11.0" (27.94 cm) — ด้ามจับแบบกลวง แบบ Lamb หรือแบบน้าหนักเบา	RM-RRGH-1-3	\$74



เครื่องถ่างแผล Richardson ด้ามห่วง

SKU RM-RRLH-1

ราคา **\$54 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
9 1/2" (24.13 cm) — ใบถ่างโค้งเป็นมุมจาก ด้านบน	RM-RRLH-1-1	\$54
10.0" (25.40 cm) — ใบถ่างโค้งเป็นมุมจาก ด้านบน	RM-RRLH-1-2	\$59



เครื่องถ่างแผล Rochard

 SKU **RM-RR-1**

 ราคา **\$1,699 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
2	แคลมป์ยึดราง	อุปกรณ์ยึดกับรางใต้ผ่าตัด
2	แท่งด้านข้างใต้	26" (โครงติดตั้ง)
1	คานขวางใต้	21" (โครงติดตั้ง)
1	อุปกรณ์ยึดตรึง Rochard	กลไกยึดตรึงโครง
1	เครื่องถ่างช่องท้อง Rochard	50 × 90 mm
1	เครื่องถ่างช่องท้อง Rochard	50 × 105 mm
1	เครื่องถ่างช่องท้อง Rochard	50 × 120 mm



เครื่องถ่างแผล Rose แบบสองปลาย

 SKU **RM-RRDE-1**

 ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
5.0" (12.7 cm) — ชีพขนาด 11.5×12 mm / 10×14.5 mm	RM-RRDE-1-1	\$44
5 1/2" (13.97 cm) — ชีพขนาด 11.5×12 mm / 10×14.5 mm	RM-RRDE-1-2	\$49



เครื่องถ่างแผล Roux - แบบสองปลาย

 SKU **RM-RRDE-14-1**

 ราคา **\$54 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ใบถ่างขนาดเล็ก — กว้าง 19 mm × ยาว 25 mm	RM-RRDE-14-1-1	\$54
ใบถ่างขนาดกลาง — กว้าง 22 mm × ยาว 41 mm	RM-RRDE-14-1-2	\$59
ใบถ่างขนาดใหญ่ — กว้าง 25 mm × ยาว 41 mm	RM-RRDE-14-1-3	\$64
ตัวเลือกชุดสามชิ้น — รวมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่	RM-RRDE-14-1-4	\$94



เครื่องถ่างแผลสองปลายรูปตัว S

SKU **RM-SSDER-1**

ราคา **\$29 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
10.0 cm (ประมาณ 4.0") — สองปลายขนาด 15×11 mm / 14×10 mm	RM-SSDER-1-1	\$29
11.5 cm (ประมาณ 4.5") — สองปลายขนาด 15×11 mm / 14×10 mm	RM-SSDER-1-2	\$34



เครื่องถ่างแผล Sauerbruch

SKU **RM-SBR-9IN-1**

ราคา **\$69 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
$\frac{3}{8}$ " × $1 \frac{3}{4}$ " (ประมาณ 16 × 44 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-1	\$69
$2 \frac{1}{8}$ " × $\frac{7}{8}$ " (ประมาณ 54 × 22 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-2	\$69
$\frac{7}{8}$ " × $2 \frac{1}{2}$ " (ประมาณ 22 × 64 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-3	\$69
$\frac{3}{4}$ " × $2 \frac{1}{8}$ " (ประมาณ 19 × 73 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-4	\$69



ชุดเครื่องถ่างแผล Seeburger จำนวนสองชิ้น

SKU **RM-SRS-14-1**

ราคา **\$54 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผล Seeburger	ความยาวโดยรวม 14 cm ด้านจับแบบใบถ่างโค้ง	\$54
ปลอกป้องกัน / กล้อง	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง	\$54


เครื่องถ่างแผล Senn แบบปลายยื่นไปด้านหลัง

SKU **RM-SFR-625-1**

ราคา **\$49 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผล Senn แบบปลายยื่นไปด้านหลัง	ความยาว 6.25" (15.87 cm) ปลายยื่นไปด้านหลังพร้อมพื้นติด ตัวจับแบบ	\$49
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น	\$49


เครื่องถ่างแผล Senn Green

SKU **RM-SGR-14-1**

ราคา **\$27 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ใบถ่าง 6 mm × 10 mm — 14 cm	RM-SGR-14-1-1	\$27
ใบถ่าง 6 mm × 20 mm — 14 cm	RM-SGR-14-1-2	\$29


เครื่องถ่างแผล Senn Miller

SKU **RM-SMR-SERIES-1**

ราคา **\$29 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ระยะเข้าถึง 15.0 cm — ใบถ่างแบบ 10×9 mm / ปลายคราด 3 ซี่ 10×11 mm	RM-SMR-SERIES-1-1	\$29
ระยะเข้าถึง 15.5 cm — ใบถ่างแบบ 10×9 mm / ปลายคราด 3 ซี่ 10×11 mm	RM-SMR-SERIES-1-2	\$34
ระยะเข้าถึง 16.0 cm — ใบถ่างแบบ 10×9 mm / ปลายคราด 3 ซี่ 10×11 mm	RM-SMR-SERIES-1-3	\$39
ระยะเข้าถึง 20.0 cm — ใบถ่างแบบ 10×9 mm / ปลายคราด 3 ซี่ 10×11 mm	RM-SMR-SERIES-1-4	\$49



เครื่องถ่างแผล Senn ด้านจับรูปตัว T

SKU **RM-STHR-45-1**

ราคา **\$54 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผล Senn ด้านจับรูปตัว T	ความยาว 4.5" (11.43 cm) ส่วนถ่างแบบคราดหลายซี่ (ปลายทู่หรือปลายแหลม) ด้านจับรูปตัว T	\$54
ปลอก / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น	\$54



เครื่องถ่างแผล Strandell Stille

SKU **RM-SSR-17-1**

ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผล Strandell Stille	ความยาวรวม 17 cm ใบถ่างโค้งขนาด 6 × 15 mm (แบบแหลมหรือแบบทู่)	\$44
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$44



เครื่องถ่างแผล US Army ชูตสองขึ้น

SKU **RM-USAR-SET-21-1**

ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผล US Army	ความยาวรวม 21 cm แบบสองปลาย พร้อมใบถ่างขนาด 38×22 mm และ 41×25 mm	\$49
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง	\$49


เครื่องถ่างแผล Volkman แบบสหรัฐอเมริกา

SKU **RM-VRUP-223-1**

ราคา **\$64 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
2 ซี่ (คู่ / แผล) — 8 mm – 11 mm	RM-VRUP-223-1-1	\$64
3 ซี่ (คู่ / แผล) — 11 mm – 18 mm	RM-VRUP-223-1-2	\$69
4 ซี่ (คู่ / แผล) — 18 mm – 26 mm	RM-VRUP-223-1-3	\$74
6 ซี่ (คู่ / แผล) — 26 mm – 40 mm	RM-VRUP-223-1-4	\$79


เครื่องถ่างแผล Volkman

SKU **RM-VR-SERIES-1**

ราคา **\$64 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
2 เขี้ยว (ปลายคู่ / ปลายแหลม) — 8 mm – 11 mm	RM-VR-SERIES-1-1	\$64
3 เขี้ยว (ปลายคู่ / ปลายแหลม) — 10 mm – 18 mm	RM-VR-SERIES-1-2	\$69
4 เขี้ยว (ปลายคู่ / ปลายแหลม) — 13 mm – 28 mm	RM-VR-SERIES-1-3	\$74
6 เขี้ยว (ปลายคู่ / ปลายแหลม) — 18 mm – 28 mm	RM-VR-SERIES-1-4	\$79
8 เขี้ยว (ปลายคู่ / ปลายแหลม) — 28 mm – 42 mm	RM-VR-SERIES-1-5	\$84


เครื่องถ่างแผล W.M. Lemmon Deaver

SKU **RM-WMLDR-395-1**

ราคา **\$119 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ใบถ่างกว้าง 25 mm — กว้าง 25 mm × พับผิวใช้งาน 235 mm	RM-WMLDR-395-1-1	\$119
ใบถ่างกว้าง 50 mm — กว้าง 50 mm × พับผิวใช้งาน 235 mm	RM-WMLDR-395-1-2	\$119



เครื่องถ่างแผล Weitlaner

SKU **RM-WR-SERIES-1**

ราคา **\$94 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
4" ถึง 4 ½" (10–11.5 cm) — ซีตาง 2×2 หรือ 2×3	RM-WR-SERIES-1-1	\$94
5" ถึง 5 ½" (13–14 cm) — ซีตาง 3×4	RM-WR-SERIES-1-2	\$99
6 ½" (16.5 cm) — ซีตาง 3×4	RM-WR-SERIES-1-3	\$104
8" (20 cm) — ซีตาง 3×4	RM-WR-SERIES-1-4	\$109
9 ½" ถึง 10" (24–25.5 cm) — ซีตาง 5×6	RM-WR-SERIES-1-5	\$114



เครื่องถ่างแผลแบบคงค้างได้เองชนิดใบกว้าง

SKU **RM-WSRR-35-1**

ราคา **\$139 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผลแบบคงค้างได้เองชนิดใบกว้าง	ใบถ่างเรียบกว้าง 3.5" (8.89 cm) ปลายขนาด 10×12 mm โครงเครื่องมือพร้อมกลไกเฟือง	\$139
ปลอก / ก่อป้องกัน	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น	\$139



เครื่องถ่างแผลแบบแถบรับบิ้นดัดได้ Zalkind

SKU **RM-ZMRR-1**

ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
10 cm	RM-ZMRR-1-1	\$44
18 cm	RM-ZMRR-1-2	\$49
20 cm	RM-ZMRR-1-3	\$54
21 cm	RM-ZMRR-1-4	\$59
26 cm	RM-ZMRR-1-5	\$64
30 cm	RM-ZMRR-1-6	\$69
33 cm	RM-ZMRR-1-7	\$69



เครื่องถ่างแผล Bookwalter (รุ่นมาตรฐาน)

SKU RM-SBR-1

ราคา \$2,499 USD

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เสารองรับ Bookwalter	12" (30.5 cm)
1	คานาแนวขอบ Bookwalter	แบบมาตรฐาน
1	ข้อต่อยึดเสา Bookwalter	แบบรับน้ำหนัก
1	คานาแนวขอบแบบปรับได้ Bookwalter	เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" (2.5 cm)
2	เฟืองล็อกแบบมาตรฐาน Bookwalter	แบบไม่ปรับเสียง
7	กลไกเฟืองล็อกแบบปรับเสียง Bookwalter	ปรับได้หลายแบบ
1	วงแหวนรูปไข่ขนาดกลาง	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	วงแหวนแบบแบ่งส่วนขนาดกลาง	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
2	ใบถ่างแผล Balfour	2¾" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
4	ใบถ่างแผล Kelly	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
4	ใบถ่างแผล Kelly	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
4	ใบถ่างแผล Kelly	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
4	ใบถ่างแผล Kelly	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
4	ใบถ่างแผล Kelly	2" × 7" (5.1 × 17.8 cm)
1	ใบถ่างแผลชนิดตัดรูปได้	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)
2	ใบถ่างแผลชนิดตัดรูปได้	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	กล่องฆ่าเชื้อ	กล่องจัดเก็บเครื่องมือแบบนิรพรม



ระบบเครื่องถ่างแผล Omni

SKU RM-OR-1

ราคา \$2,499 USD

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เสาสำหรับขดปลอกยึดพร้อมแคลมป์ Omni	แคลมป์ยึดรางใต้หัวตัดพร้อมเสาชนิดรับแรงสูง
1	โครง Wishbone มาตรฐาน	โครงวงแหวนแบบแยกส่วนรูปสี่เหลี่ยม
1	แขนต่อแบบบานพับ	19" (48.3 cm) เพื่อเพิ่มระยะเอียงและความยืดหยุ่นในการปรับตำแหน่ง
8	ตัวยึดใบถ่างแผล SnapClamp	แคลมป์แบบเขี้ยวตัวรวดเร็วและเลื่อนลื่นเข้ากับโครง
2	เครื่องถ่างแผล Mayo แบบหมุนปรับมุม	2¾" × 2" (7.0 × 5.1 cm)
1	เครื่องถ่างแผล Mayo แบบหมุนปรับมุม	3½" × 2" (8.9 × 5.1 cm)
1	เครื่องถ่างแผล Fence แบบหมุนปรับมุม	2" × 6" (10.2 × 15.2 cm) ใบถ่างพนักหลังแบบยึดติดกว้าง
1	เครื่องถ่างอวัยวะภายในช่องท้องแบบหมุนปรับมุม	2" × 4½" (5.1 × 11.4 cm) ใบถ่างอวัยวะภายในส่วนลึก
1	เครื่องถ่างอวัยวะภายในช่องท้องแบบหมุนปรับมุม	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm) ใบถ่างอวัยวะภายในส่วนลึก
2	เครื่องถ่างหลอดเลือดดำแบบหมุนปรับมุม	1" × 6" (2.5 × 15.2 cm) ใบถ่างหลอดเลือดชนิดเปิดแคบ
1	เครื่องถ่างแผล Deaver แบบหมุนปรับมุม	2¾" × 4½" (7.0 × 11.4 cm) ใบถ่างทรงโค้ง
1	เครื่องถ่างแผลชนิดตัดโค้งได้พร้อมร่องแบบหมุนปรับมุม	2" × 6½" (5.1 × 16.5 cm) แยกถ่างที่ตัดโค้งได้
1	เครื่องถ่างแผลชนิดตัดโค้งได้พร้อมร่องแบบหมุนปรับมุม	3" × 6½" (7.6 × 16.5 cm) แยกถ่างที่ตัดโค้งได้
1	เครื่องถ่างแผล Harrington (Sweetheart) แบบหมุนปรับมุม	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm) ใบถ่างรูปหัวใจ
1	กล่องจัดเก็บ	กล่องไม้สำหรับจัดเก็บพร้อมวัสดุรองกันกระแทกที่ทำช่องให้พอดีกับอุปกรณ์แต่ละชิ้น






ชุดเครื่องถ่างแผล Bookwalter สำหรับการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง

SKU RM-BBRS-1

ราคา **\$1,899 USD**

รายการส่วนประกอบ



จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เสารองรับ	18" (45.7 cm)
1	คานาแขวนบน	มาตรฐาน
1	ข้อต่อเสารองรับ	มาตรฐาน
6	กลไกเพื่อยึดแบบปรับเอียง	ปรับได้หลายมุม
1	ส่วนต่อขยายเพื่อยึด	ส่วนต่อขยายมาตรฐาน
1	เพื่อยึดแบบบีบ	ปรับมุมได้
1	วงแหวนรูปวงรี	ขนาดกลาง
1	ใบถ่างแผล Kelly	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	ใบถ่างแผล Kelly	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	ใบถ่างแผล Kelly	2" x 8" (5.1 x 20.3 cm)
1	ใบถ่างแผล Balfour	3 1/2" x 2 3/4" (8.9 x 7.0 cm)
1	ใบถ่างแผลแบบดัดโค้งได้	3" x 10" (7.6 x 25.4 cm)
1	ใบถ่างแผลแบบดัดโค้งได้	2" x 8" (5.1 x 20.3 cm)
1	ใบถ่างแผลแบบดัดโค้งได้	2" x 10" (5.1 x 25.4 cm)
1	ใบถ่างแผลแบบดัดโค้งได้	4" x 8" (10.2 x 20.3 cm)
1	ใบถ่างแผล Harrington	2 1/2" x 8" x 3 1/2" (6.4 x 20.3 x 8.9 cm)
1	กล่องสำหรับเก็บอุปกรณ์	กล่องป้องกันอุปกรณ์




เครื่องถ่างแผล Bookwalter สำหรับศัลยกรรมทั่วไป

SKU RM-BGSR-1

ราคา **\$1,999 USD**

รายการส่วนประกอบ



จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เสายึดบริเวณผ่าตัด	12" (30.5 cm)
1	คานาแขวนบน	แบบมาตรฐาน
1	ข้อต่อเสา	แบบมาตรฐาน
1	คานาแขวนบนแบบปรับแนวได้	เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" (2.5 cm)
2	กลไกเพื่อยึดมาตรฐาน	แบบปรับเอียงไม่ได้
6	กลไกเพื่อยึดแบบปรับเอียงได้	ปรับได้หลายมุม
1	วงแหวนรูปไข่ ขนาดกลาง	10 1/2" x 14 1/2" (26.7 x 36.8 cm)
1	วงแหวนแบบแบ่งส่วน ขนาดกลาง	10 1/2" x 19" (26.7 x 48.3 cm)
1	ใบถ่างแผล Balfour	2 3/4" x 3" (6.7 x 7.6 cm)
2	ใบถ่างแผล Kelly	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	ใบถ่างแผล Kelly	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	ใบถ่างแผล Kelly	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
1	ใบถ่างแผล Kelly	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	ใบถ่างแผลแบบดัดโค้งได้	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	ใบถ่างแผลแบบดัดโค้งได้	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	ใบถ่างแผลแบบดัดโค้งได้	1 1/2" x 6" (3.8 x 15.2 cm)
1	ใบถ่างแผล Harrington	1" x 5 3/4" x 2 1/2" (2.5 x 14.3 x 6.4 cm)
1	ใบถ่างแผล Gelpi	แบบมาตรฐาน
1	กล่องสำหรับเก็บอุปกรณ์	กล่องป้องกันเครื่องมือ



ระบบเครื่องถ่างแผล Thompson

SKU RM-TRS-1

ราคา **\$2,499 USD**

รายการส่วนประกอบ



จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
2	แคลมป์ยึดราง Elite	ตัวยึดรางด้านข้างสำหรับงานหนัก ขนาด 22" (55.9 cm)
1	แขนทำมุมสองตำแหน่ง	22" (7" × 9" × 7" / 17.8 × 22.9 × 17.8 cm)
1	แขนด้านข้างแบบทำมุม	19" (12" × 7" / 30.5 × 17.8 cm) @ 45° (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8")
2	แขนด้านข้างแบบทำมุม	17" (10" × 7" / 25.4 × 17.8 cm) @ 45° (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8")
1	คานยาวสองด้าน (แบบบานพับ)	34" (11 1/2" × 8 1/2" × 11 1/2" / 29.2 × 21.6 × 29.2 cm)
3	Cam Clip-On	คลิปเปลี่ยนบนโครงแบบเชื่อมต่อเร็ว
1	ด้านปรับละเอียด	10" (25.4 cm) พร้อมสกรูปรับแรงดึงอย่างแม่นยำ
3	ใบถ่างแผล Balfour แบบนิยมนอง	83 × 73 mm, 83 × 123 mm, 83 × 175 mm
3	ใบถ่างแผล Balfour แบบกว้าง	ถอดเปลี่ยนได้ สำหรับยึดถ่างพนักหลังเป็นบริเวณกว้าง
1	ใบถ่างแผล Harrington (Sweetheart)	114 × 254 mm (4 1/2" × 10") สำหรับยึดถ่างอวัยวะส่วนลึก
9	ใบถ่างแผล Kelly แบบถอดเปลี่ยนได้	3" × 3 1/2" (7.6 × 8.9 cm) แบบหมุนจากมาตรฐาน
1	ชุดใบถ่างแผลดัดได้แบบถอดเปลี่ยนได้	25×190 mm, 51×254 mm, 76×254 mm, 102×254 mm
2	ใบถ่างแผล St. Marks แบบถอดเปลี่ยนได้	51 × 152 mm (2" × 6") พร้อมขอบจอเล็ก
1	กล่องเก็บอุปกรณ์	กล่องไม้เก็บอุปกรณ์ พร้อมช่องรองกับกระแทกที่ออกแบบเฉพาะ




เครื่องถ่างแผล Bookwalter สำหรับการผ่าตัดไส้ตรง/การผ่าตัดผ่านทางทวารหนัก

SKU RM-BRTASR-1

ราคา **\$2,199 USD**

รายการส่วนประกอบ



จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เสายึด	12" (30 cm)
2	ข้อต่อเสาเตนเลส	1" × 1" (2.5 cm × 2.5 cm)
2	แขนแนวรอบปรับตำแหน่งได้	เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" (2.5 cm)
1	แกนต่อแนวตั้ง	12" (30 cm)
5	ชุดล็อกแบบเฟืองปรับเรียง	แบบมาตรฐานปรับได้หลายมุม
1	วงแหวนครึ่งวงกลมขนาดเล็ก	เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8 1/2" (21.3 cm)
1	วงแหวนสำหรับบริเวณฝีเย็บแบบแบ่งส่วน	9 1/2" × 14 1/2" (23.8 cm × 36.3 cm)
2	ใบถ่างไส้ตรง	7/8" × 3 1/4" (2.2 cm × 9.7 cm)
2	ใบถ่างไส้ตรง	7/8" × 2 1/4" (2.2 cm × 7.2 cm)
2	ใบถ่างดัดรูปได้	1" × 3 1/2" (2.5 cm × 10 cm)
2	ใบถ่างดัดรูปได้	1/2" × 4" (1.3 cm × 8.8 cm)
2	ใบถ่างดัดรูปได้	3/4" × 4" (1.9 cm × 10 cm)
2	ใบถ่าง Deaver	1" × 3 1/2" (2.5 cm × 8.8 cm)
1	กล่องสำหรับทำให้อุปกรณ์แห้ง	กล่องป้องกันความเสียหาย



เครื่องถ่างแผล Bookwalter

SKU **RM-BR-1**

ราคา **\$1,999 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เลื่อยด Bookwalter	12" (30.5 cm)
1	คานแขวนบน Bookwalter	มาตรฐาน
1	ข้อต่อเสา Bookwalter	มาตรฐาน
1	คานแขวนบนปรับได้ Bookwalter	เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" (2.5 cm)
2	กลไกล็อกแบบเฟืองขนาดฐาน Bookwalter	ชนิดไม่ปรับเสียง
5	กลไกล็อกแบบเฟืองชนิดปรับเสียง Bookwalter	ปรับได้หลายแบบ
1	วงแหวนรูปวงรี Bookwalter ขนาดกลาง	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	วงแหวนแบบแบ่งส่วน Bookwalter ขนาดกลาง	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
2	ใบถ่าง Balfour สำหรับ Bookwalter	2½" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
1	ใบถ่าง Kelly สำหรับ Bookwalter	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	ใบถ่าง Kelly สำหรับ Bookwalter	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	ใบถ่าง Kelly สำหรับ Bookwalter	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	ใบถ่าง Kelly สำหรับ Bookwalter	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	ใบถ่างตัดรูปได้ Bookwalter	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)
2	ใบถ่างตัดรูปได้ Bookwalter	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	ใบถ่าง Harrington สำหรับ Bookwalter	1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	กล่องไม้สำหรับจัดเก็บ	กล่องป้องกันเครื่องมือพร้อมช่องจัดวางพอดีรูป



ระบบเครื่องถ่างแผล Bookwalter สำหรับแผลผ่าตัดขนาดเล็ก

SKU **RM-BSIRS-1**

ราคา **\$2,199 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เลื่อยตัดถ่างแผล	เลื่อยจอบขนาด 12" (30 cm)
1	ข้อต่อยึดเสาเตนเลส	แกลบยึดสำหรับงานหนักขนาด 1" × 1" (2.5 × 2.5 cm)
1	แขนแขวนบนปรับจองได้	แขนหลายข้อต่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" (2.5 cm)
1	วงแหวนวงกลมชนิดเดียวขนาดเล็ก	เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) 8½" (21.3 cm)
1	วงแหวนวงกลมแบบแบ่งส่วนขนาดเล็ก	กรอบนิยมนับปรับรูปทรงได้ ขนาด 8½" × 14" (20 × 35 cm)
6	กลไกล็อกแบบเฟืองปรับเสียงได้	ตัวล็อกกรอบแบบกลไกทรงเตี้ย
2	ใบถ่างตัดรูปได้	1" × 3½" (2.5 × 12.5 cm)
2	ใบถ่างตัดรูปได้	¾" × 4" (1.9 × 10 cm)
2	ใบถ่างตัดรูปได้	2" × 6" (5 × 15 cm)
2	ใบถ่าง Deaver	ใบถ่างแบบโค้งสำหรับจ้องเชิงกราน ขนาด 1" × 3½" (2.5 × 8.8 cm)
2	ใบถ่าง Kelly	ใบถ่างมุมฉากแบบเตี้ย ขนาด 2" × 1½" (5 × 3.8 cm)
2	ใบถ่าง Kelly	ใบถ่างมุมฉาก ขนาด 1" × 2½" (2.5 × 6.3 cm)
2	ใบถ่าง Kelly	ใบถ่างมุมฉาก ขนาด 1" × 3" (2.5 × 7.5 cm)
2	ใบถ่างคราดลิก	ตะขอยหลายซี่ ลิก ¾" × กว้าง ¾" (1.9 × 1.7 cm)
2	ใบถ่าง Richardson	ใบถ่างแบบเตี้ยขอบแบน ขนาด ¾" × 2" (1.9 × 5 cm)
2	ใบถ่าง Richardson	ใบถ่างแบบเตี้ยขอบแบน ขนาด 1" × 1¼" (2.5 × 3.1 cm)
2	ใบถ่าง Richardson	ใบถ่างแบบเตี้ยขอบแบน ขนาด ¾" × 1" (1.9 × 2.5 cm)
1	กล่องไม้สำหรับจัดเก็บ	กล่องทำไม้สำหรับจัดเก็บเครื่องมือพร้อมช่องจัดวางพอดีรูป






ระบบเครื่องถ่างแผลสำหรับศัลยกรรมทั่วไปชุดพื้นฐาน Bookwalter StrongArm

SKU **RM-BSABGRS-1**

ราคา **\$1,499 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	แขนยึด StrongArm PLUS แบบติดตั้งด้านบน	ปรับความสูงได้ / มีข้อต่อ
1	วงแหวนรูปไข่ ขนาดกลาง	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	ตัวจับยึดรางชนิดรับแรงสูง	ใช้งานร่วมกับรางใต้-ได้
4	กลไกแรดเชดปรับเอียง	ปรับได้หลายมุม
1	ใบถ่าง Balfour	2¾" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
1	ใบถ่าง Harrington	1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
2	ใบถ่างตัดรูปได้	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	กล่องสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อ	กล่องป้องกันอุปกรณ์




ระบบเครื่องถ่างแผลสำหรับศัลยกรรมทั่วไป Bookwalter StrongArm

SKU **RM-BSAGSRS-1**

ราคา **\$2,199 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	แขนยึด StrongArm PLUS แบบติดตั้งด้านบน	ปรับระดับความสูงได้ / มีข้อต่อ
1	ตัวจับยึดรางแบบรับน้ำหนักสูง	ใช้ร่วมกับรางใต้-ได้
2	กลไกล็อกแบบเฟือง	แบบมาตรฐาน ไม่ปรับเอียง
6	กลไกล็อกแบบเฟืองปรับเอียงได้	ปรับได้หลายมุม
1	วงแหวนแบบแบ่งส่วน	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	วงแหวนแบบแบ่งส่วน	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	ใบถ่างแผล Balfour	2¾" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
2	ใบถ่างแผล Kelly	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	ใบถ่างแผล Kelly	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	ใบถ่างแผล Kelly	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	ใบถ่างแผล Kelly	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	ใบถ่างแผล Harrington	1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	ใบถ่างแผล Gelpi	แบบมาตรฐาน
1	ใบถ่างแผลชนิดตัดโค้งได้	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)
2	ใบถ่างแผลชนิดตัดโค้งได้	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	ใบถ่างแผลชนิดตัดโค้งได้	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
1	กล่องสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อ	กล่องป้องกันเครื่องมือ





เครื่องถ่างแผล Bookwalter แบบสั่งผลิตเฉพาะ

SKU **RM-CBR-1**

ราคา **\$2,999 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
ปรับเลือกได้	อุปกรณ์ยึดติด (ตัวเลือกที่มีให้เลือก)	สายยึดบริเวณผ่าตัดมาตรฐาน (12", 18"), ตัวยึด StrongArm PLUS แบบติดตั้งด้านบน, แคลมป์ยึดตรึงชนิดรับแรงสูง, ข้อต่อเสา, แท่งแนวนอน, แท่งแนวนอนแบบปรับจ่อได้, แท่งต่อขยาย
ปรับเลือกได้	โครงวงแหวน (ตัวเลือกที่มีให้เลือก)	วงแหวนรูปวงรีแบบขึ้นเดียว, วงแหวนรูปวงกลมแบบขึ้นเดียว, วงแหวนรูปวงรีแบบแบ่งส่วน, วงแหวนรูปวงกลมแบบแบ่งส่วน, ชิ้นส่วนครึ่งวงกลม, ชิ้นส่วนวงแหวนแบบตรง (4", 6", 8"), วงแหวนสำหรับบริเวณฝีเย็บแบบมีรอยบาก
ปรับเลือกได้	กลไกแชดเชต (ตัวเลือกที่มีให้เลือก)	แรตเชตมาตรฐานแบบปรับเอียงไม่ได้, แรตเชตแบบปรับเอียงได้หลายมุม, แรตเชตแบบบิดหมุน, ตัวต่อขยายแรตเชต, กลไกล็อกแบบเดี่ยว
ปรับเลือกได้	ใบถ่างแผลชนิดแข็งและชนิดดัดได้ (ตัวเลือกที่มีให้เลือก)	ใบถ่างแผล Kelly, Balfour, Harrington, Deaver, ชนิดดัดได้, Richardson, Meyerding, Gelpi, ใบถ่างผนังช่องคลอดด้านข้าง/ด้านหลัง, ใบถ่างไต Wylie และใบถ่างไส้ตรง, ตะขอคราดสำหรับถ่างแผลเล็ก
ปรับเลือกได้	การจัดเก็บและบรรจุภัณฑ์ (ตัวเลือกที่มีให้เลือก)	กล่องสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อแบบเจาะรู, แผ่นจัดวางเครื่องมือในถาดที่ออกแบบเฉพาะ, ภาชนะป้องกันความเสียหายระหว่างขนส่ง, บรรจุภัณฑ์ที่ติดแบรนด์ของลูก้าแบบ OEM



ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับการผ่าตัดไส้ตรง/ผ่านทางทวารหนัก

SKU **RM-RTAAS-1**

ราคา **\$499 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
2	ใบถ่างไส้ตรง	7/8" x 2 1/8" (2.2 x 7.2 cm)
2	ใบถ่างไส้ตรง	7/8" x 3/8" (2.2 x 9.7 cm)
1	วงแหวนกลมแบบขึ้นเดียวขนาดเล็ก	เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) 8.5" (21.3 cm)
1	กล่องสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อ	กล่องจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและปกป้องอุปกรณ์



ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับแผลผ่าตัดขนาดเล็ก

SKU **RM-SIAS-1**

ราคา **\$449 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	ใบถ่างแผลแบบตะขอ Gelpi	รูปทรงปลายแหลมละเอียดมาตรฐาน
1	ใบถ่างแผล Kelly	1" x 1 1/2" (2.5 x 3.8 cm)
1	ใบถ่างแผล Kelly	1" x 2 1/2" (2.5 x 6.3 cm)
1	วงแหวนกลมแบบขึ้นเดียวขนาดเล็ก	เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) 8.5" (21.3 cm)
1	กล่องสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อ	อุปกรณ์จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบโดยเฉพาะ




ระบบ Bookwalter StrongArm

SKU **RM-BSA-1**

ราคา **\$899 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	แขนจัดตำแหน่ง Bookwalter StrongArm	ระบบจัดตำแหน่งแบบ 3 ข้อต่อครบชุด
1	เสารองรับบริเวณผ่าตัด	มีความยาวให้เลือก 12" (30 cm) หรือ 18" (45 cm)



เครื่องถ่างดัดแบบงู

SKU **RM-SLR-SERIES-1**

ราคา **\$299 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
รุ่นปลายสามเหลี่ยม	RM-SLR-TRI-1	\$299
รุ่นปลายสำหรับรัดกระดูกเฉพาะอาหาร	RM-SLR-GB-1	\$299
รุ่นปลายวงกลม	RM-SLR-CIR-1	\$299
รุ่นปลายตะขอ	RM-SLR-HOOK-1	\$299
รุ่นปลายหลายเหลี่ยม	RM-SLR-POLY-1	\$299
ชุดครบ 5 รุ่น	RM-SLR-SERIES-1	\$1,399



เครื่องถ่างแบบพัด 5 แฉก

SKU **RM-FR5F-299-1**

ราคา **\$299 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
5 mm — ปรับหมุนได้	RM-FR5F-5A-1	\$299
5 mm — ปรับหมุนไม่ได้	RM-FR5F-5N-1	\$299
10 mm — ปรับหมุนได้	RM-FR5F-10A-1	\$299
10 mm — ปรับหมุนไม่ได้	RM-FR5F-10N-1	\$299


เครื่องถ่างแบบพัด 3 แฉก

SKU **RM-FR3F-299-1**

ราคา **\$299 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
5 มม — แบบปรับมุมได้	RM-FR3F-5A-1	\$299
5 มม — แบบปรับมุมไม่ได้	RM-FR3F-5N-1	\$299
10 มม — แบบปรับมุมได้	RM-FR3F-10A-1	\$299
10 มม — แบบปรับมุมไม่ได้	RM-FR3F-10N-1	\$299


เครื่องถ่างหลอดอาหารชนิดปรับงอปลายได้

SKU **RM-EAR-299-1**

ราคา **\$299 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ก้านขนาด 5 มม	RM-EAR-5-1	\$299
ก้านขนาด 10 มม	RM-EAR-10-1	\$299


เครื่องถ่างแบบพัดทรงวาว

SKU **RM-KSFR-299-1**

ราคา **\$299 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
5 มม — ก้านตรง	RM-KSFR-5S-1	\$299
5 มม — ก้านโค้ง	RM-KSFR-5C-1	\$299
10 มม — ก้านตรง	RM-KSFR-10S-1	\$299
10 มม — ก้านโค้ง	RM-KSFR-10C-1	\$299



เครื่องถ่างแผล Iron Intern แบบแขนเดี่ยว

SKU **RM-IIISA-SERIES-1**

ราคา **\$999 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
รุ่นมาตรฐาน 17"	RM-IIISA-1-1	\$999
รุ่นมาตรฐาน 22"	RM-IIISA-2-1	\$1,199
รุ่นขนาดใหญ่สำหรับงานหนัก 22"	RM-IIISA-3-1	\$1,299
รุ่นสองชุดจับยึด 22"	RM-IIISA-4-1	\$1,399
รุ่นพับได้ 22"	RM-IIISA-5-1	\$1,499
รุ่นมาตรฐาน 26"	RM-IIISA-6-1	\$1,599
รุ่นขนาดใหญ่สำหรับงานหนัก 26"	RM-IIISA-7-1	\$1,699



Iron Intern Hydra แบบแขนคู่

SKU **RM-IIHDA-SERIES-1**

ราคา **\$1,699 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
รุ่น Hydra มาตรฐาน 22"	RM-IIHDA-1-1	\$1,699
22" รุ่นจับไม้สำหรับงานหนัก	RM-IIHDA-2-1	\$1,799
26" รุ่นจับไม้สำหรับงานหนัก	RM-IIHDA-3-1	\$1,999





ชุดเครื่องถ่างยกขาโครง Stieber

SKU **RM-SRGRK-4999-1**

ราคา **\$4,999 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	ฐานกลาง Lees	เชื่อมต่อคานขวางหลักเข้ากับอุปกรณ์เสริมแบบคู่ Hydra Yoke แบบเฉพาะทาง
1	แขนคู่ Hydra Yoke	เปลี่ยนชุดเสาเดียวให้เป็นโครงแขนคู่ที่แข็งแรงเพื่อเปิดทางเข้าถึงบริเวณผ่าตัดทั้งสองด้าน
1	เสาแนวตั้งพร้อมเบดปัก	เสารองรับแนวตั้งมาตรฐาน ต้องติดตั้งทางด้านซ้ายของโต๊ะผ่าตัด
1	เสาแนวตั้งพร้อมเบดรูปตัว V	เสาแนวตั้งแบบยึดสองจุด ช่วยรักษาสถิตของโครงและเพิ่มความมั่นคงโดยป้องกันการหมุน
1	คานแขวนแบบสองชั้น	คานขวางแขวนที่แข็งแรงทนทาน ล็อกพาดเหนือบริเวณทรงอกส่วนบน/ช่องท้อง
2	แคลมป์ยึดราง 3/D Swinger แบบมีร่อง	ล็อกเสารองรับแนวตั้งเข้ากับรางเสถียรโดยตรึงอย่างมั่นคง
1	ฐานขนาดเล็ก Stieber (ซ้าย)	ชุดเรือนกลไกเพื่อจะพานที่นำไปถ่างด้านซ้ายให้เคลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลัง
1	ฐานขนาดเล็ก Stieber (ขวา)	ชุดเรือนกลไกเพื่อจะพานที่นำไปถ่างด้านขวาให้เคลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลัง
1	ฐานขนาดใหญ่ Stieber (ซ้าย)	ส่วนปักด้านนอกที่เข้ารูปตามสรีระ ให้แรงจัดจากโครงสร้างในบริเวณผ่าตัดด้านซ้าย
1	ฐานขนาดใหญ่ Stieber (ขวา)	ส่วนปักด้านนอกที่เข้ารูปตามสรีระ ให้แรงจัดจากโครงสร้างในบริเวณผ่าตัดด้านขวา
2	ด้านหมุน Stieber	ด้านขึ้นแบบเลื่อน ใช้หมุนด้วยมือเพื่อเลื่อนไปถ่างแบบเพื่อจะพานไปยังข้างหน้าหรือถอยกลับ
1	เข็มนาฬิกา Stieber	เครื่องมือสลับปรับเฉพาะทางสำหรับล็อกชุดฐานให้แน่นหรือคลายออก
2	ใบถ่างแบบเฟืองสะพาน Stieber (ขนาด 4A)	ใบถ่างโครงสร้างแข็งแรงทนทาน ความลึกปานกลาง (จัดส่งพร้อมด้านขมิด A หรือขมิด B)
2	ใบถ่างแบบเฟืองสะพาน Stieber (ขนาด 5A)	ใบถ่างโครงสร้างแข็งแรงทนทาน รูปทรงลึก (จัดส่งพร้อมด้านขมิด A หรือขมิด B)
1	ภาชนะจัดเก็บป้องกันความเสียหาย / กล่อง	กล่องมาตรฐานที่แข็งแรงทนทานสำหรับขนส่งและจัดเก็บ
ชุดการเชื่อมต่อเชิงกล	รูปแบบด้านใบถ่าง	รายละเอียดช่วงการเคลื่อนไหว
แบบสลักยึดตายตัว / ถาวร	ด้านขมิด A	จำกัดการหมุนของใบถ่างให้อยู่ในระบบเดียวเท่านั้น
ปลายแบบมีร่อง / ถอดเปลี่ยนได้	ด้านขมิด B	รองรับการหมุนได้อย่างเต็มที่ในหลายระบบ เหมาะสำหรับยกขาโครงที่แยกได้ยาก




เครื่องถ่างปีกจมูก

SKU **RM-AR-1**

ราคา **\$29 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างปีกจมูก	ความยาวรวม 15 cm ใบถ่างขนาด 22 × 13 mm	\$29
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$29


เครื่องถ่างแผลบริเวณมาสตอยด์ Allport

SKU **RM-AMR-1**

ราคา **\$59 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผลบริเวณมาสตอยด์ Allport	ความยาวรวม 10.2 cm ปลายแหลมแบบ 4×4	\$59
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$59


เครื่องถ่างริมฝีปากบน Arnett Le Fort

SKU **RM-ALFULR-1**

ราคา **\$49 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างริมฝีปากบน Arnett Le Fort	เครื่องมือเปิดให้เห็นบริเวณริมฝีปากบนสำหรับศัลยกรรมขากรรไกรและใบหน้า	\$49
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$49



เครื่องถ่างจมูก Aufricht Daniel

SKU **RM-ADNR-1**

ราคา **\$29 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างจมูก Aufricht Daniel	ความยาวรวม 11 cm ใบถ่างขนาด 50 × 10 mm	\$29
ปลอกป้องกัน / กล้อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$29



เครื่องถ่างจมูก Aufricht

SKU **RM-ANR-6IN-1**

ราคา **\$59 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ไม่มีที่อุด (รุ่นมาตรฐาน)	RM-ANR-6IN-1-1	\$59
มีที่อุด	RM-ANR-6IN-1-2	\$199



เครื่องถ่างจมูก Aufricht - แบบไฟเบอร์ออฟติก

SKU **RM-ANR-FO-1**

ราคา **\$149 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เครื่องถ่างจมูก Aufricht - แบบไฟเบอร์ออฟติก	ความยาว 6 ¼" (15.9 cm), ใบถ่างเข้าขนาด 7.0 mm, ชุดเส้นใยนำแสง
1	อะแดปเตอร์ตัวนำแสงแบบสากล	ใช้ร่วมกับสายไฟเบอร์ออฟติกมาตรฐานในห้องผ่าตัดได้
1	ปลอก / กล้องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง



เครื่องถ่างจมูก Aufricht Walter

SKU **RM-AWNR-1**

ราคา **\$69 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างจมูก Aufricht Walter	ความยาวรวม 13.5 cm ใบถ่างสองปลายขนาด 42 x 7 mm	\$69
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$69



เครื่องถ่างเนื้อเยื่อและกระพุ้งแก้ม Austin

SKU **RM-ATCR-1**

ราคา **\$45 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างเนื้อเยื่อและกระพุ้งแก้ม Austin	เครื่องถ่างภายในช่องปากแบบหมุนจากขนาดกะทัดรัด	\$45
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$45



เครื่องถ่างบริเวณคอคอนดัยล์ Awty

SKU **RM-ACNR-1**

ราคา **\$59 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างบริเวณคอคอนดัยล์ Awty	ความยาวรวม 22 cm พร้อมใบถ่างโค้งสำหรับบริเวณคอคอนดัยล์	\$59
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$59



เครื่องถ่างจมูก Barsky

SKU **RM-BNR-1**

ราคา **\$64 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างจมูก Barsky	ความยาว 3 3/4" (9.5 cm) ใบถ่างขนาด 10 x 55 mm	\$64
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$64



เครื่องถ่างภายในช่องปาก Bauer สำหรับรอยเว้าซิกมอยด์

SKU **RM-BSNIOR-1**

ราคา **\$79 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ไม่มีแท่งนำแสง (ซ้ายหรือขวา)	RM-BSNIOR-1-1	\$79
มีแท่งนำแสงไฟเบอร์ออปติก (ซ้ายหรือขวา)	RM-BSNIOR-1-2	\$149



เครื่องถ่างแผลผ่าตัดทางช่องหู Bellucci

SKU **RM-BER-1**

ราคา **\$174 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ใบถ่างกับพรีฟอร์ม 2 ซี	RM-BER-1-1	\$174
ใบถ่างกับพรีฟอร์ม 2 ซี	RM-BER-1-2	\$174



เครื่องถ่างริมฝีปากและกระพุ้งแก้ม Bishop

 SKU **RM-BLCR-1**

 ราคา **\$24 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างริมฝีปากและกระพุ้งแก้ม Bishop	ความยาวรวม 13.5 cm พร้อมใบถ่างทั้งสองปลายขนาด 27 mm	\$24
ปลอก / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น	\$24



เครื่องถ่างหลอดลม Bose

 SKU **RM-BOTR-1**

 ราคา **\$29 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
แบบหันซ้าย	RM-BOTR-1-1	\$29
แบบหันขวา	RM-BOTR-1-2	\$29



เครื่องถ่างหลอดลม Bose ชนิดสปริง

 SKU **RM-BTR-ST-1**

 ราคา **\$59 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างหลอดลม Bose ชนิดสปริง	ความยาวรวม 7 cm ใบถ่างโค้งทำงานด้วยแรงสปริง	\$59
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น	\$59



เครื่องถ่างขากรรไกรล่างชนิดร่อง Bremerich

SKU **RM-BMCR-1**

ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
18 cm	RM-BMCR-1-1	\$44
22.5 cm	RM-BMCR-1-2	\$49



เครื่องถ่างจมูกสองปลาย Cerkes

SKU **RM-CDENR-1**

ราคา **\$69 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ขนาดเล็ก (10×7 mm & 15×7 mm)	RM-CDENR-1-1	\$69
ขนาดใหญ่ (30×8 mm & 35×10 mm)	RM-CDENR-1-2	\$74



เครื่องถ่างจมูก Cerkes พร้อมตีม่านัก - เครื่องถ่างแกนกลางจมูก Gruber

SKU **RM-CNRW-1**

ราคา **\$79 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแกนกลางจมูก Cerkes / Gruber พร้อมตีม่านัก	ใบตะขอลัดตามสรีระพร้อมตีม่านักกรงกลมที่ปรับเทียบแล้ว	\$79
ปลอก / กล้องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$79



เครื่องง้างแผลและแกล้มแบบผสมผสาน

SKU **RM-CWCR-1**

ราคา **\$69 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องง้างแผลและแกล้มแบบผสมผสาน	เครื่องง้างช่องปากและแผลแบบสองปลาย — 1	\$69
ปลอก / ก่อป้องกัน	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น — 1	\$69



เครื่องง้างบริเวณหัวข้อต่อขากรรไกรล่าง

SKU **RM-CONDR-1**

ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
8 mm × 27 mm	RM-CONDR-1-1	\$44
10 mm × 44 mm	RM-CONDR-1-2	\$49



เครื่องง้างปีกจมูก Converse แบบสองปลาย

SKU **RM-CARDE-1**

ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ช่องเปิดกว้าง 10 mm	RM-CARDE-1-1	\$49
ช่องเปิดกว้าง 14 mm	RM-CARDE-1-2	\$54



เครื่องง้างจมูก Converse

 SKU **RM-CNR-45-1**

 ราคา **\$69 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ไม่มีไฟเบอร์แก้วนำแสง	RM-CNR-45-1-1	\$69
มีไฟเบอร์แก้วนำแสง	RM-CNR-45-1-2	\$209



เครื่องง้างจมูก Converse, 10 cm

 SKU **RM-CNR-10CM-1**

 ราคา **\$14 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
10 mm × 16 mm	RM-CNR-10CM-1-1	\$14
12 mm × 30 mm	RM-CNR-10CM-1-2	\$19
12 mm × 40 mm	RM-CNR-10CM-1-3	\$24
12 mm × 50 mm	RM-CNR-10CM-1-4	\$29



เครื่องง้าง / ตะขอเกี่ยวปากจมูก Cottle

 SKU **RM-CANR-1**

 ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ปลายทรงกลมอยู่ด้านซ้าย — ความยาว 14.0 cm, ความกว้าง 10 mm, ข้ามปลายทรงกลมด้านซ้าย	RM-CANR-1-1	\$44
ปลายทรงกลมอยู่ด้านขวา — ความยาว 14.0 cm, ความกว้าง 10 mm, ข้ามปลายทรงกลมด้านขวา	RM-CANR-1-2	\$44



เครื่องถ่างจมูก Cottle - 4 เขี้ยวปลายทู่

SKU **RM-CNR4BP-1**

ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างจมูก Cottle - 4 เขี้ยวปลายทู่	ความยาว 6" (15.0 cm) หัวคราดกว้าง 10.0 mm พร้อม 4 เขี้ยวปลายทู่	\$44
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$44



ตะขถ่างเนื้อเยื่อ Cottle แบบ 2 เขี้ยว

SKU **RM-CRH2P-1**

ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เขี้ยวปลายกลม — ความยาว 6 3/4", ความกว้าง 12 mm	RM-CRH2P-1-1	\$49
เขี้ยวปลายแหลม — ความยาว 6 3/4", ความกว้าง 12 mm	RM-CRH2P-1-2	\$49



เครื่องถ่างแค้น Cronin

SKU **RM-CCR-ORAL-1**

ราคา **\$24 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแค้น Cronin	ความยาวรวม 16 cm ใบถ่างโค้งกว้าง 19 mm	\$24
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น	\$24



เครื่องถ่างริมฝีปากและรูจมูก Cronin

SKU **RM-CLNR-1**

ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างริมฝีปากและรูจมูก Cronin	ความยาวรวม 6" (15.2 cm) ความกว้าง 14 mm แบบสองปลาย	\$49
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$49



เครื่องถ่างขากรรไกรล่างแบบร่อง Dumbach

SKU **RM-DMCR-1**

ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
โค้งซ้าย — 23 cm	RM-DMCR-1-1	\$49
โค้งขวา — 23 cm	RM-DMCR-1-2	\$49



เครื่องถ่างด้านข้าง Dunn Dautrey

SKU **RM-DDLR-135-1**

ราคา **\$29 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างด้านข้าง Dunn Dautrey	ความยาวรวม 13.5 cm พร้อมใบถ่างด้านข้างแบบทำมุม	\$29
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$29



เครื่องถ่างแผล Fisch แบบมีข้อต่อ

 SKU **RM-FRWJ-1**

 ราคา **\$109 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ฟัน 2 ซี่ด้านขวา / แผ่นหยักด้านซ้าย — 17 cm	RM-FRWJ-1-1	\$109
ฟัน 2 ซี่ด้านซ้าย / แผ่นหยักด้านขวา — 17 cm	RM-FRWJ-1-2	\$109



เครื่องถ่างแผลคอตัดได้

 SKU **RM-FNR-1**

 ราคา **\$29 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
แบบ 2 เขี้ยว — ปลายแหลมหรือปลายทู่	RM-FNR-1-1	\$29
แบบ 3 เขี้ยว — ปลายแหลมหรือปลายทู่	RM-FNR-1-2	\$34
แบบ 4 เขี้ยว — ปลายแหลมหรือปลายทู่	RM-FNR-1-3	\$39



เครื่องถ่าง Fomon

 SKU **RM-FMR-17-1**

 ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
รุ่นมาตรฐาน — ความยาว 17 cm ปลายมนทรงกลม 5 × 10 mm สเตนเลส	RM-FMR-17-1-1	\$44
รุ่นค้อนวน — ความยาว 17 cm ปลายมนทรงกลม 5 × 10 mm เคลือบฉนวนได้อิเล็กทริก	RM-FMR-17-1-2	\$54



เครื่องถ่างแผลพร้อมระบบดูด Gerbault Tebbett's

SKU **RM-GTSR-1**

ราคา **\$209 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
14 cm — เครื่องถ่างแผลพร้อมระบบดูด	RM-GTSR-1-1	\$194
18 cm — เครื่องถ่างแผลพร้อมระบบดูด — รุ่นมาตรฐาน	RM-GTSR-1-2	\$209
รุ่นระบบดูดร่วมกับไฟเบอร์ออปติก — เครื่องถ่างแผลพร้อมปลายแบบ 3 รู สายดูด และมัดเส้นใยนำแสงไฟเบอร์ออปติก	RM-GTSR-1-3	\$209



เครื่องถ่างแผล Gifford-Jansen

SKU **RM-GJR-115-1**

ราคา **\$84 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
รูปแบบซี่ถ่าง 3×3 — ปลายแหลมหรือปลายทู่	RM-GJR-115-1-1	\$84
รูปแบบซี่ถ่าง 4×4 — ปลายแหลมหรือปลายทู่	RM-GJR-115-1-2	\$89



เครื่องถ่างลิ้นไก่ Goodyear

SKU **RM-GUR-18-1**

ราคา **\$34 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
6 1/4 in (15.9 cm)	RM-GUR-18-1-1	\$26
7 3/8 in (18.7 cm) — รุ่นมาตรฐาน ไขถ่าง 15 mm	RM-GUR-18-1-2	\$34


เครื่องถ่างสำหรับผ่าตัดต่อไทรอยด์ Green

SKU **RM-GTR-223-1**

ราคา **\$44 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างสำหรับผ่าตัดต่อไทรอยด์ Green	ความยาวรวม 22.3 cm ใบถ่างแบบห้วงลวดโปร่งโค้ง ด้านจับแบบห้วง — 1	\$44
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น — 1	\$44


เครื่องถ่างสำหรับศัลยกรรมตกแต่งจมูก Gruber

SKU **RM-GRR-NOSE-1**

ราคา **\$89 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย


ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างสำหรับศัลยกรรมตกแต่งจมูก Gruber	รูปแบบตะขอสู้กว้าง 10 mm ด้านจับแบบ — 1	\$89
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง — 1	\$89


เครื่องถ่างแก้ Hajek

SKU **RM-HCR-175-1**

ราคา **\$24 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแก้ Hajek	ความยาวรวม 17.5 cm ใบถ่างแก้ที่ไม่ ทำให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บ ด้านจับชนิดมือ — 1	\$24
ปลอก / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น — 1	\$24


เครื่องถ่างโคโรนอยด์ Hargis พร้อมโซ่

SKU **RM-HCRWC-1**

ราคา **\$49 USD**
รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เครื่องถ่างโคโรนอยด์ Hargis	ความยาวรวม 19 cm ไขว้ถ่างโคโรนอยด์พร้อมรอยบาก — 1
1	โซ่ถ่างในตัว	โซ่ข้อสแตนเลสสำหรับงานหนักยาว 20 cm — 1
1	ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น — 1


เครื่องถ่างบริเวณตัวกระดูกขากรรไกรล่าง Hargis

SKU **RM-HMBR-17-1**

ราคา **\$44 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างบริเวณตัวกระดูกขากรรไกรล่าง Hargis	ความยาวรวม 17 cm ปลายตะของขนาด 13 mm — 1	\$44
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง — 1	\$44


เครื่องถ่างด้านในแขนขากรรไกรล่าง Hargis

SKU **RM-HMRR-1**

ราคา **\$59 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
แบบหันซ้าย — 7 3/4" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-1	\$59
แบบหันขวา — 7 3/4" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-2	\$59



เครื่องถ่างแผล Helms

SKU **RM-HLR-11-1**

ราคา **\$109 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผล Helms	ความยาวรวม 11 cm เขี้ยวปลายคู่ผิวเรียบ 2 เขี้ยว พร้อมตัวล็อกแบบสกรู	\$109
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$109



เครื่องถ่าง Henahan

SKU **RM-HNHR-1**

ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
17 cm (ประมาณ 6.7") — ใบถ่างปลายคู่ขนาด 2	RM-HNHR-1-1	\$44
20 cm (ประมาณ 7.9") — ใบถ่างปลายคู่ขนาด 2	RM-HNHR-1-2	\$49



เครื่องถ่างแผลผ่าตัดทางช่องหู Henner

SKU **RM-HER-475-1**

ราคา **\$189 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
4 1/2 in (11.4 cm)	RM-HER-475-1-1	\$179
4 3/4 in (12.06 cm) — มาตรฐาน	RM-HER-475-1-2	\$189


เครื่องถ่างแผลแบบมือถือ House

SKU **RM-HHR-6IN-1**

ราคา **\$69 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผลแบบมือถือ House	ความยาว 6" (15.24 cm) พร้อมใบถ่างสองปลายขนาด 5×16 mm และ 9×25 mm	\$69
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$69


เครื่องถ่างหลอดลม Jackson

SKU **RM-JTR-14-1**

ราคา **\$29 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างหลอดลม Jackson	ความยาวรวม 14 cm ปลายแหลมทำมุมขนาด 8.0 มม ด้านจับแบน	\$29
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$29


เครื่องถ่างหลอดลม Jackson แบบสองปลาย

SKU **RM-JTR-DE-17-1**

ราคา **\$39 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างหลอดลม Jackson แบบสองปลาย	ความยาวรวม 17 cm พร้อมใบถ่างเรียวโค้งทั้งสองปลาย	\$39
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$39



เครื่องถ่างแผลบริเวณมาสตอยด์ Jansen

 SKU **RM-JMR-1**

 ราคา **\$69 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
3"	RM-JMR-1-1	\$69
3 ¼"	RM-JMR-1-2	\$74
3 ½"	RM-JMR-1-3	\$79
4"	RM-JMR-1-4	\$84
4 ¼"	RM-JMR-1-5	\$89
4 ½"	RM-JMR-1-6	\$94



เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Jolls Friedman

 SKU **RM-JFSRR-1**

 ราคา **\$94 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Jolls Friedman	ขนาด / รายละเอียด: ความยาว 6" (15.24 cm) ปากจับโค้งแบบมีช่องเปิดล็อกด้วยสกรู	\$94
ปลอกป้องกัน / กล่อง	ขนาด / รายละเอียด: บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$94



เครื่องถ่างเนื้อเยื่ออ่อน Kreidler

 SKU **RM-KSTR-21-1**

 ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างเนื้อเยื่ออ่อน Kreidler	ขนาด / รายละเอียด: ความยาวรวม 21 cm ใบถ่างแบบกว้างขนาด 5 × 20 mm · จำนวนที่รวมในชุด: 1	\$44
ปลอก / กล่องป้องกัน	ขนาด / รายละเอียด: บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น · จำนวนที่รวมในชุด: 1	\$44



เครื่องถ่างสำหรับผ่าตัดต่อมไทรอยด์ Lahey

SKU **RM-LTR-203-1**

ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างสำหรับผ่าตัดต่อมไทรอยด์ Lahey	ขนาด / รายละเอียด: ความยาวรวม 20.3 ซม (8") ใบถ่างทำมุมจากขนาด 25 มม พร้อมขอบกันเนื้อเยื่ออ่อน · จำนวนที่ให้มา: 1	\$49
ปลอก / กล่องป้องกัน	ขนาด / รายละเอียด: บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น · จำนวนที่ให้มา: 1	\$49



เครื่องถ่างแผล Levasseur Merrill

SKU **RM-LMR-25-1**

ราคา **\$69 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผล Levasseur Merrill	ขนาด / รายละเอียด: ความยาวรวม 25 ซม ใบถ่างแบบร่องสำหรับการตัดกระดูก 12.5 / 27 มม · จำนวนที่รวมในชุด: 1	\$69
ปลอกป้องกัน / กล่อง	ขนาด / รายละเอียด: บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง · จำนวนที่รวมในชุด: 1	\$69




เครื่องถ่าง Levasseur Merrill พร้อมโฟมบล็อก

SKU **RM-LMR-FO-1**

ราคา **\$139 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เครื่องถ่าง Levasseur Merrill พร้อมโฟมบล็อก	ขนาด / รายละเอียด: ความยาว 25 ซม, ใบถ่าง 12.5 / 27 มม, ชุดเส้นใยนำแสง · จำนวนที่ให้มา: 1
1	อะแดปเตอร์สายนำแสงแบบกระจก	ขนาด / รายละเอียด: เชื่อมต่อกับสายนำแสงมาตรฐานในหัวองศาตัด · จำนวนที่ให้มา: 1
1	ปลอก / กล่องป้องกัน	ขนาด / รายละเอียด: บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง · จำนวนที่ให้มา: 1



เครื่องถ่างริมฝีปากและกระพุ้งแก้ม

 SKU **RM-LCR-26-1**

 ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างริมฝีปากและกระพุ้งแก้ม	ขนาด / รายละเอียด: ความยาวรวม 26 cm แผ่นถ่างโค้งที่ไม่ทำให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บ ด้านจับแบบ · จำนวนที่รวม: 1	\$49
ปลอก / กล่องป้องกัน	ขนาด / รายละเอียด: บรรจุภัณฑ์สำหรับกระดูกสันหลังแยกชิ้น · จำนวนที่รวม: 1	\$49



เครื่องถ่างลิ้นไก่ Lothrop

 SKU **RM-LUR-1**

 ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
17 cm	RM-LUR-1-1	\$44
25 cm	RM-LUR-1-2	\$49



เครื่องถ่างลิ้นไก่ Love

 SKU **RM-LUR-17-1**

 ราคา **\$59 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ใบถ่างกว้าง 18 mm	RM-LUR-17-1-1	\$59
ใบถ่างกว้าง 20 mm	RM-LUR-17-1-2	\$64



เครื่องถ่างหลอดลม Luer รูปตัว S

SKU **RM-LSTR-1**

ราคา **\$24 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
10 cm	RM-LSTR-1-1	\$24
13 cm	RM-LSTR-1-2	\$29
14 cm	RM-LSTR-1-3	\$34



เครื่องถ่างหลอดลม Lukens

SKU **RM-LTR-634-1**

ราคา **\$79 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างหลอดลม Lukens	ขนาด / รายละเอียด: ความยาว 6 3/4" (17.1 cm), ใบถ่างสองปลายแบบโค้ง 10 mm และแบบหักมุม 7 mm · จำนวนที่ให้มี: 1	\$79
ปลอก / กล่องป้องกัน	ขนาด / รายละเอียด: บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น · จำนวนที่ให้มี: 1	\$79



เครื่องถ่างขากรรไกรล่างชนิดร่อง

SKU **RM-MCR-17-1**

ราคา **\$29 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างขากรรไกรล่างชนิดร่อง	ขนาด / รายละเอียด: ความยาวรวม 17 cm ใบถ่างแบบร่องกว้าง 8 mm · จำนวนที่รวม: 1	\$29
ปลอก / กล่องป้องกัน	ขนาด / รายละเอียด: บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง · จำนวนที่รวม: 1	\$29



เครื่องถ่างแก้มและริมฝีปาก Martin-Simplex

 SKU **RM-MSCLR-1**

 ราคา **\$24 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
10 cm	RM-MSCLR-1-1	\$24
4 ½ inches / 11 cm	RM-MSCLR-1-2	\$29




เครื่องถ่างสำหรับผ่าตัดต่อมไทรอยด์ McBurney

 SKU **RM-MTR-19-1**

 ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
มาตรฐาน — 7.5 in, ใบถ่าง 16x10 mm	RM-MTR-19-1-1	\$49



เครื่องถ่างแผลไฟรงไขสันหลังกระดูกกริบูน McCabe

 SKU **RM-MAR-658-1**

 ราคา **\$99 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
มาตรฐาน — 6 5/8 in	RM-MAR-658-1-1	\$99



เครื่องถ่างด้านในแขนงขากรรไกรล่างและขอบเข้านา

SKU RM-MRORR-29-1

ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างด้านในแขนงขากรรไกรล่างและขอบเข้านา	ขนาด / รายละเอียด: ความยาวรวม 29 cm ในตำแหน่งตามสรีระสำหรับกะโหลกศีรษะและใบหน้า จำนวนที่รวมให้: 1	\$49
ปลอก / กล่องป้องกัน	ขนาด / รายละเอียด: บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง จำนวนที่รวมให้: 1	\$49



เครื่องถ่างด้านในของกึ่งขากรรไกรล่าง

SKU RM-MRR-195-1

ราคา **\$99 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	รูนั้ย	ความยาวโดยรวม: 19.5 cm · บกบาทหลักทางคลินิก: ปกป้องเนื้อเยื่ออ่อนด้านในระหว่างการผ่าตัดแยกกระดูกขากรรไกรล่าง · ราคา (USD): \$99.00
1	รูนั้ว	ความยาวโดยรวม: 19.5 cm · บกบาทหลักทางคลินิก: ปกป้องเนื้อเยื่ออ่อนด้านในระหว่างการผ่าตัดแยกกระดูกขากรรไกรล่าง · ราคา (USD): \$99.00
1	ปลอก / กล่องป้องกัน	ความยาวโดยรวม: บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง · บกบาทหลักทางคลินิก: — · ราคา (USD): รวมแล้ว



เครื่องถ่าง Millard Cottle พร้อมห่วงสอดนิ้ว

SKU RM-MCRFR-1

ราคา **\$24 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่าง Millard Cottle พร้อมห่วงสอดนิ้ว	ความยาว 5.5 cm ในตำแหน่งปลายแหลม 2 จำนวนขนาด 5 × 12 mm พร้อมห่วงสอดนิ้ว	\$24
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$24



เครื่องถ่าง Minnesota

SKU **RM-MNR-55-1**

ราคา **\$39 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
รุ่นมาตรฐาน (ไม่มีระบบดูด)	RM-MNR-55-1-1	\$39
รุ่นพร้อมท่อดูด	RM-MNR-55-1-2	\$49



เครื่องถ่างขูดทอนซิลด้านหน้า Mollison

SKU **RM-MAPR-22-1**

ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างขูดทอนซิลด้านหน้า Mollison	ความยาวรวม 22 cm ใบถ่างเรียวคู่ขนาด 10 mm ด้ามจับแบบทำมุม	\$44
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น	\$44



เครื่องถ่างแผล Mollison

SKU **RM-MLR-155-1**

ราคา **\$99 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผล Mollison	ความยาวรวม 15.5 cm เขี้ยวแหลม 4x4 พร้อมตัวล็อกแบบเฟือง	\$99
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น	\$99



เครื่องถ่างเยื่อเมือกและเยื่อหุ้มกระดูก

SKU **RM-MPR-ORAL-1**

ราคา **\$54 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างเยื่อเมือกและเยื่อหุ้มกระดูก	เครื่องถ่างภายในช่องปากแบบมือถือ ใบถ่างโค้งที่ไม่ทำให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บ ถ้ามจับแบบ	\$54
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น	\$54



เครื่องถ่างผิวหนังจมูก

SKU **RM-NSR-6IN-1**

ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างผิวหนังจมูก	ความยาวรวม 6" (15 cm) ใบถ่างโค้งกว้าง 16 mm ถ้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์	\$44
ปลอก / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$44




เครื่องถ่างพร้อมร่องนำมิด Neivert

SKU **RM-NKGR-1**

ราคา **\$39 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ขนาดเล็ก — 6 3/4 in	RM-NKGR-1-1	\$39
ขนาดมาตรฐาน — 7 3/4 in	RM-NKGR-1-2	\$44


เครื่องถ่างบริเวณสันกระดูกเข้าฟัน Obwegeser

SKU **RM-OAR-22-1**

ราคา **\$49 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างบริเวณสันกระดูกเข้าฟัน Obwegeser	ความยาวรวม 22 cm ใบถ่างบริเวณสันกระดูกเข้าฟันแบบโค้งพร้อมรอยบาก	\$49
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$49


เครื่องถ่างคาง Obwegeser

SKU **RM-OCR-16-1**

ราคา **\$44 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างคาง Obwegeser	ความยาวรวม 16 cm ใบถ่างคางโค้งรูปอานม้า	\$44
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$44


เครื่องถ่างขากรรไกรล่างแบบร่อง Obwegeser

SKU **RM-OMCR-1**

ราคา **\$44 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ขนาดร่อง 8 mm	RM-OMCR-1-1	\$44
ขนาดร่อง 10 mm	RM-OMCR-1-2	\$49




เครื่องถ่างขอบกระดูกขากรรไกรล่าง Obwegeser

 SKU **RM-OMRR-20-1**

 ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างขอบกระดูกขากรรไกรล่าง Obwegeser	ความยาวรวม 20 cm พร้อมใบถ่างโค้งรี ขอบกระดูกขากรรไกรล่าง	\$49
ปลอกป้องกัน / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$49




เครื่องถ่างเดียวกระดูกจมูก Obwegeser

 SKU **RM-ONSR-22-1**

 ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างเดียวกระดูกจมูก Obwegeser	ความยาวรวม 22 cm ใบถ่างเดียวกระดูกจมูกแบบมีรอยบาก	\$49
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$49



เครื่องถ่างรามัสขากรรไกรล่าง Obwegeser

 SKU **RM-ORR-22-1**

 ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างรามัสขากรรไกรล่าง Obwegeser	ความยาวรวม 22 cm พร้อมใบถ่างรามัสโค้งตามสรีระ	\$49
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$49




เครื่องถ่างเนื้อเยื่ออ่อน Obwegeser

SKU **RM-OSTR-1**

ราคา **\$39 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างเนื้อเยื่ออ่อน Obwegeser	ความยาวรวม 8 3/4" (22.2 cm)	\$39
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$39



เครื่องถ่างแก้ม Orringer

SKU **RM-OCR-4IN-1**

ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแก้ม Orringer	ความยาว 4" (10.16 cm) ความกว้าง 3" (8 cm) ลวดสปริงแบบคงตำแหน่งได้เอง	\$49
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$49



เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Paparella-Weitlaner

SKU **RM-PWSRR-5IN-1**

ราคา **\$89 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Paparella-Weitlaner	ความยาวรวม 5" (12.7 cm), เขี้ยว 2x2 (13 mm), ระยะถ่าง 33 mm, ตัวล็อกแบบเฟืองสับ	\$89
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$89



เครื่องถ่างในช่องปากบริเวณเทอริกอยด์ Petri

 SKU **RM-PPIOR-23-1**

 ราคา **\$79 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างในช่องปากบริเวณเทอริกอยด์ Petri	ความยาวรวม 23 cm ใบถ่างบริเวณเทอริกอยด์กว้าง 25.5 mm	\$79
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$79



เครื่องถ่างบริเวณเทอริกอยด์ภายในช่องปากแบบ Petri พร้อมใยแก้วนำแสง

 SKU **RM-PPIOR-FO-23-1**

 ราคา **\$149 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เครื่องถ่างบริเวณเทอริกอยด์ภายในช่องปากแบบ Petri พร้อมใยแก้วนำแสง	ความยาว 23 cm ใบถ่างกว้าง 25.5 mm พร้อมใยแก้วนำแสง
1	อะแดปเตอร์สายแสงอเนกประสงค์	เชื่อมต่อกับสายแสงมาตรฐานในช่องผ่าตัด
1	ปลอก / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง



เครื่องถ่างขอบช่องเปิดจมูกรูปคีม

 SKU **RM-PRR-17-1**

 ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ขนาดเล็ก — 17 cm	RM-PRR-17-1-1	\$44
มาตรฐาน — 18.5 cm, ใบถ่าง 45×7 mm	RM-PRR-17-1-2	\$49



เครื่องง้างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Plester

 SKU **RM-PSRR-109-1**

 ราคา **\$109 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
แบบมาตรฐานลวดแยกได้ — 4", 5" (ประมาณ 11 cm) ซิลิโคนปลายกิ่งแหลม แผ่นง้างกับด้านซ้ายหรือขวา	RM-PSRR-109-1-1	\$109
แบบซิลิโคนพิเศษ 2:2 — 11 cm หรือ 13 cm ชุดซิลิโคนพิเศษ 2x2 แบบไม่สับสนมาตร	RM-PSRR-109-1-2	\$109
แบบไม่สับสนมาตรที่มีซี่ด้านซ้าย 3 ซี่ — 13 cm ซี่ปลายกิ่งแหลม 3 ซี่ด้านซ้าย พร้อมแผ่นง้างเรียบด้านขวา	RM-PSRR-109-1-3	\$109



เครื่องง้างเนื้อเยื่อบริเวณแขนงขากระดูกโกลน

 SKU **RM-RR-MAX-1**

 ราคา **\$69 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ขนาดเล็ก — 17 cm, ใบง้าง 11/15x70 mm	RM-RR-MAX-1-1	\$59
ขนาดมาตรฐาน — 22 cm, ใบง้าง 11x70 mm	RM-RR-MAX-1-2	\$69
ขนาดใหญ่ — 22 cm, ใบง้าง 12/22x70 mm	RM-RR-MAX-1-3	\$79



เครื่องง้างคอนด้าย Reich

 SKU **RM-RCR-1**

 ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ความยาวรวม 18 cm — รูปแบบมุม 80° หรือ 110°	RM-RCR-1-1	\$49
ความยาวรวม 19 cm — รูปแบบมุม 80° หรือ 110°	RM-RCR-1-2	\$59



เครื่องถ่างสันจมูก Sailer

SKU **RM-SNBR-235-1**

ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างสันจมูก Sailer	ความยาวรวม 23.5 cm ใบถ่างโค้งขนาด 15-20 mm × 50 mm	\$49
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$49



เครื่องถ่างบริเวณเชิงกระดูกจมูก Sailer

SKU **RM-SNSR-49-1**

ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างบริเวณเชิงกระดูกจมูก Sailer	เครื่องถ่างแบบถือด้วยมือ พร้อมใบถ่างมีรอยบากสำหรับเชิงกระดูกจมูกและด้านข้าง	\$49
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$49



เครื่องถ่างเนื้อเยื่ออ่อน Sailer

SKU **RM-SSTR-15-1**

ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ขนาดเล็ก — 15 cm ใบถ่าง 7×25 mm	RM-SSTR-15-1-1	\$39
ขนาดมาตรฐาน — 15 cm ใบถ่าง 10×35 mm	RM-SSTR-15-1-2	\$44
ขนาดกลางถึงใหญ่ — 15 cm ใบถ่าง 12×55 mm	RM-SSTR-15-1-3	\$49
ขนาดใหญ่ — 15 cm ใบถ่าง 14×70 mm	RM-SSTR-15-1-4	\$54
ขนาดใหญ่พิเศษ — 15 cm ใบถ่าง 16×80 mm	RM-SSTR-15-1-5	\$59



เครื่องถ่างบริเวณคอคอนดายล์ Salzburg

SKU **RM-SCNR-225-1**

ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
รุ่นสำหรับด้านขวา — ความยาว 22.5 cm ใบถ่างบริเวณคอคอนดายล์โค้งขวา	RM-SCNR-225-1-1	\$49
รุ่นสำหรับด้านซ้าย — ความยาว 22.5 cm ใบถ่างบริเวณคอคอนดายล์โค้งซ้าย	RM-SCNR-225-1-2	\$49



เครื่องถ่างขอบกระดูกขากรรไกรล่าง Salzburg

SKU **RM-SMRR-23-1**

ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ความยาวรวม 23 cm พร้อมใบถ่างโค้งรี ขอบกระดูกขากรรไกรล่าง		\$49
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$49



เครื่องถ่างเนื้อเยื่ออ่อน Salzburg

SKU **RM-SSTR-1**

ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
รุ่น 13 cm — ใบถ่างผิวเรียบแบบปลายเดี่ยว	RM-SSTR-1-1	\$44
รุ่น 14 cm — ใบถ่างผิวเรียบแบบปลายเดี่ยว	RM-SSTR-1-2	\$49



เครื่องถ่างแผล Schuknecht Fisch

SKU **RM-SFR-13-1**

ราคา **\$114 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
2 เขี้ยว (จัดเรียงแบบ 2:2) — ความยาว 13 cm เขี้ยวทั้งแหลมแบบ 2:2 ถอดแยกได้	RM-SFR-13-1-1	\$114
3 เขี้ยว (จัดเรียงแบบ 3:3) — ความยาว 13 cm เขี้ยวทั้งแหลมแบบ 3:3 ถอดแยกได้	RM-SFR-13-1-2	\$124




เครื่องถ่างแผล Shea พร้อมตัวนำแสงไฟเบอร์ออปติก

SKU **RM-SRFOG-22-1**

ราคา **\$139 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เครื่องถ่างแผล Shea พร้อมตัวนำแสงไฟเบอร์ออปติก	ความยาว 22 cm ใบถ่างกว้าง 14.5 mm พร้อมมัดเส้นใยนำแสงในตัว
1	อะแดปเตอร์สายส่งแสงแนกประสงค์	เชื่อมต่อกับสายไฟเบอร์ออปติกมาตรฐานในห้องผ่าตัด
1	ปลอก / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง



เครื่องถ่างจมูก Sheen แบบทำมุม

SKU **RM-SNRA-65-1**

ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างจมูก Sheen แบบทำมุม	ความยาวรวม 6 1/2" (165 mm) ใบถ่าง 10 mm โค้งแบบทำมุม	\$49
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกแต่ละชิ้น	\$49


เครื่องถ่างรอยเว้าซิกมอยด์

SKU **RM-SNR-22-1**

ราคา **\$64 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย


ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างรอยเว้าซิกมอยด์	ความยาวรวม 22 cm ใบถ่างเข้าขนาด 9.5 / 16 mm ปลายงอเต็มที่	\$64
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$64


เครื่องถ่างรอยเว้าซิกมอยด์พร้อมตัวนำแสงใยแก้ว

SKU **RM-SNRFOG-22-1**

ราคา **\$139 USD**
รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เครื่องถ่างรอยเว้าซิกมอยด์พร้อมตัวนำแสงใยแก้ว	ความยาว 22 cm ใบถ่างขนาด 9.5 / 16 mm พร้อมช่องนำแสงใยแก้ว
1	อะแดปเตอร์สายแสงอเนกประสงค์	เชื่อมต่อกับสายใยแก้วมาตรฐานในห้องผ่าตัด
1	ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง


เครื่องถ่างแผล Sistrunk

SKU **RM-STR-153-1**

ราคา **\$49 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผล Sistrunk	ความยาวรวม 15.3 cm ใบถ่างสองปลายขนาด 3/8" (9.5 mm) ด้ามจับแบน	\$49
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$49


เครื่องถ่างแผลในช่องหูชนิดคงตำแหน่งได้เอง Snitman

SKU **RM-SSER-108-1**

ราคา **\$99 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผลในช่องหูชนิดคงตำแหน่งได้เอง Snitman	ความยาวรวม 10.8 cm เขี้ยวแหลม 3×3 พร้อมตัวล็อกเฟืองสับ	\$99
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$99


เครื่องถ่างเนื้อเยื่อ Sternberg แบบสองปลาย

SKU **RM-SDER-1**

ราคา **\$24 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
รุ่นมาตรฐาน 14 cm — ปลายลวดรูปตัว U หักไปในทิศทางตรงข้ามกัน	RM-SDER-1-1	\$24
รุ่นระยะเข้าถึงไกล 37 cm — ปลายลวดรูปตัว U หักไปในทิศทางตรงข้ามกัน	RM-SDER-1-2	\$34


เครื่องถ่างจมูกแบบหinged

SKU **RM-SRNR-11-1**

ราคา **\$59 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างจมูกแบบหinged	ความยาวรวม 11 cm ใบถ่างกว้าง 8 mm หinged ได้ 360°	\$59
ปลอก / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$59



เครื่องถ่างจมูก Terry

SKU **RM-TNR-6IN-1**

ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างจมูก Terry	ความยาวรวม 6" (152 mm) ใบถ่างขนาด 5 × 46 mm ด้านจับตามหลักสรีรศาสตร์	\$44
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$44



เครื่องถ่างแผล Tessier แบบแถบแบนดัดรูปได้

SKU **RM-TMRR-22-1**

ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ใบถ่างแบน — ความยาว 22 cm ใบถ่างทรงพายแบบแบนดัดรูปได้ — สำหรับการสำรวจพื้นเบ้าตา การเข้าถึงบริเวณหัวตา และการผ่าตัดกะโหลกศีรษะและใบหน้าในเด็ก	RM-TMRR-22-1-1	\$44
ใบถ่างกลาง — ความยาว 22 cm ใบถ่างทรงพายขนาดกลางดัดรูปได้ — สำหรับการเปิดให้เห็นขอบเบ้าตาตามมาตรฐาน และการตัดกระดูกส่วนโค้งโหนกแก้มและกระดูกขากรรไกรบน	RM-TMRR-22-1-2	\$44
ใบถ่างกว้าง — ความยาว 22 cm ใบถ่างทรงพายแบบกว้างดัดรูปได้ — สำหรับการยกแผ่นเนื้อเยื่อหน้าผากเป็นบริเวณกว้าง การเข้าถึงผ่านแนวแฟลโครีนา และการปกป้องลูกตา	RM-TMRR-22-1-3	\$44
ชุด 3 ชิ้น — รวมใบถ่างแบน กลาง และกว้าง — ชุดถ่างเครื่องมือดัดรูปได้สำหรับการผ่าตัดกะโหลกศีรษะและใบหน้าครบชุด รองรับทุกแนวทางการเข้าถึงกระดูกใบหน้า	RM-TMRR-22-1-4	\$94



ตะขอเกี่ยว/เครื่องถ่างหลอดลม

SKU **RM-THR-6IN-1**

ราคา **\$29 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
มาตรฐาน — 6 in, 15.2 cm	RM-THR-6IN-1-1	\$29
ใหญ่ — 7 in, 18 cm	RM-THR-6IN-1-2	\$34
ใหญ่พิเศษ — 7.5 in, 19 cm	RM-THR-6IN-1-3	\$39



เครื่องถ่างเนื้อเยื่ออ่อน Wassmund

SKU **RM-WSTR-21-1**

ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างเนื้อเยื่ออ่อน Wassmund	ความยาวรวม 21 cm ใบถ่างผิวเรียบขนาด 33 × 20 mm ด้านจับแบน	\$49
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับป้องกันระหว่างขนส่ง	\$49



เครื่องถ่างแผล Williger

SKU **RM-WLR-13-1**

ราคา **\$79 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผล Williger (3 ซี่) — 13 cm	RM-WLR-13-1-1	\$79
เครื่องถ่างแผล Williger (4 ซี่) — 13 cm	RM-WLR-13-1-2	\$89



เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Wullstein Weitlaner

SKU **RM-WWSRR-1**

ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ขนาดกะทัดรัด (4", 4 ¼", 4 ½") — แบบตรง / แบบโค้ง; ซี่ถ่าง 2×2 หรือ 2×3	RM-WWSRR-1-1	\$44
ขนาดกลาง (5 ⅞", 5.5", 6", 6 ½") — แบบตรง / แบบโค้ง; ซี่ถ่าง 2×3, 3×3 หรือ 3×4	RM-WWSRR-1-2	\$59
ขนาดยาว (8", 9 ½", 10") — แบบตรง / แบบโค้ง; ซี่ถ่าง 3×3 หรือ 3×4	RM-WWSRR-1-3	\$79



เครื่องถ่าง FK (Feyh-Kastenbauer)

SKU RM-FK-1

ราคา **\$4,999 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงหลัก FK-WO TORS พร้อมอะแดปเตอร์	ชุดโครงสร้างหลัก
1	อะแดปเตอร์สำหรับโครงหลัก FK-WO TORS	อะแดปเตอร์เชื่อมต่อสำหรับยึดติดตั้ง
1	อะแดปเตอร์สำหรับคีมจับเนื่องจากหรือท่อดูด	อะแดปเตอร์สำหรับยึดติดตั้งเครื่องมือเสริม
1	คัลปียึดสายแสง	สำหรับยึดสายด้านข้าง
2	เครื่องถ่างแก้ม	รูปทรงโค้ง
1	ท่อดูดควิน	4.0 × 170 mm
10 pcs	อุปกรณ์ป้องกันฟัน	ปราศจากน้ำยาง ไม่สามารถดึงเข้าหรือดึงออกได้
1	ใบถ่างยาวกรรไกรถ่าง	11 cm
1	ใบถ่างกลองเสียง	17 cm, แบบเว้า
1	ใบกดลิ้น	แบบโค้ง
1	ใบกดลิ้น	แบบโค้ง เปิดด้านขวา
1	ใบกดลิ้น	แบบโค้ง เปิดด้านซ้าย
1	ใบถ่าง TORS แบบ Weinstein-O'Malley	รูปทรงมาตรฐานสำหรับ TORS
2	ใบถ่าง TORS ขนาดเล็ก ด้านซ้าย	รูปแบบกะทัดรัดสำหรับด้านซ้าย
2	ใบถ่าง TORS ขนาดเล็ก ด้านขวา	รูปแบบกะทัดรัดสำหรับด้านขวา
1	กล่องสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อ	ถาดขึ้นรูปสำหรับชุด FK-WO TORS





เครื่องถ่างเนื้อเยื่อ Anderson Bear Claw

SKU **RM-ABCR-1**

ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ตะขอแหลม 3 ซี่, 4 3/4" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-1	\$49
ตะขอแหลม 5 ซี่, 4 3/4" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-2	\$59



เครื่องถ่างสำหรับผ่าตัดดึงหน้า (ผ่าตัดลดริ้วรอย) แบบ Biggs

SKU **RM-BFLR-1**

ราคา **\$79 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างสำหรับผ่าตัดดึงหน้า (ผ่าตัดลดริ้วรอย) แบบ Biggs	ความยาว 8" (20.3 cm) ใบถ่างแบบมีช่องเปิดขนาด 5.2 cm	\$79
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$79



เครื่องถ่างสำหรับผ่าตัดดึงหน้า Biggs พร้อมระบบไฟเบอร์ออปติก

SKU **RM-BFLR-FO-1**

ราคา **\$99 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เครื่องถ่างสำหรับผ่าตัดดึงหน้า Biggs พร้อมระบบไฟเบอร์ออปติก	ความยาว 9" (229 mm) ใบถ่าง 52 mm พร้อมมิดเส้นใยนำแสง
1	อะแดปเตอร์สายส่งแสงแบบเบกประสงค์	รองรับข้อต่อ Storz, Olympus, Wolf, ACMI
1	ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง



เครื่องถ่างแผลสำหรับศัลยกรรมตกแต่งเต้านม Biggs แบบแคบ

SKU **RM-BMRN-1**

ราคา **\$89 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผลสำหรับศัลยกรรมตกแต่งเต้านม Biggs แบบแคบ	ความยาว 6" (15.2 cm) พร้อมใบถ่างโค้งแบบแคบขนาด 3 cm	\$89
ปลอกป้องกัน / กล้อง	บรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งแยกชิ้น	\$89



เครื่องถ่างแผลสำหรับศัลยกรรมเต้านม Biggs รุ่นมาตรฐาน

SKU **RM-BMRS-1**

ราคา **\$69 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผลสำหรับศัลยกรรมเต้านม Biggs รุ่นมาตรฐาน	ความยาว 8" (20.3 cm) ใบถ่างกว้าง 50.0 mm	\$69
ปลอกป้องกัน / กล้อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$69



เครื่องถ่างแผลสำหรับศัลยกรรมตกแต่งเต้านม Biggs พร้อมไฟเบอร์ออปติก

SKU **RM-BMRFO-1**

ราคา **\$239 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เครื่องถ่างแผลสำหรับศัลยกรรมตกแต่งเต้านม Biggs พร้อมไฟเบอร์ออปติก	ใบถ่างแบบมีช่องเปิดขนาด 50 mm ตัวนำแสง และท่อดูด
1	ข้อต่อสายแสงแบบเบรคประสงค์	เชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออปติกมาตรฐานสำหรับห้องผ่าตัด
1	ปลอกป้องกัน / กล้อง	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง



เครื่องถ่างแผลแบบนิ้ว Blair

SKU **RM-BFR-1**

ราคา **\$94 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
แบบ 4 เขี้ยวปลายถี่	RM-BFR-1-1	\$94
แบบ 4 เขี้ยวปลายแหลม	RM-BFR-1-2	\$94



เครื่องถ่างเต้านม Engler

SKU **RM-BER-OPT-1**

ราคา **\$139 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เครื่องถ่างเต้านม Engler	ใบถ่างขนาด 65 × 12 mm พร้อมชุดไขควงปรับแสงในตัว
1	ข้อต่อสายแสงอเนกประสงค์	เชื่อมต่อกับสายแสงมาตรฐานในห้องผ่าตัด
1	ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง



เครื่องถ่างเนื้อเยื่อเข้าตา Clodius

SKU **RM-COR-1**

ราคา **\$24 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างเนื้อเยื่อเข้าตา Clodius	เครื่องถ่างเนื้อเยื่อรอบดวงตาและสำหรับผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาแบบมือถือ	\$24
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$24


เครื่องถ่างแผลสำหรับการยกผิวหนังผ่านแผลแนวโคโรนัล

SKU **RM-CBLR-1**

ราคา **\$49 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผลสำหรับการยกผิวหนังผ่านแผลแนวโคโรนัล	ความยาว 7 3/4" (18.4 cm), หัวคราด 70.0 mm, ซีแพม 7 ซี	\$49
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$49


เครื่องถ่างผิวหนังและเนื้อเยื่อ Curtin

SKU **RM-CSTR-SKIN-1**

ราคา **\$49 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างผิวหนังและเนื้อเยื่อ Curtin	ความยาวรวม 14 cm หัวกว้าง 15.0 mm มีซีแพม 6 ซี	\$49
ปลอก / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$49


เครื่องถ่างเส้นประสาทบริเวณหน้าผากสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง Daniel

SKU **RM-DEFNR-1**

ราคา **\$54 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างเส้นประสาทบริเวณหน้าผากสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง Daniel	ระยะเข้าถึง 9 3/4" (17 cm) รูปทรงปลายโค้งงอ	\$54
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$54



เครื่องถ่างเปลือกตา Desmarres

SKU **RM-DER-1**

ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
รุ่นมาตรฐาน — ความยาว 5 1/2" (14 cm) ใบถ่างสเตนเลสรูปอานม้า — สำหรับถ่างเปลือกตาและปกป้องลูกตาในการใช้งานทั่วไป	RM-DER-1-1	\$49
รุ่นหุ้มฉนวน — ความยาว 5 1/2" (14 cm) เคลือบพอลิเมอร์ไดอิเล็กทริก — เพื่อความปลอดภัยในการใช้ศัลยกรรมไฟฟ้าระหว่างการจี้และการตัดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ	RM-DER-1-2	\$79



เครื่องถ่างสำหรับศัลยกรรมตกแต่งผ่านกล้อง EMORY

SKU **RM-EEPR-1**

ราคา **\$309 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างสำหรับศัลยกรรมตกแต่งผ่านกล้อง EMORY	ความยาว 10" (254 mm) ปลายใบถ่าง 1" (25.4 mm) ช่องปากกล้อง 10 mm	\$309
ปลอกป้องกัน / กล้อง	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น	\$309





เครื่องถ่างเต้านม Epstein

SKU **RM-EBR-1**

ราคา **\$244 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
90 x 27 mm (ยาว x กว้าง)	RM-EBR-1-1	\$204
110 x 27 mm (ยาว x กว้าง)	RM-EBR-1-2	\$214
140 x 27 mm (ยาว x กว้าง)	RM-EBR-1-3	\$224
150 x 25 mm (ยาว x กว้าง)	RM-EBR-1-4	\$234
150 x 30 mm (ยาว x กว้าง)	RM-EBR-1-5	\$244
150 x 36 mm (ยาว x กว้าง)	RM-EBR-1-6	\$254
160 x 27 mm (ยาว x กว้าง)	RM-EBR-1-7	\$264
180 x 25 mm (ยาว x กว้าง)	RM-EBR-1-8	\$274
190 x 36 mm (ยาว x กว้าง)	RM-EBR-1-9	\$284
220 x 27 mm (ยาว x กว้าง)	RM-EBR-1-10	\$294




เครื่องถ่างสำหรับการเสริมเต้านม Ferreira

SKU **RM-FBAR-1**

ราคา **\$99 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างสำหรับการเสริมเต้านม Ferreira	ฉากรับยาว 5 1/4" (130 mm) ใบถ่างโค้งเรียบขนาด 25 x 171 mm	\$99
ปลอกป้องกัน / ก่อ	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$99





เครื่องถ่างแผลสำหรับการเสริมเต้านม Ferreira - ระบบใยแก้วนำแสง

SKU **RM-FBAR-FO-1**

ราคา **\$129 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เครื่องถ่างแผลสำหรับการเสริมเต้านม Ferreira - ระบบใยแก้วนำแสง	ความยาว 5 1/8" ในถ่างโค้งขนาด 25 x 171 mm พร้อมชุดใยแก้วนำแสง
1	ข้อต่อสายแสงแบบเบรคประสงค์	เชื่อมต่อกับสายแสงมาตรฐานในห้องผ่าตัด
1	ปลอก / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง



เครื่องถ่างสำหรับศัลยกรรมดึงหน้า Ferreira

SKU **RM-FFLR-1**

ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างสำหรับศัลยกรรมดึงหน้า Ferreira	ความยาวรวม 4 1/4" (108 mm) ในถ่างโค้งกว้าง 22 mm	\$49
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$49



เครื่องถ่างแผลดึงหน้าพร้อมระบบนำแสงไฟเบอร์ออปติก Ferreira

SKU **RM-FFOFLR-1**

ราคา **\$99 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เครื่องถ่างแผลดึงหน้าพร้อมระบบนำแสงไฟเบอร์ออปติก Ferreira	ความยาว 4 1/4" (108 mm), ในถ่าง 22 mm, ชุดเส้นใยนำแสงไฟเบอร์ออปติก
1	ข้อต่อสายส่งแสงแบบสากล	เชื่อมต่อกับสายส่งแสงมาตรฐานในห้องผ่าตัด
1	ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง


เครื่องถ่างสำหรับการผ่าตัดดึงหน้า Freeman

SKU **RM-FFLR-SERIES-1**

ราคา **\$62 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
20 มม - 22 มม — แบบตรง	RM-FFLR-SERIES-1-1	\$62
20 มม - 22 มม — แบบโค้งเต็มรูป	RM-FFLR-SERIES-1-2	\$64
35 มม - 36 มม — แบบตรง	RM-FFLR-SERIES-1-3	\$66
35 มม - 36 มม — แบบโค้งเต็มรูป	RM-FFLR-SERIES-1-4	\$68
37 มม - 38 มม — แบบตรง	RM-FFLR-SERIES-1-5	\$70
37 มม - 38 มม — แบบโค้งเต็มรูป	RM-FFLR-SERIES-1-6	\$72


เครื่องถ่างแผ่นเนื้อเยื่อ Freeman

SKU **RM-FFR-8-1**

ราคา **\$19 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
กว้าง ½" (12 มม) — ปลายโค้งหรือปลายตรง	RM-FFR-8-1-1	\$19
กว้าง 1" (24 มม) — ปลายโค้งหรือปลายตรง	RM-FFR-8-1-2	\$24


เครื่องถ่างแผ่นเนื้อเยื่อ Freeman พร้อมระบบส่องสว่างใยแก้วนำแสง

SKU **RM-FFR-FO-1**

ราคา **\$89 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ใบถ่างกว้าง 13 มม — ความยาวรวม 8", ใบถ่าง 13 มม, บัดยใยแก้วนำแสง	RM-FFR-FO-1-1	\$89
ใบถ่างกว้าง 25 มม — ความยาวรวม 8", ใบถ่าง 25 มม, บัดยใยแก้วนำแสง	RM-FFR-FO-1-2	\$94


เครื่องถ่างแผลแบบคราดขนาดเล็ก Freeman

SKU **RM-FMRR-1**

ราคา **\$44 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผลแบบคราดขนาดเล็ก Freeman	ความยาว 4 3/4" (12.0 cm), หัวกว้าง 1", ซิปสายแหลม 4 ซี่ — 1	\$44
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งแยกชิ้น — 1	\$44


เครื่องถ่างแผลแบบคราด Freeman

SKU **RM-FRR-7-1**

ราคา **\$44 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผลแบบคราดกว้าง 22 mm — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-1	\$44
เครื่องถ่างแผลแบบคราดกว้าง 38 mm — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-2	\$49


เครื่องถ่างกลามเนื้อก้นรูปตัว L Gonzalez

SKU **RM-GGLR-1**

ราคา **\$39 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGLR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGLR-1-2	\$44


เครื่องถ่างเนื้อเยื่อบริเวณก้นรูปตัว S Gonzalez

SKU **RM-GGSR-1**

ราคา **\$39 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGSR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGSR-1-2	\$44


เครื่องถ่างแผลแบบคราด Gorney

SKU **RM-GRR-3IN-1**

ราคา **\$49 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
3 in (7.5 cm), กว้าง 38 mm — มาตรฐาน	RM-GRR-3IN-1-1	\$49
4 1/4 in (10.8 cm), กว้าง 38 mm	RM-GRR-3IN-1-2	\$59


เครื่องถ่างแผลสำหรับศัลยกรรมมือ Hayes

SKU **RM-HHR-1**

ราคา **\$49 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
5 1/4" (13.3 cm)	RM-HHR-1-1	\$49
5 1/2" (14.0 cm)	RM-HHR-1-2	\$59
6 1/4" (15.9 cm)	RM-HHR-1-3	\$69



เครื่องถ่างเนื้อเยื่อส่วนปลาย Hoyos

SKU **RM-HDR-1**

ราคา **\$349 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
รุ่นขนาดสั้น 7.5 cm — 7.5 cm (ประมาณ 3.0")	RM-HDR-1-1	\$349
รุ่นขนาดยาว 15.0 cm — 15.0 cm (ประมาณ 6.0")	RM-HDR-1-2	\$399



เครื่องถ่างเนื้อเยื่อส่วนต้น Hoyos

SKU **RM-HPR-20-1**

ราคา **\$499 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ความยาวรวม 20 cm ด้านจับผสม TC ใบถ่างโค้งสำหรับเนื้อเยื่อส่วนต้น		\$499
ปลอก / ก่อป้องกัน	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น	\$499



เครื่องถ่างแผล Hoyos Remora

SKU **RM-HRR-1**

ราคา **\$499 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เครื่องถ่างแผล Hoyos Remora	ใบถ่างโค้งมีร่องฟัน มัดโยแคว้น้ำแสงในตัว ท่อดูด
1	อะแดปเตอร์สายแสงแบบแนบประสงค์	เชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดแสงใยแก้วมาตรฐานในห้องผ่าตัด
1	ปลอก / ก่อป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง



เครื่องถ่างแผล Kasden แบบสองปลายสำหรับงานละเอียด

SKU RM-KDEDR-1

ราคา **\$29 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผล Kasden แบบสองปลายสำหรับงานละเอียด	ขนาด / รายละเอียด: ความยาวรวม 6 1/2" (16.5 cm), ใบถ่างสำหรับงานละเอียดสองปลาย, ด้ามจับจะลูบเนียน	\$29
ปลอก / กล่องป้องกัน	ขนาด / รายละเอียด: บรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งแยกชิ้น	\$29



เครื่องถ่างแผล Kawamoto แบบสองปลายหุ้มฉนวน

SKU RM-KDEIR-1

ราคา **\$34 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผล Kawamoto แบบสองปลายหุ้มฉนวน	ขนาด / รายละเอียด: ความยาว 6" (152 mm), ใบถ่างรูปตัว L หุ้มฉนวนขนาด 14 x 16 mm	\$34
ปลอก / กล่องป้องกัน	ขนาด / รายละเอียด: บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$34



เครื่องถ่างกึ่งหน้าต่าง Knapp

SKU RM-KLSR-1

ราคา **\$39 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	ซี่เกี้ยว 1 ซี่ (ตะขอเดี่ยว)	ความกว้างที่มีให้เลือก: 5.0 mm · ก้านและปลายที่มีให้เลือก: แบบแข็งหรือแบบยืดหยุ่น (ปลายแหลม / ปลายทุ) · ราคา (USD): \$39.00 - \$49.00
1	ซี่เกี้ยว 2 ซี่	ความกว้างที่มีให้เลือก: 5.0 mm หรือ 6.0 mm · ก้านและปลายที่มีให้เลือก: แบบแข็งหรือแบบยืดหยุ่น (ปลายแหลม / ปลายทุ) · ราคา (USD): \$39.00 - \$49.00
1	ซี่เกี้ยว 3 ซี่	ความกว้างที่มีให้เลือก: 6.0 mm หรือ 8.0 mm · ก้านและปลายที่มีให้เลือก: แบบแข็งหรือแบบยืดหยุ่น (ปลายแหลม / ปลายทุ) · ราคา (USD): \$39.00 - \$49.00
1	ซี่เกี้ยว 4 ซี่	ความกว้างที่มีให้เลือก: 6.0 mm หรือ 8.0 mm · ก้านและปลายที่มีให้เลือก: แบบแข็งหรือแบบยืดหยุ่น (ปลายแหลม / ปลายทุ) · ราคา (USD): \$39.00 - \$49.00
1	ปลอก / กล่องป้องกัน	ความกว้างที่มีให้เลือก: บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง · ก้านและปลายที่มีให้เลือก: — · ราคา (USD): รวมแล้ว




เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Knapp

SKU **RM-KSRR-10-1**

ราคา **\$79 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Knapp	ขนาด / รายละเอียด: ความยาวรวม 10 ซม., ความกว้าง 26 มม., ซี่ถ่าง 4x4 (ตรง/ทำมุม, แผลบน/ล่าง) · บกบาทหลักทางคลินิก: เปิดเผยถุงน้ำตาและแผลขนาดเล็กโดยคงตำแหน่งได้เอง · ราคา (USD): \$79.00	\$79
ปลอก / กล่องป้องกัน	ขนาด / รายละเอียด: บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง · บกบาทหลักทางคลินิก: — · ราคา (USD): รวมอยู่แล้ว	\$79



เครื่องถ่างแผล Logan

SKU **RM-LWS-4CM-1**

ราคา **\$199 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงร่างนำเฟืองด้านล่าง	โครงร่างฐานหลักที่ทำหน้าที่นำทางในการถ่างขยายขอบเนื้อเยื่อ
1	ชุดยึดแขนเลื่อน	ชิ้นส่วนชุดยึดที่เคลื่อนปรับในแนวนอนไปตามรางได้
2	กลไกสกรูปรับ	ชุดเฟืองสกรูล็อกแบบปรับละเอียดสำหรับเลื่อนและยึดตำแหน่งให้อยู่ในตำแหน่ง
2	ปลายถ่างแบบมีซี่	ปลายปากจับกันสั่นพร้อมพื้นแหลมโค้งออกด้านนอก 3 × 3 ซี่
1	บรรจุภัณฑ์ / กล่องป้องกันสำหรับจัดเก็บ	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง



เครื่องถ่างเต้านม Marx

SKU **RM-MBR-27-1**

ราคา **\$119 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างเต้านม Marx	ขนาด / รายละเอียด: ความยาวรวม 27 ซม. ใบถ่างโค้งขนาด 30 × 125 mm · จำนวนที่ใส่มา: 1	\$119
ปลอก / กล่องป้องกัน	ขนาด / รายละเอียด: บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น · จำนวนที่ใส่มา: 1	\$119



เครื่องถ่างแผ่นผิวหนัง Maxwell

SKU RM-MFR-4IN-1

ราคา **\$29 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
แบบกว้าง 22 mm	RM-MFR-4IN-1-1	\$29
แบบกว้าง 38 mm	RM-MFR-4IN-1-2	\$34



ตะขอเกี่ยวผิวหนัง/เครื่องถ่างแผล Meyerding

SKU RM-MSHR-1

ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
16 cm (ประมาณ 6.3")	RM-MSHR-1-1	\$44
22.86 cm (9.0")	RM-MSHR-1-2	\$49



เครื่องถ่างแผลแบบคราด Miller

SKU RM-MRR-514-1

ราคา **\$39 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	รุ่นปลายถี่	ขนาด / รายละเอียด: ยาว 5 1/4", กว้าง 15 mm, ซีปลายถี่ 9 ซี · บกบาทหลักทางคลินิก: ยกแผ่นเนื้อเยื่อผิวหนังอย่างปลอดภัยโดยไม่มีความเสี่ยงต่อการแตกทะลุ · ราคา (USD): \$39.00
1	รุ่นปลายแหลม	ขนาด / รายละเอียด: ยาว 5 1/4", กว้าง 15 mm, ซีปลายแหลม 9 ซี · บกบาทหลักทางคลินิก: ยึดจับหนังแท้ที่หนาแน่นและพังผืดเส้นใยอย่างมั่นคงโดยไม่สั่นหลุด · ราคา (USD): \$39.00
1	ปลอก / กล่องป้องกัน	ขนาด / รายละเอียด: บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง · บกบาทหลักทางคลินิก: — · ราคา (USD): รวมอยู่แล้ว



เครื่องถ่างผิวหนัง Moberg

SKU RM-MSR-1

ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
รุ่น 17 cm	RM-MSR-1-1	\$44
รุ่น 18 cm	RM-MSR-1-2	\$49



เครื่องถ่างแผลสองปลาย Ragnell-Davis

SKU RM-RDDR-49-1

ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
2.5×8 mm / 5×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (แบบ / กลม)	RM-RDDR-49-1-1	\$49
3×9 mm / 5×17 mm — 15, 15.5, 16 cm (แบบ / กลม)	RM-RDDR-49-1-2	\$49
4×8 mm / 6×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (แบบ / กลม)	RM-RDDR-49-1-3	\$49



เครื่องถ่างเต้านมใบถ่างรูปวงแหวนพร้อมระบบส่องสว่างไฟเบอร์ออปติก

SKU RM-RBR-FO-339-1

ราคา **\$339 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เครื่องถ่างเต้านมใบถ่างรูปวงแหวนพร้อมระบบส่องสว่างไฟเบอร์ออปติก	เครื่องถ่างเต้านมชนิดมือถือ ใบถ่างรูปวงแหวน พร้อมชุดเส้นใยนำแสงในตัว
1	อะแดปเตอร์สายนำแสงแบบเบกประสงค์	เชื่อมต่อกับสายไฟเบอร์ออปติกมาตรฐานในห้องผ่าตัด
1	ปลอก / ก่อป้องกัน	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง



เครื่องถ่างแผล Rollet

SKU **RM-RLR-5IN-1**

ราคา **\$39 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
มาตรฐาน — 13 cm, ซีแหลม 4 ซี, ปลายขนาด 4.5 mm	RM-RLR-5IN-1-1	\$39
ขนาดใหญ่ — 13.5 cm, 4 ซี, ปลายขนาด 7.0 mm	RM-RLR-5IN-1-2	\$44



เครื่องถ่างหน้าท้อง Saldanha-Solz

SKU **RM-SSAR-235-1**

ราคา **\$199 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ความยาวรวม 23.5 cm ใบถ่างโค้งทื่ออกแบบให้เหมาะกับเนื้อเยื่อ		\$199
ปลอกป้องกัน / กล้อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$199




เครื่องถ่างแผลสำหรับการผ่าตัดส่องกล้อง Sculpo

SKU **RM-SER-180-1**

ราคา **\$229 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เครื่องถ่างแผลสำหรับการผ่าตัดส่องกล้อง Sculpo	ใบถ่างขนาด 180 × 25 mm ทื่อกลิ้ง และด้ามจับขุ่นทอง
1	สกรูล็อกช่องใส่กล้อง	ยึดกล้องส่องขนาด 5 mm หรือ 10 mm เข้ากับเครื่องมืออย่างมั่นคง
1	ปลอกป้องกัน / กล้อง	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง



เครื่องถ่างผิวหนัง Sisson

SKU **RM-SSR-105-1**

ราคา **\$84 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างผิวหนัง Sisson	ความยาวรวม 10.5 cm ตะขอเขี้ยวแหลม 1×1 ด้านจับแบน	\$84
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$84



เครื่องถ่างแผลแบบลวดสปริง

SKU **RM-SWR-1**

ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
8.6 cm – 8.9 cm — ซี่ถ่าง 1×1, 3×3 หรือ 4×4	RM-SWR-1-1	\$44
11.5 cm – 13.0 cm — ซี่ถ่าง 1×1, 3×3 หรือ 4×4	RM-SWR-1-2	\$48
22.8 cm ขนาดใหญ่ — ซี่ถ่าง 1×1, 3×3 หรือ 4×4	RM-SWR-1-3	\$60



เครื่องถ่างสำหรับการผ่าตัดยกกระชับคอ Talei "Benetrator 2"

SKU **RM-TNRB2-9IN-1**

ราคา **\$159 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างสำหรับการผ่าตัดยกกระชับคอ Talei "Benetrator 2"	ความยาวรวม 9" (22.86 cm) ใบถ่างโค้งกว้าง พร้อมท่อดูดในตัว	\$159
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งแยกชิ้น	\$159



เครื่องถ่างแผลสำหรับผ่าตัดยกกระชับคอ Talei แบบแคบ “Le Petit Benetrator”

SKU **RM-TNR-9IN-1**

ราคา **\$159 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผลสำหรับผ่าตัดยกกระชับคอ Talei แบบแคบ “Le Petit Benetrator”	ความยาวรวม 9" (22.86 cm) ใบถ่างโค้งที่แคบเป็นพิเศษ ด้านจับแบน	\$159
ปลอกป้องกัน / กล้อง	บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกขายขึ้น	\$159



เครื่องถ่างเต้านม Tebbetts

SKU **RM-TBR-64-1**

ราคา **\$64 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
9 ซม × 24 มม — แบบมีฟันหรือไม่มีฟัน — การเข้าถึงผ่านแผลใต้ราวนม การเลาะช่องว่างผ่านแผลรอบปานบน	RM-TBR-64-1-1	\$64
15 ซม × 24 มม — แบบมีฟันหรือไม่มีฟัน — การสร้างช่องว่างลึกใต้กล้ามเนื้อหน้าอกและการเสริมเต้านมผ่านแผลรักแร้	RM-TBR-64-1-2	\$64



เครื่องถ่างเต้านมสองปลาย Tebbetts

SKU **RM-TDEBR-1**

ราคา **\$69 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
รุ่นระยะเข้าถึง 23 ซม — ใบถ่างยาว 37×70 มม / ใบถ่างสั้น 22×54 มม — การเสริมเต้านมผ่านแผลใต้ราวนมแบบมาตรฐานและการเลาะช่องใส่เต้านมเทียมผ่านแผลรอบปานบน	RM-TDEBR-1-1	\$69
ระยะเข้าถึง 31 ซม (12.25") — ใบถ่างยาว 37×70 มม / ใบถ่างสั้น 22×54 มม — การสร้างช่องใต้กล้ามเนื้อหน้าอกในระดับลึก การเสริมเต้านมผ่านแผลรักแร้ และการผ่าตัดแก้ไขเต้านม	RM-TDEBR-1-2	\$89




เครื่องถ่างแผลเสริมเต้านม Tebbetts พร้อมระบบส่องสว่างไฟเบอร์ออปติก

SKU **RM-TFOBAR-1**

ราคา **\$259 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
แบบไม่รวมแหล่งกำเนิดแสง — เลือกได้ 13 ขนาด (มีฟัน/ไม่มีฟัน) — อะแดปเตอร์สายไฟเบอร์ออปติกแบบแยกประสงค์ (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBAR-1-1	\$259
แบบรวมแหล่งกำเนิดแสง LED ไร้สาย — เลือกได้ 13 ขนาด (มีฟัน/ไม่มีฟัน) — ชุดไฟ LED ไร้สายใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ AA, ทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแอลกอฮอล์)	RM-TFOBAR-1-2	\$335



เครื่องถ่างแผลเสริมเต้านม Tebbetts พร้อมระบบแสงไฟเบอร์ออปติก แบบด้ามจับคู่

SKU **RM-TFOBARDH-1**

ราคา **\$259 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
แบบไม่รวมแหล่งกำเนิดแสง — เลือกได้ 13 ขนาด (มีฟัน/ไม่มีฟัน) — อะแดปเตอร์สายไฟเบอร์ออปติกแบบแยกประสงค์ (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBARDH-1-1	\$259
แบบพร้อมแหล่งกำเนิดแสง LED ไร้สาย — เลือกได้ 13 ขนาด (มีฟัน/ไม่มีฟัน) — ชุดไฟ LED ไร้สายใช้แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ AA, ทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแอลกอฮอล์)	RM-TFOBARDH-1-2	\$335



เครื่องถ่างเต้านม Tebbetts แบบใบพาย

SKU **RM-TSBR-125-1**

ราคา **\$89 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
กว้าง 25 มม × ยาว 185 มม — 12 1/2" (31.5 cm) — สำหรับยกเนื้อเยื่อเพื่อสร้างช่องใต้กล้ามเนื้อหน้าอกในผู้ใหญ่ตามมาตรฐาน และเข้าผ่าตัดทางรอยพับใต้เต้านม	RM-TSBR-125-1-1	\$89
กว้าง 38 มม × ยาว 190 มม — 12 1/2" (31.5 cm) — สำหรับถ่างกล้ามเนื้อหน้าอกเป็นบริเวณกว้างและสร้างช่องขนาดใหญ่ในการผ่าตัดเสริมสร้าง	RM-TSBR-125-1-2	\$99



ชุดเครื่องถ่างสำหรับการผ่าตัดมืออเนกประสงค์ Tupper's

SKU RM-TUHR-1

ราคา **\$699 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	แท่นรองมือ	พื้นผิวรองรับการผ่าตัดส่วนกลาง
2	ที่ยึดโซ่แบบยกสูง	ส่วนรองรับรอบกรอบ
2	ตะขอยึดโซ่	จุดยึดแบบอยู่กับที่
2	ตะขอยึดโซ่แบบเลื่อนได้	จุดยึดที่ปรับตำแหน่งได้
4	โซ่ลูกบิดพร้อมตะขอเกี่ยวผิวหนัง	21 cm
6	โซ่ลูกบิดสำหรับตรึงแขน/ข้อมือ	26 cm
1 ชุด	ยางรัด	5 ชิ้น



เครื่องถ่างแผล Vickers แบบเตี้ย

SKU RM-VLPR-SERIES-1

ราคา **\$199 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
พื้นปลายคู่ 2x2	RM-VLPR-SERIES-1-A	\$199
พื้นปลายคู่ 3x3	RM-VLPR-SERIES-1-B	\$219
ใบถ่างกับ (ผิวเรียบ)	RM-VLPR-SERIES-1-C	\$199



เครื่องถ่างสำหรับศัลยกรรมตกแต่งหน้าท้อง Yancoskie

SKU RM-YAR-75-1

ราคา **\$99 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างสำหรับศัลยกรรมตกแต่งหน้าท้อง Yancoskie	ความยาว 7 1/2" (19.0 cm) ส่วนคราดกว้าง 152 mm ซีหมายเลข 6 ซีเรียงเป็นแนวเดียวกัน	\$99
ปลอก / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$99



เครื่องถ่างยกหนังศีรษะ Yancoskie สำหรับการยกคิ้วแบบโคโรนัล

SKU **RM-YCLR-9IN-1**

ราคา **\$119 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างยกหนังศีรษะ Yancoskie สำหรับการยกคิ้วแบบโคโรนัล	ความยาวรวม 9" (22.9 cm) หัวคราดกว้าง 150 mm ซี่เกี่ยวปลายแหลมตัวสมดุล 6 ซี่	\$119
ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$119




ระบบเครื่องถ่างแผลสำหรับการผ่าตัดมือ Bookwalter

SKU **RM-BHSRS-1**

ราคา **\$999 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
2	ใบถ่าง Mini-Bookwalter แบบตะขอเดี่ยว	ขนาดเล็กมาตรฐาน — ปลายแหลมหรือปลายทู่
2	ใบถ่าง Mini-Bookwalter แบบตะขอคู่	ขนาดเล็กมาตรฐาน — ปลายแหลมหรือปลายทู่
2	ใบถ่าง Mini-Bookwalter แบบตะขอสามแฉก	ขนาดเล็กมาตรฐาน — ปลายแหลมหรือปลายทู่
2	ใบถ่าง Mini-Bookwalter แบบตะขอสี่แฉก	ขนาดเล็กมาตรฐาน — ปลายแหลมหรือปลายทู่
1	เฟืองล็อกปรับ Mini-Bookwalter	ขนาดเล็กมาตรฐาน
4	กลไกเฟืองล็อกปรับ Mini-Bookwalter	ขนาดเล็กมาตรฐาน
1	วงแหวนแบบแยก Mini-Bookwalter	7" (17.5 cm)
1	กล่องสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ	กล่องป้องกันเครื่องมือ





ระบบเครื่องถ่างแผล Hoyos

SKU **RM-HRS-1**

ราคา **\$1,999 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เครื่องถ่างแผลส่วนปลาย Hoyos แบบสั้น	ใบถ่างแผลส่วนปลายแบบสั้นสำหรับเข้าถึงบริเวณใกล้รอยกรีด
1	เครื่องถ่างแผลส่วนปลาย Hoyos แบบยาว	ใบถ่างแผลส่วนปลายแบบยาวสำหรับเข้าถึงเนื้อเยื่อที่อยู่ลึกขึ้น
1	เครื่องถ่างแผลส่วนต้น Hoyos แบบยาว	ชิ้นส่วนใบถ่างแผลส่วนต้นแบบยาวสำหรับยกขอบเนื้อเยื่อด้านส่วนต้น
1	เครื่องถ่างแผล Remora	ใบถ่างแผลสำหรับดึงรั้งชนิดพิเศษ ออกแบบเพื่อการสับหลุด
1	ถ่านรองรับแบบเชื่อมล๊อค	เชื่อมแขนเครื่องถ่างแผลเข้ากับโครงหลักเหนือบริเวณผ่าตัด
1	แคลมป์ยึดโต๊ะสำหรับระบบเครื่องถ่างแผล Hoyos	ยึดเสาแนวตั้งเข้ากับรางโต๊ะผ่าตัด
1	คานต่อขยายแขนนอน Hoyos	ต่อขยายโครงในแนวนอนเหนือบริเวณผ่าตัด
1	เสาแนวตั้ง Hoyos	เสาหลักแนวตั้งสำหรับรองรับโครงยึด





เครื่องถ่างปอด Allison

SKU **RM-ALR-1**

ราคา **\$79 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
สำหรับการกร / เด็ก — 20 mm × 23 cm	RM-ALR-1-1	\$79
สำหรับเด็ก รุ่นกะทัดรัด — 30 mm × 11 cm	RM-ALR-1-2	\$89
รุ่นมาตรฐาน — 40 mm × 25.5 cm	RM-ALR-1-3	\$99
สำหรับผู้ใหญ่ รุ่นขนาดกลาง — 42 mm × 29 cm	RM-ALR-1-4	\$109
สำหรับผู้ใหญ่ รุ่นกว้าง — 54 mm × 31 cm	RM-ALR-1-5	\$119
สำหรับผู้ใหญ่ รุ่นกว้างพิเศษ — 65 mm × 31 cm	RM-ALR-1-6	\$129



เครื่องถ่างซี่โครง Baby-Haight

SKU **RM-BHRS-52-1**

ราคา **\$289 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงร่างสำหรับการถ่างแนวตรงขนาดเล็กพิเศษ	ร่างเลือกมีร่องขนาดจิว ออกแบบให้เหมาะกับข้อจำกัดการผ่าตัดกระดูกแรกเกิด
2	ใบถ่างด้านข้างแบบมีช่องเปิดที่ถอดได้ (คู่ที่ 1)	แผ่นถ่างเนื้อเยื่อขนาดเล็ก 9 mm × 10 mm ออกแบบเพื่อจำกัดการเกิดเนื้อตายจากแรงกด
2	ใบถ่างด้านข้างแบบมีช่องเปิดที่ถอดได้ (คู่ที่ 2)	แผ่นถ่างเนื้อเยื่อขนาดเล็ก 9 mm × 20 mm สำหรับช่องทางเข้าถึงที่ลึกกว่าในการกร
1	ตัวล็อกสกรูเกลียวละเอียดในตัว	สกรูหมุนด้วยนิ้วทรงเตี้ยสำหรับควบคุมความกว้างที่ละเอียด
2	แขนต่อคีมขนาดจิวตามหลักสรีรศาสตร์	ด้านจับทรงเพรียวน้ำหนักเบาพร้อมขอบด้านนอกเรียบ
1	ภาชนะจัดเก็บ / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง




เครื่องมือรวบกระดูกซี่โครง Bailey

SKU **RM-BRC-1**

ราคา **\$159 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องมือรวบกระดูกซี่โครง Bailey	เครื่องมือบีบอัดเชิงกลปลายคล้ายกรงเล็บ ความยาวรวม 20 cm	\$159
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$159



เครื่องถ่างสำหรับเจาะหลอดเลือดแดงเต้านมภายใน Bugge Takedown I.M.A Mammaria

SKU **RM-BTIMAR-499-1**

ราคา **\$499 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงเครื่องถ่าง Bugge Takedown I.M.A	รางยกเชิงกลที่มีระยะถ่าง 110 มม
1 คู่	ใบถ่างด้านข้างหลัก	ใบถ่างยกกระดูกอกทรงโค้งรับศีรษะ ขนาด 40 มม x 100 มม
1 ชุด	ใบถ่างใช้งานในตัว	ชุดปลายใช้งานแบบยาว ขนาด 40 มม x 150 มม
1	ปลอก / ก่อป้องกัน	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง



เครื่องถ่างซี่โครง Burford

SKU **RM-BRS-SERIES-1**

ราคา **\$359 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ตัวเลือก 3 (ระยะถ่างกะทัดรัด) — ระยะถ่างสูงสุด 200 มม — ใบถ่างด้านข้างขนาด 47x62 มม 1 คู่ + ขนาด 65x62 มม 1 คู่	RM-BRS-SERIES-1-1	\$359
ตัวเลือก 1 (ระยะถ่างปานกลาง) — ระยะถ่างสูงสุด 260 มม — ใบถ่างด้านข้างขนาด 47x62 มม 1 คู่ + ขนาด 65x62 มม 1 คู่	RM-BRS-SERIES-1-2	\$379
ตัวเลือก 2 (ระยะถ่างกว้างสูงสุด) — ระยะถ่างสูงสุด 300 มม — ใบถ่างด้านข้างขนาด 47x62 มม 1 คู่ + ขนาด 65x62 มม 1 คู่	RM-BRS-SERIES-1-3	\$399



เครื่องถ่างซี่โครง Castaneda

SKU **RM-CRS-SERIES-1**

ราคา **\$309 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ตัวเลือก 1 — 10.5 มม x 32 มม — ระยะถ่างสูงสุด 65 มม — การผ่าตัดเปิดทรวงอกในทารกแรกเกิด การผ่าตัดแก้ไขหลอดเลือดแดงใหญ่ต้นแคบ การผูกมัด PDA ในทารก	RM-CRS-SERIES-1-1	\$309
ตัวเลือก 2 — 12.0 มม x 45 มม — ระยะถ่างสูงสุด 70 มม — การผ่าตัดแก้ไขหัวใจพิการแต่กำเนิดในทารก การผ่าตัดแยกทรวงอกหลอดเลือด	RM-CRS-SERIES-1-2	\$329
ตัวเลือก 3 — 15.0 มม x 60 มม — ระยะถ่างสูงสุด 120 มม — การผ่าตัดเปิดทรวงอกในเด็กและวัยรุ่น การผ่าตัดสร้างทางเชื่อมหลอดเลือดไปปอด	RM-CRS-SERIES-1-3	\$349



เครื่องถ่างกระดูกอก Castaneda

SKU RM-CSR-1

ราคา **\$374 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
รุ่นการแรกเกิด	RM-CSR-1-1	\$374
รุ่นทารก	RM-CSR-1-2	\$384
รุ่นผู้ใหญ่	RM-CSR-1-3	\$389



เครื่องถ่างหัวใจห้องบน Cooley

SKU RM-CAR-1

ราคา **\$64 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
รุ่นขนาดเล็ก	RM-CAR-1-1	\$64
รุ่นขนาดกลาง	RM-CAR-1-2	\$69
รุ่นขนาดใหญ่	RM-CAR-1-3	\$74



เครื่องถ่างซี่โครง Cooley

SKU RM-CRS-SERIES-2

ราคา **\$319 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
รุ่นทารก — 12 มม × 16 มม — ระยะถ่างสูงสุด 95 มม — การเปิดเข้าถึงกระดูกอกในการแรกเกิดและการผ่าตัดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด	RM-CRS-SERIES-2-1	\$319
รุ่นเด็ก — 15 มม × 30 มม — ระยะถ่างสูงสุด 140 มม — หักกระดูกหัวใจในเด็กและการผ่าตัดเปิดกระดูกอก	RM-CRS-SERIES-2-2	\$329
รุ่นผู้ใหญ่มาตรฐาน — 21 มม × 44 มม — ระยะถ่างสูงสุด 150 มม — การผ่าตัดเปิดกระดูกอกมาตรฐานในผู้ใหญ่ การตัดสับปอด และการตัดเย็บปอด	RM-CRS-SERIES-2-3	\$339
รุ่นผู้ใหญ่ขนาดใหญ่ — 35 มม × 50 มม — ระยะถ่างสูงสุด 200 มม — การผ่าตัดกระดูกอกในผู้ป่วยโรคอ้วน การเปิดให้เห็นบริเวณส่วนลึกของช่องกลางกระดูกอก	RM-CRS-SERIES-2-4	\$349



เครื่องถ่างกระดูกอก Cooley

SKU **RM-CSR-STD-1**

ราคา **\$354 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
รุ่นสำหรับเด็ก — 145.0 mm × 140.0 mm × 21.0 mm × 45.0 mm	RM-CSR-STD-1-1	\$354
รุ่นสำหรับผู้ใหญ่ — 200.0 mm × 180.0 mm × 32.0 mm × 50.0 mm	RM-CSR-STD-1-2	\$364
รุ่นขนาดใหญ่พิเศษ — 178.0 mm × 152.0 mm × 102.0 mm × 29.0 mm	RM-CSR-STD-1-3	\$374



เครื่องถ่างแผลผ่าตัดกระดูกอก Cooley (Sternotomy)

SKU **RM-CSTR-PED-1**

ราคา **\$359 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
รุ่นทารกแรกเกิด — 85.0 mm × 55.0 mm × 16.0 mm × 14.0 mm	RM-CSTR-PED-1-1	\$359
รุ่นเด็ก — 115.0 mm × 80.0 mm × 30.0 mm × 15.0 mm	RM-CSTR-PED-1-2	\$369




เครื่องถ่าง Coryllos

SKU **RM-COR-THOR-1**

ราคา **\$99 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
22 mm × 82 mm — 9 ½" – 10"	RM-COR-THOR-1-1	\$99
43 mm × 108 mm — 9 ½" – 10"	RM-COR-THOR-1-2	\$109
65 mm × 115 mm — 9 ½" – 10"	RM-COR-THOR-1-3	\$119



เครื่องถ่างหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา Crawford

SKU RM-CAR-VASC-1

ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
รุ่นขนาดเล็ก — ความยาว 19 cm, ใบถ่าง 15.0 mm	RM-CAR-VASC-1-1	\$44
รุ่นขนาดใหญ่ — ความยาว 19 cm, ใบถ่าง 15.0 mm	RM-CAR-VASC-1-2	\$49



เครื่องถ่างหลอดเลือดดำ Cushing

SKU RM-CVR-1

ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
20.3 cm (ประมาณ 8.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-1	\$49
22.8 cm (ประมาณ 9.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-2	\$52
24.2 cm (ประมาณ 9.5") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-3	\$55
25.5 cm (ประมาณ 10.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-4	\$58
30.5 cm (ประมาณ 12.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-5	\$61
35.5 cm (ประมาณ 14.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-6	\$64
40.0 cm (ประมาณ 15.75") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-7	\$67



เครื่องถ่างแผลบริเวณข้อพับเข้าแบบคงตำแหน่งได้เอง Darling

SKU RM-DPSRR-1

ราคา **\$109 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ตัวเลือก A — 54 มม × 25 มม ด้านซ้าย / 76 มม × 38 มม ด้านขวา — เปิดให้เห็นหลอดเลือดแดงข้อพับเข้าส่วนลึกโดยรั้งกล้ามเนื้อไปทางด้านนอก	RM-DPSRR-1-1	\$109
ตัวเลือก B — 76 มม × 38 มม ด้านซ้าย / 54 มม × 25 มม ด้านขวา — เปิดให้เห็นหลอดเลือดแดงข้อพับเข้าส่วนลึกโดยรั้งกล้ามเนื้อไปทางด้านใน	RM-DPSRR-1-2	\$109



เครื่องถ่างแผล DeBakey

SKU **RM-DBR-15-1**

ราคา **\$72 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผล DeBakey	ความยาวรวม 15.3 cm พร้อมเชียวแหลมแบบ 1×1	\$72
ปลอกป้องกัน / ก่อ	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$72



เครื่องถ่างซี่โครง DeBakey

SKU **RM-DRS-SET-1**

ราคา **\$449 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงร่างขยายแบบขยายสำหรับงานหนัก	รางเลื่อนสำหรับถ่างแยกโครงสร้างกระดูกในแนวเส้นตรง (150 mm หรือ 200 mm)
6 (3 คู่)	ใบถ่างด้านข้างลักษณะคล้ายตะขอกัดได้	ใบถ่างแบบเปลี่ยนได้ 3 คู่ พร้อมขอบโค้งกันสั่น
1	สกรูล็อกแรงดึงในตัว	สลักล็อกแบบหมุนด้วยมือเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้
2	แขนต่อค้ำตามหลักสรีรศาสตร์	ด้ามจับน้ำหนักเบา ขอบด้านนอกเรียบ ไม่ทำให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บ
1	ภาชนะจัดเก็บ / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง





ชุดเครื่องถ่างแผล Lobster สำหรับศัลยกรรมหลอดเลือด รุ่นขยาย

SKU RM-EVLR-1

ราคา **\$2,999 USD**

รายการส่วนประกอบ



จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
6	ตัวจับยึดเครื่องถ่างแผล Lobster	—
1	ตัวจับยึดได้ Lobster พร้อมเสาแนวตั้งและข้อต่อเชื่อมโครงสร้าง	—
1	แขนต่อขยายแบบบานพับ Lobster	—
1	โครง Lobster	—
2	เครื่องถ่างแผล Lobster Mayo แบบหมุนได้	2 3/4" x 2"
1	เครื่องถ่างแผล Lobster Mayo แบบหมุนได้	3 1/2" x 2"
1	เครื่องถ่างแผล Lobster Deaver แบบหมุนได้	2 3/4" x 4 1/2"
1	เครื่องถ่างแผล Lobster Harrington Sweetheart	2" x 5"
1	เครื่องถ่างแผล Lobster แบบดัดและหมุนได้ (ชนิดมีรู)	2" x 6 1/2"
1	เครื่องถ่างแผล Lobster แบบดัดและหมุนได้ (ชนิดไม่มีรู)	3" x 6 1/2"
1	เครื่องถ่างแผล Lobster แบบรีวหมุนได้	4" x 6"
2	เครื่องถ่างแผลไค Lobster แบบหมุนได้	1" x 6"
1	เครื่องถ่างอวัยวะภายใน Lobster แบบหมุนได้	2" x 4 1/2"
1	เครื่องถ่างอวัยวะภายใน Lobster แบบหมุนได้	2" x 6"
1	กล่องสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อ	—



เครื่องถ่างซี่โครง Finochietto (Modif)

SKU RM-FMR-299-1

ราคา **\$299 USD**

รายการส่วนประกอบ



จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงร่างแบบนอนรูปทรงกะทิดรีด	ร่างเลื่อนแบบรองรับการถ่างด้วยมือเพื่อเข้าถึงบริเวณลึก (ระยะถ่าง 120 mm)
2 (คู่ติดตาย)	ใบถ่างโค้งชนิดติดตาย	ใบถ่างด้านข้างแบบมีช่องขนาด 14 mm x 15 mm ขึ้นรูปให้รับกับพื้นผิวซี่โครง
1	ชุดกลไกล็อกด้วยสกรูหมุน	เพื่อยึดเพื่อถ่างถ่างให้เหมาะสมกับการผ่าตัด
2	แขนต่อด้านคั่นตามหลักกายศาสตร์	ถ่างถ่างเนื้อเยื่อน้ำหนักเบา ช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้
1	บรรจุภัณฑ์ที่จัดเก็บ / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง



เครื่องถ่างซี่โครง Finochietto

SKU **RM-FRS-SERIES-1**

ราคา **\$329 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงร่างน้ำหนักรูปทรงเพรียว	โครงแกนตรง ออกแบบให้เลื่อนเปิดเพื่อถ่างกระดูกออกจากกัน
2 (คู่ติดตายตัว)	ใบถ่างทำมุมแบบติดตายตัว	ส่วนถ่างด้านข้างสำหรับยึดจับกระดูก มีช่องเปิดทรงกลม
1	ตัวล็อกสกรูหมุนในตัว	ตัวล็อกโครงสร้างแบบหมุนด้วยมือ จัดวางให้คงระยะทางของโครงได้อย่างมั่นคง
2	แขนต่อคีมตามหลักสรีรศาสตร์	ด้ามจับโครงสร้างน้ำหนักเบา ออกแบบมาเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้งาน
1	ภาชนะจัดเก็บป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง



เครื่องถ่างซี่โครง Finochietto-Baby

SKU **RM-FBRS-100-1**

ราคา **\$299 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงร่างเลื่อนน้ำหนักขนาดเล็ก	ระบบรางขนาดเล็ก ออกแบบให้เลื่อนเปิดได้ภายในพื้นที่จำกัดของผู้ป่วยเด็ก
2 (คู่ยึดติดถาวร)	ใบถ่างทำมุมชนิดยึดติดถาวร	บล็อกด้านข้างสำหรับยึดกระดูกขนาด 31 mm x 31 mm พร้อมช่องเปิดทรงกลม
1	ตัวล็อกสกรูหมุนในตัว	ตัวล็อกโครงสร้างแบบปรับด้วยมือ จัดวางเพื่อคงระยะเปิดของโครงถ่างอย่างมั่นคง
2	แขนต่อขยายคีมตามหลักการยศาสตร์	ด้ามจับโครงสร้างน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ออกแบบให้มีขอบเรียบ
1	อุปกรณ์จัดเก็บป้องกันความเสียหาย / กล่อง	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง



เครื่องถ่างซี่โครง Finochietto สำหรับทรวงอก

SKU **RM-FIRS-SERIES-1**

ราคา **\$319 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงร่างแนวอนสำหรับงานละเอียด	โครงสร้างรางเลื่อนขนาดกะทัดรัด ออกแบบให้เหมาะกับการผ่าตัดเปิดทรวงอกในทรวงอก
2 (คู่ยึดติด)	ใบถ่างทำมุมชนิดยึดติด	ชุดส่วนด้านข้างแบบมีช่องเปิด ขนาด 14x15 mm หรือ 15x15 mm
1	สกรูล็อกแบบหมุน	สลักล็อกนิรภัยแบบมีมือที่ยึดระยะถ่างและช่วยลดความเมื่อยล้า
2	แขนคีมทรงเรียวตามหลักสรีรศาสตร์	ด้ามจับโครงสร้างน้ำหนักเบา พร้อมขอบด้านนอกเรียบตลอดแนว
1	ภาชนะจัดเก็บป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง




เครื่องถ่างกระดูกอก I.M.A แบบฟรังก์เศส

SKU RM-FPIMASR-429-1

ราคา **\$429 USD**

รายการส่วนประกอบ



จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	รางโครงหลักแบบเลื่อน	โครงด้านข้างออกแบบเพื่อกำหนดแนวและถ่างแยกโครงสร้างกระดูกอก
1	ชิ้นส่วนใบถ่างกระดูกอกหน้ากว้าง	ใบถ่างทรงพวยแบบเรียบขนาด 100 mm × 20 mm สำหรับกระจายแรงบนกระดูกอก
2	ใบถ่างกระดูกอกแบบตะขอกที่ไม่สมมาตร	ตะขอดึงโค้งงอ ออกแบบให้มีความลึกของตะขอ 28 mm หรือ 32 mm
3	สกรูล็อกแรงดึงเฉพาะใบถ่าง	กลไกล็อกแยกอิสระ ติดตั้งเพื่อยึดใบถ่างทุกใบให้อยู่ในตำแหน่ง
2	แขนยึดถ่างตามหลักสรีรศาสตร์	คานาดำจับน้ำหนักเบารูปทรงเพริวย พร้อมขอบด้านนอกที่เรียบ
1	ภาชนะจัดเก็บป้องกันความเสียหาย / กล่อง	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง



เครื่องถ่างกระดูกอก I.M.A. แบบฟรังก์เศสสำหรับการผ่ากระดูกอกแผลเล็ก

SKU RM-FPMS-429-1

ราคา **\$429 USD**

รายการส่วนประกอบ



จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงรางเลื่อนแนวทแยงแบบเดี่ยว	รางนำขนาดเล็กที่ออกแบบให้เหมาะกับการเข้าผ่าตัดผ่านแผลผ่ากระดูกอกขนาดเล็ก
1	ชิ้นส่วนใบถ่างกระดูกอกขนาดเล็ก	แผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียบขนาด 30 mm × 20 mm สำหรับกระจายแรงบนผนังกระดูกอก
2	ใบถ่างกระดูกอกแบบก้ามปูขนาดจิ๋ว	ตะขอดึงโค้งงอปลายใช้ความลึก 43 mm หรือ 50 mm
3	สกรูล็อกใบถ่างแบบหมุนด้วยมือในตัว	ชุดเกลียวแบบหมุนเร็วสำหรับยึดระยะเปิดที่ปรับไว้แต่ละจุด
2	แขนต่อคิรูปทรงเพริวย	โครงสร้างน้ำหนักเบาพร้อมขอบด้านนอกที่ตกแต่งให้เรียบทั้งหมด
1	ภาชนะจัดเก็บ / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง



เครื่องถ่างซี่โครง Haight

SKU RM-HRS-329-1

ราคา **\$329 USD**

รายการส่วนประกอบ



จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	คานารางขยายแนวนอน	โครงรางเลื่อนที่รองรับการถ่างโครงสร้างด้วยมือระหว่างการผ่าตัดเปิดกระดูกอก
2 (คู่ยึดติดตายตัว)	ใบถ่างทำมุมแบบยึดติดตายตัว	แผ่นยึดกระดูกอกด้านข้างขนาด 30 mm × 30 mm พร้อมช่องเปิดสำหรับเนื้อเยื่อ
1	ตัวล็อกสกรูเกลียวหมุน	แคลมป์ยึดเชิงกลที่ช่วยคงระยะถ่างที่เลือกไว้อย่างมั่นคง
2	คานาค้ำถ่างตามหลักสรีรศาสตร์	คานาจับรูปทรงน้ำหนักเบา ผลิตให้มีขอบด้านนอกเรียบตลอดแนว
1	อุปกรณ์จัดเก็บป้องกันความเสียหาย / กล่อง	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง



ใบถ่างกลางสำหรับเครื่องถ่างแผล Henly

SKU **RM-HRCB-1**

ราคา **\$48 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ยาว 19 มม × กว้าง 15 มม — ก้านติดตั้งมาตรฐาน Henly	RM-HRCB-1-1	\$48
ยาว 25 มม × กว้าง 15 มม — ก้านติดตั้งมาตรฐาน Henly	RM-HRCB-1-2	\$50
ยาว 32 มม × กว้าง 15 มม — ก้านติดตั้งมาตรฐาน Henly	RM-HRCB-1-3	\$52
ยาว 76 มม × กว้าง 15 มม — ก้านติดตั้งมาตรฐาน Henly	RM-HRCB-1-4	\$54




โครงเครื่องถ่างแผล Henly

SKU **RM-HRF-6CM-1**

ราคา **\$124 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
โครงเครื่องถ่างแผล Henly	ระยะถ่าง 6 cm โครงพร้อมด้านจับห่วงนิ้ว และกลไกเรดเซต ช่องยึดใบถ่างกลาง	\$124
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$124



เครื่องถ่างกลีบลิ้นหัวใจ

SKU **RM-LFR-22-1**

ราคา **\$49 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	ใบถ่างกว้าง 5.0 มม	ความยาวรวม: 22 cm · การใช้งานหลักทางคลินิก: การผ่าตัดลิ้นหัวใจเด็ก การผ่าตัดแยกรอยเชื่อมกลีบลิ้นหัวใจ และการตรวจกลีบลิ้นเอออร์ติก · ราคา (USD): \$49.00
1	ใบถ่างกว้าง 8.0 มม	ความยาวรวม: 22 cm · การใช้งานหลักทางคลินิก: การถ่างกลีบลิ้นไมเกรสในผู้ใหญ่และการเปิดให้เห็นเอ็นยึดลิ้นหัวใจได้ลิ้นหัวใจ · ราคา (USD): \$49.00
1	ปลอก / กล่องป้องกัน	ความยาวรวม: บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง · การใช้งานหลักทางคลินิก: — · ราคา (USD): รวมในราคาแล้ว




เครื่องถ่างกระดูกอกสำหรับแผลผ่าตัดขนาดเล็ก McCarthy พร้อมชุดยกอเนกประสงค์

SKU RM-MMSR-1

ราคา **\$699 USD**

รายการส่วนประกอบ



จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เครื่องถ่างกระดูกอกแบบแกนคู่	โครงถ่างหลักแบบดัดแปลงขนาด 5-inch สำหรับถ่างแยกกระดูกอก
1	แคลมป์อเนกประสงค์แบบแยก	แคลมป์ดัดเฉพาะทางสำหรับยึดอุปกรณ์เสริมเข้ากับโครง
1	แคลมป์อเนกประสงค์	บล็อกแคลมป์อเนกประสงค์สำหรับยึดส่วนประกอบเข้าด้วยกัน
1	ขายึดหลัก	ขายึดหลักสำหรับรองรับแบบเครื่องถ่างเสริม
1	ตัวยึดท่อ	ยึดท่อที่ใช้ในการผ่าตัดให้อยู่ในตำแหน่งที่จัดไว้ภายในบริเวณผ่าตัด
1	แกนขวางแบบหมุนจาก	แกนขวางโครงสร้างสำหรับจัดตำแหน่งส่วนประกอบเครื่องถ่างเสริม
1	เครื่องถ่างแบบตะกร้าลวดขนาดใหญ่ (ดัดรูปได้)	ตะกร้าลวดหน้ากว้างที่ดัดรูปได้สำหรับแยกเนื้อเยื่อออกอย่างนุ่มนวล
2	เครื่องถ่างแบบตะกร้าลวดขนาดเล็ก (ดัดรูปได้)	ตะกร้าลวดขนาดเล็กที่ดัดรูปได้สำหรับถ่างเนื้อเยื่อเฉพาะจุด



เครื่องถ่างทรวงอก Mercedes

SKU RM-MTR-SERIES-1

ราคา **\$329 USD**

รายการส่วนประกอบ



จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงฐานรางครึ่งวงกลมที่แข็งแรง	ชุดกลไกกดแรงแบบผสมที่ให้แรงบิดเชิงกล
4 (2 คู่)	ใบถ่างด้านข้างลักษณะคล้ายตะขอกัดได้	ใบถ่างแบบมีช่องเปิดที่ถอดเปลี่ยนได้ 2 คู่ (48×68 มม หรือ 70×75 มม)
1	ชุดเพื่องปรับสกรูกลาง	กลไกล็อกด้วยมือเพื่อยึดตำแหน่งที่ตั้งไว้ให้นับคงและลดความเหนื่อยล้าของมือ
2	แขนยึดถ่างตามหลักสรีรศาสตร์	โครงด้านจับนำหนักเบาที่ออกแบบให้มีขอบด้านนอกเรียบ
1	ภาชนะจัดเก็บป้องกันความเสียหาย / กล่อง	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง




เครื่องถ่างสำหรับลิ้นหัวใจไมตรัล

SKU **RM-MVR-1**

ราคา **\$899 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	ขายึดหลัก	ส่วนรองรับโครงสร้างหลักของระบบเครื่องถ่าง
1	เครื่องถ่างกระดูกอก Cooley	ส่วนประกอบสำหรับถ่างกระดูกอก
1	แกนเขนด้านข้าง	ช่วยเสริมการรองรับโครงสร้างและการจัดตำแหน่ง
3	ตัวหนีบอเนกประสงค์	เชื่อมต่อและยึดส่วนประกอบที่ใช้งานร่วมกันได้ภายในระบบให้มั่นคง
1	ใบถ่างลิ้นหัวใจไตรคัสปิด	ใบถ่างสำหรับเปิดบริเวณผ่าตัดหัวใจ
1	ใบถ่างขนาดใหญ่	ใบถ่างขนาดใหญ่สำหรับถ่างเนื้อเยื่อ
3	ใบถ่างขนาดเล็ก	ใบถ่างขนาดเล็กสำหรับถ่างเนื้อเยื่อ
1	กล่องสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ	จัดระเบียบและปกป้องเครื่องมือครบชุดระหว่างการจัดเก็บและกระบวนการเตรียมเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ



เครื่องถ่างซี่โครง Morse

SKU **RM-MRS-SERIES-1**

ราคา **\$239 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ตัวเลือก A — 22 × 27 mm / ระยะถ่าง 200 mm	RM-MRS-SERIES-1-A	\$239
ตัวเลือก B — 30 × 28 mm / ระยะถ่าง 210 mm	RM-MRS-SERIES-1-B	\$259
ตัวเลือก C — 42 × 28 mm / ระยะถ่าง 210 mm	RM-MRS-SERIES-1-C	\$279
ตัวเลือก D — 55 × 28 mm / ระยะถ่าง 210 mm	RM-MRS-SERIES-1-D	\$299





เครื่องถ่างซี่โครง Morse-Favaloro

SKU **RM-MFRS-160-1**

ราคา **\$269 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงร่างนำเลื่อนขนาน	รางนำอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาที่ทำหน้าที่เป็นโครงสำหรับขยายระยะถ่าง
4 (2 คู่)	ใบถ่างด้านข้างแบบทำมุมและขยับได้	ใบถ่างสี่ใบขนาด 17 mm x 22 mm ปรับได้หลายตำแหน่งเพื่อให้สอดคล้องกับซี่โครง
1	สกรูเกลียวหมุนล็อก	โบลต์ล็อกใบตัวที่ยึดใบถ่างให้อยู่ที่ระยะถ่างที่เหมาะสม
2	แขนค้ำถ่างออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์	ก้านด้ามอะลูมิเนียมแบบเรียว ออกแบบให้มือจับด้านนอกเรียบ
1	ภาชนะจัดเก็บ / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง



เครื่องถ่างเนื้อเยื่อชั้นนอกของหัวใจ Parsonnet

SKU **RM-PER-1**

ราคา **\$44 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เล็กพิเศษ	RM-PER-1-1	\$44
เล็ก	RM-PER-1-2	\$49
กลาง	RM-PER-1-3	\$54
ใหญ่	RM-PER-1-4	\$59



เครื่องถ่างลิ้นหัวใจเอออร์ติก Ross

SKU **RM-RAVR-25-1**

ราคา **\$89 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ขนาด #1 — 3/8" x 3/8" (ประมาณ 16 x 16 mm)	RM-RAVR-25-1-1	\$89
ขนาด #2 — 1/2" x 3/8" (ประมาณ 13 x 22 mm)	RM-RAVR-25-1-2	\$89
ขนาด #3 — 3/4" x 1" (ประมาณ 19 x 25 mm)	RM-RAVR-25-1-3	\$89
ขนาด #4 — 3/4" x 1 1/8" (ประมาณ 19 x 29 mm)	RM-RAVR-25-1-4	\$89
ขนาด #5 — 1 1/8" x 1 1/8" (ประมาณ 29 x 29 mm)	RM-RAVR-25-1-5	\$89
ขนาด #6 — 1 3/8" x 7/8" (ประมาณ 35 x 22 mm)	RM-RAVR-25-1-6	\$89



เครื่องถ่างหลอดเลือดดำ Sachs

SKU **RM-SVR-22-1**

ราคา **\$54 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
รุ่นใบถ่างเรียบ — ความยาว 22 cm ใบถ่างโค้งผิวเรียบ	RM-SVR-22-1-1	\$54
รุ่นใบถ่างมีฟัน — ความยาว 22 cm ขอบใบถ่างมีฟัน	RM-SVR-22-1-2	\$54
รุ่นตะขอแหลม — ความยาว 22 cm ตะขอโค้งปลายแหลม	RM-SVR-22-1-3	\$54



เครื่องถ่างปอด/กล้ามเนื้อ Semb

SKU **RM-SLMR-89-1**

ราคา **\$89 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
รุ่นด้านโค้งรับมือ 25.5 cm — 25.5 cm พร้อมด้านจับโค้งรับมือ	RM-SLMR-89-1-1	\$89
รุ่นด้านจับแบน 25.0 cm — 25.0 cm พร้อมด้านจับแบน	RM-SLMR-89-1-2	\$89



ระบบเครื่องถ่างยกซี่โครง ThoraGate

SKU **RM-TRURS-1**

ราคา **\$1,499 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เครื่องถ่างยกซี่โครง ThoraGate	โครงเครื่องถ่างทรวงอกหลักและชุดกลไกยก
1	แขนยึดหยุ่น	แขนพยุงแบบข้อต่อปรับได้สำหรับจัดตำแหน่งส่วนประกอบเครื่องถ่าง
1	ฐานยึดตรึงด้วยแรงดูด	ชุดฐานช่วยรักษาสถิตของระบบกลไก
2	ใบถ่างส่วนล่าง (ขนาดต่างกัน)	ใบถ่างที่เปลี่ยนได้สำหรับเกี่ยวซี่โครงด้านล่าง
3	ใบถ่างส่วนบน (ขนาดต่างกัน)	ใบถ่างที่เปลี่ยนได้สำหรับยกซี่โครงด้านบน



เครื่องถ่างซี่โครง Tuffier

SKU **RM-TRS-160-1**

ราคา **\$299 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงร่างเลื่อนแนวนอน	รางนำทางแบบแท่งขนานที่คงระยะถ่างของโครงสร้างภายใต้แรงบีบอัด
2 (คู่ติดตาย)	ใบถ่างด้านข้างหน้ากว้างแบบติดตาย	แผ่นถ่างแบบกำหนดขนาด 45 มม × 45 มม พร้อมร่องฟันด้านในสำหรับยึดจับกระดูก
1	ตัวล็อกสกรูหมุนด้วยมือ	กลไกเคลื่อนตัวล็อกที่ตรึงระยะถ่างและลดความเมื่อยล้าของมือ
2	แขนต่อคีมตามหลักสรีรศาสตร์	ก้านด้านจับรูปทรงเพริยว น้ำหนักเบา ออกแบบให้มือจับสบาย
1	ภาชนะจัดเก็บ / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง




ระบบเครื่องถ่างแผล Valve XS

SKU **RM-VXRS-1**

ราคา **\$999 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	ระบบเครื่องถ่างแผล Valve XS สำหรับการเข้าถึงทางด้านข้าง	โครงสร้างแบบข้อต่อคู่
1	เฉพาะใบถ่างพร้อมระบบล็อกแบบปลั๊กบอล	53 × 36 มม
1	อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องถ่างซี่โครงด้านข้าง (แบบติดได้)	60 × 35 มม
1	แคลมป์เชื่อมต่อ Valve XS Type B	แคลมป์ยึดโครงสร้าง
1	ก้านถ่าง	9" (230 มม)
1	เครื่องถ่างแผลสำหรับ MICCS CABG	ส่วนประกอบเฉพาะทาง
1	เครื่องมือยึดติดใบถ่างยกหัวใจห้องบน	เครื่องมือยึดติดเฉพาะทาง
1	เฉพาะใบถ่าง	30 × 35 มม
1	เฉพาะใบถ่าง	40 × 35 มม
1	เฉพาะใบถ่าง	50 × 35 มม
1	เฉพาะใบถ่าง	60 × 35 มม
1	เฉพาะใบถ่าง	70 × 35 มม
1	กล่องฆ่าเชื้อ	ภาชนะจัดเก็บ





ระบบเครื่องถ่างแผล Lobster สำหรับศัลยกรรมหลอดเลือด

SKU RM-VLS-1

ราคา \$2,699 USD

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครง Lobster	—
1	แคลมป์ยึดใต้ Lobster พร้อมเสาแนวตั้งและโครง	—
8	แคลมป์เครื่องถ่างแผล Lobster	—
2	เครื่องถ่าง Mayo แบบหมุนปรับได้สำหรับระบบ Lobster	3/4" x 2"
1	เครื่องถ่าง Mayo แบบหมุนปรับได้สำหรับระบบ Lobster	3 1/2" x 2"
1	เครื่องถ่างแบบรatchet หมุนปรับได้สำหรับระบบ Lobster	4" x 6"
1	เครื่องถ่างอวัยวะภายในแบบหมุนปรับได้สำหรับระบบ Lobster	2" x 4 1/2"
1	เครื่องถ่างอวัยวะภายในแบบหมุนปรับได้สำหรับระบบ Lobster	2" x 6"
2	เครื่องถ่างโตแบบหมุนปรับได้สำหรับระบบ Lobster	1" x 6"
1	เครื่องถ่าง Deaver แบบหมุนปรับได้สำหรับระบบ Lobster	3/4" x 4 1/2"
1	เครื่องถ่างชนิดดัดได้แบบหมุนปรับได้สำหรับระบบ Lobster (แบบบี้ง)	2" x 6 1/2"
1	เครื่องถ่างชนิดดัดได้แบบหมุนปรับได้สำหรับระบบ Lobster (แบบบี้ง)	3" x 6 1/2"
1	เครื่องถ่าง Harrington Sweetheart สำหรับระบบ Lobster	2" x 5"
1	กล่องสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อ	—



เครื่องถ่างแผล Willauer-Deaver


SKU RM-WDR-395-1

ราคา \$99 USD

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ใบถ่างกว้าง 25 mm — กว้าง 25 mm x พื้นผิวใช้งาน 108 mm	RM-WDR-395-1-1	\$99
ใบถ่างกว้าง 50 mm — กว้าง 50 mm x พื้นผิวใช้งาน 108 mm	RM-WDR-395-1-2	\$149






เครื่องถ่างหลอดเลือดดำไต Wylie

SKU **RM-WRVR-1**

ราคา **\$89 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
11 3/4" (29.85 cm) — ใบถ่างหลอดเลือดไตคู่เวรียบ	RM-WRVR-1-1	\$89
12.0" (30.48 cm) — ใบถ่างหลอดเลือดไตคู่เวรียบ	RM-WRVR-1-2	\$94
12 1/2" (31.75 cm) — ใบถ่างหลอดเลือดไตคู่เวรียบ	RM-WRVR-1-3	\$99
12 3/4" (32.39 cm) — ใบถ่างหลอดเลือดไตคู่เวรียบ	RM-WRVR-1-4	\$104
13.0" (33.02 cm) — ใบถ่างหลอดเลือดไตคู่เวรียบ	RM-WRVR-1-5	\$109



ระบบเครื่องถ่างแผล Rultract

SKU **RM-RRS-1**

ราคา **\$1,499 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เสาโค้งสองช่วง/แคลมป์ ปลายร่องฟัน	เป็นจุดยึดติดตั้งหลักและใช้ปรับแคลมป์
1	ชุดตะขอกถ่างแผลแบบคราดพร้อมคลิปล็อก	เกี่ยวและยึดเนื้อเยื่อบริเวณผ่าตัดด้วยส่วนยึดแบบคลิปล็อก
1	เสาส่วนบนแบบร่องฟัน	เชื่อมต่อส่วนโครงด้านบนและช่วยให้ชุดเสามีความมั่นคง



ระบบเครื่องถ่างแผล Bookwalter IMA

SKU **RM-BIRS-1**

ราคา **\$1,499 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	แคลมป์แนวตั้ง	12" (30 cm)
1	ข้อต่อเสา	มาตรฐาน
1	แกนแนวนอน	มาตรฐาน
2	กลไกเฟืองล็อก IMA	แบบหมุนปรับละเอียด (<1 mm)
1	แกนขวาง IMA	12" (30 cm)
2	ใบถ่างแผล IMA	รูปทรง IMA มาตรฐาน
1	กล่องสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ	กล่องป้องกันความเสียหาย



เครื่องถ่างช่องคลอด Breisky

SKU RM-BVR-1

ราคา **\$89 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	100 mm × 25 mm — 28 cm ถึง 36 cm	เปิดช่องคลอดส่วนต้นและปากช่องคลอด — \$89.00
1	100 mm × 35 mm / 40 mm — 28 cm ถึง 36 cm	ถ่างค้างผนังช่องคลอดด้านหน้า/ด้านหลังเป็นบริเวณกว้าง — \$89.00
1	130 mm × 20 mm / 30 mm — 28 cm ถึง 36 cm	เปิดส่วนยอดช่องคลอดที่ความลึกปานกลาง — \$94.00
1	130 mm × 40 mm — 28 cm ถึง 36 cm	ผ่าตัดเสริมสร้างอุ้งเชิงกรานส่วนลึก — \$94.00
1	140 mm × 35 mm — 28 cm ถึง 36 cm	เข้าถึงปากมดลูกในการผ่าตัดนดลูกทางช่องคลอด — \$99.00
1	160 mm × 20 mm / 35 mm — 28 cm ถึง 36 cm	เข้าถึงส่วนยอดช่องคลอดที่อยู่ลึกในผู้ที่เคยคลอดบุตร — \$99.00
1	180 mm × 25 mm — 28 cm ถึง 36 cm	เข้าถึงอุ้งเชิงกรานและส่วนยอดช่องคลอดที่ระดับความลึกสูงสุด — \$104.00
1	ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน — รวมอยู่แล้ว



เครื่องถ่างอเนกประสงค์ Delee

SKU RM-DUR-1

ราคา **\$129 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างอเนกประสงค์ Delee	ความยาวรวม 24 cm ใบถ่างโค้งขนาด 50 × 70 mm	\$129
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$129





เครื่องถ่างช่องคลอด Doyen

SKU **RM-DVR-1**

ราคา **\$79 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างช่องคลอด Doyen	เครื่องถ่างช่องคลอดแบบถือด้วยมือ ใบถ่างกว้าง พร้อมด้านจับแบบห่วง	\$79
ปลอก / ก่อป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$79



เครื่องถ่างช่องคลอด Eastman

SKU **RM-EVR-1**

ราคา **\$59 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
76 mm × 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-1	\$59
88 mm × 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-2	\$62
101 mm × 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-3	\$64



เครื่องถ่างทางสูติกรรม Guttman

SKU **RM-GOR-1**

ราคา **\$94 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ส่วนต่อใบถ่างขนาด 7.5 cm — ส่วนฐานขนาด 50 mm × 70 mm พร้อมส่วนต่อขนาด 7.5 cm	RM-GOR-1-1	\$94
ส่วนต่อใบถ่างขนาด 11.0 cm — ส่วนฐานขนาด 50 mm × 70 mm พร้อมส่วนต่อขนาด 11 cm	RM-GOR-1-2	\$99


เครื่องถ่างสำหรับผ่าตัดมดลูก Heaney

SKU **RM-HEHR-1**

ราคา **\$84 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
44 mm × 25 mm — 17 cm หรือ 27 cm	RM-HEHR-1-1	\$84
70 mm × 25 mm — 17 cm หรือ 27 cm	RM-HEHR-1-2	\$84
73 mm × 28.5 mm — 17 cm หรือ 27 cm	RM-HEHR-1-3	\$89
114 mm × 25 mm — 17 cm หรือ 27 cm	RM-HEHR-1-4	\$89


เครื่องถ่างช่องคลอด Heaney Simon

SKU **RM-HSVR-1**

ราคา **\$139 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย


ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
27.0 cm (10.6") — ขนาดเล็ก, กลาง, ใหญ่	RM-HSVR-1-1	\$139
29.2 cm (11.5") — ขนาดเล็ก, กลาง, ใหญ่	RM-HSVR-1-2	\$149


เครื่องถ่างช่องคลอด Jackson

SKU **RM-JVR-1**

ราคา **\$44 USD**
ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
75 mm × 38 mm	RM-JVR-1-1	\$44
90 mm × 38 mm	RM-JVR-1-2	\$49
100 mm × 38 mm	RM-JVR-1-3	\$54



เครื่องถ่างช่องคลอด Kelly Sims

SKU **RM-KSVR-1**

ราคา **\$84 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
18 cm	RM-KSVR-1-1	\$84
20 cm	RM-KSVR-1-2	\$89
23 cm	RM-KSVR-1-3	\$94
26 cm	RM-KSVR-1-4	\$99



เครื่องถ่างช่องคลอด Kristeller

SKU **RM-KVR-1**

ราคา **\$44 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	ใบถ่างแคบ (75×10, 110×14, 110×17 mm)	ความยาวที่มีให้เลือก: 18 cm หรือ 22 cm · การใช้งานหลักทางคลินิก: เปิดช่องตรวจในผู้ป่วยเด็ก ผู้ที่ยังไม่เคยคลอดบุตร และผู้ที่มีช่องคลอดแคบ · ราคา (USD): \$44.00 / \$49.00
1	ใบถ่างขนาดกลาง (75×23, 80×25, 115×23 mm)	ความยาวที่มีให้เลือก: 18 cm หรือ 22 cm · การใช้งานหลักทางคลินิก: การตรวจช่องคลอดทั่วไปในผู้ใหญ่และการผ่าตัดเลือกบริเวณอุ้งเชิงกราน · ราคา (USD): \$44.00 / \$49.00
1	ใบถ่างกว้าง/ลึก (100×32, 115×26, 115×29, 115×32 mm)	ความยาวที่มีให้เลือก: 18 cm หรือ 22 cm · การใช้งานหลักทางคลินิก: การซ่อมแซมพื้นอุ้งเชิงกรานส่วนลึกและการตัดเนื้องอกทางช่องคลอดในผู้ป่วยที่เคยคลอดบุตร · ราคา (USD): \$44.00 / \$49.00
1	ปลอกป้องกัน / กล่อง	ความยาวที่มีให้เลือก: บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง · การใช้งานหลักทางคลินิก: — · ราคา (USD): รวมแล้ว



เครื่องถ่างผนังช่องคลอดด้านข้างเคลือบดำ

SKU **RM-LEVR-63-1**

ราคา **\$79 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างผนังช่องคลอดด้านข้างเคลือบดำ	ขนาด / รายละเอียด: ขนาด 6.3 cm ใบถ่างเคลือบดำที่ปลอดภัยสำหรับการใช้ร่วมกับเลเซอร์ · จำนวนที่รวมในชุด: 1	\$79
ปลอก / กล่องป้องกันความเสียหาย	ขนาด / รายละเอียด: บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น · จำนวนที่รวมในชุด: 1	\$79



เครื่องถ่างผนังช่องคลอดด้านข้างชนิดไม่นำไฟฟ้า

SKU **RM-LNCVR-63-1**

ราคา **\$69 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	รูปแบบก้านเปิด	ความกว้างใบถ่าง: 6.3 cm · บกบาทหลักทางคลินิก: เพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับเครื่องมือระหว่างการผ่าตัด LEEP/LLETZ · ราคา (USD): \$69.00
1	รูปแบบก้านยาวปิด	ความกว้างใบถ่าง: 6.3 cm · บกบาทหลักทางคลินิก: ช่วยกันเย็บผนังช่องคลอดด้านข้างออกได้อย่างคล่องตัว และใช้ในการทำลายเนื้อเยื่อด้วยเลเซอร์ · ราคา (USD): \$69.00
1	ปลอก / ก่อป้องกัน	ความกว้างใบถ่าง: บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง · บกบาทหลักทางคลินิก: — · ราคา (USD): รวมแล้ว



เครื่องถ่างผนังช่องคลอดด้านข้าง

SKU **RM-LWVR-1**

ราคา **\$109 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
23 cm	RM-LWVR-1-1	\$109
26 cm	RM-LWVR-1-2	\$114
28 cm	RM-LWVR-1-3	\$119



เครื่องถ่างแผล Lone Star (นรีเวชวิทยาและศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะชาย)

SKU **RM-LSR-GMU-1**

ราคา **\$399 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
วงแหวนขนาดเล็ก — 16.6 cm x 16.2 cm (นรีเวชวิทยา/ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ)	RM-LSR-GMU-1-1	\$384
วงแหวนขนาดมาตรฐาน — 25.3 cm x 11.3 cm (นรีเวชวิทยา/ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ)	RM-LSR-GMU-1-2	\$399
วงแหวนขนาดใหญ่ — 32.5 cm x 18.3 cm (นรีเวชวิทยา/ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ)	RM-LSR-GMU-1-3	\$414



เครื่องถ่างช่องคลอด O'Sullivan-O'Conner

SKU RM-OSVR-28-1

ราคา **\$399 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงหลักของเครื่องถ่าง	ขนาด (ยาว × กว้าง): โครง 28 cm (แบบโค้งหรือแบบตรง) · จำนวนที่รวมในชุด: 1 โครง · ราคา (USD): รวมในชุด (\$399.00)
1	ใบถ่างแบบถอดเปลี่ยนได้ขนาดเล็ก	ขนาด (ยาว × กว้าง): ใบถ่างปลายคู่ 1.3 cm × 4.7 cm · จำนวนที่รวมในชุด: 1 ใบ · ราคา (USD): รวมในชุด
1	ใบถ่างแบบถอดเปลี่ยนได้ขนาดกลาง	ขนาด (ยาว × กว้าง): ใบถ่างปลายคู่ 3.8 cm × 8.9 cm · จำนวนที่รวมในชุด: 1 ใบ · ราคา (USD): รวมในชุด
1	ใบถ่างแบบถอดเปลี่ยนได้ขนาดใหญ่	ขนาด (ยาว × กว้าง): ใบถ่างปลายคู่ 4.4 cm × 8.9 cm · จำนวนที่รวมในชุด: 1 ใบ · ราคา (USD): รวมในชุด
1	กล่องป้องกันความเสียหายสำหรับจัดเก็บ / ขนส่ง	ขนาด (ยาว × กว้าง): บรรจุภัณฑ์ขนส่งมาตรฐาน · จำนวนที่รวมในชุด: 1 กล่อง · ราคา (USD): รวมในชุด



เครื่องถ่างอุ้งเชิงกรานชนิดปลายคู่

SKU RM-PRB-105-1

ราคา **\$89 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างอุ้งเชิงกรานชนิดปลายคู่	ความยาว 10 1/2" (26.67 cm) ใบถ่างต้นปลายคู่กว้าง 1"	\$89
กล่องป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$89



เครื่องถ่างผนังช่องคลอดส่วนหย่อนแบบไม่นำไฟฟ้า

SKU RM-RNWR-7IN-1

ราคา **\$99 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ขนาดกลาง — 7 in, ใบถ่าง 9.0×2.0 cm	RM-RNWR-7IN-1-1	\$99
ขนาดใหญ่ — 7 in, ใบถ่าง 9.0×2.5 cm	RM-RNWR-7IN-1-2	\$109
ขนาดใหญ่พิเศษ — 7 in, ใบถ่าง 9.0×3.0 cm	RM-RNWR-7IN-1-3	\$119



เครื่องถ่างผนังช่องคลอดด้านข้างที่หย่อน

SKU **RM-RWR-18-1**

ราคา **\$89 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ขนาดกลาง — 18 cm ใบถ่าง 5.7×2.2 cm	RM-RWR-18-1-1	\$89
ขนาดใหญ่ — 18 cm ใบถ่าง 7.0×2.2 cm	RM-RWR-18-1-2	\$99
ขนาดใหญ่พิเศษ — 18 cm ใบถ่าง 10.8×3.0 cm	RM-RWR-18-1-3	\$109



เครื่องถ่างช่องคลอดแบบคงตำแหน่งได้เอง Rigby

SKU **RM-RSRVR-18-1**

ราคา **\$69 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ความยาวรวม 18 cm ใบถ่างเรียบลึก 63.5 mm พร้อมตัวล็อกแบบเฟืองสับ		\$69
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$69



เครื่องถ่างช่องคลอด Sims

SKU **RM-SVR-19-1**

ราคา **\$91 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
63.5 mm × 25 mm — ฝั้วขัดเงาหรือเคลือบดำ	RM-SVR-19-1-1	\$91
76.0 mm × 32 mm — ฝั้วขัดเงาหรือเคลือบดำ	RM-SVR-19-1-2	\$93
82.5 mm × 32 mm — ฝั้วขัดเงาหรือเคลือบดำ	RM-SVR-19-1-3	\$95
82.5 mm × 38 mm — ฝั้วขัดเงาหรือเคลือบดำ	RM-SVR-19-1-4	\$97
89.0 mm × 41 mm — ฝั้วขัดเงาหรือเคลือบดำ	RM-SVR-19-1-5	\$99



เครื่องถ่างช่องคลอด Sims — ด้ามจับกลวง

 SKU **RM-SVRHGH-23-1**

 ราคา **\$89 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
70 mm × 25 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-1	\$89
76 mm × 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-2	\$94
90 mm × 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-3	\$99



เครื่องถ่างอุ้งเชิงกราน St. Marks

 SKU **RM-SMPR-1**

 ราคา **\$79 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
รุ่น 11 1/2" แบบมีขอบยก — 11 1/2" (29.2 cm)	RM-SMPR-1-1	\$79
รุ่น 13" แบบมีขอบยก — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-2	\$84
รุ่น 13" แบบไม่มีขอบยก — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-3	\$89






ระบบเครื่องถ่างแผลทางนรีเวช Bookwalter GYN

SKU **RM-BGRS-1**

ราคา **\$1,699 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	สายยึดบริเวณผ่าตัด	12" (30 cm)
1	ข้อต่อยึดเสา	มาตรฐาน
1	คานาแบบนอน	มาตรฐาน
4	กลไกเพื่อล็อกปรับมุมเฉียง	ปรับได้หลายมุม
1	วงแหวนบริเวณฝีเย็บแบบมีร่อง	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	ใบถ่างผิวงอข้อคลอดด้านข้าง	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	ใบถ่างผิวงอข้อคลอดด้านหลัง	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	ใบถ่าง Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	ใบถ่าง Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	กล่องสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ	กล่องป้องกันเครื่องมือ




ระบบเครื่องถ่างแผลสำหรับการผ่าตัดอุ้งเชิงกราน Bookwalter GYN Magrina

SKU **RM-BGMPRS-1**

ราคา **\$1,499 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เสารองรับบริเวณผ่าตัด	12" (30 cm)
1	ข้อต่อเสา	แบบมาตรฐาน
1	คานาแบบนอนปรับองศาได้	แบบหลายข้อต่อมาตรฐาน
1	วงแหวนบริเวณฝีเย็บแบบมีรอยบาก	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
4	กลไกแดดล็อกปรับมุมเฉียงได้	แบบมาตรฐานพร้อมตัวยึดวงแหวน
2	ใบถ่างผิวงอข้อคลอดด้านข้าง	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	ใบถ่าง Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	ใบถ่าง Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	ใบถ่างผิวงอข้อคลอดด้านหลัง	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	กล่องสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ	กล่องป้องกันอุปกรณ์





ระบบเครื่องถ่างสำหรับการผ่าตัดทางนรีเวช Bookwalter StrongArm

SKU RM-BSAGYNS-1

ราคา **\$1,599 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	แขนยึด StrongArm Plus แบบติดตั้งด้านบนพร้อมแกลบปีดยึดราง	มีข้อต่อปรับได้ / ใช้งานร่วมกับรางโต๊ะผ่าตัดได้
4	กลไกเพื่อยึดแบบปรับเอียงได้และคงตำแหน่งได้เอง	ขนาดมาตรฐานปรับได้หลายแบบ
1	วงแหวนบริเวณฝีเย็บแบบมีร่องบาก	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	ใบถ่างผนังช่องคลอดด้านข้าง	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	ใบถ่างผนังช่องคลอดด้านหลัง	1" × 4½" (2.5 × 11.5 cm)
1	ใบถ่าง Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	ใบถ่าง Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	กล่องสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อ	กล่องป้องกันเครื่องมือ




เครื่องถ่างแผล Bookwalter สำหรับการผ่าตัดฝีเย็บ

SKU RM-BPRS-1

ราคา **\$2,199 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เสายึด	12" (30 cm)
2	ข้อต่อเสายึด	มาตรฐาน
1	คานาแนวออน	มาตรฐาน
1	คานาต่อแนวตั้ง	12" (30 cm)
5	กลไกเพื่อยึดแบบปรับเอียง	แบบมาตรฐาน ปรับได้หลายแบบ
1	โครงครึ่งวงกลม	เส้นผ่านศูนย์กลาง 8½" (21.6 cm)
1	วงแหวนถ่างฝีเย็บแบบมีร่อง	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	ใบถ่างผนังช่องคลอดด้านหลัง	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	ใบถ่าง Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	ใบถ่าง Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
2	ใบถ่างแบบดัดได้	½" × 4" (1.3 × 10.2 cm)
2	ใบถ่างแบบดัดได้	¾" × 4" (1.9 × 10.2 cm)
2	ใบถ่างแบบดัดได้	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	กล่องสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อ	กล่องป้องกันความเสียหาย





อะแดปเตอร์ Mayfield แบบปรับได้

SKU **RM-AMA-1**

ราคา **\$1,199 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	อะแดปเตอร์ Mayfield แบบปรับได้	เป็นฐานติดตั้งที่มั่นคงสำหรับระบบยึดตรึงกะโหลกศีรษะแบบ Mayfield บนเตียงผ่าตัดที่ไม่มีรูรับอุปกรณ์ในตัว
2	ขายึดปลายแบบปรับได้	ยึดอะแดปเตอร์เข้ากับรางด้านข้างเตียงผ่าตัดอย่างแน่นหนา และรองรับเตียงที่มีความกว้างแตกต่างกัน
หลายตำแหน่ง	รูติดตั้ง	ช่วยให้ปรับชุดฐานแคลมป์ยึดกะโหลกศีรษะในแนวด้านข้างและจัดตำแหน่งได้อย่างยืดหยุ่น



เครื่องถ่างสำหรับผ่าตัดสมองน้อย Adson

SKU **RM-ACR-1**

ราคา **\$159 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ขนาดเล็ก — 6.5 in, ลึก 22 mm	RM-ACR-1-1	\$149
ขนาดมาตรฐาน — 7.5 in, ลึก 22 mm	RM-ACR-1-2	\$159
ขนาดใหญ่ — 9.5 in, ลึก 22 mm	RM-ACR-1-3	\$174



เครื่องถ่างแผลผ่าตัดสมองน้อยแบบค้ำได้เอง Adson

SKU **RM-ASCR-1**

ราคา **\$199 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ขนาดเล็ก — 6.5 in, เขี้ยว 4x4	RM-ASCR-1-1	\$189
ขนาดมาตรฐาน — 7.5 in, เขี้ยว 4x4	RM-ASCR-1-2	\$199
ขนาดใหญ่ — 9.5 in, เขี้ยว 4x4	RM-ASCR-1-3	\$214



เครื่องถ่างแผลสำหรับการผ่าตัดสมองน้อยชนิดค้ำได้เอง Anderson-Adson

SKU RM-AASCR-1

ราคา **\$199 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ขนาดเล็ก — 6.5 in, เขี้ยวแหลม 4x4	RM-AASCR-1-1	\$189
ขนาดมาตรฐาน — 7.5 in (19 cm), เขี้ยวแหลม 4x4, ความลึก 13 mm	RM-AASCR-1-2	\$199
ขนาดใหญ่ — 9.5 in, เขี้ยวแหลม 4x4	RM-AASCR-1-3	\$214



เครื่องถ่างแผล Budde Halo

SKU RM-BHR-1

ราคา **\$2,499 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	วงแหวน Halo	รูปทรงกลมแบบบานพับคู่
3	แขนยึดหุ่น Halo	9 in (229 mm)
2	ขายึดรองรับ Budde Halo	แคลมป์ยึดติดตั้งแบบแข็งแรงทนทาน
2	ก้านรองรับ Budde Halo	เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 in
1	ถาดวางแผ่นขึงสำหรับศัลยกรรมประสาท Budde Halo	ถาดเจาะรูในตัว
1	ปากกาจับขนาดเล็ก Budde Halo	บล็อกจับยึดสเตนเลส
2	เครื่องถ่างแผลกระดูก Budde	เครื่องถ่างเนื้อสมองปลายเรียว
2	ใบถ่างขนาดเล็ก TEW	ใบถ่างขนาดเล็กทำจากสเตนเลส
2	ประแจปรับ Halo	เครื่องมือสำหรับล็อกระบบ
1	กล่องสำหรับการทำให้อากาศจากเชื้อ	ถาดจัดเก็บอุปกรณ์แบบเจาะรู






เครื่องถ่างหนังศีรษะแบบค้ำได้เอง Contour

SKU **RM-CSRSR-1**

ราคา **\$99 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ซี่ 3×4	RM-CSRSR-1-1	\$99
ซี่แหลม 3×4	RM-CSRSR-1-2	\$99




เครื่องถ่างสำหรับการผ่าตัดลดการกดทับ Cushing

SKU **RM-CDR-215-1**

ราคา **\$59 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างสำหรับการผ่าตัดลดการกดทับ Cushing	ความยาว 21.5 cm ในตำแหน่งงานเข้าแบบมีช่องเปิดขนาด 13 × 19 mm	\$59
ปลอกป้องกัน / กล้อง	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$59



เครื่องถ่างเส้นประสาท Dandy

SKU **RM-DNR-20-1**

ราคา **\$25 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
แบบตรง — ความยาวรวม 20 cm ตะขอกุ้แบบตรง — สำหรับสำรวจเส้นประสาทสมองในแนวตรงและขยับรากประสาท	RM-DNR-20-1-1	\$25
แบบทำมุมโค้งขวา — ความยาวรวม 20 cm ตะขอกุ้โค้งขวา — สำหรับเข้าถึงเส้นประสาทในช่องเว้าด้านข้างขวาและบริเวณฐานกะโหลกศีรษะ	RM-DNR-20-1-2	\$25
แบบทำมุมโค้งซ้าย — ความยาวรวม 20 cm ตะขอกุ้โค้งซ้าย — สำหรับเข้าถึงเส้นประสาทในช่องเว้าด้านข้างซ้ายและบริเวณฐานกะโหลกศีรษะ	RM-DNR-20-1-3	\$25




ชุดเครื่องถ่าง Greenberg

SKU **RM-GRK-1**

ราคา **\$3,499 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
2	แคลมป์หลักสำหรับเครื่องถ่าง Greenberg	ข้อต่อมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ตรึงกระดูก: โพลีเอทิลีน (6 in / 152 mm) — ล็อกโดยตรงกับเสาของ Mayfield หรืออุปกรณ์ยึดศีรษะแบบแข็ง
4	แคลมป์รองสำหรับเครื่องถ่าง Greenberg	ข้อต่อมาตรฐานสำหรับแท่งโครง (12 in / 305 mm) — เชื่อมแท่งโครงหลักและแท่งโครงรองเพื่อประกอบเป็นโครงถ่างนอก
4	แขนถ่างแบบยาวสำหรับเครื่องถ่าง Greenberg	ความยาว 9.5 in (241 mm) — แขนปรับข้อต่อแบบแรงเสียดทานสำหรับยึดและจัดตำแหน่งในถ่าง
1	ที่พยักมือสำหรับเครื่องถ่าง Greenberg	ความยาว 10 in (254 mm) — แท่นรองตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อช่วยให้มือศัลยแพทย์มั่นคง
1	ถาดวางแผ่นซับสำหรับเครื่องถ่าง Greenberg	6.75 in x 3 in (172 mm x 76 mm) — ติดตั้งบนโครงสำหรับวางแผ่นซับ/แผ่นซับสำหรับประสาทศัลยกรรมที่ขุ่นน้ำเกลือ
1	กล่องฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องถ่าง Greenberg	17 in x 10 in x 2.375 in — กล่องจัดเก็บเครื่องมือแบบมีรูพรุน แข็งแรงทนทาน
1	ใบถ่าง Greenberg ทรงเรียวชนิดตัดได้	9 in, ความกว้าง ¼ in x ¾ in (6 x 19 mm) — ใบถ่างกว้างพิเศษสำหรับถ่างเปลือกสมองบริเวณกว้าง
1	ใบถ่าง Greenberg ทรงเรียวชนิดตัดได้	9 in, ความกว้าง 5/32 in x ¾ in (4 x 16 mm) — ใบถ่างกว้างปานกลางสำหรับเปิดบริเวณกลีบสมองและได้กลีบสมอง
1	ใบถ่าง Greenberg ทรงเรียวชนิดตัดได้	9 in, ความกว้าง ¼ in x ½ in (3 x 13 mm) — ใบถ่างมาตรฐานสำหรับเข้าถึงบริเวณลึกระหว่างซีกสมองหรือแอ่งน้ำหล่อเลี้ยงสมอง
1	ใบถ่าง Greenberg ทรงเรียวชนิดตัดได้	9 in, ความกว้าง 3/32 in x ¾ in (2.4 x 9.5 mm) — ใบถ่างทรงเรียวเล็กสำหรับช่องทางแคบบริเวณฐานกะโหลก
1	ใบถ่าง Greenberg ทรงเรียวชนิดตัดได้	9 in, ความกว้าง 1/16 in x ¼ in (1.6 x 6 mm) — ใบถ่างจุลศัลยกรรมสำหรับถ่างเส้นประสาทและหลอดเลือดที่ละเอียดอ่อน




เครื่องถ่างแผล Greenberg Simplicity

SKU **RM-GSR-1**

ราคา **\$2,499 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	คานหลัก Greenberg	6" (15 cm) — ยึดแบบเชิงจุดเดียวเข้ากับเสาของอุปกรณ์ยึดศีรษะโพลีเอทิลีน
1	คานรองแบบลอย Greenberg	12" (30 cm) — รางรองสำหรับติดตั้งแขนยึดหุ่นเพื่อใช้งานเฉพาะบริเวณ
4	แขนเครื่องถ่างแผลแบบยาว Greenberg	9.5" (24 cm) — แขนยึดหุ่นหลายแกนแบบแรงเสียดทานสำหรับยึดใบถ่างอย่างแม่นยำ
1	ที่พยักมือ Greenberg	10" (25 cm) — แท่นรองรับปลายแขนที่ปรับตำแหน่งได้
1	ถาดวางแผ่นซับสำหรับศัลยกรรมประสาท Greenberg	3" x 6¾" (7.5 x 16.8 cm) — ติดตั้งบนโครงสำหรับวางแผ่นซับสำหรับศัลยกรรมประสาทและเครื่องมือ
1	กล่องฆ่าเชื้อขนาดกะทัดรัด	ช่องจัดวางชิ้นรูปเฉพาะ — กล่องจัดเก็บและฆ่าเชื้อแบบมีรูพรุนขนาดกะทัดรัด
1	ใบถ่างปลายเรียวที่ตัดปรับรูปทรงได้	9" x ¼" x ¾" — ใบถ่างหน้ากว้างพิเศษสำหรับปกป้องเปลือกสมองเป็นบริเวณกว้าง
1	ใบถ่างปลายเรียวที่ตัดปรับรูปทรงได้	9" x 5/32" x ¾" — ใบถ่างหน้ากว้างปานกลางสำหรับถ่างกลีบสมอง
1	ใบถ่างปลายเรียวที่ตัดปรับรูปทรงได้	9" x ¼" x ½" — ใบถ่างมาตรฐานสำหรับเข้าถึงส่วนลึกระหว่างสมองสองซีก
1	ใบถ่างปลายเรียวที่ตัดปรับรูปทรงได้	9" x 3/32" x ¾" — ใบถ่างปลายเรียวเล็กสำหรับช่องทางแคบในแอ่งน้ำหล่อเลี้ยงสมอง
1	ใบถ่างปลายเรียวที่ตัดปรับรูปทรงได้	9" x 1/16" x ¼" — ใบถ่างขนาดเล็กสำหรับแยกเส้นประสาท/หลอดเลือดอย่างละเอียดอ่อน





เครื่องถ่างเส้นประสาท Hoen

SKU RM-HNR-22-1

ราคา **\$24 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างเส้นประสาท Hoen	ความยาวรวม 22 cm พร้อมปลายถ่างเส้นประสาทแบบโค้งที่ไม่ทำให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บ	\$24
ปลอก / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$24



เครื่องถ่างแผล Leyla

SKU RM-LR-1

ราคา **\$1,199 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	ฐานยึดสำหรับแขนยึดหุ่นสองแขน	บล็อกติดตั้งส่วนกลางที่ยึดแขนยึดหุ่นทั้งสองแขนเข้ากับแกนยึด
2	แขนยึดหุ่น	แขนแบบแรงเสียดทานที่มีข้อต่อหลายจุด ปรับได้ 360 องศาเพื่อจัดตำแหน่งอย่างแม่นยำ
2	ส่วนรองรับใบถ่างสองแบบ	อะแดปเตอร์ติดตั้งส่วนปลายที่เชื่อมใบถ่างเข้ากับแขนยึดหุ่น
1	ข้อต่อลูกหมากสำหรับยึดกับโต๊ะผ่าตัด	ข้อต่อปรับได้หลายแกน ช่วยให้ปรับมุมแกนรองรับบนรางโต๊ะผ่าตัดได้อย่างยืดหยุ่น
1	แกนยึด	เสาเสถียรแบบดันที่ยกกระบอกให้อยู่เหนือระดับผ้าคลุมผ่าตัด
1	หัวถ่าง	บล็อกหนีบแบบปรับงานหนักที่ล็อกแกนยึดเข้ากับรางด้านข้างของโต๊ะผ่าตัด
2	ตัวจับใบถ่างสองแบบ	กลไกหนีบที่แม่นยำสำหรับจับใบถ่างสองแบบ/ยึดหุ่นอย่างมั่นคง
1	กล่องไม้จัดเก็บ	กล่องป้องกันที่ทำช่องให้พอดีกับอุปกรณ์ เพื่อการจัดเก็บ การขนส่ง และการควบคุมสินค้าคงคลังอย่างปลอดภัย





อุปกรณ์รองรับศีรษะ Mayfield

SKU RM-MHR-1

ราคา \$699 USD

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
รุ่นสำหรับผู้ใหญ่	RM-MHR-1-A	\$699
รุ่นสำหรับเด็ก	RM-MHR-1-P	\$799



เครื่องยึดตรึงกะโหลกศีรษะ Mayfield

SKU RM-MS-1

ราคา \$2,499 USD

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	ระบบเครื่องยึดตรึงกะโหลกศีรษะ Mayfield มาตรฐาน	ยึดตรึงกะโหลกศีรษะอย่างมั่นคงและคงตำแหน่งศีรษะให้มั่นคงระหว่างการผ่าตัด
2	หมุดยึดกะโหลกศีรษะสำรอง	หมุดยึดตรึงสำรองสำหรับการผ่าตัดในผู้ใหญ่หรือเด็ก
1	กล่องอะลูมิเนียมสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อพร้อมแผ่นซิลิโคน	ใช้ปกป้อง จัดระเบียบ จัดเก็บ และทำให้ระบบทั้งชุดปราศจากเชื้อ



เครื่องถ่างแผลสำหรับการผ่าตัดสมองน้อย Miskimon

SKU RM-MCR-19-1

ราคา \$139 USD

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
เครื่องถ่างแผลสำหรับการผ่าตัดสมองน้อย Miskimon	ขนาด / รายละเอียด: ความยาวรวม 19 ซม., ซีพแลงโค้งออกด้านนอกแบบ 7×7, ตัวล็อกแรตเซต - จำนวนที่รวม: 1	\$139
ปลอก / กล่องป้องกัน	ขนาด / รายละเอียด: บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งแยกชิ้น - จำนวนที่รวม: 1	\$139





เครื่องถ่างแผล Oldberg

SKU **RM-OR-21-1**

ราคา **\$49 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ส่วนถ่างกว้าง 13.0 mm	RM-OR-21-1-1	\$49
ส่วนถ่างกว้าง 15.0 mm	RM-OR-21-1-2	\$49
ส่วนถ่างกว้าง 19.0 mm	RM-OR-21-1-3	\$49



เครื่องถ่างเส้นประสาท Scoville

SKU **RM-SNR-165-1**

ราคา **\$29 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ความยาวรวม 16.5 cm ปลายเข้ารูปที่ถ่าง นุ่ม ก้านเรียว		\$29
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	\$29



เครื่องถ่างเส้นประสาท Smithwick

SKU **RM-SNR-29-1**

ราคา **\$29 USD**

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา
ขนาดเล็ก — 17 cm ตะขอโค้งปลายถี่	RM-SNR-29-1-1	\$29
ขนาดกลาง — 21 cm ตะขอโค้งปลายถี่	RM-SNR-29-1-2	\$29
ขนาดมาตรฐาน — 29 cm ตะขอโค้งปลายถี่	RM-SNR-29-1-3	\$29




เครื่องถ่าง Greenberg

SKU **RM-GR-1**

ราคา **\$3,999 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
2	คานหลัก	6" (15 cm) — ติดตั้งโดยตรงกับเสาของอุปกรณ์ยึดกระดูกศีรษะแบบเบี่ยง
4	คานรองแบบลอย	12" (30 cm) — ขยายขอบเขตการรองรับด้านนอกของช่องเปิดกะโหลกศีรษะ
4	แขนปรับโค้งสำหรับเครื่องถ่างแบบยาว	9.5" (24 cm) — แขนแบบหลายข้อต่อที่อาศัยแรงเสียดทานสำหรับจัดตำแหน่งใบถ่าง
2	ที่รองมือ	10" (25 cm) — รองรับก่อนแขนเพื่อลดความเมื่อยล้าของศัลยแพทย์
1	ใบถ่างทรงเรือ	¼" ถึง ¾" (6 มม ถึง 19 มม) — ใบถ่านำกว้างพิเศษสำหรับตำแหน่งเปลือกสมองเป็นบริเวณกว้าง
1	ใบถ่างทรงเรือ	5/32" ถึง ¾" (4 มม ถึง 16 มม) — ใบถ่านำกว้างปานกลางสำหรับเข้าถึงกลีบสมองและบริเวณใต้กลีบสมอง
1	ใบถ่างทรงเรือ	¼" ถึง ½" (3 มม ถึง 12.5 มม) — ใบถ่านำมาตรฐานสำหรับช่องทางเข้าถึงส่วนลึกระหว่างสมองสองซีก
1	ใบถ่างทรงเรือ	3/32" ถึง ¾" (2.4 มม ถึง 9 มม) — ใบถ่างทรงเรือเล็กสำหรับช่องทางแคบบริเวณฐานกะโหลกศีรษะ
1	ใบถ่างทรงเรือ	1/16" ถึง ¼" (1.5 มม ถึง 6 มม) — ใบถ่างขนาดเล็กสำหรับถ่างเส้นประสาท/หลอดเลือดอย่างละเอียดอ่อน
1	ถาดอะลูมิเนียมสำหรับวางแผ่นยึดทางศัลยกรรมประสาท	3" × 6¼" (7.5 cm × 16.8 cm) — ติดตั้งกับโครงเพื่อจัดวางแผ่นยึดทางศัลยกรรมประสาทให้เป็นระเบียบ
1	ถาดสำหรับทำให้อุปกรณ์จากเชื้อ	17" × 10" × 2½" (43 cm × 25 cm × 6.3 cm) — ถาดจัดเก็บเครื่องมือแบบมีรูพรุนที่แข็งแรงทนทาน



โครงยึดศีรษะอเนกประสงค์ Sugita

SKU **RM-SMH-SET-1**

ราคา **\$4,999 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	ตัวจับรูปตัว C Smart Fix	โครงเคลมรูปตัว C ที่แข็งแรง สำหรับเชื่อมต่อโครงฐานเข้ากับโต๊ะผ่าตัด
1	ข้อต่อแบบกลอง Smart Fix	บล็อกข้อต่อปรับมุมได้ พร้อมสกรูยึดเฉพาะ 2 ตัว
1	ปลอกหุ้ม Smart Fix	ปลอกนำทางแบบบล็อก ป้องกันโครงเสียดสีตามแนวแกน
1 ชุด	หมุดยึดศีรษะ Smart Fix แบบมาตรฐาน	หมุดยึดกระดูกปลายเรียวสำหรับการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะผู้ใหญ่ทั่วไป
1 ชุด	หมุดยึดศีรษะ Smart Fix แบบยาว	หมุดยึดกระดูกแบบยาวสำหรับกระดูกส่วนหลังกะโหลกที่มีความหนาแน่น
1	ชุดฐานปรับยืมได้	ฐานปรับมุมได้หลายข้อต่อ สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ยึดกระดูกศีรษะ
1	ชุดโครง	โครงหลักทรงโค้งครึ่งวงกลม รองรับการจัดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ 360°
1 ชุด	เครื่องถ่างรังผึ้งศีรษะแบบตะขอสปรับ	เครื่องถ่างรังผึ้งศีรษะด้วยแรงดึงยึดหุ่นสำหรับยึดเนื้อเยื่อเพื่อช่วยการผ่าตัด
1	ชุดปรับตะขอสปรับ	กลไกปรับมุมปรับความตึง เพื่อควบคุมแรงดึงของตะขอที่ยึดหุ่นศีรษะ
1 ชุด	ชุดปรับเครื่องถ่างรังผึ้งแบบเลื่อน II	ฐานยึดแบบเลื่อนปรับระยะยืดที่แม่นยำสำหรับใบถ่างรังผึ้งสมอง
1	ที่รองมือ (ส่วนกลาง)	อุปกรณ์รองรับก่อนแขนและข้อมือให้มั่นคงตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับศัลยแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน
1	ที่รองมือ R	แท่งรองรับก่อนแขนด้านขวาที่ออกแบบตามสรีระ
1	ที่รองมือ L	แท่งรองรับก่อนแขนด้านซ้ายที่ออกแบบตามสรีระ
1	ที่รองมือปรับระดับได้พร้อมสกรูหัวโดม	ที่รองมือปรับมุมได้ พร้อมกลไกขับเคลื่อนด้วยมือ
1	ที่รองมือปรับระดับได้พร้อมชุดเลื่อน	ที่รองมือเลื่อนตามแนวยาวได้ เพื่อรองรับการผ่าตัดที่หลากหลาย
1	ถาดรองเครื่องมือ	ถาดวางเครื่องมือผ่าตัดจากเชื้อสำหรับกักเก็บและเครื่องมือผู้ศัลยกรรม
1	แผ่นวางลำไส้	แผ่นวางลำไส้สำหรับศัลยกรรมประสาทและแผ่นลำไส้ลดต่อนอ
1	ชุดปรับตำแหน่งลำไส้	ชุดปรับตำแหน่งลำไส้สำหรับถ่างเปิดช่องท้องและลำไส้ลดต่อนอ
1	อุปกรณ์ยึดกระดูก	ขั้วยึดสำหรับเครื่องถ่างรังผึ้งสมองบริเวณรอบนอก
1	กล่องสำหรับทำให้อุปกรณ์จากเชื้อ	กล่องอะลูมิเนียม/สแตนเลสสำหรับจัดเก็บและขนย้ายอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ





เครื่องถ่างแผลชนิดคงค้างได้เอง Judd-Masson

SKU **RM-JMSR-399-1**

ราคา **\$399 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงฐานชนิดคงค้างได้เองแบบแข็งแรงทนทาน	โครงสร้างแบบหลายจุด ออกแบบให้มองเห็นพื้นที่ผ่าตัดได้กว้างใน 3 มิติ
2	ใบถ่างด้านข้างแบบแบนชนิดยึดอยู่กับที่	แผ่นถ่างหันออกด้านนอกเล็ก 69 mm พร้อมช่องเปิดเพื่อการปกป้องที่ถ่าน 90 องศา
1	ส่วนประกอบใบถ่างกลางแบบปรับได้	ใบถ่างแบบแบนกับ ออกแบบให้ปรับแนวเข้ากับโครงสร้างอวัยวะภายในได้อย่างปลอดภัย
1	ชุดตัวล็อกแบบเฟืองสับคู่ที่ควบคุมด้วยมือ	คลิปล็อกเชิงกลคู่สำหรับกำหนดระยะทางของระบบใบถ่างทั้งสองชุด
2	แขนคีมถ่างแผลออกแบบตามหลักกายศาสตร์	ด้ามจับโครงสร้างน้ำหนักเบา พร้อมขอบเรียบเพื่อปกป้องเนื้อเยื่อ
1	ภาชนะจัดเก็บ / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง



เครื่องถ่างแผลสำหรับคัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ Turner-Warwick

SKU **RM-TWUR-549-1**

ราคา **\$549 USD**

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงวงแหวนแบบคงตำแหน่งได้เอง	โครงวงแหวนแข็งแรงขนาด 180 mm × 140 mm ออกแบบให้มองเห็นได้รอบ 360 องศา
6	ใบถ่างแบบตะขอกที่ปรับได้พร้อมปลายโค้งคู่	ใบถ่างหลายทิศทางขนาด 13 mm × 14 mm สำหรับเนื้อเยื่อเส้นใย
6	ตัวล็อกสลักแบบเลื่อนเร็ว	ตัวยึดแบบมีร่องที่ปรับด้วยมือ ช่วยล็อกแรงดึงเนื้อเยื่อได้อย่างมั่นคง
2	แขนคีมถ่างตามหลักกายศาสตร์	โครงถ่างจับน้ำหนักเบา ดีไซน์รูปพร้อมขอบเรียบ
1	ภาชนะจัดเก็บป้องกันความเสียหาย / กล่อง	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง





ชุดเครื่องถ่างแผล Lobster แบบขยายสำหรับศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

SKU RM-ULER-1

ราคา **\$3,499 USD**

รายการส่วนประกอบ



จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
8	ตัวจับยึดเครื่องถ่างแผล Lobster	—
1	ตัวจับยึดโต๊ะ Lobster พร้อมเสาแนวตั้งและข้อต่อเชื่อมโครงสร้าง	—
1	แขนต่อขยายแบบบานพับ Lobster	—
1	โครง Lobster	—
2	เครื่องถ่างแผล Lobster Mayo แบบหมุนปรับได้	2" × 2"
2	เครื่องถ่างแผล Lobster Mayo แบบหมุนปรับได้	2¾" × 2"
1	เครื่องถ่างแผล Lobster Deaver แบบหมุนปรับได้	2¾" × 4½"
1	เครื่องถ่างแผล Lobster Deaver แบบหมุนปรับได้	1½" × 6"
1	เครื่องถ่างแผล Lobster Harrington Sweetheart	2" × 5"
1	เครื่องถ่างแผล Lobster Harrington	2.5" × 6"
1	เครื่องถ่างแผล Lobster แบบดัดรูปได้และหมุนปรับได้ (ชนิดมีรู)	2" × 6½"
1	เครื่องถ่างแผล Lobster แบบดัดรูปได้และหมุนปรับได้ (ชนิดไม่มีรู)	3" × 6½"
1	เครื่องถ่างกระดูกกระเพาะปัสสาวะ Lobster Marshall แบบดัดรูปได้และหมุนปรับได้	3" × 6"
1	เครื่องถ่างแผล Lobster Fence แบบหมุนปรับได้	4" × 6"
1	เครื่องถ่างอวัยวะภายใน Lobster Splanchnic แบบหมุนปรับได้	2" × 4½"
1	กล่องทำให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ	—




ระบบเครื่องถ่างแผล Bookwalter สำหรับศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

SKU RM-BURS-1

ราคา **\$2,399 USD**

รายการส่วนประกอบ



จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เสาตั้ง	12" (30.5 cm)
1	ข้อต่อเสา	มาตรฐาน
1	คานาแบบขอบปรับตำแหน่งได้	เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" (2.5 cm)
8	กลไกเพื่อล็อกปรับเอียง	ปรับได้หลายมุม
1	วงแหวนแบบแบ่งส่วน	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	วงแหวนแบบแบ่งส่วน	8½" × 14" (21.6 × 35.6 cm)
1	ใบถ่างแผลชนิดดัดได้	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	ใบถ่างแผลชนิดดัดได้	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
2	ใบถ่างแผล Kelly	1" × 2½" (2.5 × 6.4 cm)
1	ใบถ่างแผล Kelly	1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm)
2	ใบถ่างแผล Kelly	2" × 2½" (5.1 × 6.4 cm)
3	ใบถ่างผนังช่องคลอดด้านข้าง	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	ใบถ่างแผล Wylie	1" × 7" (2.5 × 17.8 cm)
1	กล่องสำหรับทำให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ	กล่องป้องกันเครื่องมือ

การสั่งซื้อและการสนับสนุน

วิธีสั่งซื้อจาก Retractor Maker

การสั่งซื้อและการชำระเงิน

- ส่งรายการเครื่องมือพร้อมรหัสสินค้า ขนาด จำนวน และประเทศปลายทางมายังเราผ่านแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา อีเมล หรือ WhatsApp
- เรายืนยันรายละเอียดการผลิต ราคา ระยะเวลา และการจัดส่งเป็นลายลักษณ์อักษรในใบเสนอราคา
- ชำระเงินล่วงหน้าโดยโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีบริษัทของเรา การชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเครดิตสามารถจัดการได้ตามคำขอของลูกค้า

ระยะเวลาการสั่งซื้อ

- สินค้าพร้อมส่ง: จัดส่งภายใน 5 วันทำการ จากนั้นใช้เวลาขนส่งทั่วโลกประมาณ 7 วัน
- สั่งผลิตพิเศษ: ใช้เวลาผลิต 17-20 วันทำการ จากนั้นใช้เวลาขนส่งทั่วโลกประมาณ 9 วัน

สั่งซื้อตัวอย่าง

- ตัวอย่างสินค้าสำหรับผู้จัดจำหน่าย โรงพยาบาล และผู้จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่กำลังพิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราจำนวนมาก
- ส่งรหัสสินค้าและจำนวนที่ต้องการ แล้วเราจะเสนอราคาตัวอย่างและค่าขนส่งไปยังประเทศของคุณ ตัวอย่างที่มีพร้อมส่งจะจัดส่งภายใน 5 วันทำการ

การดูแลและการฆ่าเชื้อ

- ทำความสะอาดเครื่องมือโดยเร็วหลังใช้งาน ล้างและทำให้แห้งสนิท และตรวจสอบใบมีด ฟัน และกลไกล็อก
- รีแทรคเตอร์สแตนเลสสตีลเหมาะสำหรับการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (ออโตคัลฟ) โปรดปฏิบัติตามรอบการฆ่าเชื้อที่ได้รับการตรวจสอบของสถานพยาบาลของคุณ
- เก็บในที่สะอาดและแห้ง ในถาดหรือแท่นวางที่ป้องกันใบมีดและปลายเครื่องมือ

คู่มือฉบับเต็มมีให้ที่ retractormanufacturer.com: การสั่งซื้อและการชำระเงิน, สั่งซื้อตัวอย่าง และการดูแลและการฆ่าเชื้อ



ขอบคุณ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้หารือเกี่ยวกับความต้องการเครื่องมือช่างแผ่นผ้าตัดของคุณ

ติดต่อ RETRATOR MAKER

อีเมล

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

เว็บไซต์

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ที่อยู่

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ติดตามเรา



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest