



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

リバース・ホーマン・レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



リバース・ホーマン・レトラクター

SKU RM-RHR-85-1

\$69 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
リバース・ホーマン・レトラクター	全長 8 ½" (21.59 cm)、非対称鈍爪ブレード、フェネストレーテッド・ハンドル	\$69
保護スリーブ / 外箱	輸送用個別パッケージ	\$69

製品詳細

リバース・ホーマン・レトラクターは、標準的なレトラクターでは術野の妨げとなるような狭い関節腔において、確実な骨でこ作用と軟部組織の排除を実現するために開発された特殊な整形外科手術用器具です。反転したブレードの曲率設計により、術者は大腿骨や脛骨の皮質を正確にてこで支え、軟部組織の裂傷リスクを抑えながら関節包から厚い筋肉層を引き離すことができます。

高頻度の滅菌処理やオートクレーブに対応し、優れた耐食性を備えたこのリバース・ホーマン・レトラクターは、全長 8 ½ inches (21.59 cm) で構成されています。プレミアムなプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、先端形状には滑らかな鈍爪を備えた非対称の直角ブレードを採用。骨の縁を安全に保持し、骨膜への損傷を防ぎます。ハンドル部分は、シングルエンドのシャースに統合されたフェネストレーテッド・グリップ構造を採用し、器具の軽量化と操作性の最大化を両立させています。

反射防止のサテンマット仕上げを施したRetractor Makerのリバース・ホーマン・レトラクターは、整形外科特有の強いトルクや繰り返しの院内滅菌サイクルに耐えうるよう製造されており、世界中の関節置換術や外傷外科において、卓越した機械的安定性と耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest