



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Kasden à double extrémité délicate

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Kasden à double extrémité délicate

SKU RM-KDEDR-1

\$29 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Kasden Double Ended delicate retractor	Dimensions / Détails : longueur totale 6 ½" (16.5 cm), doubles lames délicates, manche en aluminium	\$29
Housse / Boîte de protection	Dimensions / Détails : Conditionnement de transport individuel	\$29

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Kasden à double extrémité délicate est un instrument chirurgical manuel spécialisé, conçu spécifiquement pour la rétraction atraumatique des tissus mous et des berges opératoires lors de procédures esthétiques, ophtalmiques et de chirurgie plastique reconstructrice. Doté d'une architecture ultra-fine à double extrémité, cet écarteur permet aux équipes chirurgicales de passer sans transition de l'élévation des lambeaux cutanés superficiels à la rétraction des tissus mous plus profonds sans changer d'outil.

Conçu pour les accès anatomiques restreints et la gestion délicate des plaies, cette configuration de l'écarteur de Kasden à double extrémité délicate présente une longueur totale de 6 ½ inches (16.5 cm, \$29). La géométrie de ses lames intègre une structure délicate double face, forgée à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), prévenant ainsi les ecchymoses localisées ou le cisaillement des tissus. La poignée se compose d'un cadre en aluminium anodisé léger offrant une sensibilité tactile accrue, un équilibre optimal et une réduction de la fatigue manuelle de l'assistant lors de micro-dissections prolongées.

Fabriqués selon des tolérances cliniques strictes avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur de Kasden à double extrémité délicate pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité totale à l'autoclave pour les blocs opératoires de chirurgie plastique et ORL du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest