



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

S Formu Çift Uçlu Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



S Formu Çift Uçlu Ekartör

SKU RM-SSDER-1

\$29 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
10.0 cm (yakl. 4.0") — 15×11 mm / 14×10 mm çift uçlu	RM-SSDER-1-1	\$29
11.5 cm (yaklaşık 4.5") — 15×11 mm / 14×10 mm çift uçlu	RM-SSDER-1-2	\$34

ÜRÜN AÇIKLAMASI

S Formu Çift Uçlu Ekartör, plastik, genel ve KBB prosedürleri sırasında nazik, travmatik olmayan yumuşak doku deplasmanı ve yara kenarı ekarte edilmesi sağlamak için özel olarak tasarlanmış vazgeçilmez bir el tipi cerrahi ekartördür. Anatomik çift kavisli S-şekilli gövde ile tasarlanan bu alet, ameliyat asistanlarının cerrahın doğrudan görüş hattını kapatmadan sabit bir karşı çekiş uygulamasını sağlar.

Paslanmaya ve kusurlara karşı ömür boyu garanti sunarken sık otoklav sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilen bu S Formu Çift Uçlu Ekartör serisi, iki farklı toplam uzunlukta mevcuttur: 10 cm (\$29) ve 11.5 cm (\$34). Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma bıçağı kombinasyonları, bir uçta 15 mm x 11 mm ve diğer uçta 14 mm x 10 mm ölçülerinde asimetric çift uçlu bıçaklara sahiptir. Pürüzsüz, S-şekilli çift uçlu kavisler, yerel doku hasarını en aza indirirken ve lokalize iskemik basınç noktalarını önlerken görsel netliği optimize eder.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, S Formu Çift Uçlu Ekartörü dünya çapındaki hastane ameliyathaneleri, ayakta tedavi cerrahi merkezleri ve kozmetik klinikleri için yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal sağlamlık ve tam otoklav dayanıklılığı sunarak katı klinik toleranslara göre üretmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest