



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Крючок трахеальный / ретрактор

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Крючок трахеальный / ретрактор

SKU RM-THR-6IN-1

\$29 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Стандартный — 6 in, 15.2 cm	RM-THR-6IN-1-1	\$29
Большой — 7 in, 18 cm	RM-THR-6IN-1-2	\$34
X-Large — 7.5 in, 19 cm	RM-THR-6IN-1-3	\$39

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Трахеальный крючок / ретрактор является незаменимым инструментом для экстренной и плановой хирургии дыхательных путей, специально разработанным для безопасного, исключающего соскальзывание подъема и стабилизации хрящей трахеи. Анатомически изогнутый острый наконечник позволяет хирургу аккуратно захватывать и приподнимать перстневидный хрящ или верхние кольца трахеи, выводя дыхательные пути к операционному разрезу и смещая вышележащую претрахеальную фасцию.

Инструмент выдерживает многократные циклы автоклавирования без потери свойств. Данная конфигурация имеет общую длину 6 дюймов (15.2 см, \$29). Изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, крючок обладает исключительной коррозионной стойкостью. Рабочая часть с острым одинарным зубцом надежно внедряется в плотную надхрящницу, предотвращая смещение инструмента во время критического разреза трахеи и введения канюли. Эргономичная плоская рукоятка обеспечивает ассистенту стабильный рычаг.

Матовое антибликовое покрытие и строгое соответствие клиническим стандартам Retractor Maker делают этот инструмент эталоном для отделений ЛОР-хирургии, экстренной помощи и интенсивной терапии по всему миру, обеспечивая структурную жесткость и долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)