



製品パンフレット

Freeman Mini Rake Retractor (フリーマン・ミニ・レイク・リ
トラクター)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines



Freeman Mini Rake Retractor (フ リーマン・ミニ・レ イク・リトラクター)

SKU RM-FMRR-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Freeman Mini Rake Retractor	全長4 ¾" (12.0 cm)、ヘッド幅1"、4本鋭爪 — 1	\$44
保護スリーブ / ボックス	個別輸送用パッケージ — 1	\$44

製品詳細

Freeman Mini Rake Retractorは、限られた解剖学的スペースで繊細かつ滑りのない皮弁牽引を行うために特別に設計された、手持ち式の形成・顔面再建外科用開創器です。鋭い爪状の先端デザインにより、脆弱な組織縁を挫滅させることなく、皮膚層および皮下層を確実に把持することが可能です。

狭い解剖学的ポケットや微細な皮膚牽引に特化したこのFreeman Mini Rake Retractorの構成は、全長4 ¾ inches (12.0 cm, \$44)のコンパクトなサイズが特徴です。作用端には1-inch (25.4 mm)幅のレイクヘッドを採用し、4本の鋭い爪が手動の牽引圧を均一に分散させることで、組織の裂傷を防ぎながら皮弁をきれいに挙上します。人間工学に基づいたフラットハンドルは、複雑な美容外科手術において、術者に疲労の少ないレバレッジと指先の繊細な感覚を提供します。

反射を抑えたサテンマット仕上げの高品質な医療用サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で鍛造されたRetractor Maker製のFreeman Mini Rake Retractorは、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えうるよう製造されており、世界中の美容外科および耳鼻咽喉科の手術室に対し、優れた耐食性、構造的剛性、そして完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest