



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Richardson Retractor Loop Handle

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Richardson Retractor Loop Handle

SKU RM-RRLH-1

\$54 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
9 ½" (24.13 cm) — 直角強弯ブレード、ループハンドル	RM-RRLH-1-1	\$54
10.0" (25.40 cm) — 直角弁、ループハンドル	RM-RRLH-1-2	\$59

製品詳細

Richardson Retractor Loop Handleは、開腹による腹部および骨盤内の手術において、軟部組織や筋肉を確実に圧排するために設計された不可欠な手保持式開創器です。先端に下向きの保持リップを備えた伝統的な直角カーブブレードを採用しており、助手は組織の滑りや辺縁の虚血を引き起こすことなく、厚い組織層に対して安定した手動対抗牽引を行うことができます。

過酷な使用環境や頻繁なオートクレーブ滅菌に耐え、完全な耐食性を維持するように構築されたこの Richardson Retractor Loop Handle シリーズは、全長 9 ½ inches (24.13 cm, \$54) と 10 inches (25.40 cm, \$59) の2種類を提供しています。最高級の術科用プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製作されており、ブレードの形状は筋腹や内臓を確実に保持する片頭直角カーブ仕様です。ハンドル部分は人間工学に基づいた一体型のループハンドル構造を採用し、長時間の術中における手の疲労を最小限に抑え、確実な滑り止めグリップを保証します。

反射防止サテンマット仕上げが施された Retractor Maker 製 Richardson Retractor Loop Handle は、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の一般外科、産婦人科、外傷外科において、揺るぎない構造的剛性、高い耐食性、そして完全な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest