



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador del Cuerpo Mandibular de Hargis

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador del Cuerpo Mandibular de Hargis

SKU RM-HMBR-17-1

\$44 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Hargis Mandibular Body Retractor	Longitud total 17 cm, punta de gancho de 13 mm — 1	\$44
Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito individual — 1	\$44

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador del Cuerpo Mandibular de Hargis es un retractor quirúrgico maxilofacial indispensable, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento de tejidos blandos seguro y no traumático a lo largo del cuerpo mandibular y el borde inferior. Diseñado con una curva de gancho anatómica, este instrumento permite a los cirujanos elevar el periostio y retraer la musculatura facial suavemente, protegiendo la arteria facial, la vena facial anterior y el nervio mandibular marginal durante la división ósea.

Fabricado para un control operativo de precisión, esta configuración del Separador del Cuerpo Mandibular de Hargis cuenta con una longitud total de 17 cm (\$44). Su extremo de trabajo incorpora puntas de 13 mm con un perfil de gancho versátil que se asienta de forma segura a lo largo del hueso cortical de la base mandibular, evitando el deslizamiento del tejido sin lacerar los delicados tejidos periósticos. El mango ergonómico equilibrado proporciona a los asistentes quirúrgicos una contratracción manual constante, reduciendo la fatiga manual durante reconstrucciones prolongadas.

Mecanizado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker produce el Separador del Cuerpo Mandibular de Hargis bajo estrictos estándares clínicos, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural inquebrantable y durabilidad total en autoclave para salas de cirugía oral, maxilofacial y plástica en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest