



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Lombar Anterior Lobster

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Lombar Anterior Lobster

SKU RM-LALR-1

\$3,999 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
6	Lobster Retractor Clamp	—
1	Lobster Table Clamp with Vertical Post & Frame Coupler	—
1	Lobster Frame	—
2	Lobster Mayo Swivel Retractor, Stainless Steel	2 ³ / ₄ " × 2"
1	Lobster Mayo Swivel Retractor, Stainless Steel	3 ¹ / ₂ " × 2"
1	Lobster Deaver Swivel Retractor, Stainless Steel	2 ³ / ₄ " × 4 ¹ / ₂ "
1	Lobster Harrington Swivel Retractor, Stainless Steel	2" × 5"
1	Lobster Malleable Swivel Retractor, Stainless Steel	2" × 6 ¹ / ₂ "
1	Lobster Malleable Swivel Retractor, Stainless Steel	3" × 6 ¹ / ₂ "
1	Lobster Fence Swivel Retractor, Stainless Steel	4" × 6"

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
2	Lobster Renal Swivel Retractor, Stainless Steel	1" x 4"
2	Lobster Renal Swivel Retractor, Stainless Steel	1" x 6"
2	Lobster Renal Swivel Retractor, Stainless Steel	1" x 8"
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor, Stainless Steel	1½" x 6"
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor, Stainless Steel	2" x 4½"
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor, Stainless Steel	2" x 6"
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor, Stainless Steel	2" x 8"
1	Sterilization Box	—

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Lombar Anterior Lobster é um sistema de afastamento robusto montado em mesa, projetado especificamente para enfrentar os desafios exigentes de exposição em cirurgias de coluna por via anterior. Montado diretamente no trilho de acessórios da mesa cirúrgica através de um poste sólido e acoplador de estrutura, esta plataforma rígida elimina a fadiga do assistente, proporcionando afastamento multiplanar estacionário e confiável em todo o espaço retroperitoneal.

Projetado para proteger estruturas vasculares críticas durante a preparação do espaço discal, o sistema Afastador Lombar Anterior Lobster incorpora uma estrutura Lobster rígida e seis grampos de travamento rápido. O conjunto é fornecido com um complemento extensivo de 16 lâminas de afastamento giratórias — incluindo lâminas Renal estreitas (até 8" de profundidade), afastadores viscerais Splanchnic largos, lâminas de proteção Fence, Deaver, Harrington, Mayo e lâminas Malleable dobráveis que giram suavemente para se adaptar à lordose e anatomia específica do paciente.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), não magnético e biocompatível, com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Afastador Lombar Anterior Lobster completo em uma caixa de esterilização de alta resistência, oferecendo aos hospitais e centros de coluna uma solução de alta precisão totalmente autoclavável para reconstruções lombares complexas.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest