



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Castaneda Sternalsperrer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Castaneda Sternalsperrer

SKU RM-CSR-1

\$374 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Neugeborenen-Profil	RM-CSR-1-1	\$374
Säuglingsprofil	RM-CSR-1-2	\$384
Profil für Erwachsene	RM-CSR-1-3	\$389

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Castaneda Sternalsperrer ist ein international anerkannter thoraxchirurgischer Retraktor, der speziell für die gleichmäßige, kontrollierte Sternalspreizung bei Korrekturen angeborener Herzfehler und offenen Herzrekonstruktionen entwickelt wurde. Mit seinen flachen, nicht-magnetischen Spreizarmen schafft dieses Instrument ein weites Operationsfeld zum Mediastinum und zur Perikardhöhle, während die mechanische Belastung der empfindlichen Sternumränder minimiert wird.

Für eine präzise, patientenspezifische Dimensionierung wird der Castaneda Sternalsperrer in drei dedizierten klinischen Konfigurationen angeboten: Neugeborenen-Profil (65.0 × 55.0 × 30.0 × 16.0 mm, \$374), Säuglings-Profil (72.0 × 80.0 × 45.0 × 12.0 mm, \$384) und Erwachsenen-Profil (100.0 × 125.0 × 60.0 × 15.0 mm, \$389). Jedes Profil verfügt über anatomisch konturierte Valven und gebogene Lippen für einen sicheren Halt am geteilten Brustbein. Sein fein abgestufter Zahnstangenantrieb ermöglicht eine millimetergenaue Expansion, was Mikrofrakturen des Knorpels bei empfindlichen Neugeborenen-Brustkörben verhindert.

Gefertigt aus medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Matt-Finish, produziert Retractor Maker den Castaneda Sternalsperrer so, dass er strengen Autoklavierzyklen standhält und pädiatrischen sowie kardiovaskulären OP-Teams höchste Zuverlässigkeit und lebensrettende Präzision bietet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest