



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Harrington Splanchnic

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ретрактор Harrington Splanchnic

SKU RM-HSR-SPL-1

\$69 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
127 mm длина × 38 mm ширина — 30.5 cm или 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-1	\$69
127 mm длина × 63 mm ширина — 30.5 cm или 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-2	\$69
190 mm long × 63 mm wide — 30.5 cm или 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-3	\$74

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Harrington Splanchnic является ведущим хирургическим инструментом для висцеральных манипуляций, разработанным специально для широкого атравматичного смещения паренхиматозных органов брюшной полости и глубоких структур таза во время эксплоративной лапаротомии и онкологических операций. Инструмент, оснащенный культовой дистальной лопаткой в форме сердца («sweetheart»), равномерно распределяет ручную контртракцию по широкой площади поверхности, защищая хрупкие висцеральные структуры, такие как печень, селезенка и петли кишечника, от локализованных травм под давлением.

Данная серия ретракторов Harrington Splanchnic, рассчитанная на различную глубину операционного поля, доступна в двух вариантах общей длины: 30.5 cm (\$69) и 31.8 cm (\$74). Хирурги могут выбрать один из трех размеров рабочих лопаток: 127 mm long × 38 mm wide для узких полей, 127 mm long × 63 mm wide для стандартных лапаротомий и сверхглубокий профиль 190 mm long × 63 mm wide для бариатрических или ретроперитонеальных вмешательств. Эргономичная рукоятка обеспечивает ассистентам стабильный и нескользящий рычаг при ручном удержании.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, Retractor Maker производит Harrington Splanchnic Retractor для работы в условиях высоких механических нагрузок и многократных циклов автоклавирования, обеспечивая исключительную коррозионную стойкость, жесткость конструкции и клиническую долговечность для общей хирургии и гинекологии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest