



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Hohmann à Manche Coudé Extra Long

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Hohmann à Manche Coudé Extra Long

SKU RM-HRBELH-1

\$69 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
9 ¾" (24.76 cm) — Manche coudé extra-long	RM-HRBELH-1-1	\$69
10.0" (25.40 cm) — Manche coudé extra-long	RM-HRBELH-1-2	\$79

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'Écarteur de Hohmann à Manche Coudé Extra Long est un instrument de levier osseux orthopédique avancé, spécifiquement conçu pour offrir un avantage mécanique supérieur et une visualisation claire pendant l'arthroplastie totale de la hanche et du genou. Conçu avec une tige de manche allongée et courbée vers le bas, cet écarteur place les mains et les bras de l'assistant bien en dessous du plan opératoire, garantissant une ligne de mire visuelle dégagée pour l'alésage et la mise en place des composants.

Conçu pour l'exposition des grosses articulations et des os longs, l'Écarteur de Hohmann à Manche Coudé Extra Long présente un profil de manche extra-long sur toutes les versions, permettant aux assistants de maintenir une contre-traction soutenue avec une fatigue musculaire minimale. Les chirurgiens peuvent choisir entre deux longueurs totales d'outils primaires : 9 ¾ inches (24.76 cm, \$69) et 10 inches (25.40 cm, \$79). L'extrémité en bec profilée s'accroche solidement sur les marges de l'os cortical, empêchant tout déplacement accidentel lors des manipulations articulaires à couple élevé.

Forgé à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fabrique l'Écarteur de Hohmann à Manche Coudé Extra Long pour résister à des charges mécaniques intenses et à des cycles d'autoclave hospitaliers répétés, offrant une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité clinique pour les centres de traumatologie orthopédique et de remplacement articulaire du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest