



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Kolbel Weichteil-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kolbel Weichteil-Retraktor

SKU RM-KSTR-8IN-1

\$119 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Kolbel Weichteil-Retraktor	Abmessungen / Details: 8" (20.32 cm) Gesamtlänge, gebogenes Blatt mit stumpfen Zinken · Enthaltene Menge: 1	\$119
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Einzelne Transportverpackung · Enthaltene Menge: 1	\$119

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Kolbel Weichteil-Retraktor ist ein spezialisiertes orthopädisch-chirurgisches Instrument, das speziell für die sichere, atraumatische Muskel- und Kapselverdrängung bei der Schulterendoprothetik und rekonstruktiven Gelenkchirurgie entwickelt wurde. Dieses Instrument ermöglicht es chirurgischen Teams, den Deltamuskel, die Sehnenplatte und die vordere Kapsel zu retrahieren, ohne Geweberänder zu verletzen oder den Nervus axillaris zu beeinträchtigen.

Diese spezielle Konfiguration des Kolbel Weichteil-Retraktors ist auf präzise Handhabung ausgelegt und verfügt über eine Gesamtlänge von 8 Zoll (20.32 cm, \$119). Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Chirurgenstahl, umfasst die Zinkengeometrie ein gebogenes Blattdesign mit stumpfen Zinken, um lokale Gewebetraumata zu minimieren. Der gebogene Schaft hält die Hände des Assistenten sicher außerhalb der Gelenklinie, während der ergonomische Griff eine ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung bei längeren Eingriffen bietet.

Mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish geschmiedet, fertigt Retractor Maker den Kolbel Weichteil-Retraktor so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Damit bietet er Zentren für Schulterrekonstruktion, Sportmedizin und orthopädische Traumata weltweit außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige klinische Zuverlässigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest