



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Stieber Rib Grip Retractor Kit

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Stieber Rib Grip Retractor Kit

SKU RM-SRGRK-4999-1

\$4,999 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Lees Center Plattform	Verbindet den Hauptquerbalken mit dem speziellen Hydra Yoke Doppelarm-Aufsatz
1	Hydra Yoke Doppelarm	Wandelt eine Einzelpfostenkonfiguration in einen starren Doppelarmrahmen für bilateralen Zugang um
1	Vertikale Stange mit Flügelmutter	Standard-Aufrechtstützpfosten; muss an der linken Seite des Tisches montiert werden
1	Vertikale Stange mit V-Kerbe	Vertikaler Doppelverankerungspfosten, der Rahmenbalance und Anti-Rotationsstabilität bietet
1	Zweiteilige horizontale Stange	Robuster horizontaler Querbalken, der über dem oberen Brust-/Bauchbereich verriegelt wird
2	Gerillte 3/D Swinger Schienenklemmen	Verriegelt die vertikalen Stützpfosten sicher direkt an den Operationstischschienen
1	Stieber Kleine Plattform (links)	Ratschengehäuse, das die linke Retraktorklinge vor- oder zurückführt
1	Stieber Kleine Plattform (rechts)	Ratschengehäuse, das die rechte Retraktorklinge vor- oder zurückführt
1	Stieber Große Plattform (links)	Äußerer anatomischer Flügel, der strukturelle Hebelwirkung im linken Operationsfeld bietet
1	Stieber Große Plattform (rechts)	Äußerer anatomischer Flügel, der strukturelle Hebelwirkung im rechten Operationsfeld bietet

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
2	Stieber Drehgriffe	Einsteckbare Treibergriffe, die verwendet werden, um die Ratschenklingen manuell vor- oder zurückzuschieben
1	Stieber Nadel	Spezialisiertes Einstellnadelwerkzeug zum sicheren Verriegeln oder Lösen von Plattformbaugruppen
2	Stieber Ratschenklinge (Größe 4A)	Mitteltiefe, robuste Strukturklinge (wird mit Griffen vom Typ A oder Typ B geliefert)
2	Stieber Ratschenklinge (Größe 5A)	Strukturklinge mit tiefem Profil (wird mit Griffen vom Typ A oder Typ B geliefert)
1	Schutzhülle / Box	Standard-Robuster Transport- und Lagerkoffer
Mechanische Verbindungsart	Klingengriff-Variante	Detail zum Bewegungsbereich
Feste / Permanente Stiftkonfiguration	Typ A Griffen	Beschränkt die Klingenrotation streng auf eine einzelne flache Ebene
Geschlitztes Ende / Austauschbar	Typ B Griffen	Ermöglicht eine volle multidimensionale Rotation; ideal zum Anheben hartnäckiger Rippenbögen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Stieber Rib Grip Retractor Kit ist ein international anerkanntes, tischmontiertes subkostales Hebeseystem, das speziell entwickelt wurde, um eine sichere, kraftvolle Rippenbogenanhebung und eine expansive Exposition des oberen Bauchraums bei Leberresektionen, Transplantationen und komplexen Operationen am oberen GI-Trakt zu ermöglichen. Ausgestattet mit einem ultrastabilen bilateralen Rahmen, der direkt an beiden Seitenschiene des Operationstisches montiert wird, übt dieses Kit eine kontinuierliche mechanische Zugkraft nach oben und außen entlang des unteren Rippenbogens aus, wodurch die Leberkuppel, die untere Hohlvene und die subdiaphragmalen Räume freigelegt werden, ohne dass ein manuelles Ziehen durch chirurgische Assistenten erforderlich ist.

Dieses Stieber Rib Grip Retractor Kit Komplettsset (4.999 \$), das nach klinischen Rahmenbedingungen gebaut wurde, integriert eine umfangreiche mechanische Mehrkomponentenbaugruppe. Handgefertigt aus deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), umfasst das System eine Lees Center Plattform, einen Hydra Yoke Doppelarm, eine vertikale Stange mit Flügelmutter zur linksseitigen Bettmontage, eine anti-rotative vertikale Stange mit V-Kerbe, eine robuste zweiteilige horizontale Stange, die über Brust/Bauch verriegelt wird, und zwei gerillte 3/D Swinger Schienenklemmen. Die operative Distraction wird durch gepaarte kleine Ratschenplattformen (links und rechts), gepaarte große anatomische Hebelplattformen (links und rechts), zwei einsteckbare Stieber Drehgriffe und ein spezielles Einstellnadelwerkzeug gesteuert. Das System umfasst zwei Ratschenklingen der Größe 4A (mitteltief) und zwei der Größe 5A (tiefes Profil), wahlweise mit Griffen vom Typ A (fester/permanenter Stift) oder Typ B (geschlitzt/austauschbar, volle multidimensionale Rotation).

Geschmiedet mit einer blendfreien, satinierten Oberfläche, fertigt Retractor Maker das Stieber Rib Grip Retractor Kit, um massiven Hebelasten und wiederholten Autoklavenzyklen im Krankenhaus standzuhalten, und versorgt Lebertransplantationszentren, hepatobiliäre Operationssäle und onkologische Operationssäle weltweit mit außergewöhnlicher struktureller Steifigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständiger Autoklavenbeständigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest