



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Femoral Calcar

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Afastador Femoral Calcar

SKU RM-FCR-1

\$44 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Femoral Calcar	Ponta de 25 mm de largura, 5.08 cm (2") de profundidade, cabo em anel	\$44
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual de transporte	\$44

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Femoral Calcar é um instrumento cirúrgico ortopédico indispensável, projetado especificamente para fornecer exposição clara e estável do colo femoral medial e do calcar durante a artroplastia total de quadril e ressecção da cabeça femoral. Projetado para se enganchar sobre o calcar femorale, este instrumento permite que os assistentes cirúrgicos afastem o retalho capsular medial e a musculatura adutora circundante com segurança, mantendo-os longe das fresas femorais.

Construído para a exposição ideal do espaço articular, esta configuração do Afastador Femoral Calcar (\$44) apresenta uma ponta de lâmina padronizada com 25 mm de largura emparelhada com uma profundidade de lâmina de 5.08 cm (2 polegadas). A ponta distal curva é contornada para envolver suavemente o córtex ósseo do calcar, proporcionando uma estabilidade de contra-tração excepcional sem deslizar para a zona vascular obturadora. Seu cabo incorpora uma terminação em anel liso ergonômico que proporciona uma empunhadura manual segura e reduz a fadiga das mãos durante a preparação femoral contínua.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Femoral Calcar para suportar alto torque mecânico e repetidos ciclos de autoclave hospitalar, proporcionando aos cirurgiões de substituição articular ortopédica em todo o mundo durabilidade clínica e precisão inabaláveis.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest