



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

スネーク肝臓レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



スネーク肝臓レトラクター

SKU RM-SLR-SERIES-1

\$299 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
三角形先端モデル	RM-SLR-TRI-1	\$299
胃バンド先端モデル	RM-SLR-GB-1	\$299
円形先端モデル	RM-SLR-CIR-1	\$299
フック先端モデル	RM-SLR-HOOK-1	\$299
多角形先端モデル	RM-SLR-POLY-1	\$299
5モデル完全セット	RM-SLR-SERIES-1	\$1,399

製品詳細

スネーク肝臓レトラクターは、上部消化管、肥満外科、胆道系の低侵襲手術中に、安全で広範囲な内臓変位および肝葉牽引を提供するために特別に設計された、腹腔鏡下肝臓挙上器具の重要なシリーズです。標準的な5mmトロカールを通して挿入できる超滑らかな遠位形状で設計されており、これらのレトラクターは肝実質の下で保持力を均等に分散させ、被膜裂傷、被膜下血腫、局所的虚血性損傷を防ぎながら、胃および食道裂孔への遮るものがない光学的通路を確立します。

臨床的枠組みの仕様に基づいて製造されたこのスネーク肝臓レトラクターシリーズは、直径5mmのシャフトと作業長330mmを特徴とし、カニューレの内腔を通して徹底的な酵素の除染を可能にする専用の一体型洗浄フラッシュポートを備えています。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で手作りされており、外科医は5つの特殊な先端形状（広範囲な外側葉挙上用の三角形、肥満外科トンネリング用の胃バンド、びまん性腹膜保持用の円形、集中した靱帯係合用のフック、多平面組織支持用の多角形）の中から、ストレートまたは角度付きのシャフト/先端プロファイルを選択できます（それぞれ299ドル、または完全な5個セットで1,399ドル）。人間工学に基づいた後部ダイヤルにより、遠位位置の調整が容易に行えます。

防眩サテンマット仕上げで鍛造されたRetractor Makerは、スネーク肝臓レトラクターが繰り返しの病院オートクレーブサイクルに耐えられるよう製造しており、低侵襲一般外科手術室、肥満外科センター、消化器疾患手術室に、優れた機械的耐久性、耐食性、および完全なオートクレーブ信頼性を提供しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest