



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Orringer Wangenhalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Orringer Wangenhalter

SKU RM-OCR-4IN-1

\$49 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Orringer Cheek Retractor	4" (10.16 cm) Länge, 3" (8 cm) Breite, selbsthaltender Federdraht	\$49
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Orringer Wangenhalter ist ein essenzieller chirurgischer Retraktor für die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, der speziell für die freihändige, bilaterale Retraktion von Wangen und Lippen während intraoraler Eingriffe entwickelt wurde. Dank seines anatomischen Drahtrahmens mit Federwirkung hält dieses Instrument das Vestibulum oris automatisch weit offen, macht manuelle Assistenz überflüssig und bietet dem OP-Team ein weites, statisches Sichtfeld über beide Zahnbögen.

In einer Standardkonfiguration gefertigt, die Patientenkomfort und maximale prozedurale Handhabung vereint, verfügt dieses Orringer Cheek Retractor Modell über eine Gesamtlänge von 4 Zoll (10.16 cm) und eine expansive 3-Zoll (8 cm) Arbeitsbreite (\$49). Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), nutzt das einfache, robuste und selbsthaltende Design glatte, konturierte Drahtschlaufen, die die Lippenkommissuren sicher fixieren, ohne die Schleimhaut einzuklemmen oder Geweberisse zu verursachen.

Retractor Maker fertigt den Orringer Wangenhalter mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, das wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Das Instrument bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, belastbare Federspannung und vollständige Haltbarkeit für die Oralchirurgie, Implantologiezentren und Spaltkliniken weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest