



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Tuffier Rippensperrer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Tuffier Rippensperrer

SKU RM-TRS-160-1

\$299 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Horizontaler Gleitschienenrahmen	Parallele Führungsschiene für strukturelle Spreizung unter Druck
2 (festes Paar)	Feste breite laterale Valven	45 mm × 45 mm abgewinkelte Flächen mit Innenzahnung für Knochenhalt
1	Manuelle Feststellschraube	Gewindesperre zur Sicherung der Spreizung und Entlastung der Hand
2	Ergonomische Branchenverlängerungen	Stromlinienförmige, leichte Griffschaft-Konstruktion mit glatten Kanten
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Tuffier Rippensperrer ist ein essenzieller kardiothorakaler Retraktor, der speziell für die sichere, graduelle Spreizung der Interkostalräume und die Exposition der Brustwand bei Thorakotomien und Lungenoperationen an Erwachsenen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem robusten horizontalen Gleitschienenrahmen, ermöglicht dieses Instrument dem Chirurgen die Anwendung kontinuierlicher mechanischer Distraktionskräfte auf benachbarte Rippen, wodurch Rippenfrakturen vermieden werden, während ein ungehinderter Zugangsweg zum Pleuraraum erhalten bleibt.

Diese nach klinischen Rahmenspezifikationen gefertigte Konfiguration des Tuffier Rippensperriers verfügt über eine horizontale Spreizkapazität von bis zu 160 mm (\$299). Die aus deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigten, fixierten breiten lateralen Valven messen 45 mm × 45 mm – optimiert für die stabile Exposition des Thorax bei Erwachsenen und innen gezahnt, um einen sicheren,

rutschfesten Halt an den Knochenflächen zu gewährleisten. Die manuelle Feststellschraube fixiert die gewählten Spreizparameter starr, um die Ermüdung der Hände zu verringern, während die stromlinienförmigen, leichten Branchen glatte Schutzkanten aufweisen, um das umliegende Weichgewebe zu schonen.

Mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish geschmiedet, fertigt Retractor Maker den Tuffier Rippensperrer so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Damit bietet er thoraxchirurgischen Abteilungen, Herz-Kreislauf-Zentren und Traumazentren weltweit außergewöhnliche strukturelle Steifigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Haltbarkeit bei der Aufbereitung.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest