



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Латеральные ретракторы для мягких тканей

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Латеральные ретракторы для мягких тканей

SKU RM-LSTR-ORTHO-1

\$84 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
9.75 in — 20 mm лезвие	RM-LSTR-ORTHO-1-1	\$84
9.87 in — 22 mm лезвие	RM-LSTR-ORTHO-1-2	\$89

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Латеральные ретракторы для мягких тканей являются незаменимыми ортопедическими хирургическими инструментами, специально разработанными для надежного, нескользящего смещения периартикулярных мягких тканей, капсулы и латеральных коллатеральных связок во время тотального эндопротезирования коленного сустава. Благодаря анатомически изогнутому стержню эти ретракторы позволяют хирургическим бригадам защищать нейрососудистые структуры и латеральные связки от осциллирующих костных пил во время резекции большеберцовой и бедренной костей.

Эта линейка латеральных ретракторов для мягких тканей разработана с учетом различных анатомических особенностей пациентов и требований к глубине доступа и предлагается в двух вариантах общей длины: 9.75 inches (24.76 cm, \$84) и 9.87 inches (25.07 cm, \$89). Рабочие части, изготовленные вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали хирургического класса, имеют изогнутые лезвия шириной 20 mm и 22 mm. Конфигурации зубцов включают комбинации тупых и острых зубцов, адаптированных для точного захвата ткани без соскальзывания с кортикального слоя кости. Мощная рукоятка обеспечивает ассистентам стабильную ручную контртракцию.

Изготовленные с антибликовым сатиновым матовым финишем, Retractor Maker производит латеральные ретракторы для мягких тканей, способные выдерживать высокие механические нагрузки и многократные циклы автоклавирования, обеспечивая центрам реконструкции коленного сустава и ортопедической травматологии во всем мире неизменную клиническую долговечность, коррозионную стойкость и хирургическую надежность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest