



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Nasal Sheen Angulado

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Nasal Sheen Angulado

SKU RM-SNRA-65-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Sheen Nasal Retractor Angled	Longitud total de 6 ½" (165 mm), hoja sólida de 10 mm, chasis angulado	\$49
Funda / Caja protectora	Embalaje individual para transporte	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Nasal Sheen Angulado es un instrumento manual especializado para rinoplastia y cirugía plástica facial, diseñado específicamente para proporcionar una elevación segura y atraumática de la cubierta cutánea nasal y los cartílagos laterales inferiores. Diseñado con un vástago anatómico angulado, este instrumento aleja la mano del asistente del eje quirúrgico, permitiendo al cirujano mantener una línea de visión sin obstrucciones a través del dorso nasal.

Construido para soportar ciclos frecuentes de esterilización en autoclave y con garantía de por vida contra el óxido, esta configuración del Separador Nasal Sheen Angulado presenta una longitud total de 6 ½ pulgadas (165 mm, \$49). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la hoja de trabajo mide 10 mm de ancho con un diseño sólido contorneado con bordes redondeados y atraumáticos para prevenir desgarros en la mucosa o isquemia dérmica. Su chasis angulado fijo proporciona a los asistentes quirúrgicos una palanca manual estable y sin fatiga durante la remodelación intrincada de la punta y la bóveda nasal.

Clasificado como un separador de grado quirúrgico premium certificado, Retractor Maker fabrica el Separador Nasal Sheen Angulado con un acabado mate satinado antirreflejante, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural inquebrantable y durabilidad total en autoclave para centros de cirugía cosmética, otorrinolaringología y plástica facial en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest