



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Langenbeck-Mango Sólido

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Langenbeck-Mango Sólido

SKU RM-LRSH-203-1

\$49 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Estilo #1	Dimensiones (Largo × Ancho): 32 mm de largo × 10 mm de ancho · Función clínica primaria: Retracción enfocada en bordes de heridas y tejido blando superficial · Precio (USD): \$49.00
1	Estilo #2	Dimensiones (Largo × Ancho): 38 mm de largo × 10 mm de ancho · Función clínica primaria: Retracción fascial intermedia y exposición de tendones · Precio (USD): \$49.00
1	Estilo #3	Dimensiones (Largo × Ancho): 38 mm de largo × 12 mm de ancho · Función clínica primaria: Apendicectomía estándar en adultos, hernia y acceso ortopédico articular · Precio (USD): \$49.00
1	Estilo #4	Dimensiones (Largo × Ancho): 38 mm de largo × 16 mm de ancho · Función clínica primaria: Desplazamiento muscular amplio y sujeción profunda de tejidos blandos · Precio (USD): \$49.00
1	Funda / Caja protectora	Dimensiones (Largo × Ancho): Embalaje de transporte estándar · Función clínica primaria: — · Precio (USD): Incluido

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Langenbeck-Mango Sólido es un retractor quirúrgico manual esencial diseñado específicamente para proporcionar una retracción muscular y de tejidos blandos fiable y sin deslizamientos durante cirugías

generales, ortopédicas y plásticas. Diseñado con una hoja alargada en ángulo recto que termina en un labio de retención hacia abajo, este instrumento permite a los asistentes quirúrgicos mantener una contracción constante en los márgenes cutáneos y las capas musculares sin desplazamientos.

Construido bajo estándares de marcos clínicos, este Separador Langenbeck-Mango Sólido presenta una longitud total uniforme de 20.3 cm (8 inches, \$49). Forjado artesanalmente en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento es altamente personalizable a través de cuatro clasificaciones de estilo de hoja: Estilo #1 (32 mm de largo × 10 mm de ancho), Estilo #2 (38 mm de largo × 10 mm de ancho), Estilo #3 (38 mm de largo × 12 mm de ancho) y Estilo #4 (38 mm de largo × 16 mm de ancho). El mango plano sólido y ergonómicamente equilibrado proporciona un agarre cómodo y sin fatiga para los asistentes de quirófano.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador Langenbeck-Mango Sólido para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural y durabilidad clínica total para salas de operaciones en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)