



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Senn Forward Retraktör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Senn Forward Retraktör

SKU RM-SFR-625-1

\$49 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Senn Forward Retraktör	6.25" (15.87 cm) uzunluk, sığ dişli ileri uç, düz sap	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Senn Forward Retraktör; plastik cerrahi, el cerrahisi ve genel cerrahi müdahalelerde güvenli, kaymaz yüzeysel yara kenarı retraksiyonu ve yumuşak doku deplasmanı sağlamak üzere özel olarak geliştirilmiş yenilikçi bir manuel cerrahi alettir. Anatomik açılı, ileriye dönük bıçak ucu ile tasarlanan bu retraktör, cerrahi ekiplerin fibröz doku düzlemlerini temiz bir şekilde kavramasına olanak tanırken, asistan ellerini cerrahın operasyon görüş hattının dışında tutar.

Çevresel aşınmaya karşı koruma sağlayan inert bir yüzeye sahip olan bu Senn Forward Retraktör konfigürasyonu, 6.25 inç (15.87 cm, \$49) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma ucu geometrisi, ezilme yaralanmasına yol açmadan yoğun dermal sınırlar ve fasya üzerinde yüksek verimli, kayma yapmayan doku kontrolü için sığ dişlerle donatılmış özel bir ileri uç tasarımına sahiptir. Tek uçlu tasarım, operasyon asistanlarına yorulmadan manuel kaldırma gücü sağlayan ergonomik olarak düzleştirilmiş bir sap gövdesine entegre edilmiştir.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Senn Forward Retraktör, Retractor Maker tarafından tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir; dünya çapındaki ayakta tedavi cerrahi merkezlerine, plastik cerrahi kliniklerine ve travma salonlarına olağanüstü korozyon direnci, yapısal rijitlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest