



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Deep Gelpi

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Deep Gelpi

SKU RM-DGR-SERIES-1

\$68 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
3 ½" – 4 ½" — Aguda, Romba, Aguda Angulada, 90°, Ângulo Reto — Cirurgia menor superficial, mão e exposição pediátrica	RM-DGR-SERIES-1-1	\$68
5 ½" – 6 ¾" — Aguda, Romba, Aguda Angulada, 90°, Ângulo Reto — Acesso cervical, plástico e tecidos moles intermediários	RM-DGR-SERIES-1-2	\$74
7 ½" – 7 ¾" — Agudo, Rombo, Agudo Angulado, 90°, Ângulo Reto — Laminectomia lombar padrão e retração articular	RM-DGR-SERIES-1-3	\$84
9 ¼" – 12" — Pontiagudo, Rombo, Pontiagudo Angulado, 90°, Ângulo Reto — Cavityde pélvica profunda, bariátrica e fusão espinhal multinível	RM-DGR-SERIES-1-4	\$94

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Deep Gelpi é um instrumento cirúrgico autoestático essencial, projetado especificamente para fornecer retração tecidual confiável em múltiplas profundidades em diversas especialidades cirúrgicas. Construído com garras voltadas para fora que se ancoram firmemente nas margens da ferida, este afastador permite que as equipes cirúrgicas obtenham um acesso operatório amplo, eliminando a fadiga manual do assistente.

Projetado para se adaptar a cada profundidade anatômica e cenário clínico, a série Afastador Deep Gelpi apresenta uma matriz extensa de opções personalizáveis. Os cirurgiões podem escolher entre dez comprimentos totais: 3 ½" (\$68), 4 ½" (\$72), 5 ½" (\$76), 6 ½" (\$74), 6 ¾" (\$80), 7 ½" (\$84), 7 ¾" (\$88), 9 ¼" (\$94), 11" (\$102), e 12" (\$109). As pontas de trabalho e os braços são selecionáveis em Pontas Agudas, Pontas Rombas, Pontas Agudas Anguladas, Anguladas em 90 Graus e Braços em Ângulo Reto. Sua cremalheira de precisão com anéis para os dedos trava firmemente sob a contratensão do tecido.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Deep Gelpi para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, proporcionando aos centros cirúrgicos em todo o mundo rigidez mecânica excepcional, ação suave da cremalheira e durabilidade vitalícia.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest