



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Freeman Face Lift Ekartörleri

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Freeman Face Lift Ekartörleri

SKU RM-FFLR-SERIES-1

\$62 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
20 mm - 22 mm — Düz	RM-FFLR-SERIES-1-1	\$62
20 mm - 22 mm — Tam Eğri	RM-FFLR-SERIES-1-2	\$64
35 mm - 36 mm — Düz	RM-FFLR-SERIES-1-3	\$66
35 mm - 36 mm — Tam Kavisli	RM-FFLR-SERIES-1-4	\$68
37 mm - 38 mm — Düz	RM-FFLR-SERIES-1-5	\$70
37 mm - 38 mm — Tam Kavisli	RM-FFLR-SERIES-1-6	\$72

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Freeman Face Lift Ekartörleri, ritidektomi ve fasiyal rekonstrüktif cerrahi sırasında geniş, kaymaz doku elevasyonu ve optimal görselleştirme sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış temel estetik plastik cerrahi enstrümanlarıdır. Geniş ve konturlu çalışma ucuyla tasarlanan bu ekartörler, manuel karşı traksiyonu deri flepleri üzerine eşit olarak dağıtarak, kapsamlı undermining işlemleri sırasında lokalize iskemi, çöküntü veya dermal yırtılmaları önler.

Belirli anatomik bölgelere ve prosedürel tekniklere uyacak şekilde yapılandırılan bu Freeman Face Lift Ekartörleri serisi, 7 inç (17.8 cm) sabit toplam alet uzunluğunu korur. Seri, altı standart genişlik çapında sunulmaktadır: 20 mm (\$62), 22 mm (\$64), 35 mm (\$66), 36 mm (\$68), 37 mm (\$70) ve 38 mm (\$72). Cerrahlar, doğrudan planar kaldırma için Düz Profil veya yüz konturları etrafında kavislenen Tam Kavisli Model arasında seçim yapabilirler. Ergonomik düz sapı, cerrahi asistanlara sabit ve yorulmadan kontrol imkanı sunar.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten işlenen Retractor Maker, Freeman Face Lift Ekartörlerini sıkı klinik toleranslara göre üreterek dünya çapındaki kozmetik ve fasiyal plastik cerrahi klinikleri için olağanüstü korozyon direnci, sarsılmaz yapısal sertlik ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest