



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Raiz Nervosa Campbell

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Raiz Nervosa Campbell

SKU RM-CNRR-1

\$69 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador de Raiz Nervosa Campbell	8 ¾" (22.2 cm) de comprimento, lâmina de 10-10.5 mm de largura	\$69
Estojo / Caixa de Proteção	Embalagem individual para transporte	\$69

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Raiz Nervosa Campbell é um instrumento cirúrgico espinhal especializado, projetado especificamente para fornecer retração segura e atraumática e proteção do saco tecal e das raízes nervosas durante cirurgias de descompressão lombar. Projetado com uma haste alongada e delgada, este afastador concede aos cirurgiões de coluna uma visualização profunda no espaço interlaminar, mantendo a instrumentação manual fora da linha de visão microscópica direta.

Construído para o manuseio ideal do tecido neural, este modelo do Afastador de Raiz Nervosa Campbell apresenta um comprimento total de 8 ¾ polegadas (22.2 cm) combinado com um perfil de lâmina amplo de 10 mm a 10.5 mm. Ao contrário das pontas estreitas que correm o risco de necrose por pressão focal, este design de lâmina larga distribui as forças de tração uniformemente através das membranas neurais, protegendo suavemente as fibras nervosas longe de brocas rotativas, pinças rongeur de disco e cages intersomáticos. Seu cabo ergonômico oferece feedback tátil refinado e controle antiderrapante durante tarefas delicadas de discectomia.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico premium com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Afastador de Raiz Nervosa Campbell não estéril e totalmente autoclavável em embalagem protetora, oferecendo aos centros cirúrgicos de coluna e neurocirurgia em todo o mundo precisão inigualável e resistência à corrosão.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest