



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Hasson S リトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hasson S リトラクター

SKU RM-HSR-LAP-1

\$24 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
リジッドデザイン — 10.0 mm または 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-1	\$24
可塑性デザイン — 10.0 mm または 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-2	\$44

製品詳細

Hasson S リトラクターは、開腹下腹腔鏡導入（Hasson法）において、安全かつ非侵襲的に筋膜を露出し、腹壁を挙上するために開発された専用の持針器型剥離鉤です。S字型の双頭構造を採用した本器具は、外科医が臍部筋膜の縁を精密に挙上することを可能にし、腸管損傷のリスクを抑えながら腹膜への安全な侵入を視覚的にサポートします。

臨床現場での汎用性を高めるため、この Hasson S リトラクターモデルは全長 18.5 cm を維持しつつ、用途に合わせた材質オプションを用意しています。患者固有の体形に合わせて術中に成形可能な「可塑性デザイン（\$44）」と、硬い組織層に対しても高い支持力を発揮する「固定性デザイン（\$24）」から選択いただけます。いずれもブレード幅は 10.0 mm および 13.0 mm の2種類を展開し、繊細な腹膜を保護するために先端は丸みを帯びた非外傷性形状となっています。

Retractor Maker は、本製品に反射を抑えたサテンマット仕上げプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を採用しています。度重なるオートクレーブ滅菌にも耐えうる耐久性を備え、優れた耐食性と剛性により、世界中の腹腔鏡外科および一般外科において長期にわたる信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest