



製品パンフレット

Caspar Nerve Root Retractors

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Caspar Nerve Root Retractors

SKU RM-CNRR-SERIES-1

\$84 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
4 mm 弁	RM-CNRR-SERIES-1-1	\$84
6 mm 弁	RM-CNRR-SERIES-1-2	\$89
8 mm 弁	RM-CNRR-SERIES-1-3	\$94
10 mm 弁	RM-CNRR-SERIES-1-4	\$99

製品詳細

Caspar Nerve Root Retractorsは、後方腰椎除圧術において硬膜嚢や脊髄神経根を安全かつ非侵襲的に授動・保護するために特別に設計された、脊椎マイクロサージャリーに不可欠な手術器具です。9 ½-inch (24.13 cm) の長いリーチを備えた設計により、脊椎外科医は顕微鏡下の視野を妨げることなく、深い椎間板腔での作業を円滑に進めることができます。

繊細な神経保護のために開発されたCaspar Nerve Root Retractorsシリーズは、神経根を滑らかに保持する特殊な下向き湾曲のブレードチップを採用しており、神経根が術野へ滑り戻ることや、高速ドリルやロンジュールによる損傷を防ぎます。本シリーズは、4 mm (\$84)、6 mm (\$89)、8 mm (\$94)、10 mm (\$99) の4種類の標準ブレード幅を展開しています。人間工学に基づいたフラットなハンドルには精密な滑り止め加工が施されており、執刀医に優れた触知性と微細な操作性を提供します。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、光の反射を抑えたサテンマット仕上げを施したRetractor MakerのCaspar Nerve Root Retractorsは、厳格な臨床的許容誤差に基づいて製造されています。高い耐食性と優れた構造剛性を備え、世界中の脳神経外科および脊椎センターでのオートクレーブ滅菌に完全対応しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest