



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Williams Discectomy Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Williams Discectomy Ekartörü

SKU RM-WDR-1

\$94 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
50 mm × 20 mm (Sol veya Sağ)	RM-WDR-1-1	\$94
70 mm × 20 mm (Sol veya Sağ)	RM-WDR-1-2	\$99

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Williams Discectomy Retractor, lomber dissektomi prosedürleri sırasında interlaminer boşluğa engelsiz bir mikro koridor oluşturmak ve korumak için özel olarak tasarlanmış hassas bir spinal cerrahi ekartördür. Açılı bayonet tipi bıçak şaftı ile tasarlanan bu ekartör, asistanın elini ve sapı mikroskopik görüş hattının tamamen dışında tutarak disk mesafesinin kesintisiz görüntülenmesine olanak tanır.

Hedeplenen paraspinal doku tutma işlemleri için üretilen bu Williams Discectomy Retractor modeli, toplam 18 cm erişim mesafesine sahiptir. Enstrüman, seçilebilir iki bıçak boyutuyla sunulmaktadır: 50 mm × 20 mm (\$94) ve uzatılmış 70 mm × 20 mm (\$99) profil. Belirli unilateral cerrahi yaklaşımları desteklemek için Sol Yönelimli veya Sağ Yönelimli bıçak seçenekleriyle eşleştirilmiştir. Distal dişli ucu, laminer sınır veya faset kapsülüne sıkıca oturarak derin kanal dekompresyonları sırasında kazara doku kaymasını önler.

Yüksek kaliteli medikal sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen ve yansıma yapmayan saten mat kaplamaya sahip olan Retractor Maker, Williams Discectomy Retractor ürününü sıkı klinik toleranslara göre üreterek dünya çapındaki omurga cerrahi merkezleri için yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal rijitlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest