



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Rochard Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Rochard Retractor

SKU RM-RR-1

\$1,699 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
2	Schienenkloben	Befestigung an der OP-Tischschiene
2	Tischseitenstange	26" (Montagerahmen)
1	Tischquerstange	21" (Montagerahmen)
1	Rochard-Fixiervorrichtung	Rahmenfixierungsmechanismus
1	Rochard-Bauchretractor	50 × 90 mm
1	Rochard-Bauchretractor	50 × 105 mm
1	Rochard-Bauchretractor	50 × 120 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Rochard Retractor ist ein klassischer, tischmontierter, selbsthaltender Retraktorrahmen, der für eine stabile Aufwärtselevation und eine breite laterale Exposition bei Oberbaucheingriffen konzipiert wurde. Durch die feste Verankerung an beiden Seiten des Operationstisches eliminiert seine bilaterale Brückenkonstruktion die kontinuierliche physische Belastung durch manuelle Retraktion, während eine starre Freilegung des Rippenbogens und tiefer viszeraler Strukturen erhalten bleibt.

Das Rochard Retractor System wurde für die schwere Retraktion der Bauchwand entwickelt und besteht aus zwei robusten Schienenkloben, zwei 26-Zoll Vertikal-/Seitenstangen, einer 21-Zoll Querstange und einer speziellen Rochard-Fixiervorrichtung. Die mechanische Schraubenspannvorrichtung ermöglicht es Chirurgen, einen kraftvollen, mikroverstellbaren Hebel nach oben auf die drei enthaltenen breiten Bauchvalven (50 × 90

mm, 50 × 105 mm und 50 × 120 mm) auszuüben, um den Rippenbogen ohne Rutschgefahr anzuheben.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit blendfreiem Satin-Finish, stellt Retractor Maker den Rochard Retractor nach exakten Krankenhaus-Spezifikationen her. Er bietet chirurgischen Teams weltweit zuverlässige Haltbarkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest