



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur mammaire Tebbetts

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur mammaire Tebbetts

SKU RM-TBR-64-1

\$64 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
9 cm × 24 mm — Avec dents ou Sans dents — Voie d'abord sous-mammaire, dissection de loge péri-aréolaire	RM-TBR-64-1-1	\$64
15 cm × 24 mm — Avec griffes ou Sans griffes — Création de loge sous-pectorale profonde et augmentation mammaire transaxillaire	RM-TBR-64-1-2	\$64

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur mammaire Tebbetts est un écarteur de chirurgie plastique esthétique de renommée internationale, conçu spécifiquement pour assurer une élévation précise des tissus et une visualisation optimale de la loge pendant l'augmentation mammaire et la mammoplastie. Doté d'une lame au profil incurvé et effilé, cet instrument permet aux chirurgiens de disséquer et d'élever le muscle grand pectoral proprement, établissant ainsi une loge chirurgicale sans entrave pour l'insertion de la prothèse mammaire.

Construite pour offrir une excellente durabilité structurelle et une garantie à vie contre la rouille, cette série d'écarteurs Tebbetts Breast Retractor (\$64) est hautement personnalisable grâce à plusieurs tailles de lames et configurations de bords terminaux. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument offre deux dimensions de lame : une configuration de 9 cm × 24 mm pour les incisions sous-mammaires standard, et une configuration allongée de 15 cm × 24 mm pour la dissection profonde de la loge sous-pectorale. Les chirurgiens peuvent choisir entre un profil Avec Dents, conçu pour assurer une prise tissulaire optimale et prévenir le glissement peropératoire, ou un profil Sans Dents (extrémité lisse) conçu pour une manipulation atraumatique des tissus mous. Son manche ergonomique permet un effet de levier manuel sans fatigue.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Tebbetts pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs opératoires de chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice oncologique du monde entier une fiabilité structurelle inébranlable, une résistance à la corrosion et une durabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest