



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Wassmund 軟部組織レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Wassmund 軟部組織レトラクター

SKU RM-WSTR-21-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Wassmund 軟部組織レトラクター	全長 21 cm、33 × 20 mm 平滑ブレード、フラットハンドル	\$49
保護スリーブ / ボックス	個別輸送用パッケージ	\$49

製品詳細

Wassmund 軟部組織レトラクターは、顎矯正手術や歯科介入において、安全で非侵襲的な軟部組織の変位と粘膜骨膜弁の保護を提供するために特別に設計された、口腔顎顔面外科および形成外科に不可欠な開創器です。解剖学的に湾曲したブレード面により、術者は高速バーや骨鋸から頬、唇、骨膜を粘膜損傷させることなくきれいに剥離・牽引することができます。

術野の露出範囲と手技の操作性の最適なバランスを実現するために構築されたこの Wassmund 軟部組織レトラクターの構成は、全長 21 cm（\$49）を特徴としています。錆や材料の欠陥に対する生涯保証を保証するプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされており、作業端の寸法は長さ 33 mm × 幅 20 mm です。構造設計には、局所的な裂傷を引き起こすことなく安全な組織操作を行うために最適化された、手持ち式のシングルエンド平滑ブレード構成が採用されています。人間工学に基づいたフラットハンドルにより、長時間の顎顔面手術全体を通じて、助手は安定した手動のカウンター・トラクションを維持できます。

反射防止サテンマット仕上げで鍛造された Retractor Maker 社製の Wassmund 軟部組織レトラクターは、高頻度のオートクレーブ滅菌サイクルに耐えるように製造されており、世界中の口腔外科、インプラントセンター、顎顔面外科クリニックに優れた構造剛性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest