



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Bookwalter Posterior Spinal Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Bookwalter Posterior Spinal Retractor

SKU RM-BPSR-1

\$2,399 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Field Post	12" (30.5 cm)
1	Post Coupler	標準型
1	Horizontal Bar	1" 直径 (2.5 cm)
6	Standard Ratchets	非チルト型
4	Tilt Ratchet Mechanisms	マルチアングル
1	Half Circle Ring Segments	8½" 直径 (21.6 cm)
1	Straight Ring Segment	4" 直径 (10.2 cm)
1	Straight Ring Segment	6" 直径 (15.2 cm)
1	Straight Ring Segment	8" 直径 (20.3 cm)
2	Meyerding Blades	⅔" × 2⅓" (1.7 × 5.9 cm)
2	Meyerding Blades	1" × 3⅓" (2.5 × 8.5 cm)
2	Meyerding Blades	2" × 3¾" (5.1 × 9.5 cm)
2	Scoville Hooks	小
2	Scoville Hooks	大

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
2	3-Prong Rakes	⅔" 幅 × ¾" 深さ (1.7 × 1.9 cm)
2	4-Prong Rakes	¾" 幅 × ⅓" 深さ (1.9 × 0.8 cm)
2	6-Prong Rakes	1" 幅 × ⅓" 深さ (2.5 × 0.8 cm)
1	Sterilization Box	保護ケース

製品詳細

Bookwalter Posterior Spinal Retractorは、頸椎、胸椎、および腰椎への後方アプローチにおいて、安定したハンズフリーの術野展開を提供する手術台固定式自動開創器セットです。本システムは、12" (30.5 cm) のフィールドポスト、標準ポストカブラー、および直径 1" (2.5 cm) の水平バーを使用して手術台に固定されます。

ワーキングフレームはモジュール式です。8½" (21.6 cm) の半円リングセグメントを4"、6"、8"のストレートリングセグメントと組み合わせることで、切開創の長さや幅に合わせてフレームを組み立てることができます。6個の標準非チルトラチェットと4個のマルチアングルチルトラチェット機構がブレードをフレームに確実に固定し、ブレードの角度と開創深度を独立して設定可能です。

付属の開創用ハードウェアは、幅広い術野展開に対応します：Meyerdingブレード（⅔" × 2⅓"、1" × 3⅓"、2" × 3¾"サイズ）、小・大のScovilleフック、および3本爪、4本爪、6本爪のレイクが含まれます。すべてのコンポーネントは非磁性の手術用グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で製造されており、専用の滅菌ボックスに収納されています。

Bookwalter Posterior Spinal Retractorは未滅菌状態で提供され、再利用およびオートクレーブ滅菌が可能です。使用前に、医療施設の検証済み手順に従って洗浄および滅菌を行う必要があります。Retractor Makerは、パキスタンのシアルコートよりこのセットを直接製造・供給しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest