



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Nervios Hoen

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Separador de Nervios Hoen

SKU RM-HNR-22-1

\$24 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Hoen Nerve Retractor	22 cm de longitud total, punta nerviosa atraumática curva	\$24
Funda / Caja Protectora	Embalaje de tránsito individual	\$24

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Nervios Hoen es un instrumento neuroquirúrgico y espinal de renombre internacional, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento seguro y atraumático de la raíz nerviosa y del saco tecal durante los procedimientos de descompresión espinal. Diseñado con una punta distal curva ultra suave, este separador permite a los cirujanos explorar, movilizar y proteger suavemente las delicadas fibras neurales sin causar neuropraxia por tracción localizada o laceraciones dures.

Construido para el desplazamiento de raíces nerviosas en corredores operatorios profundos, esta configuración del Separador de Nervios Hoen presenta una longitud total de la herramienta de 22 cm (\$24). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), su vástago delgado y equilibrado proporciona al cirujano una sensibilidad táctil refinada. El mango ergonómico moletado asegura un control antideslizante con la punta de los dedos bajo microscopios quirúrgicos de alta magnificación.

Fabricado bajo estrictas tolerancias clínicas con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker suministra el Separador de Nervios Hoen no estéril y totalmente autoclavable dentro de un embalaje protector, proporcionando a los neurocirujanos y especialistas en columna de todo el mundo un control de microdissección y una fiabilidad clínica inigualables.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest