



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Cottle Nasal Retractor - 4 Blunt Prongs

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cottle Nasal Retractor - 4 Blunt Prongs

SKU RM-CNR4BP-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Cottle Nasal Retractor - 4 Blunt Prongs	全長6" (15.0 cm)、10.0 mm幅レーキ、4本鈍爪	\$44
保護スリーブ / 外箱	個別配送用パッケージ	\$44

製品詳細

Cottle Nasal Retractor - 4 Blunt Prongsは、鼻前庭および鼻中隔の広範囲かつ低侵襲な軟部組織の露出を目的に設計された、鼻形成術および鼻中隔形成術における基本的手術用鉤です。滑らかに研磨された鈍爪仕様により、繊細な粘膜や皮膚縁を損傷させたり刺傷を作ったりすることなく牽引することが可能です。

鼻腔内の精密な操作性を追求し、全長6インチ (15.0 cm)、レーキヘッド幅10.0 mmに設計されています。4本の爪は、鼻翼縁の解剖学的曲線に適合するよう、外側の爪を低く配置した独自の凹型レイアウトを採用し、必要に応じた選択的かつカスタマイズされた牽引を実現します。人間工学に基づいたフラットなハンドル形状により、長時間の剥離操作においても手の疲労を軽減し、確実に滑りにくいグリップを保証します。

Retractor Makerは、医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）に反射防止のサテンマット仕上げを施し、厳格な臨床基準に従ってこのCottle Nasal Retractor - 4 Blunt Prongsを製造しています。高い耐食性と強固な構造的剛性を備え、世界中の形成外科および耳鼻咽喉科の手術室において完全なオートクレーブ対応を実現しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest